

sinbo

SBS 4432 BANYO BASKÜLÜ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

HR

AR



www.sinbo.com.tr

Русский

SINBO SBS 4432

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ – АНАЛИЗАТОР ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Характеристики

1. Может использоваться, как обычные весы для взвешивания массы тела.
2. Анализатор избыточного веса измеряет массу тела, с высокой точностью помогает вычислить процентное содержание количество воды и жира, массу мышц и костей, а так же состав тела и обмен веществ.

* Основные функции

- * Диапазон взвешивания/цена деления 5 кг-180 кг / 0.1 кг
- * Соотношение жира/цена деления: %5-50 / %0.1
- * Соотношение воды/цена деления: %20-70 / %0.1
- * Оптимальный диапазон роста : 75-225 см
- * Диапазон возраста: 10-85 лет
- * Минимальный вес взвешивания: 5 кг
- * Единицы измерения: кг/стоун/фунт
- * Сохраняет значения до 10 пользователей
- * Три шкалы веса: 50, 100, 150 кг
- * Ошибка: Err %
- * Дисплей напряжения: В случае если заряд батарейки снижается до уровня ниже 2.5 В, через 2 секунды после автоматического выключения, на дисплее отобразится значение "Lo".
- * Дисплей перегрузки: O-Ld, Перегрузка: 182 кг
- * Автоматическое выключение: Находясь в покое 10 секунд, весы выключаются автоматически.
- * Функциональные кнопки: UP (вверх), SET (выбрать), DOWN (вниз), UNIT (единица)

* Инструкция по пользованию

Ввод личных данных

1. Нажмите кнопку **SET**, на дисплее появится номер пользователя (0-9). Нажатием кнопки **▲** – это число может быть увеличено, а нажатием кнопки **▼** – уменьшено. Возможен ввод данных для 10 пользователей возможен выбора цифр от 0 до 9. Подтвердите выбор пользователя нажатием кнопки **SET**. В случае если в течение 3 секунд, больше ни каких операций не будет выполнено, цифровое значение зафиксируется и замигает, это и будет значение пользователя.
2. После выбора номера пользователя, замигает индикатор пола. Чтобы выбрать пол используйте кнопки **▲** или **▼**. Подтвердите выбор пола нажатием кнопки **SET**, если больше ни каких операций не осуществлять через 20 секунд весы автоматически выключатся.
3. После выбора пола, введите свой возраст нажатием кнопки **▲** или **▼** Подтвердите свой возраст нажатием кнопки **SET**, если больше ни каких операций не осуществлять через 20 секунд весы автоматически выключатся.
4. После введения возраста загорится индикатор, введите свой рост, нажатием кнопки **▲** или **▼**.

Подтвердите свой рост нажатием кнопки **SET**, если больше ни каких операций не осуществлять через 20 секунд весы автоматически выключатся.

5. После ввода всех данных, на дисплее появится значение "0.0", это означает, что можете приступить к взвешиванию.

Измерение

Измерение веса

1. Встаньте на весы и подождите, пока на дисплее появится ваш вес. Вес отобразится 3 раза и зафиксируется.

2. Находясь в покое 10 секунд, весы выключаются автоматически.

Измерение избыточного веса, жира, воды, мышц, костей и обмена веществ.

Встаньте на весы босиком так, чтобы ваши стопы и пятки находились на кругах, и подождите, пока на дисплее появится ваш вес. Вес отобразится 3 раза и зафиксируется. Через несколько секунд на дисплее отобразится ваш вес, после чего - процент содержания «жира» и «воды», «мышц», «костей», «обмена веществ» в течение 2-х секунд эти показания будут сменять друг друга, и так повторится три раза, потом весы автоматически отключатся.

Примечания для пользователя:

1. Установите весы на твёрдой и ровной поверхности, если весы будут находится на неровной поверхности или ковре значения будут определены неверно.

2. Во избежание скольжения и падения, поверхность весов должна быть всегда сухой.

3. Взвешивайтесь перед приёмом пищи, перед взвешиванием снимите обувь, носки и одежду.

4. Чтобы измерить вес с максимальной точностью, взвешивайтесь утром через 2 часа после сна.

5. Чтобы не повредить электронное оборудование прибора, храните весы в сухом помещении.

6. Для чистки весов используйте мягкую ткань, не погружайте в воду.

7. Не вскрывайте весы, за исключением замены батареек.

8. Предотвращайте падение предметов сверху на весы.

9. Чтобы не повредить сверхчувствительный прибор, не взвешивайте на весах тяжёлый груз.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-4432-14012016

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджин, Джад, № 4, Авджелар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»
105187, г. Москва, ул. Щербаковская 53, корп. 15, РФ
ИНН 7719269331 ОКПО 771901001



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNSAAT
SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC.
A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
SGS-CSTC Standards Technical Services
Shanghai Co., Ltd.

588 West Jindu Road, Songjiang District,
Shanghai, China

EEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Made in P.R.C. İmalat Yılı : 2016