

GESS[®]

Импульсный массажер **M-18**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку импульсного массажера **M-18!**

Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. После прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Соблюдение рекомендаций, указанных в инструкции, позволит Вам наслаждаться использованием массажера в течение длительного времени.

Примечание: Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Изделие не предназначено для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, восстановления физиологических функций организма.

Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения к ней в дальнейшем.

Содержание

Особенности	3
Меры предосторожности.....	3
Аксессуары	4
Клавиши и функции.....	4
Подготовка к использованию	5
Использование прибора	5
Стандарты по интенсивности, времени и числу раз применения устройства	6
Хранение и уход.....	7
Технические характеристики	7
Возможные неисправности и методы их устранения	8

Особенности

Импульсный массажер используется для коррекции фигуры и повышения тонуса организма. Прибор имеет 2 независимых клапана А и В и 4 электродных подушечки. Это позволит Вам работать над разными участками тела одновременно.

Вы можете выбрать любой из 3 видов массажа (пульсирующий, пульсирующую вибрацию и непрерывную вибрацию), а также одну из автоматических программ, для проработки отдельных участков тела (плеч, суставов, живота, рук, ног).

Меры предосторожности

Прибор не является медицинским оборудованием. Не рекомендуется использование импульсного массажера М-18 в следующих случаях:

- Болезнь сердца
- Наличие электронного стимулятора сердца
- Высокая температура
- Острые заболевания
- Повышенное или пониженное кровеносное давление
- Менструации, беременность или недавнее рождение ребенка
- Запрещено использование в области болезненных участков кожи, ран, ссадин и порезов
- Злокачественные опухоли
- Влажное тело
- Туберкулезные заболевания

Внимание!

- Если массажер используется двумя людьми одновременно, убедитесь в том, что каждый пользователь применяет подушечки, подключенные только к одному из каналов. Начиная работу с массажером, изменяйте настройки постепенно от низкой интенсивности к высокой во избежание какого-либо дискомфорта.
- Зафиксируйте подушечки таким образом, чтобы они не находили друг на друга.
- Убедитесь в том, что электродные подушечки надежно прикреплены и не сместятся в процессе работы без предварительного выключения прибора.
- Всегда содержите электродные подушечки в чистоте и не дотрагивайтесь пальцами до липкого слоя.
- В случае возникновения неприятных или болезненных ощущений во время сеанса импульсного массажа, необходимо немедленно прекратить его использование прибора.

Меры предосторожности

- Использование прибора людьми с ограниченными умственными или сенсорными способностями возможно только под наблюдением ответственных лиц.
- Запрещается применение импульсного массажера в области рта и гениталий.
- Запрещается использование прибора в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, бассейн и т.д.), а также во время приема ванны и душа.
- Необходимо воздержаться от использования прибора во время вождения автомобиля и других транспортных средств.
- Запрещается использование прибора во время сна.
- Прибор предназначен для домашнего использования. Не применяйте устройство в коммерческих целях.
- Не роняйте прибор, не садитесь, не ложитесь, не размещайте на нем тяжелые предметы во избежание травм и поломок массажера.
- Запрещается чрезмерное изгибание и затягивание провода в соединении между проводим и подушечками.

Аксессуары

- Электроды физической терапии
- Соединительный провод
- Инструкция по эксплуатации

Клавиши и функции

- Корпус прибора
- Индикатор стимуляции
- Режим массажа
- Скорость
- Интенсивность
- Клавиша переключения между режимом настройки интенсивности и скорости
- ЖК дисплей
- Клавиша включения/усиления
- Клавиша выключения/уменьшения
- Клавиша выбора режима работы

Подготовка к использованию

Установка батареек (не входят в комплектацию)

- Убедитесь, что прибор выключен.
- Откройте отсек для батареек легким нажатием в направлении стрелок. Вставьте батарейки и убедитесь, что (+) и (-) полярности соответствуют диаграмме, указанной на обратной стороне прибора.
- Плотно закройте отсек для батареек крышкой.

Подготовка и настройка электродов

- Присоедините электродный провод к подушечкам.
- Вставьте вилку электродного провода прибора в разъем корпуса устройства.
- Удалите пленку с электродных подушечек.
- Удалите косметику, крема, загрязнения с участка тела, на котором будет применяться прибор.
- В случае загрязнения электродных подушечек, их способности к прилипанию и возможное количество последующих использований может сократиться.
- Установите электродные подушечки на выбранном участке тела. Обратите внимание: прибор не будет работать до тех пор, пока не будут подключены обе электродные подушечки к хотя бы одному из каналов.

Внимание!

Пожалуйста, вынимайте батарейки, если прибор не планируется использоваться в течение долгого времени.

Не прикладывайте электродные подушечки к телу, если по ним подается напряжение, т.к. это может привести к получению внезапного шока.

На теле есть ряд участков, на которых сложно зафиксировать электродные подушечки. В таких случаях используйте аптечный пластырь.

Использование прибора

Включение

Нажмите кнопку ON

Выбор режима

Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать один из трех ручных режимов массажа: пульсация/ импульсная вибрация/непрерывная вибрация. Также можно установить одну из автоматических программ, разработанных специально для оптимальной проработки определенных участков тела:

- Плечи
- Живот
- Суставы
- Руки
- Ноги

Использование прибора

Регулировка интенсивности массажа

Для увеличения интенсивности массажа необходимо нажимать кнопку ON, для того, чтобы ослабить интенсивность массажа, воспользуйтесь кнопкой OFF.

Регулировка скорости массажа

Для перехода в режим регулировки скорости массажного воздействия необходимо нажать кнопку S/P. Нажимайте кнопку ON, чтобы увеличить скорость массажа и кнопку OFF, чтобы снизить скорость массажа.

При повторном нажатии на кнопку S/P Вы снова перейдете в режим регулировки интенсивности массажа.

Выключение прибора

Чтобы выключить прибор, сначала нажмите кнопку MODE для перехода в главное меню, затем нажмите и удерживайте кнопку OFF.

Стандарты по интенсивности, времени и числу раз применения устройства

Интенсивность

Чувствительность к интенсивности стимуляции различна в каждом индивидуальном случае и меняется в зависимости от различных условий. Мощность батареек и состояние электродов также играют важную роль. Выберите настройки прибора, наиболее комфортные и подходящие для Вас.

Предостережения

Не стоит думать, что увеличение интенсивности стимуляции приведет к наибольшему эффекту. Чрезмерная интенсивность стимуляции может вызвать раздражение или покраснение кожи.

Время

Стандартная продолжительность работы с одним участком тела составляет 10-15 минут. Общее время работы не должно превышать 30 минут.

Частота применения

Стандартная частота использования прибора составляет 1-2 раза в день. Приблизительно в течение первой недели у некоторых людей может появиться чувство усталости и утомление. В этом случае необходимо уменьшить интенсивность, сократить время стимуляции и ограничить использование прибора до одного раза в день.

Хранение

- Выньте вилку электродного провода из разъема
- После завершения использования прибора, положите электродные подушечки на держатель для электродов, когда электродный провод все еще присоединен к устройству.
- Намотайте электродный провод вокруг специальной выемки на электродном держателе, положите вилку провода в один из четырех пазов.

Хранение и уход

Прибор

- Протирайте прибор влажной тканью или нейтральным чистящим средством. Не используйте для очистки такие жидкости как бензин, растворитель и прочее.
- Не используйте и не храните прибор вблизи магнитных полей и электронных волн (например, рядом с телевизором и радио).
- Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Храните прибор вдали от детей.
- Необходимо удалить батарейки из корпуса прибора, если не планируется использование устройства в течение длительного времени.

Электроды

- При загрязнении электродных подушечек их липкость уменьшается и на коже может возникнуть раздражение во время использования. В данной ситуации необходимо намочить подушечки водой и аккуратно удалить загрязнения. Данная процедура позволит на время восстановить липкость подушечек.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на электродные подушечки.
- При покупке сменных подушечек не забудьте уточнить, подходят ли они к данной модели импульсного массажера (M-18).

Технические характеристики

Модель	M-18
Артикул	GESS-M18
Напряжение	DC 3V, 2 элемента AAA
Мощность	не более 50 мВт
Размер упаковки, мм	210x160x40
Вес в упаковке, кг	0.2
Батарейки пальчиковые AAA	НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

Возможные неисправности и методы их устранения

Прибор не работает	Подушечки не подключены к электродному проводу	Проверьте или подключите подушечки к электродному проводу.
	Электроды размещены неправильно	Прочтите инструкцию по правильно установке электродных подушечек.
	Разрядились батарейки	Замените батарейки.
	Батарейки вставлены неправильно	Вставьте батарейки в соответствии с диаграммой на корпусе прибора.
Дисплей и режимы работы светятся, но стимуляции не происходит	Электроды размещены неправильно	Подача напряжения к используемому каналу автоматически прекращается через 5 секунд после отсоединения электродных подушечек от тела. Проверьте надежно ли прикреплены подушечки к телу.
	Проверка интенсивности	Нажмите на кнопку регулировки интенсивности и выберите умеренный уровень.
	Электроды наложены друг на друга	Зафиксируйте электродные подушечки таким образом, чтобы они не находили друг на друга.
Слабая стимуляция	Электроды наложены друг на друга	Зафиксируйте электродные подушечки таким образом, чтобы они не находили друг на друга.
	Подушечки не подключены к электродному проводу	Проверьте или подключите подушечки к электродному проводу.
	Электроды размещены неправильно	Прочтите инструкцию по правильно установке электродных подушечек.
Прибор включен, но дисплей и режимы работы не загораются	Разрядились батарейки	Замените батарейки.
	Батарейки вставлены неправильно	Вставьте батарейки в соответствии с диаграммой на корпусе прибора.
Возникают покраснения на коже	Слишком длительная стимуляция данного участка тела	Ограничьте время использования прибора на данном участке до 10-15 минут
	Сухие электродные подушечки	Смочите поверхность подушечек и попробуйте снова. Если проблема не решена, то необходимо заменить электродные подушечки на новые.
	Плохо зафиксированы электродные подушечки	Прилепите подушечки таким образом, чтобы они плотно прилегали к телу.

GESS[®]

Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока в один год, либо их замену на аналогичное в случае невозможности ремонта. Обязательство по гарантийному ремонту берет на себя организация-продавец.

Артикул: GESS-M18

www.gessmarket.com | www.gessmarket.ru

