



# Мини массажер «Relax»

## Артикул: PH9589



*Руководство по эксплуатации.  
Перед использованием прочитайте инструкцию!*



**PROFFI**  
H O M E

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.**

Данный прибор предназначен для массажа в некоммерческих целях.

### **Комплектация:**

- Мини массажер «Relax» - 1 шт.
  - Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- \* Батарейки в комплект не входят

### **Руководство по эксплуатации.**

#### **Меры предосторожности:**

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного/коммерческого использования.
- Не использовать в условиях повышенной влажности.
- При повреждении и поломки прибора во избежание опасности ремонт изделия должен производить изготовитель или авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Всегда включайте и выключайте прибор сухими руками.
- Не используйте прибор, если видны повреждения.
- Не используйте прибор при видимых повреждениях кожи.
- Используйте прибор только по назначению во избежание поломок.
- Не оставляйте прибор вблизи источников высокой температуры. Храните прибор вдали от прямого солнечного воздействия.

#### **Внимание:**

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.



**PROFFI**  
H O M E

### **Технические характеристики:**

Тип продукта: мини массажер «RELAX».

Мощность: 2,8Вт

Напряжение: 4,5В

Размер: 9 x 10,5 x 10,5см

Класс защиты: III

Материал: пластик

### **Инструкция по применению:**

- Проверьте прибор на наличие повреждений.
- Откройте отсек на верхнем корпусе прибора повернув его в позицию «Open».
- Вставьте в отсек три батарейки AAA согласно полярности +/-.
- Закройте отсек на верхнем корпусе прибора повернув его в позицию «Close».
- Для начала работы прибора надавите ладонью на верхнюю часть корпуса с надписью «ON/OFF».
- Для завершения работы прибора, необходимо прекратить давление ладони на верхнюю часть прибора.

### **Применение:**

- Подходит для точечного массажа.
- Улучшает кровообращение.
- Помогает снять напряжение и усталость в мышцах.





**PROFFI**  
H O M E

### **Хранение и уход:**

- Хранить прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- При хранении прибора извлеките батарейки питания.
- Для очистки прибора используйте мягкую ткань.

Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Правильная утилизация позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выброса отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемого бесплатно по вашему месту жительства, обратитесь в местное управление вашего муниципального органа власти.

**Правила реализации:** Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Товар сертифицирован.**

**Производитель:** Wenzhou Kexin Health product Co., Ltd Адрес. A-888 Sunao Road Feiyun District Ruian City Zhejiang province, China.

**Произведено по заказу:** ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, **www.proffi.ru**

**Импортер:** ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, **www.proffi.ru**

**Организация, уполномоченная на принятие претензий:** ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7(495)229-29-07, **www.proffi.me**

ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

**Расчетный срок службы:** 36 месяцев.

**Гарантия:** 12 месяцев.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

**Дата производства:** сентябрь 2018 г.

**Сделано в Китае.**



# Гарантийный талон

Наименование устройства \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Адрес фирмы-продавца \_\_\_\_\_

Телефон фирмы-продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подтверждаю получение исправного изделия.

Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
<i>Модель</i>	<i>Модель</i>	<i>Модель</i>
<i>Серийный номер</i>	<i>Серийный номер</i>	<i>Серийный номер</i>
<i>Дата продажи</i>	<i>Дата продажи</i>	<i>Дата продажи</i>
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

## Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания ООО «ПАНОРАМА ГРУП» выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адрес и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине, у наших дилеров, на сайте компании [www.proff.ru](http://www.proff.ru), по телефону 8(495)229-29-07. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику PROFF. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера и даты выпуска, гарантийного срока, а так же совпадение серийного номера и модели на изделии. Данным гарантийным талоном компании ООО «ПАНОРАМА ГРУП» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания ООО «ПАНОРАМА ГРУП» оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае не соблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируется законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

### Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствии печати продавца на гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

### Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией ООО «ПАНОРАМА ГРУП» и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправностей в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а так же на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

### Для всех видов изделий:

A) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;  
B) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);  
B) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

### Дополнительно:

- на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодоранты), фильтры, полки;
- на тарелки, вертелы, решетки;
- Г) для пылесосов – на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры
- Д) для швейных машинок – на иглы, педаль, ножки и их держатели, шпули, челночные устройства, игольные пластины, двигатели ткани, паропроводы, электрокабели, ремни, осветительные устройства, пускатели, предохранители и т.п.
- Е) для стиральных машин – на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
- 5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
- 6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
  - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
  - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей, преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
  - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
  - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
  - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п., ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
  - повреждением, вызванным бытовыми грызунами;
  - использование изделий в целях, для которых оно не предназначено;
  - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, скачок напряжения и т.д.), а так же внезапными несчастными случаями;
  - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
  - использованием изделия в производственных, коммерческих, а так же иных других целях, не соответствующих прямому назначению;
  - использование нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио-, видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
  - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
- 7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
- 8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
- 9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства АСЦ и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
- 10. Компания ООО «ПАНОРАМА ГРУП» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный PROFF людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

**Уважаемый покупатель! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.**

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>
<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>
<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею. Подпись:	Прибор принял, претензий не имею. Подпись:	Прибор принял, претензий не имею. Подпись:



