

NDCARE



Электронные весы
NDCare BS186
Руководство пользователя

Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Краткое описание

Данные весы оснащены электронным LCD-дисплеем и используют высокоточные датчики для измерения массы.

Технические характеристики

- Диапазон измерения: 8 - 150 кг
- Шаг измерения: 100 г
- Батарея: CR2032 (3 В, 1 шт., включён в комплект)
- Автоматическое включение/отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого уровня заряда батареи
- Платформа из закалённого стекла
- Антискользящее покрытие
- Системы измерения: метрическая и английская

Использование устройства

1. Поставьте весы на твёрдую плоскую поверхность (избегайте ковров и других мягких поверхностей). Наступите на стеклянную часть весов, они начнут работать.
2. Аккуратно наступите обеими ногами на весы и оставайтесь неподвижны, в то время как весы определяют вашу массу. Результат будет показан на экране.

Замечания

- Перед установкой батареи, пожалуйста, снимите с электрических контактов защитную плёнку. Когда у источника питания низкий уровень заряда, его следует заменить. При установке батареи нужно соблюдать полярность.

- Если никакое измерение проводится и на дисплее показано нулевое значение, он выключится автоматически через 15 секунд.
- Когда весы перегружены (более 150 кг), на экране появится сообщение “Err”.
- Когда на экране появляется сообщение “LO”, необходимо поменять батарею. Для этого откройте крышку с задней стороны весов, извлеките оттуда старую батарею, и поставьте новую.

Утилизация

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Весы напольные

NDCARE

Наименование товара: NDCare BS186

Дата производства: Ноябрь 2018

Дата продажи: « _____ » _____ 201__ г.

Продавец: _____

Подпись продавца: _____
(наименование организации)

Подпись продавца: _____

М.П.

Внимание! При покупке требуйте полного и разборчивого заполнения всех полей, подписи и печати продавца.

7

L

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за покупку данного Изделия и гарантируем его надежную работу. В случае если данное Изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем Вам обращаться в сервисные центры, полную информацию о которых можно получить на web-сайте www.t-service.pro или у Изготовителя.

Изделие соответствует требованиям законодательства РФ, а также стандартов, применимых для изделий такого рода.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на **Изделие -1 год**, исчисляемый с момента передачи Изделия покупателю, но **не более 1,5 лет** со дня изготовления Изделия.

Срок проведения гарантийного ремонта и обслуживания изделия составляет до 45 дней с даты обращения.

Срок службы изделия составляет **2 года**.

Условия гарантии:

- I. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного технического паспорта (с указанием наименования, даты продажи Изделия, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии) вместе с Изделием.
- II. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства по эксплуатации при использовании, хранении или транспортировке Изделия.

III. Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с Изделием (в т.ч. сетевые адаптеры, кабели, аксессуары).
2. Документацию, компакт-диски, упаковочные материалы, поставляемые вместе с Изделием.
3. Потертости, царапины и иные незначительные повреждения корпуса Изделия, не влияющие на технические характеристики Изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.
4. Модернизацию Изделия.

IV. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством по эксплуатации.
3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.
4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.
5. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием, не входящим в комплект поставки Изделия, если иное не оговорено в Руководстве по эксплуатации.
6. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо эксплуатацией Изделия в составе комплекта неисправного оборудования.

Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценками и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в разделе IV настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо - заменить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и агрегатов на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать (в некоторых случаях превосходить) полной стоимости Изделия.

Заполняется покупателем

Комплектность проверил,
с условиями гарантии согласен:

Дата: _____

Подпись: _____ L

7

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ДВМ Электроникс Ко., Лимитед»

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лей Ю Мун Роуд, Комн. 517, Квун Тонг, Коулунг Гонконг.

ИМПОРТЕР

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Групп»

Адрес: 127055, г. Москва, пер. Вадковский, д. 12, оф. 43.

ИНТЕРНЕТ: www.technd.ru

Организация принимающая претензии по качеству товара у конечных Потребителей

ООО «Т-Сервис»

ИНН 7715978552, КПП 771501001

Контактный телефон: 8-495-981-47-00

ИНТЕРНЕТ: www.t-service.pro

