

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	возможно разряжен аккумулятор	зарядите аккумулятор

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не использовать на коже с папилломами, бородавками, родинками, акне, ожогами и повреждениями кожи. Беременность, заболевания крови, острые инфекционные заболевания, истощение, заболевания сердца, новообразования.

04

Материал: терилен, спандекс, полиуретан, ABS-пластик, металл.

Материал чехла: 95% терилен + 5% спандекс.

Материал наполнителя: вспененный полиуретан.

Цвет:

KZ 0558 – серо-зелёная

KZ 0559 – серо-розовая

Размер/объем: 255x250x125 мм

Мощность литиевого аккумулятора: 2000 mAh

Мощность: 3,7 Вт

Напряжение входное: 220 В

Напряжение выходное: 5 В

Комплектация: массажная подушка – 1 шт., зарядный шнур – 1 шт., адаптер для зарядки – 1 шт., инструкция - 1 шт.

05

ДОРОЖНАЯ

ПОДУШКА-ПОДГОЛОВНИК

ДЛЯ ШЕИ С ЗАВЯЗКАМИ

KZ 0559

KZ 0558

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Дорожная подушка для шеи и воротниковой зоны с функцией массажа – отличное средство для фиксации физиологичного положения шейных позвонков, снятия усталости и предотвращения болевых ощущений при долгих поездках. Подушка-подголовник фиксируется на шее завязками, что позволяет вам комфортно расслабиться и отдохнуть в дороге. Благодаря “интеллектуальному” наполнителю подголовник поддерживает естественное положение шеи, имеет “эффект памяти” – запоминает и держит форму. Основное преимущество подушки – это возможность получить полноценный сеанс массажа в любое время: в нее встроены 2 ролика, которые хорошо разминают мышцы и улучшают кровообращение. Время одного сеанса массажа – 10 минут, после этого таймер отключается автоматически, для нового сеанса необходимо вновь нажать на пуск. Также подушка оснащена функциями прогрева и вибрации для еще большего массажного эффекта. Использование подушки-подголовника особенно рекомендуется для снятия усталости и улучшения общего состояния после интенсивных физических нагрузок или при сидячем образе жизни.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• 3 режима массажа.

• 2 режима интенсивности вращения роликов.

• 2 встроенных ролика для глубокого массажа шеи и воротниковой зоны.

• Функция инфракрасного прогрева с возможностью отключения.

• Работа аккумулятора до 4-х часов.

• Функция вибрации.

• Возможность зарядки от USB и от сети.

01

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не использовать при контакте с водой.

Не погружайте подушку и зарядное устройство в воду.

Избегать попадания воды и других жидкостей внутрь.

Не позволяйте детям пользоваться подушкой без присмотра взрослых.

Запрещается использовать массажер без предварительного ознакомления с инструкцией.

Не оставляйте без внимания подушку, включенную в сеть.

Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети.

Не допускайте соприкосновения шнура или самой подушки с нагретыми поверхностями.

Не пользуйтесь массажером с поврежденным шнуром.

Не пытайтесь отремонтировать подушку самостоятельно.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

• Подушка

• 2 встроенных ролика

• Чехол с завязками

• Панель управления

• Аккумулятор

• Usb-разъем

02

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

При запуске удерживайте кнопку ПУСК более 3 сек. Длительное нажатие на кнопку предусмотрено для предотвращения нежелательного включения.

Три режима массажа - для выбора режима массажа нажмите на кнопку М:

1) только массаж роликами+прогрев (на данном режиме существует возможность отключения прогрева при помощи однократного нажатия на кнопку М).

2) только вибрация+прогрев.

3) массаж роликами и вибрация + прогрев.

Так же устройство предполагает обычный прогрев без осуществления массажа (включается нажатием на кнопку М - режим следующий за режимом массажа «вибрация+прогрев».

С помощью кнопки III осуществляется выбор интенсивности массажа роликами:

– обычный режим;

– интенсивный массаж.

Для прекращения использования удерживайте кнопку ПУСК 3 секунды.

Подушка работает от аккумулятора, заряжайте его вовремя.

Зарядка занимает 2 часа.

При полной зарядке отключите зарядное устройство от сети.

03