

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Материал: ПУ, АБС пластик, полиэстер, металл.  
 Цвет: бирюзовый, черный.  
 Размер: массажная часть – 30 x 17 см., длина накидки – 121 см.  
 Входное напряжение: AC 100-240 В, 50 Гц.  
 Выходное напряжение: DC 12 В, 2А.  
 Мощность: 24Вт.  
 Максимальная нагрузка: 70-80 кг.  
 Работает от сети 220 В или от автомобильного прикуривателя.  
 Комплектация: массажер – 1 шт., адаптер для сети 220 В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., сумка – 1 шт., инструкция – 1 шт.



Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку правильно
Массажер слишком горячий	слишком долгое применение массажера	отключите массажер на 30 минут


**MASSAZHER DLYA ШЕИ И ПЛЕЧ  
 ШИАЦУ** С СУМКОЙ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 KZ 0556



Массажер для шеи и плеч «ШИАЦУ» подойдет для расслабляющего массажа мышц шеи, спины, рук и ног, а также для коррекции проблемных зон. Универсальный массажер «ШИАЦУ» позволит устранить зажатость мышц и болевые синдромы, превращая каждый сеанс массажа в настоящее удовольствие.  
 Шестнадцать массажных роликов имитируют ручной массаж, меняя направление движения в двух режимах и глубоко разминают мышцы, восстанавливая нарушенное кровоснабжение тканей и органов. Дополнительная функция инфракрасного прогревания повышает эффективность массажа, обеспечивая глубокое расслабление после насыщенного дня.  
 Эргономичная форма массажера подойдет для разминающего массажа поясницы, что также положительно отразится на работе желудочно-кишечного тракта и органах малого таза.  
 Массажная накидка способна помочь расслабиться, снять мышечное напряжение и спазмы в нижних конечностях, а массаж в области бедер поможет справиться с целлюлитом, нормализовать питание тканей и ускорить расщепление подкожных жиров.  
 Наличие дополнительной зарядки от прикуривателя позволит легко и просто воспользоваться массажной универсальной накидкой в автомобиле и сделать Ваше путешествие комфортным и приятным.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- 16 массажных роликов и 2 режима движения
- 3 уровня интенсивности массажа
- Эргономичная форма массажера подходит для массажа всего тела
- Инфракрасное прогревание повышает эффективность массажа
- Дополнительная зарядка от прикуривателя – удобно использовать в автомобиле.
- В комплект входит сумка для удобной транспортировки и хранения массажера.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

Разработан для расслабляющего массажа.

Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Будьте аккуратны при использовании прогрева.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

**СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

- Вставьте адаптер питания (для розетки или прикуривателя) в разъем для провода на массажере.
- Подключите адаптер к розетке или к прикуривателю.
- Положите массажер на плечи, а руки – в нарукавники или просто придерживайте края накидки руками.
- Также можно расположить массажер на шее, плечах, бедрах, ягодицах, пояснице, животе или спине.
- Нажмите кнопку «включение». Массажные ролики начнут вращаться.
- Для изменения направления вращения роликов нажмите соответствующую кнопку.
- Ролики вращаются внутрь или наружу.
- Для прогрева нажмите соответствующую кнопку. Для отмены прогрева нажмите кнопку еще раз.
- Длительность процедуры массажа – 15 минут. Для продления процедуры нажмите кнопку «включение» еще раз. Не используйте больше 30 минут за один сеанс.

**ХРАНЕНИЕ И УХОД:**

Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте. Избегайте контакта с острыми предметами. Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений. Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

**СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:**

При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите слегка влажной тряпкой, просушите. Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Допускается в производственной упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ:**

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.