



X3

Перкуссионный Массажер

Инструкция по эксплуатации

БЕСПРОВОДНОЙ
Литий-ионный
аккумулятор 14,8 В

ЛЕГКИЙ
0,9 кг

Перкуссионный массажер ELEEEELS помогает ускорить восстановление, избавиться от болезненных ощущений, улучшить кровообращение и снять напряжение и скованность.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1) Высокоскоростной бесщеточный двигатель (до 3200 об/мин) | 9) Сменные насадки (4 шт.) |
| 2) Технология Endurance Motion™ | 10) Кабель USB Type-C в комплекте |
| 3) Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (до 10 ч работы без подзарядки) | 11) Чехол для хранения в комплекте |
| 4) Технология Quiet Motion™ | |
| 5) 4 скорости | Уровни интенсивности: |
| 6) Беспроводной и легкий (0,9 кг) | Скорость 1 (1200 об/мин) |
| 7) Удобная кнопка включения | Скорость 2 (1800 об/мин) |
| 8) Индикатор скорости и питания | Скорость 3 (2400 об/мин) |
| | Скорость 4 (3200 об/мин) |
| | Вес: 0,9 кг |
| | Зарядка от USB Type-C |

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием полностью зарядите прибор в течение 6 ч.

- 1) Подключите кабель USB к разъему на приборе.
- 2) Скорость зарядки зависит от используемого сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется использовать сетевой адаптер, подходящий для коннекторов Type C (5V/3A), QC 3.0 или PD (9V/2A) для полной зарядки батареи за 3 часа.
- 3) Во время зарядки индикатор заряда будет мигать зеленым. Когда прибор полностью зарядится, индикатор перестанет мигать.

RU

На уровень заряда батареи будет указывать цвет индикатора:

- Красный: 0-10 %
- Зеленый (Скорость 1): 11-25 %
- Зеленый (Скорость 2): 26-50 %
- Зеленый (Скорость 3): 51-75 %
- Зеленый (Скорость 4): 76-100 %

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд. В зависимости от уровня батареи загорится индикатор.
- Нажимая на кнопку включения, выберите нужную скорость. На установленную скорость будет указывать синий индикатор.
- Когда уровень заряда батареи опустится до 10 %, индикатор питания загорится красным. Прибор будет работать еще в течение некоторого времени. Поставьте прибор на зарядку.
- Если прибор не используется в течение 2 минут, зеленый индикатор питания дважды мигнет, и прибор автоматически выключится.
- Скользящими движениями двигайтесь вдоль выбранной зоны. Через 10 минут прибор автоматически отключится. Нажмите кнопку включения, чтобы продолжить массаж.

УХОД, УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Протирайте прибор слегка влажной тканью, затем тщательно высушите.
- Не очищайте прибор с применением химических чистящих средств и спирта.
- Для зарядки используйте кабель USB-C. Храните прибор в сухом чистом месте.
- Прибор предназначен для массажа, для использования в быту. Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации. Транспортировка допускается в сухой среде в оригинальной упаковке.
- При наличии неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте прибор в воду. Не храните рядом с емкостями с водой и источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не вскрывайте изделие.
- Не допускайте более 1 часа непрерывной работы прибора. Подождите не менее 10 минут перед повторным включением.
- Прибор не предназначен для детей. Не используйте при наличии травм. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.
- Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА И ТРАВМ
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

RU

- Массажируйте мышцы через сухую чистую одежду скользящими движениями с небольшим давлением. Одну зону рекомендуется массажировать до 60 секунд.
- Используйте прибор только на мягких тканях. Не пытайтесь массажировать голову или кожу над костью. Сразу же прекратите использование прибора, если почувствуете боль.
- Не роняйте прибор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания.
- Не допускайте контакта прибора с водой.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом при наличии у вас беременности, невропатии, повреждений сетчатки, электрокардиостимулятора, недавно перенесенных хирургических вмешательств, замены сустава или операций с применением металлических пластин или штифтов, эпилепсии или мигрени, грыжи межпозвоночного диска, спондилолистеза, спондилолиза позвоночника, спондилеза, а также иных проблем со здоровьем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:

ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/srv> или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/srv> или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

Изготовитель: YELL Group Limited

Адрес: Unit 5, 15/F., Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Гонконг

Сделано в Китае

Импортер: «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48; E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е цифры — год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС; 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

RU

