

2 в 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА И ЗВУКОВОЙ СКАЛЕР



ЗАРЯДКА TYPE-C



ИНСТРУКЦИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗЕРКАЛО



НАКОНЕЧНИК
ДЛЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ



НАКОНЕЧНИК
ДЛЯ СКАЛЕРА



ПОДСТАВКА

RoHS CE FC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для достижения желаемого результата, наконечником для скалера необходимо работать вверх-вниз, вправо-влево, аккуратно касаясь поверхности зуба.

Не рекомендуем использовать скалер в местах, где нет налета и зубного камня!

Поверхность зубов



Межзубные промежутки



Межзубный промежуток



Загрязнения в неровностях зубов



Загрязнения на задней поверхности зубов



При обработке задней части зубов, необходимо использовать стоматологическое зеркало



Ультразвуковой наконечник аналогичен тому, который используется в стоматологии и эффективно удаляет зубной камень и налет.

Прибор обеспечивает профессиональную чистку зубов у вас дома.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Наконечник для чистки зубной щеткой



Наконечник для ультразвуковой чистки



Чтобы снять наконечник, поверните его вправо или влево

- Зажмите кнопку включения, чтобы включить устройство. Далее одним нажатием на кнопку включения выберите режим. При выборе режима будет загораться световой индикатор.
- Режимы 1/2/3 предназначены для чистки скалером, 4/5 – режимы для чистки зубной щеткой.
- Устройство делает паузу каждые 30 секунд и автоматически отключается через 3 минуты. Для достижения максимального эффекта процедуру можно повторить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядка Type-C
- Инструкция
- Наконечник для зубной щетки
- Наконечник для скалера
- Подставка
- Стоматологическое зеркало

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не прижимайте металлический чистящий наконечник скалера сильно к деснам или зубам, чтобы избежать дискомфорта.
2. Если вам нужно зарядить, убедитесь, что источник и устройство полностью сухие, а затем подключите к источнику питания.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
4. Не наматывайте шнур питания вокруг устройства, когда оно находится под напряжением.
5. Используйте прибор по назначению.
6. Замените наконечник, в случае его повреждения, во избежание травм.
7. Нельзя использовать устройство во время зарядки.

ВНИМАНИЕ!

1. Данное устройство предназначено для чистки зубов, оно не может заменить медицинские инструменты для лечения или восстановления зубов.
2. Небольшая кровоточивость десен при использовании аппарата – нормальное явление.
3. Пожалуйста, храните прибор в недоступном для детей месте. Устройство не предназначено для пользования детьми, если чистка все же необходима, то во избежание травм она должна проводиться под присмотром взрослых.
4. Не погружайте прибор в воду на длительное время.
5. Прибор оснащен батареей, пожалуйста избегайте воздействия на него огня и высоких температур, во избежание возгорания или взрыва.
6. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на прибор, храните его в помещении.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РЕЖИМЫ

- Superstrong – основная чистка для удаления зубного камня
- Strong – стандартная чистка между зубами
- Standard – бережная чистка зубов и профилактика зубного камня
- Comfort – комфорт для чистки зубов
- Soft – мягкость для чистки зубов

В КОМПЛЕКТЕ 2 НАСАДКИ

Наконечник для скалера – 1
Наконечник для зубной щетки – 1

ЛЕГКОЕ СНЯТИЕ НАСАДКИ

Поворот на 90 градусов

КНОПКА ПИТАНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

Удобен в использовании
Включить/выключить – длительное нажатие
Выбрать режим – одним нажатием

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМОВ

Режим Superstrong
Режим Strong
Режим Standard
Режим Comfort
Режим Soft

СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ TYPE-C

Во время зарядки световой индикатор мигает красным, как только устройство будет заряжено – мигание индикатора прекратится

Номинальное напряжение	3.7 В	Номинальный ток	200 мА
Ток в режиме ожидания	20 мкА	Блок питания	5В
Зарядка	USB	Уровень защиты от воды	IPX6
Модель	LC-H156	Размер	212x27x27 мм



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

🌐 [PARU.PRO](https://paru.pro)

✉ MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU

☎ + 7 938 313 15 69