



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛАЗЕРНЫЙ ЭПИЛЯТОР С СИСТЕМОЙ БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО ПОСТОЯННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЬДОМ И ФУНКЦИЕЙ ОМОЛОЖЕНИЯ F-2171

Для удобства использования, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием и храните его должным образом.

Удаление волос с помощью технологии IPL прерывает цикл роста волос без болевых ощущений. 90% уменьшение роста волос в течение 8-12 недель. Продолжающееся еженедельное лечение волос полностью предотвращает рост волос.

Система охлаждения и омоложение кожи. Встроенный охлаждающий механизм может охлаждать и защищать вашу кожу, обеспечивая безболезненное удаление, а также профилактику преждевременного старения кожи во время процедуры эпиляции.

Может использоваться для чувствительной кожи и чувствительных зон. Не вызывает жжения, зуда и раздражения.

Технология IPL предназначена для безопасного, эффективного воздействия на чувствительные зоны и чувствительную кожу. Можно использовать на лице и линии бикини.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Обязательно собирайте и используйте изделие в соответствии с правилами, содержащимися в «Инструкции по эксплуатации». Внимательно прочтите «Инструкцию по эксплуатации» и сохраните ее для дальнейшего использования. Если у вас возникнут какие-либо вопросы во время использования, обратитесь в службу поддержки клиентов.

ВНИМАНИЕ: неправильная работа прибора может привести к травмам. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ИЛИ УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВАННЕ ИЛИ ДУШЕ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте это изделие рядом с наполненными водой ваннами, душевыми поддонами, умывальниками или другой наполненной водой посуды. Держите изделие и адаптер питания сухими.

Если изделие повреждено, не прикасайтесь к его внутренним частям во избежание поражения электрическим током;

Не вставляйте никакие предметы в этот продукт и не размещайте его по своему желанию;

Не используйте этот продукт вокруг глаз (даже если вы носите защитные очки), если вы работаете вокруг глаз, свет будет поглощаться меланином радужной оболочки ваших глаз на близком расстоянии, что может привести к опасности;

Во избежание воздействия интенсивного импульсного света на зрение во время каждой операции надевайте защитные очки;

Рекомендуется обращаться за помощью к другим при удалении волос на спине, чтобы избежать опасности;

Чтобы предотвратить поглощение тепла чрезмерно длинными волосами на поверхности кожи, вызывая покраснение и жжение кожи и неприятный запах, если ваши волосы длиннее 1 мм, пожалуйста, используйте БРИТВУ перед использованием аппарата;

Чтобы обеспечить эффект использования и избежать того, чтобы продукт не мигал или случайно мигал, убедитесь, что область депиляции сухая и чистая;

Из-за отсутствия данных об использовании этого продукта для детей в возрасте до 15 лет, пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы дети в возрасте до 15 лет не контактировали с этим продуктом, и находились подальше от детей в возрасте до 15 лет при использовании аппарата;

Для обеспечения эффекта используйте разные режимы интенсивности света для разных частей тела по мере необходимости;

Если адаптер питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен профессионалами из отдела технического обслуживания производителя или аналогичных отделов.

Пожалуйста, регулярно проверяйте и очищайте порт облучения от грязи, чтобы избежать ожогов и неисправностей во время использования;

Не используйте его с заблокированным вентиляционным отверстием, чтобы избежать дыма и огня;

Не направляйте излучающий порт на черный предмет, чтобы прибор работал нормально;

Не облучайте одежду, волосы и другие предметы во избежание обугливания, обесцвечивания и повреждения;

Не используйте этот продукт вокруг глаз, чтобы избежать повреждения глаз;

После использования сотрите средства по уходу за волосами и кожей, прикрепленные к эпилятору, чтобы избежать неисправности и повреждения кожи;

Не используйте в присутствии детей, устройство для удаления волос будет излучать сильный свет, который легко может повредить глаза;

Пожалуйста, установите интенсивность облучения в соответствии с состоянием вашей кожи и впервые начните с щадящего режима;

Кожа после использования становится слегка горячей и красной, это нормально;

Продукт нельзя оставлять без присмотра после включения, своевременно выключайте его после использования;

Очищите кожу, чтобы убедиться, что поверхность кожи свободна от остатков волос, полностью сухая, без жирных веществ и пятен;

Не подвергайте изделие воздействию солнечных или ультрафиолетовых лучей в течение длительного времени, так как это может привести к серьезному повреждению изделия;

Если встроенный вентилятор не работает после включения питания (не слышно гудящего звука), не используйте его во избежание неполадок, таких как задымление и возгорание.

Не используйте антиперспирант сразу после облучения подмышечной впадины;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Период беременности;

Женщинам в период лактации;

Женщинам в период менструации;

Рубцы на поверхности тела;

Кожные заболевания, псориаз, экзема; ожоги, фолликулит;

Герпес;

Светочувствительная кожа, со склонностью к сыпи или аллергии;

Заболевания новообразования; большое количество родинок;

Сахарный диабет;

Повреждения кожи, царапины; инфекционные заболевания кожи, гематомы;

Варикозное или венозное расширение вен;

Активная форма туберкулеза;

Сердечно-сосудистые заболевания, подозрение на заболевания крови;

Аутоиммунные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, коллагенозы и др.)

Заболевания подавляющие иммунный ответ (в т.ч. ВИЧ/СПИД-инфекция,

красная волчанка, порфирия и др.);

Любые геморрагические заболевания;

Запрещено при лечении аспиринном, иммунодепрессантами и изоретиновой кислотой, азелаиновой кислотой. Недавнее применение

светочувствительных препаратов (т. к. тетрациклин, сульфаниламид и др.). Категорически запрещается использовать этот продукт для любого типа

незаживших ран, гирсутизма и других кожных заболеваний. Если вы

принимаете обезболивающие, это снижает чувствительность кожи к теплу.

Рекомендуется использовать его с осторожностью, пока эффект не исчезнет. Если ваша кожа и цвет волос не подходят, использовать этот

продукт запрещено;

Если есть легкое повреждение (солнечный ожог), пожалуйста, дождитесь восстановления кожи перед использованием, слизистая оболочка и другие

чувствительные части запрещены;

Для тех, кто использует химическое удаление волос в течение 30 дней, пожалуйста, используйте продукты для отбеливания кожи или косметику,

содержащую витамин А, в течение этого периода времени с осторожностью;

Ого нельзя использовать одновременно с эфирными маслами. Пожалуйста, убедитесь, что кожа в зоне облучения чистая, сухая и не используется крем,

лосьон, лубриканты и другие косметические средства.

ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не используйте для следующих частей тела или участков:

1. Глазные яблоки, веки, вокруг глаз
2. Передняя поверхность шеи (область щитовидного хряща)
3. Внутренняя часть рта, половые органы, слизистые оболочки и т. д.
4. Пластическая хирургия, место операции

5. Сосок, ареола
6. Пятна, родники
7. Брови, волосы
8. Внутри пупка
9. Угри Область акне

10. Татуировка, область росписи тела
11. Голова
12. Большая вена
13. Уши

Примечание: этот список не является исчерпывающим, если вы не уверены, можете ли вы использовать этот продукт, рекомендуем обратиться к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте этот инструмент для естественно темной кожи;
2. Не подвергайте воздействию солнца перед эпиляцией;
3. Запрещено использовать его в темноте;
4. Не бейте и не трясите изделие сильно;
5. Не используйте под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать поломки прибора;
6. Пожалуйста, надевайте защитные очки при использовании;
7. Пожалуйста, побейтесь перед удалением волос (не используйте химический метод удаления волос);
8. Убедитесь, что окно для удаления волос близко к коже при удалении волос, а затем выполните процедуру по удалению волос;
9. При первом использовании обязательно начните с щадящего режима;
10. Не вытаскивайте вилку из розетки, когда устройство не выключено, чтобы не повредить его.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании эпилятора, в случае приостановки работы, убедитесь, что поверхность для выхода воздуха направлена вверх, что способствует лучшему отводу тепла и охлаждению эпилятора.

О ПРОЦЕДУРЕ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ:

Во время лазерной эпиляции прибор воздействует световым (лазерным) лучом на волосную луковицу, передает ей значительную дозу энергии, разогревая тем самым ее. За несколько импульсов цветовой пигмент меланин (он содержится в волосной луковице) поглощает такое количество энергии, что разрушается. Лазерный луч действует локально. У него постоянная длина волны, которая за один сеанс проходит по малой зоне.

Эпилятор имеет 3 регулировки передач для различных типов кожи, в том числе, и чувствительной. Этот продукт имеет цельную головку лампы с длительным сроком службы, которую не нужно заменять. Модель F-2171 от «TELZEN» подходит для удаления волос на нескольких участках, таких как: лицо, губы, подмышки, линия бикини, руки, ноги и т. д. Кроме того, модель имеет имеет совершенную систему фильтрации, которая не пропускает вредные короткие волны и вредный свет.

Этот продукт поставляется со светодиодным режимом инфракрасного облучения для поддержания молодости вашей кожи: ее упругости, здорового цвета и вида. Функция инфракрасного термолифтинга подходит как для лица, так и для других участков тела, в результате проведения процедур подтягивается и разглаживается кожа. После включения прибора этот режим может быть использован непрерывно.

Комплектация:



Основное устройство



Адаптер



Очки



Руководство пользователя



Бритва

СТРУКТУРА: УДАЛЕНИЕ ВОЛОС с технологией IPL и системой охлаждения

1. Окно выхода вспышки
2. Автоматический режим вспышки
3. Мягкий режим
4. Рисунок тела
5. Сильный режим
6. Ручной режим/ длительное нажатие /Автоспышка
7. Поверхность для выхода воздуха
8. Клавиша питания/клавиша регулировки режима/двойной щелчок по клавише для режима инфракрасного облучения
9. Порт для зарядки

● Подготовка перед использованием

Тщательно очистите кожу. Убедитесь, что на коже нет волос, она полностью сухая и не имеет жирных следов. (перед процедурой не использовались духи, лосьоны, лосьоны для тела и солнцезащитные средства). Убедитесь, что в окне облучения не осталось грязи, волос и т. д., а также в отсутствии повреждений или отклонений от нормы. Если есть грязь, обязательно очистите ее, чтобы избежать выхода продукта из строя, парчи и проблем с кожей. Выполните кожный тест перед использованием эпилятора и подтвердите состояние кожи через 2 часа после кожного теста, если на облученной области нет отклонений (покраснение, волдыри), вы можете с уверенностью использовать этот продукт.

ИНСТРУКЦИЯ:

● Шаг 1

Используйте бритву, чтобы сбрить волосы на поверхности кожи, используйте бритву осторожно, чтобы не поцарапать кожу.

● Шаг 2

Подключите эпилятор к шнуру питания. Примечание. После завершения процедуры по удалению волос обязательно выключите питание, прежде чем отсоединять шнур питания, чтобы предотвратить повреждение блока питания.

● Шаг 3

Перед эпиляцией наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза. Примечание. Не смотрите прямо на вспышку при удалении волос.

● Шаг 4

Длительно нажимайте кнопку питания, чтобы включить, коротким нажатием на кнопку питания выберите режим в соответствии с вашими потребностями, дважды нажмите кнопку питания после загрузки, чтобы включить режим омоложения кожи с инфракрасным излучением, и снова дважды нажмите, чтобы выключить режим омоложения кожи с инфракрасным излучением.

● Шаг 5

В соответствии с вашими потребностями, сделайте короткое нажатие на кнопку ручной вспышки, чтобы излучать свет, головка лампы не должна касаться кожи, нажмите и удерживайте кнопку вспышки в течение 2 с, загорится индикатор автоматического режима вспышки, указывая на то, что автоматический режим вспышки включен.

● Шаг 6

Поместите окно вспышки на участок кожи, подлежащий обработке, и расположите его вертикально. Значок индикатора в режиме экрана измерителя волос мигает, указывая на то, что он полностью прилегает к коже. Нажмите кнопку вспышки, чтобы начать процедуру по удалению волос. Если значок индикатора не мигает, это означает, что головка лампы и кожа не полностью соприкасаются, и прибор не будет излучать свет. После завершения удаления волос нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.

Важно: не отключайте устройство от сети, не выключив его, чтобы избежать повреждения.

РЕЖИМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Ручной режим непрерывной вспышки/автоматический режим вспышки: подходит для больших площадей, таких как руки и ноги.

Ручная непрерывная вспышка: поместите световой выход в область, подлежащую обработке, и полностью приложите к коже. В это время значок индикатора режима на экране эпилятора мигает, показывая, что головка лампы и кожа находятся в полном контакте. Нажмите и удерживайте кнопку вспышки, чтобы начать медленное и равномерное воздействие на кожу. Переместите устройство и держите его в тесном контакте с кожей. Вспышки будут излучаться через определенные промежутки времени. В это время, пожалуйста, держите эпилятор в движении и дважды двигайте эпилятор вперед и назад, чтобы убедиться, что область эпилятора равномерно покрыта, чтобы избежать утечки света.

● Автоматический режим вспышки: область светоотдачи не касается кожи, нажмите и удерживайте кнопку вспышки в течение 2 с, загорится значок индикатора автоматического режима вспышки, указывая на то, что автоматический режим вспышки включен, поместите порт светоотдачи на кожу, подлежащую воздействию, чтобы он плотно прилегал к коже. Значок индикатора на экране прибора мигает, указывая на то, что головка лампы и кожа находятся в полном контакте. Начните медленно и равномерно перемещать эпилятор по коже, чтобы он находился в тесном контакте с кожей. Вспышка будет срабатывать через определенные промежутки времени. Пожалуйста, держите устройство для удаления волос в движении. Проведите область удаления волос вперед и назад 2 раза, чтобы обеспечить равномерное покрытие области эпилятора и избежать пропуска света. Нажмите и удерживайте кнопку вспышки 2 секунды, чтобы отключить автоматический режим вспышки.

● Режим одиночной вспышки: подходит для небольших участков, таких как пальцы и волосы на губах. Поместите световой выход на кожу, подлежащую воздействию, чтобы он плотно прилегал к коже. В это время значок индикатора режима на экране эпилятора мигает, указывая на то, что головка лампы полностью соприкоснулась с кожей. Коротко нажмите кнопку вспышки, чтобы начать удаление волос. Переместите световую головку к следующему участку

кожи, подождите, пока значок индикатора режима на экране эпилятора начнет мигать, затем нажмите кнопку вспышки и повторите вышеуказанные операции по удалению волос. ● Режим инфракрасного облучения для омоложения кожи. После включения вы можете включить/выключить функцию омоложения кожи красным светом, дважды щелкнув кнопку питания. Вы можете включить функцию омоложения во время удаления волос или использовать эту функцию отдельно и провести ею по коже, чтобы выполнить операции по уходу за кожей.

● СОВЕТ: Если в любой момент процесса удаления волос ваша кожа начинает перегреваться, пожалуйста, приостановите операцию и дайте световому выходу снова остыть перед удалением волос. При использовании устройства для удаления волос головка лампы должна находиться близко к коже, чтобы она полностью соприкасалась с корнем волосающего фолликула, чтобы волосаяной фолликул поглощал более высокую энергию и достигал более эффективного удаления волос.

ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1-2 недели - использовать 3 раза в неделю; 3-5 недель - использовать 2 раза в неделю; через 5 недель - использовать один раз в две недели или в месяц.

▲ Примечание: Эффект от процедур, зависит от типа кожи, гормонального состава и других индивидуальных особенностей организма. В связи с этим, в некоторых случаях курс проведения процедур может быть увеличен для достижения полного эффекта.

УХОД ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

● Меры предосторожности после эпиляции

- Рекомендуется избегать прикосновения к облученному участку водой в течение 6 часов после процедуры по удалению волос, а затем увлажнять облучаемый участок водой или дексапантенолом (бепантеном);
- Не пользуйтесь духами, масками и косметическими средствами, содержащими скрабирующие элементы, после эпиляции кожи;
- В течение 24 часов после процедуры по удалению волос избегайте воздействия УФ-излучения и при необходимости наносите солнцезащитный крем;
- Во время эпиляции не допускается искусственный загар;
- Если вам нужна пластическая операция после удаления волос (только в области удаления волос), проконсультируйтесь с врачом;
- Обратитесь к врачу, если вы плохо себя чувствуете.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы обеспечить максимально длительный срок службы аппарата, очищайте его до и после каждой эпиляции, чтобы избежать долговременного накопления волос и пыли. Если вы не будете очищать продукт должным образом, это не даст желаемого эффекта проведения процедуры эпиляции, а также может привести к неисправности прибора. ● Перед началом очистки оборудование должно быть выключено и отсоединено от сети, чтобы дать эпилятору остыть;

- Протрите и очистите розетку светильника мягкой, чистой и сухой тканью;
- Храните оборудование в сухом и непьюном месте при температуре от -10 до 60 С.
- Не мойте данное изделие и аксессуары под краном и в посудомоечной машине;
- Не используйте стальную вату, абразивные чистящие средства (зубную пасту и т. д.) или агрессивные жидкости (бензин, моторное масло, ацетон и т. д.) для очистки изделия.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ: Если очистка водой неэффективна, для очистки вышеуказанных деталей можно использовать несколько капель спирта высокой крепости (до 96%). Защита окружающей среды. При утилизации продукта не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а сообщите об этом в специальный центр утилизации, что обеспечит сохранность окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Лазерная эпиляция безопасна только тогда, когда проводится по всем правилам.

● Подготовка

За 1-2 день до процедуры необходимо побрить волосы. Волоски должны иметь длину НЕ БОЛЕЕ 1 мм. В течение 3 дней до процедуры необходимо избегать загара на участке, где планируется удаление волос (поэтому обработку лица и других открытых участков проводят в холодное время года). Кожа должна быть сухой и чистой, а после последнего использования косметических средств должно пройти не менее 3 часов. На этапе подготовки необходимо проверить реакцию кожи на воздействие. Для этого Прибором обрабатывают небольшой участок кожи и выжидают несколько часов — если никакой негативной реакции в виде выраженного покраснения, отека или зуда не наступило, то можно прибегать к процедуре.

● Проведение процедуры

Самая процедура максимально проста и не требует особых навыков. В процессе нужно выполнять всего два действия: прикладывать прибор к коже и активировать вспышку, после передвигать устройство на следующую зону. Нужно помнить важное правило — один и тот же участок кожи нельзя обрабатывать дважды, поэтому требуется максимальное внимание. Область захвата луча у домашних приборов очень маленькая, поэтому двигаться придётся медленно. Повторная обработка участка для корректировки результата может производиться только через 3 недели.

● Правила после процедуры

Через 6 часов после проведения процедуры эпиляции нанесите на кожу крем Дексапантенол (бепантен), и продолжайте наносить его ежедневно в течение 3–5 дней. Если удаление волос производилось на лице, то стоит внимательно относиться к декоративной косметике — нельзя наносить составы с ретинолом и гликолевой кислотой. Для хорошего результата и минимизации вреда стоит придерживаться ряда условий: ● беречь обработанный участок от солнечных лучей минимум 10 дней; ● наносить крем от загара с фактором защиты не менее 30 (применение солнцезащитных кремов необходимо на протяжении 3 месяцев после процедуры); ● не посещать солярий, баню и сауну на протяжении месяца; ● не принимать длительные водные процедуры (минимум 2 недели); ● отказаться от деятельности, вызывающей активную работу потовых желёз, в частности от занятий в спортзале (срок ограничения — неделя); ● не наносить на обработанный участок скрабы, составы с раздражающим эффектом (минимум 2 недели).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Название продукта: Устройство для удаления волос Испытательный стандарт: GB4706. 1-2005 Размер продукта: 163 * 60 * 37 мм Площадь головки лампы: 2,7 см2 Мощность: 36 Вт Спектр: 480-1100 нм Модель продукта: F-2171 Номинальный вход: 12В, 3 А Уровень энергии: 3 передачи

Электромагнитное поле (ЭМП) Этот продукт соответствует всем применимым стандартам и нормам, касающимся воздействия электромагнитных полей.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок данного товара составляет 1 год с момента покупки. «TELZEN» отремонтирует или заменит ваш прибор в течение 12 месяцев с даты покупки, если устройство имеет заводские неисправности. Гарантия не распространяется на: повреждения, вызванные неправильным использованием (разборкой, хранением); несоблюдением инструкции; использованием не того напряжения, нормальным износом; ущербом, вызванным принудительным использованием прибора в условиях, не рекомендуемых для применения, включая использование прибора с избыточной рабочей нагрузкой.

Гарантия теряет силу, если ремонт производился самостоятельно. Если продукт разобран по любой причине, гарантия аннулируется. Светящаяся трубка имеет срок службы, и превышение ограничения количества раз использования не будет покрываться гарантией. Чтобы получить обслуживание в течение гарантийного периода, свяжитесь с нашим Сервисным центром в WhatsApp по номеру: +7 905-767-61-61. Передайте или отправьте устройство в сборе с подтверждением о самой покупке и дате покупки центру обслуживания клиентов.

Внимание: покупатель несет ответственность за все почтовые и транспортные расходы, а также любые другие расходы, связанные с претензией по Настоящей ГАРАНТИИ. «TELZEN» оставляет за собой право окончательного решения во всех гарантийных случаях и может интерпретировать и пересматривать данные гарантийных условий.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА QR-КОД, чтобы попасть в Сервисный центр

Наименование товара	Устройство для удаления волос	Модель	F-2171
Информация о клиенте	Информация о клиенте	Имя	
	Информация о клиенте	Адрес	
	Информация о клиенте	Номер телефона	
Описание неисправности			

*пожалуйста, заполните данные гарантийного талона при ремонте



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН