

НАБОР ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ ОТ PARU



**ПРОЗРАЧНЫЙ
ГЕЛЬ - 2 ШТ. -**
интенсивное
отбеливание



ЧЕРНЫЙ ГЕЛЬ -
бережное
отбеливание



СИНИЙ ГЕЛЬ -
восстанавливающий
карандаш



LED ЛАМПА

ПОДХОДЯТ
для ВСЕХ типов устройств



**ШКАЛА ОТТЕНКОВ
ЗУБНОЙ ЭМАЛИ**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТБЕЛИВАНИЯ

1



ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БЫСТРОГО РЕЗУЛЬТАТА НАЧНИТЕ КУРС С ПРОЗРАЧНОГО ГЕЛЯ

2



ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА С ПРОЗРАЧНЫМ ГЕЛЕМ, ПЕРЕХОДИТЕ НА ЧЕРНЫЙ

3



ЗАКАНЧИВАЙТЕ КУРС СИНИМ ГЕЛЕМ ДЛЯ РЕМИНИРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ

при использовании синего геля
не используйте led-лампу

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением почистите зубы
2. Поверните карандаш и выдавите гель
3. Один карандаш объемом 2 мл может быть использован 2 раза (по 0,5 мл для верхних зубов и 0,5 мл для нижних зубов)
4. Нанесите тонкий слой геля на зубы
5. Подключите LED лампу к устройству
6. Наденьте капу и используйте лампу в течение 10 – 20 минут в зависимости от желаемого эффекта
7. Выключите лампу и смойте водой остатки геля с зубов
8. Промойте капу под теплой водой
9. Воздержитесь от приема красящихся продуктов в течении 30 минут
10. Если Вы почувствовали повышенную чувствительность, нужно приостановить курс с прозрачным гелем и продолжить с черным
11. Курс отбеливания рассчитан на 2 недели
12. Гель для отбеливания зубов можно использовать 2–3 раза в неделю



Если у вас возникли вопросы или пожелания, Вы можете обратиться в наш клиентский сервис, а также поучаствовать в ежемесячной лотерее

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не глотать
2. Избегать попадания в глаза
3. Не использовать детям до 16 лет
4. Хранить в недоступном для детей месте
5. Хранить в сухом, прохладном месте до 20 C

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИ:

- Заболевании полости рта
- Неестественной эмали
- Лечении зубов
- Беременности или кормлении
- Аллергических реакциях на компоненты