

Насадки для электрической зубной щетки

Oral-B Pro Sensitive Clean

Описание товара

Сменные насадки Oral-B PRO Sensitive Clean для электрических зубных щёток Oral-B созданы совместно со стоматологами для эффективной ежедневной гигиены полости рта. Адаптивные X-образные щетинки проникают во все участки полости рта, удаляя до 100% больше зубного налета и обеспечивая глубокое очищение там, куда не дотягиваются обычные круглые щетинки. Круглая насадка PRO Sensitive Clean повторяет контуры каждого зуба, обеспечивая равномерное очищение со всех сторон. Насадка бережно массирует десны, уменьшая воспаление десен до 100% по сравнению с обычной зубной щеткой. Благодаря уникальному сочетанию очень тонких щетинок с закругленными кончиками с X-образными щетинками, эффективно удаляющими налёт, насадка PRO Sensitive Clean идеально подходит для всех людей с чувствительными деснами и для тех, кому нужна зубная щетка для эффективной и нежной чистки. Универсальная насадка PRO Sensitive Clean совместима со всеми щетками Oral-B (подходит для всех моделей электрощёток Oral-B Braun, за исключением Pulsonic, iO). Насадка легко снимается и крепится на ручку зубной щетки Oral-B, что обеспечивает удобство и быструю смену насадок. Сделайте выбор в пользу Oral-B — марки зубных щеток № 1, используемой большинством стоматологов в мире*.

Особенности насадок Oral-B PRO Sensitive Clean:

- ультрамягкие щетинки для деликатной, щадящей чистки зубов;
- сочетание X-образных щетинок для эффективного очищения даже в труднодоступных местах с ультратонкими щетинками для защиты десен;
- разработаны совместно со стоматологами специально для чувствительных зубов и десен;
- бережно воздействуют на десны и поверхность эмали;
- голубые щетинки Indicator обесцвечиваются наполовину, сигнализируя о необходимости замены насадки;
- стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для наиболее эффективной чистки.
- Количество насадок в упаковке - 2шт (полугодовой запас).

Насадки для зубной щётки Oral-B PRO Sensitive Clean подходят для взрослых и подростков, а также безопасны в использовании для детей от 6-ти лет, так как бережно очищают зубы от налёта, не травмируя нежные и чувствительные десны. Не забывайте менять насадку каждые 3 месяца! Мы рекомендуем использовать только оригинальные насадки Oral-B, произведенные в Германии, для наилучшей эффективности чистки.

В ассортименте Oral-B представлены насадки на зубную щётку на любой случай: PRO CrossAction с X-образными перекрестными щетинками средней жесткости для превосходного очищения (в черном и белом цвете), PRO Sensitive Clean для бережной чистки (подходит для чувствительных зубов), а также PRO 3D-White с полирующей чашечкой для отбеливания за счет удаления потемнений эмали.

*На основании международных опросов P&G, проводимых среди репрезентативной выборки стоматологов регулярно, в т. ч. в 2013–2019 гг.

**Фирменная гарантия будет аннулирована в случае повреждения рукоятки в результате использования неоригинальных (совместимых с Oral-B) насадок для зубной электрической щётки. Oral-B не рекомендует использовать совместимые насадки других производителей и не может дать гарантию совместимости с Oral-B. Выбирайте товар официального продавца, в таком случае вы можете быть уверены, что приобретаете 100% оригинал.

Способ
применения

Смочите сменную насадку и нанесите зубную пасту. Поднесите зубную щётку к зубам, затем включите ее, нажав на кнопку «вкл/выкл». Медленно перемещайте головку от одного зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого зуба несколько секунд. Начинайте чистить сначала снаружи, а затем внутри. на заключительном этапе почистите жевательные поверхности зубов. Чистка каждого из 4 квадрантов рта должна занимать равное количество времени. не надавливайте слишком сильно, щётка производит очистку зубов автоматически. Вы можете также проконсультироваться со своим дантистом или стоматологом-гигиенистом, чтобы определить подходящую вам технику чистки зубов. В первые дни использования электрической зубной щётки возможна небольшая кровоточивость десен. кровоточивость обычно проходит через несколько дней. Если по прошествии 2 недель десны все еще кровоточат, обратитесь к стоматологу или специалисту по гигиене полости рта.

Возрастные
ограничения

3+