



РУС

Руководство пользователя A8S

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством

	Содержание	1
	Описание продукта	2
	Наименования частей	3
	Краткие сведения о беспроводном режиме	4
	Как заряжать аккумулятор	4
	Как применять игольчатый картридж	5
	Регулировка длины иглы	6
	Отображение и регулировка скорости	6
	Краткие сведения об игольчатом картридже	7
	Справочная таблица	8
	Технические характеристики	8
	Меры предосторожности	9
	Гарантия	10

	Описание продукта	2
	Данное изделие состоит из электрической ручки для микроигольчатой терапии и одноразовых игольчатых картриджей. В настоящей руководстве подробно объясняется, как использовать каждый компонент.	
	Изделие применяется для улучшения внешнего вида кожи и сокращения признаков старения. Оно предназначено для стимулирования кожи микроиголами для производства коллагена и эластина. Создаваемые изделием микроканалы в поверхностных слоях кожи также помогают поглотить кожные сыворотки.	
	Имеется 7 различных типов игольчатых картриджей, разработанных для данного изделия. Эти картриджи можно использовать для мезотерапии и наномезотерапии.	
	Наименования частей	3
	1 Интерфейс питания	
	2 Кнопка питания и изменения скорости	
	3 Экран отображения скорости	
	4 Метка шкалы	
	5 Колесико регулировки шкалы	
	6 Игольчатый картридж	
	7 Аккумулятор	



	Краткие сведения о беспроводном режиме	4
	Данное изделие питается от встроенного аккумулятора. Оно может работать в беспроводном режиме. При разряженном аккумуляторе для зарядки изделия используется кабель питания с переходником.	
	Как заряжать аккумулятор	
	Чтобы зарядить изделие, подсоедините кабель питания с переходником к интерфейсу питания в изделии и вставьте переходник в находящийся под напряжением розетку переменного тока. Зарядка завершится примерно через 2 часа.	
	Когда остается 10 % емкости батареи, индикатор скорости начинает медленно мигать.	
	Ручка автоматически отключается через 1 минуту, в течение которой индикатор скорости быстро мигает.	
	Как применять игольчатый картридж	5
	1. Вынуть игольчатый картридж из стерилизованной упаковки. [Рис. 1]	
	2. Найти U-образную метку на картридже, выровнять ее с меткой выносу изделия и слегка вогнуть картридж в изделие. [Рис. 2]	
	3. Зафиксировать игольчатый картридж изделия, повернув его по часовой стрелке.	
	4. Если нужно удалить игольчатый картридж с изделия, следует повернуть его против часовой стрелки и вынуть из изделия.	
	5. Запускать изделие можно только при правильной сборке игольчатого картриджа. Чтобы включить или выключить изделие, необходимо нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд.	
	Перед тем как осуществлять сборку или разборку игольчатого картриджа, необходимо убедиться в том, что его U-образная метка выровнена с меткой наружного блока.	
	Игольчатый картридж предназначен для одноразового использования.	
	Использованные игольчатые картриджи следует выбрасывать в мусорный контейнер. В случае непреднамеренного загрязнения игольчатого картриджа во время установки (т. е. если его уронили на пол, если вскрыта или повреждена упаковка, если возможно, что игольчатый картридж загрязнен), необходимо выбросить его и взять новый игольчатый картридж.	



	Регулировка длины иглы	6
	Следует использовать иглы различных размеров в зависимости от участков, на которых проводится терапия, и конкретных проблем с кожей.	
	Отрегулировать глубину иглы, можно, повернув кольцо регулировки шкалы. Глубину иглы следует регулировать после запуска ручки. Индикатор шкалы, совпадающий с меткой шкалы, показывает текущую глубину иглы. [Рис. 3]	
	Краткие сведения об игольчатом картридже	7
	Доступные игольчатые картриджи	
	12 игол 31 игол 36 игол 42 игол 5 NANO игол 18 игол	
	Справочная таблица	8
	ОБЛАСТЬ	ГЛУБИНА ИГЛЫ (мм)
	Лоб	0,25–0,5
	Между бровями	0,25–0,5
	Нос	0,25
	Вокруг валика глазницы	0,25
	Щеки и подбородок	0,5–1,0
	Места операции и шрамы	2,5
	Технические характеристики	
	Название продукта: Механизированный аппарат для мезотерапии с автоматическим штатпом	
	Название модели: Dr.pen A8S	
	Переходник	
	Входные параметры: 100–240 В, 50–60 Гц, Выходные параметры: 5 В, 1 А	
	Вес упаковки 440 г	
	Размер упаковки: 169*123*56 мм	
	Упаковочный лист	
	Г-за	Количество
	Ручной блок	1 шт.
	Переходник	1 шт.
	Руководство	1 шт.
	Кабель питания	1 шт.
	Игольчатый картридж	2 шт.
	Аккумулятор	1 шт.



	Отображение и регулировка скорости
	Отображение скорости
	1 2 3 4 5 6
	6 Регулировка скорости
	Чтобы запустить или отключить изделие, необходимо нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд. После запуска изделия при каждом нажатии на кнопку питания будет происходить изменение скорости.



	Меры предосторожности	9
	Необходимо ознакомиться с данными инструкциями перед использованием и строго соблюдать их.	
	Зарядитесь применять зарядку на человеке: 1. немедленно остро заболело или заболело время с температурой тела выше 38 °C; 2. немедленно испуг или головокружение; 3. немедленно высокая температура тела; 4. немедленно обморочное состояние; 5. примечательные кожные проявления; 6. в возрасте до 18 лет.	
	Допускается использовать изделие исключительно с источниками питания напряжением 220 В переменного тока. В противном случае возможно повреждение аппарата или микроигольности.	
	Запрещается использовать изделие вместе с другой температурной процедурой или аэрозольными (гелем) или ультразвуковыми. Это может вызвать нестерильность.	
	Запрещается проводить ремонт, разборку или модификацию контроллера и корпуса. Это может вызвать нестерильность.	
	Запрещается прикасаться к изделию или откладывать шприц питания к другому устройству.	
	Запрещается использовать открытый или поврежденный шприц. Это может привести к кожной (лучше обязательно заклеить его на другой шприц).	
	Запрещается использовать поврежденный шприц, имеющий трещины или надрывы. Это может привести к скачкам на коже.	
	Когда изделие не используется в течение длительного времени, необходимо отключить его от розетки.	
	Обязательно провести контрольный осмотр. При обнаружении любых проблем, уведомить нас.	
	Применять с изделием разрешается только крематоры. В противном случае, возможны нежелательные случаи или осложнения нестерильности.	
	Параметры питания	Сетевой №
	Постоянный ток	Итоговое №
	Дата производства	Знак соответствия CE
	Внимание! Св. сопроводительные документы	Св. инструкции по применению

	Гарантия	10
	Гарантийный период, изделия составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услугу ремонта, начиная с даты покупки. В случае если наша продукция имеет повреждения или неисправности естественного характера, мы предоставляем замену или ремонтное обслуживание. Применение сторонних картриджей может вызвать повреждение изделия. Это может привести к отмене гарантии.	
	Общее техническое обслуживание	
	Перед использованием необходимо осмотреть изделие и переходник. Когда изделие не используется, оно должно быть выключено. Протирать его поверхность дезинфицирующей салфеткой.	
	Уделить внимание очистке таких мест, как щели, швы и участки вокруг места прикрепления игольчатого картриджа к изделию.	
	Бережь изделие от воздействия прямых солнечных лучей, высокой температуры и высокой влажности.	
	Не допускай непрофессиональный персонал к выполнению измерений, ремонта или модификации изделия.	
	При использовании изделия после длительного перерыва, нужно обязательно проверить правильность и безопасность его работы.	
	108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, ДВЛД 4, стр. 2 оф. 509Г/Бизнес-парк Румянцево, корпус Г, метро Румянцево	
	8 (800) 200-34-90 8 (495) 532-03-23	

