

## Attributes

Name	POA-00599446
Revision	001
Type	POA
Description	Oral-B ~ EIMEA ~ Customisation SMO ~ EECAR ~ Custo IO leagl stickering July25:001 INSTRUCTION SHEET~PEEL AND READ
Additional Description	TDS 37859 iOM9.1B2.2AD CEUAIL BK PLBOX PTHB EE LS INSTRUCTION
Packaging Level	ITEM (IT)
State	Release
Owner	zavarzina.ka
Vault	eService Production
Old IPMS	
Custom IPMS	No
Supplier	
Technical Drawing	ILST-00020476.001.ILST-00020476_Generic.pdf
New IPMS	Packaging Material Part.21379975.002.LFLT Oral-B iOM9 297x420mm EE
Packaging Material Type	Flexible- Paper
Final Art Phase	FA1
Final Art Approvers	bimuratkzy.k,khoteeva.td,ruksath.ma,bykova.a.2
Printer	LLC LUCKY STAR~15373739~ENISEYSKAYA STR., BLD.8, OFFICE 148~MOSCOW~RUSSIA
Product Hierarchy	Oral-B ~ EIMEA ~ Customisation SMO ~ EECAR ~ Custo IO leagl stickering July25
GTIN	CS:--- IT:8006530157124 SW:--- NGTIN:---
Finished Product Code	CS: IT:80876233 SW: NGTIN:
Market	BELARUS,RUSSIA
Material Type	

## Attributes

Case Count	
Case Type	
Printing Process	Flexo/Offset
Packaging Component Type	
Expedited	Yes

## POA Artwork Assembly

Type	Copy Text	Language	Panel Location	State	Name
Target Market Copy	~	English_US		Release	LC-00823546

## POA Approved Countries

Countries	Associated Languages
BELARUS	Russian_BY,English_RU,English_UM,Russian_RU,English_US,Belarusian_BY
RUSSIA	English_RU,English_UM,Russian_RU,English_US

## POA Countries

Country Name	Languages
BELARUS	Russian_BY,English_RU,English_UM,Russian_RU,English_US,Belarusian_BY
RUSSIA	English_RU,English_UM,Russian_RU,English_US

## POA Artwork Template Information

Artwork Template Name	State
CIC-00599446	Release


**Project  
Info**

Project ID	Project Description
P-1384338	CUSTO IO LEGAL STICKERING JULY25 PRIMARY AP-00136683 POA-00599370 TDS 37855 iOG3.1A6.0 CEUAIL BK Box PTHBR EE LS STICKER POA-00599373 TDS 37856 iOG5.1A6.1DK CEUAIL WT Box PTHBR EE LS STICKER POA-00599384 TDS 37858 iOG5.1B6.2DK CEUAIL BK Box PTHBR EE LS STICKER POA-00599387 TDS 37859 iOM9.1B2.2AD CEUAIL BK PLBOX PTHB EE LS STICKER POA-00599399 TDS 37860 OM10.1B4.2AD CEUAIL BK PLBox PTHB EE LS STICKER POA-00599416 TDS 37861 iO RB CWF-2 FBNLSENR Box RF EE LS STICKER POA-00599420 TDS 37863 iO RB CBF-2 FBNLSENR Box RF EE LS STICKER POA-00599424 TDS 37864 iO RB SBF-4 FBNLSENR Box RF EE LS STICKER POA-00599425 TDS 37866 iO RB WB-4 FBNLSENR Box RF EE LS STICKER POA-00599438 TDS 37855 iOG3.1A6.0 CEUAIL BK Box PTHBR EE LS INSTRUCTION POA-00599441 TDS 37856 iOG5.1A6.1DK CEUAIL WT Box PTHBR EE LS INSTRUCTION POA-00599443 TDS 37858 iOG5.1B6.2DK CEUAIL BK Box PTHBR EE LS INSTRUCTION POA-00599446 TDS 37859 iOM9.1B2.2AD CEUAIL BK PLBOX PTHB EE LS INSTRUCTION POA-00599447 TDS 37860 OM10.1B4.2AD CEUAIL BK PLBox PTHB EE LS INSTRUCTION

297 mm

RESTRICTED

420 mm



Для визуального ознакомления обратитесь к инструкции внутри упаковки. Русский

ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 Сменная насадка
- 2 Идентификационный символ сменной насадки
- 3 Световое кольцо — умный индикатор давления
- 4 Интерактивный дисплей
- 5 Ручка
- 6 Зарядное устройство
- 7 Кнопка включения/выключения
- 8 Кнопка выбора режима
- 9 Функции интерактивного дисплея
- 10 Режим ежедневной чистки
- 11 Режим чувствительной чистки
- 12 Режим ухода за деснами
- 13 Режим отбеливания
- 14 Интенсивный режим
- 15 Режим суперчувствительной чистки
- 16 Режим чистки языка
- 17 Меню настроек
- 18 Выбор/Изменение языка
- 19 Управление настройками Bluetooth®
- 20 Выбор/Изменение цвета светового кольца
- 21 Выбор/Изменение языка
- 22 Сброс настроек до заводских
- 23 Функции обратной связи
- 24 Таймер
- 25 Статус аккумулятора
- 26 Напоминание о замене насадки
- 27 Результат чистки

- Функции и комплектация (в зависимости от модели):**
- a Функции умного датчика давления
  - b Персонализация цвета светового кольца через приложение Oral-B App
  - c Сменная насадка Ultimate Clean
  - d Сменная насадка Gentle Care
  - e Держатель для насадок с крышкой
  - f Подставка для насадок
  - g Дорожный футляр
  - h Дорожный футляр с функцией зарядки
  - h1 Световой индикатор заряда
  - h2 Шнур питания (Smart Plug)
  - i Загрузите приложение Oral-B App и подключите Bluetooth® (см. страницу 34)

**Примечание.** Содержимое может отличаться в зависимости от модели.

Руководство по эксплуатации

Oral-B приветствует вас!

Пожалуйста, перед началом использования щетки внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее.

(BY)(RU) ВНИМАНИЕ

- Время от времени проверяйте устройство, сетевые шнуры и аксессуары на предмет повреждений. Никогда не используйте поврежденный или неисправный прибор. Если устройство, сетевые шнуры повреждены, отнесите их в сервисный центр Oral-B. Не модифицируйте и не ремонтируйте устройство. Это может привести к возгоранию, удару током или травме. Не вставляйте посторонние предметы в любые разъемы прибора.
- Дети и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо недостаточным соответствующим опытом и знаниями могут использовать эту зубную щетку, только если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили инструкции по безопасному использованию прибора и осознают его потенциальную опасность. Играть с прибором запрещено. Очистка и эксплуатация устройства не должны осуществляться детьми без присмотра
- Только для чистки зубов.
- Если прибор/шнур поврежден, обратитесь в сервисный центр Oral-B.
- Используйте только зарядное устройство, прилагаемое к вашему прибору.

- Используйте данное устройство только по назначению. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- Используйте только зарядное устройство и/или специальный шнур питания (Smart Plug) со встроенным источником питания безопасного сверхнизкого напряжения, входящие в комплектацию. Не разбирайте и не разбирайте их составные части, это может привести к поражению электрическим током. Если на зарядной станции / дорожном футляре с функцией зарядки стоит знак D-492-C 492-xxxx, используйте только шнур питания Braun/Oral-B (Smart Plug) с таким знаком.

ОСТОРОЖНО

- Не допускайте попадания в воду или жидкость зарядного устройства, кабеля питания или зарядного футляра. Не размещайте их там, откуда они могут случайно упасть в ванну или раковину. При попадании этих устройств в воду не пытайтесь их достать. Незамедлительно отключите их от сети.
- Аккумулятор устройства не подлежит замене. Не открывайте и не разбирайте устройство. Для переработки аккумулятора утилизируйте устройство целиком в соответствии с действующим законодательством. Нарушение целостности ручки приведет к повреждению устройства и аннулирует гарантию.
- Не рекомендуется использование детьми в возрасте до 3 лет.
- Не жуйте и не кусайте щетку. Не используйте в качестве игрушки или без присмотра взрослых.
- При отключении от сети всегда тяните за сетевую вилку, а не за провод. Не прикасайтесь к сетевой вилке влажными руками. Это может привести к удару током.
- Эта зубная щетка предназначена для личного использования и не предусмотрена для применения более чем одним пациентом в стоматологической практике или клинике. В целях гигиены каждому члену семьи рекомендуется использовать собственную ручку и насадку.
- Возможно отсоединение мелких деталей; храните в недоступном для детей месте.

- Поломка насадки может представлять опасность удушья мелкими деталями или повредить зубы. Во избежание этого:
- Перед каждым использованием убедитесь, что насадка плотно прилегает к ручке. Прекратите использование зубной щетки, если насадка не прилегает к ручке как следует. Никогда не используйте без насадки.
  - Если зубную щетку роняли на пол, перед следующим использованием замените насадку, даже при отсутствии видимых повреждений.

- Меняйте насадку каждые 3 месяца или чаще по мере изнашивания.
- Тщательно очищайте насадку после каждого использования (см. раздел «Рекомендации по очистке»). Правильная очистка помогает обеспечить безопасность зубной щетки и продлить ее срок службы.
- Зубная щетка, зарядное устройство и чехол (аксессуар) содержат NdFeB магниты и создают магнитные поля. Если Вы используете или Вам имплантировано медицинское изделие, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем медицинского изделия или врачом по вопросам безопасности использования зубной щетки Oral-B iO.
- Во избежание электромагнитных помех и/или конфликтов совместимости отключите Bluetooth® на ручке Вашей зубной щетки прежде, чем использовать ее в зонах с ограниченным доступом.
- Люди с кардиостимуляторами всегда должны держать включенную зубную щетку или зарядное устройство iOsense на расстоянии не менее 15 сантиметров (6 дюймов) от кардиостимулятора. Если Вам показалось, что возникает электромагнитные помехи, отключите Bluetooth на зубной щетке, а так-

же Bluetooth и Wi-Fi на зарядном устройстве iOsense.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Вашу зубную щетку можно использовать со смартфоном (подробности см. в разделе «Подключение зубной щетки к смартфону»). Во избежание электромагнитных помех и/или конфликтов совместимости отключите Bluetooth® на ручке Вашей зубной щетки (5), прежде чем использовать ее в местах, где имеются ограничения, таких как самолеты или специально обозначенные зоны в больницах.
- Отключите Bluetooth, войдя в меню «Настройки» на интерактивном дисплее (4) -> Bluetooth -> отключить. Чтобы снова включить Bluetooth, выполните те же действия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики напряжения приведены на нижней стороне зарядного устройства. Уровень шума: 62 дБ (A)

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Активируйте зубную щетку, нажав кнопку включения (7), и следуйте инструкциям на интерактивном дисплее (4), чтобы начать первоначальную настройку. В случае отсутствия инструкций на дисплее вы можете нажать кнопку выбора режима (8) и выбрать нужный режим с помощью кнопки включения (7). Изменить настройки можно в любое время в меню «Настройки» (17).


ЗАРЯДКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Чтобы зарядить аккумулятор, поставьте зубную щетку на подключенную к сети электропитания зарядную станцию (6).
- Уровень заряда аккумулятора отображается на интерактивном дисплее (4). Когда прибор полностью заряжен, индикатор заряда выключается. Для полной зарядки обычно требуется 3 часа.
- В случае низкого заряда аккумулятора снижается скорость мотора и датчик давления (3) начинает мигать красным. При полной разрядке мотор остановится; для однократного использования потребуется зарядка в течение как минимум 5 минут.
- **Примечание.** В случае полной разрядки аккумулятора (в этом случае не включается дисплей) зарядите щетку в течение как минимум 30 минут.
- Зубную щетку можно хранить на подключенном к сети зарядном устройстве, чтобы обеспечить максимальную мощность; прибор защищен от чрезмерного заряда.
- **Примечание.** Для оптимального функционирования аккумулятора храните зубную щетку при комнатной температуре.

**Внимание!** Не подвергайте ручку зубной щетки температурному воздействию выше 50 °C.

ЧИСТКА ЗУБОВ. КАК НАЧАТЬ ЧИСТКУ

Наденьте насадку на ручку. Между ручкой и насадкой должно остаться небольшое расстояние. Снимите ручку с подключенной зарядной станции или просто возьмите ее в руку, чтобы активировать (в этом случае загорится дисплей). Смочите сменную насадку и нанесите зубную пасту. Во избежание брызг поднесите щетку к зубам, прежде чем включить ее, нажав кнопку включения. **Примечание.** Через некоторое время дисплей отключается. Чтобы активировать дисплей, нажмите кнопку включения/выключения. Перемещайте насадку от зуба к зубу. Чистите наружную, внутреннюю и жевательную поверхности зубов. Все области полости рта следует чистить одинаково тщательно. Вы можете проконсультироваться со стоматологом или специалистом по гигиене полости рта относительно оптимальной для вас техники чистки. После чистки дисплей отображит комментарий с учетом времени, уделенного чистке. В первые дни использования электрической



зубной щетки возможна небольшая кровоточивость десен. Кровоточивость обычно проходит через несколько дней. Если по прошествии двух недель десны все еще кровоточат, обратитесь к стоматологу или специалисту по гигиене полости рта. Если у вас чувствительные зубы и (или) десны, Oral-B рекомендует использовать режим «Чувствительная чистка» или «Суперчувствительная чистка» (необязательно при использовании насадки Oral-B Gentle Care (d)).

ТАЙМЕР

Различные на слух кратковременные перерывы в работе мотора каждые 30 секунд напоминают о переходе к следующему квадранту полости рта. Более длительная последовательность приостановок в работе мотора означает окончание рекомендованной стоматологами 2-минутной продолжительности сеанса чистки зубов. Таймер запоминает прошедшее время даже при кратковременном отключении щетки в процессе использования. Обнуление таймера происходит при паузе более 30 секунд или помещении ручки зубной щетки на подключенное к сети зарядное устройство.

**Примечание.** При использовании некоторых функций приложения Oral-B таймер может быть деактивирован.

**Примечание.** Настроить таймер можно также через приложение Oral-B.

Функции датчика давления (a)

Ваша зубная щетка оснащена умным датчиком давления (3), который имеет различные функции, обозначенные разными цветами: Белый (по умолчанию) — индикатор рабочего режима (вы можете выбрать другой цвет в приложении Oral-B (b)) /индикатор низкого давления Красный — индикатор высокого давления / низкого заряда аккумулятора Зеленый — индикатор рекомендованного давления Синий — индикатор сопряжения Bluetooth Оранжевый — индикатор ошибки (следуйте инструкциям на дисплее) Чистите зубы, прилагая оптимальное давление, сигнализируемое зеленым цветом. В случае чрезмерного нажатия на зубную щетку индикатор загорается красным цветом, указывая на необходимость снизить давление. Если датчик загорается белым (или другим выбранным вами) цветом, рекомендуется увеличить давление. В случае высокого давления скорость движения насадки будет снижена (в режимах «Ежедневная чистка», «Интенсивная чистка» и «Чувствительная чистка»). Периодически проверяйте действие датчика давления, осторожно надавливая на зубную щетку во время использования. **Примечание.** При использовании некоторых функций приложения Oral-B датчик давления может быть деактивирован. **Примечание.** Датчик давления отключается в режиме чистки языка.

РЕЖИМЫ ЧИСТКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

Ваша зубная щетка может работать в разных режимах, указанных на дисплее: **«Ежедневная чистка»** — стандартный режим для ежедневного очищения **«Чувствительная чистка»** — бережное, но тщательное очищение чувствительных участков **«Уход за деснами»** — легкий массаж десен **«Отбеливание»** — полировка зубов для особых случаев или ежедневного использования **«Интенсивная чистка»** — для повышенной чистоты (работает с более высокой скоростью) **«Суперчувствительная чистка»** — очень бережная чистка на особенно чувствительных участках **«Чистка языка»** — чистка языка для разового или повседневного использования

При работе в режиме «Чистка языка» мы рекомендуем использовать насадку Gentle Care (d). Вы можете чистить язык с зубной пастой или без нее. Систематически очищайте всю поверхность языка легкими движениями. Рекомендованное время чистки — 30 секунд. Через 30 секунд мотор останавливается

Установка режима:

Чтобы выбрать режим по умолчанию, нажмите кнопку выбора режима (8), пока ручка активирована (с включенным дисплеем). Выберите режим, нажимая кнопку включения (7). Зубная щетка начинает работу в режиме, выбранном по умолчанию.

**Примечание:** Выбрать режим можно также через приложение Oral-B.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Активируйте интерактивный дисплей (4), взяв щетку, сняв ее с зарядного устройства или нажав кнопку включения/выключения (7).

(10–16) «Выбор режима» — переключайте режимы, нажимая кнопку выбора режима во время использования.

(17) «Настройки» — переключайте режимы, пока не дойдете до опции «Настройки»; чтобы войти в настройки, нажмите кнопку включения:

- (19) управление настройками Bluetooth (включение, выключение)
- (20) выбор/изменение цвета светового кольца
- (21) выбор/изменение языка
- (22) сброс настроек до заводских
- (24) «Таймер» — отображает длительность чистки.

(25) «Статус аккумулятора» — отображает статус аккумулятора после использования, во время подзарядки и при низком уровне заряда аккумулятора.

(26) «Напоминание о замене насадки» — напоминает, когда нужно менять насадку.

(27) «Результат чистки» — информация о результатах чистки в виде смайлика.

«Активация щетки»: когда вы берете ручку в руки, снимаете с зарядной станции или нажимаете кнопку включения, ручка сигнализирует о своей готовности к работе. «Сообщения об ошибках» — «неоптимальные условия эксплуатации»: вы используете или заряжаете щетку при неоптимальной температуре и/или уровне напряжения.

СМЕННЫЕ НАСАДКИ

Oral-B предлагает широкий выбор насадок Oral-B iO (c/d), которые подходят только для ручек Oral-B iO и могут использоваться для качественной чистки каждого зуба.

Большая часть насадок Oral-B оснащены щетинками INDICATOR®, позволяющими вам отслеживать необходимость замены насадки. При тщательной чистке зубов дважды в день в течение двух минут щетинки цветут наполовину приблизительно за три месяца, демонстрируя необходимость смены насадки. Если щетинки обтрепались до того, как цвет побледнел, возможно, вы слишком сильно нажимаете на щетку при чистке. Обычно рекомендуется заменять насадку каждые 3 месяца.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ СО СМАРТФОНОМ

Приложение Oral-B доступно для смартфонов на базе операционных систем iOS или Android™. Его можно скачать в магазине App Store™ / Google Play™ либо просто считайте QR-код с обратной стороны данной инструкции (i).

• Запустите приложение Oral-B. Оно поможет вам настроить соединение по Bluetooth. Инструкции можно также найти в инструкциях приложения (Подробнее -> Ваша щетка).

**Примечание.** Функционал приложения Oral-B ограничен, если в вашем смартфоне отключена технология соединения по Bluetooth (инструкции по ее подключению см. в руководстве по использованию смартфона).

- О сопряжении сигнализирует датчик давления. Все инструкции по использованию приложения будут отображаться в вашем смартфоне.

- Вы можете изменить настройки Bluetooth ручки в любое время, используя дисплей. -> Настройки -> Bluetooth включить/выключить.

- Во время чистки зубов держите смартфон на близком расстоянии (в пределах 5 метров). Убедитесь, что он надежно размещен в сухом месте.

**Примечание.** Для установки соединения с зубной щеткой ваш смартфон должен поддерживать Bluetooth 4.2 (или более поздней версии) / Bluetooth Smart. На сайте app.oralb.com вы можете проверить, доступно ли приложение Oral-B для вашей страны и совместимо ли оно с вашим смартфоном. **Внимание!** Обратитесь к руководству пользователя вашего смартфона за информацией относительно возможности использования смартфона / зарядного устройства в ванной комнате.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

После каждой чистки зубов промойте насадку под струей воды, включите зубную щетку. Снимите насадку и очистите ручку зубной щетки и насадку отдельно. Вода должна омывать верхнюю часть ручки, когда она включена, и затекать внутрь насадки. Вытрите все части и дайте им высохнуть, прежде чем собирать зубную щетку. Перед очисткой отключите зарядное устройство от сети.

21379975



Протирайте зарядное устройство только влажной тканевой салфеткой. Ознакомьтесь с правилами очистки конкретного аксессуара в разделе «Комплектация».



КОМПЛЕКТАЦИЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

**Дорожный футляр с функцией зарядки (h)**

- Чтобы зарядить ручку зубной щетки (5) поместите ее в дорожный футляр с функцией зарядки (h) и подключите его к электросети с помощью дополнительного шнура питания (h2). Шнур питания подходит для сетевого напряжения любого диапазона (100-240 В).
- Мигающий световой индикатор (h1) дорожного футляра с функцией зарядки свидетельствует о том, что идет зарядка. По достижении полной зарядки ручки зубной щетки индикатор выключается. Для полной зарядки обычно требуется 6 часов.
- Внешний и внутренний футляры следует очищать только влажной тканевой салфеткой. Прежде чем помещать ручку и насадку в футляр, убедитесь, что они полностью сухие.

**Примечание.** При появлении на поверхности дорожного футляра пятен немедленно вытрите их. Храните футляр в чистом сухом месте.

**Дорожный футляр (g)**

Храните очищенную и высушенную зубную щетку с насадками в дорожном футляре (g). Внешний и внутренний футляры следует очищать только влажной тканевой салфеткой.

**Подставка для насадок (f) / подставка для насадок с крышкой (e)**

Хранить очищенные насадки можно на выступах подставки. Прежде чем устанавливать насадки на подставку и/или закрывать крышку, убедитесь в том, что они сухие. Держатели насадок и крышку можно мыть в посудомоечной машине.

**Косметичка с застежкой / косметичка с магнитом**

Храните очищенную и высушенную зубную щетку с насадками в косметичке с застежкой. Внешний и внутренний футляры можно мыть под проточной водой. Храните очищенную и высушенную зубную щетку с подставкой для насадок (e) в косметичке с магнитом. Прежде чем устанавливать насадки на подставку и/или закрывать крышку, убедитесь в том, что они сухие. Внешнюю и внутреннюю поверхности можно мыть под проточной водой. Храните косметички в чистом сухом месте.

**Примечание.** При появлении на поверхности косметички пятен немедленно удалите их.

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт содержит аккумуляторные батареи и (или) перерабатываемые электрические отходы. Для защиты окружающей среды не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором, а передайте на переработку в пункты сбора в вашей стране.



ГАРАНТИЯ

На изделие распространяется гарантия в течение двух лет с момента покупки. В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним любые производственные дефекты (материалов или сборки) путем ремонта или замены всего изделия на наше усмотрение. В зависимости от наличия, мы имеем право предоставить вам изделие другого цвета или эквивалентной модели. Гарантия действует во всех странах, куда поставляется устройство компанией Braun/Oral-B или ее официальным дистрибьютором. Данная гарантия не распространяется на случаи повреждения изделия вследствие его неправильного использования или естественного износа, особенно в отношении насадок, а также на случаи дефектов, которые не оказывают значительного влияния на ценность или функциональные характеристики устройства. При осуществлении ремонта неавторизованными службами и использовании неофициальных запчастей Braun / Oral-B действие гарантии прекращается. Данное устройство оснащено утвержденным интерфейсом Bluetooth Smart. Гарантия на устройство не распространяется на случаи, когда невозможно установить подключение Bluetooth Smart с некоторыми моделями смартфонов, за исключением случаев, когда неисправность подключения Bluetooth связана с устройством Oral-B. На устройства с подключением Bluetooth распространяются гарантии их производителей, а не Oral-B. Oral-B не оказывает влияние и не делает рекомендации для производителей устройств. Соответственно, Oral-B не несет ответственность за количество устройств, совместимых с нашим интерфейсом Bluetooth. Oral-B оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить любые технические изменения и модифицировать системную реализацию функций устройства, интерфейс и структуру меню, если это

необходимо для обеспечения надежной работы систем Oral-B. Для получения гарантийного обслуживания передайте изделие вместе с чеком на его покупку в авторизованный сервисный центр Oral-B Braun.

ИНФОРМАЦИЯ. Радиомодуль Bluetooth®

Хотя все указанные функции на устройстве Bluetooth поддерживаются, Oral-B не гарантирует полную надежность соединения и стабильную работу функций. Производительность устройства и надежность соединения напрямую зависят от каждого отдельного Bluetooth-устройства, версии программного обеспечения, а также операционной системы таких Bluetooth-устройств и мер обеспечения безопасности компании, реализованных на таком устройстве. Oral-B строго придерживается стандарта Bluetooth, с помощью которого Bluetooth-устройства могут взаимодействовать и функционировать с зубными щетками Oral-B. Однако если производителям устройств не удалось внедрить этот стандарт, Bluetooth-совместимость и его функции будут нарушены, а у пользователя могут возникнуть функциональные проблемы при использовании устройства. Обратите внимание, что программное обеспечение на Bluetooth-устройстве может оказывать значительное влияние на совместимость и работу.

ГАРАНТИЯ — ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящая ограниченная гарантия действует только в отношении новых продуктов, произведенных компанией The Procter & Gamble Company, ее филиалами или дочерними компаниями (P&G) или для нее, которые можно идентифицировать по торговой марке, торговому наименованию или логотипу Braun/Oral-B. Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на продукты, не относящиеся к P&G, включая аппаратное и программное обеспечение. P&G не несет ответственности за какой-либо ущерб и утрату любых программ, данных и другой информации, которые хранятся на любых носителях, содержащихся в продукте, или любых продуктах или компонентах, не относящихся к P&G, на которые не распространяется настоящая ограниченная гарантия. Настоящая ограниченная гарантия не действует в отношении восстановления или повторной установки программ, данных и другой информации. Настоящая ограниченная гарантия не действует в отношении (I) повреждений, вызванных несчастным случаем, неправильным обращением, неправильным использованием, небрежным обращением, неправильным применением или продуктами, не относящимися к P&G; (II) повреждений, вызванных обслуживанием, выполняемым кем-либо, кроме компании Braun или авторизованного сервисного центра Braun; (III) продуктов или компонентов, модифицированных без письменного разрешения P&G; и (IV) повреждений в результате использования или невозможности использования держателя/подставки для смартфона Oral-B, держателя смартфона для зеркала или дорожного футляра с функцией зарядки («Комплектация»).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИЯ P&G, ЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕССУАРОВ ORAL-B, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ТРАВМЫ ЛЮДЯМ, УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ, УТРАТУ ЦЕННОСТИ КАКИХ-ЛИБО ПРОДУКТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С АКСЕССУАРАМИ ORAL-B, ИЛИ УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ ORAL-B ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ПРОДУКТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С АКСЕССУАРАМИ ORAL-B, ДАЖЕ ЕСЛИ P&G БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ И ПРИНИМАЕТЕ ТО, ЧТО P&G НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОЛОМКУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И ДРУГОГО ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АКСЕССУАРАМИ ORAL-B, А ТАКЖЕ УТРАТУ КАКИХ-ЛИБО ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАННЫХ УСТРОЙСТВАХ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ СО СТОРОНЫ ORAL-B НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ СТОИМОСТЬ, УПЛАЧЕННУЮ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТА.

ГАРАНТИЯ НА СМЕННЫЕ НАСАДКИ

Устройство снимается с гарантии Oral-B, если повреждение ручки аккумуляторной электрической зубной щетки произошло в результате использования сменных насадок другого производителя. Oral-B не рекомендует использовать сменные насадки других производителей.

- Oral-B не может контролировать качество таких насадок и, следовательно, гарантировать эффективную чистку зубов при их применении, о чем уведомляет при первоначальной покупке аккумуляторной электрической зубной щетки.

- Oral-B не может гарантировать сочетаемость ручки Oral-B со сменными насадками других производителей.
- Oral-B не может прогнозировать долгосрочное влияние сменных насадок других производителей на степень износа ручки зубной щетки.

Все сменные насадки Oral-B имеют соответствующий логотип и отвечают высоким стандартам качества Oral-B. Oral-B не продает сменные насадки или запасные части для ручки под другими торговыми наименованиями.

Аккумуляторная зубная щетка оснащена радиомодулем, работающим в диапазоне от 2,4 до 2,48 ГГц с максимальной мощностью 1 мВт.

Таким образом, компания Braun GmbH заявляет, что радиооборудование типов 3786, 3796, 3795, 3758, 3753, 3776, 3794, 3771, 3765 и 3767 отвечает требованиям Директивы 2014/53/ ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу: [www.oralb.com/ce](http://www.oralb.com/ce).

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КОД ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА:

для того чтобы определить год и месяц производства, посмотрите на код производства, указанный на корпусе зарядного устройства и/или рукоятки рядом с техническим типом изделия. Найдите код производства, начинающийся с буквы. Первая цифра кода указывает на год производства. Следующие две цифры указывают на календарную неделю года производства. Например: «009» означает, что товар произведен на 9 неделе 2020 года.



Произведено в Германии для Braun GmbH: Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany / Браун ГмбХ, Франкфуртер штрассе 145, 61476 Кронберг, Германия.

Срок службы: 2 года

По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связаться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 20 20.

**100–240 Вольт  
50–60 Герц  
3 Ватт  
IPX7**

Электрическая зубная щетка Braun тип 3796 с зарядным устройством тип 3768, с портативным зарядным устройством тип 3759 и сетевым блоком питания тип 492-xxxx. Класс защиты от поражения электрическим током: II (для зарядного устройства) и III (для ручки щетки).

(RU) Импортёр/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибуторская компания»; 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2. Тел. 8 (800) 200-20-20. (BY) Поставщики в Республику Беларусь: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220125, г. Минск, просп. Независимости, д. 179, пом. 17-1.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможная причина	Решение
<b>Приложение</b>		
Ручка не работает (надлежащим образом) с приложением Oral-B.	1. Приложение Oral-B закрыто. 2. В смартфоне отключена технология <i>Bluetooth</i> . 3. У ручки отключена технология <i>Bluetooth</i> . 4. Прервано <i>Bluetooth</i> -соединение со смартфоном. 5. Ваш смартфон не поддерживает <i>Bluetooth</i> 4.2 (или более поздней версии) / <i>Bluetooth</i> Smart. 6. Версия приложения Oral-B устарела.	1. Откройте приложение Oral-B. 2. Включите технологию <i>Bluetooth</i> в смартфоне (см. руководство по использованию смартфона). 3. Включите <i>Bluetooth</i> через меню «Настройки» -> включить <i>Bluetooth</i> 4. Еще раз установите соединение между ручкой зубной щетки и смартфоном через настройки приложения. Во время чистки зубов держите смартфон на близком расстоянии от зубной щетки. 5. Для установки соединения с зубной щеткой ваш смартфон должен поддерживать <i>Bluetooth</i> 4.2 (или более поздней версии) / <i>Bluetooth</i> Smart. На сайте <a href="http://app.oralb.com">app.oralb.com</a> вы можете проверить, доступно ли приложение Oral-B для вашей страны и совместимо ли оно с вашим смартфоном. 6. Загрузите последнюю версию приложения Oral-B.
Сброс до заводских настроек	Требуется оригинальный функционал	Войдите в раздел «Настройки» -> Заводские настройки (22). Для подтверждения нажмите кнопку включения/выключения
<b>Зубная щетка</b>		
Ручка не работает (при первом использовании).	1. Очень низкий уровень заряда батареи; ручка не работает. 2. Работа при неоптимальной температуре (сообщение на дисплее и/или мигающий индикатор датчика давления).	1. Заряжайте в течение минимум 30 минут. 2. Всегда используйте ручку при оптимальной температуре (> 0 °C и < 40 °C).
Зубная щетка издает короткий прерывистый звуковой сигнал только спустя 2 минуты или больше не издает прерывистый сигнал	Таймер был изменен/отключен через приложение.	Измените настройки таймера в приложении или сбросьте настройки до заводских (см. «Возможные проблемы в приложении»)
Зубная щетка не заряжается.	1. Очень низкий уровень заряда аккумулятора (0%). Для включения дисплея может потребоваться до 10–15 мин. 2. Температура окружающей среды не соответствует диапазону, подходящему для зарядки (< 0 °C и > 40 °C). 3. Неправильно подключено зарядное устройство.	1. Заряжайте в течение минимум 30 минут. 2. Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки составляет от 5 °C до 35 °C. 3. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к сети электропитания.
Треск / громкий шум во время чистки или включения.	1. Неправильно установлена насадка. 2. Насадка изношена	1. Убедитесь, что насадка правильно надета на ручку. Между ручкой и насадкой должно остаться небольшое расстояние. 2. Смените насадку.

ИООО «АЛИДИ-Вест», 220140, Беларусь, г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф. 7.3.1. Сервисный центр: ООО «Ресурс Плюс», Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 11.

Время перехода в режим ожидания < 5 сек. Энергопотребление в режиме ожидания ≤ 0.5 Ватт

Комплектность см. на упаковке и/или в руководстве по эксплуатации.

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые три месяца.

ЯЗЫК ДИСПЛЕЯ	
ENGLISH	РУССКИЙ
GOOD MORNING	ДОБРОЕ УТРО
GOOD NIGHT	ДОБРЫЙ ВЕЧЕР
HELLO	ПРИВЕТ
DAILY CLEAN	ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА
SENSITIVE	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
WHITEN	ОТБЕЛИВАНИЕ
GUM CARE	УХОД ЗА ДЕСНАМИ
INTENSE	ИНТЕНСИВНЫЙ
SUPER SENSITIVE	СУПЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
TONGUE CLEAN	ЧИСТКА ЯЗЫКА
SETTINGS	НАСТРОЙКИ
YES	ДА
NO	НЕТ
LIGHT RING	ЦВЕТ КОЛЬЦА
LANGUAGE	ЯЗЫК
FACTORY RESET	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
BACK	НАЗАД
DISABLE	ОТКЛЮЧЕНО
ENABLE	ВКЛЮЧЕНО
CANCEL	ОТМЕНА
YELLOW	ЖЕЛТЫЙ
PINK	РОЗОВЫЙ
BLUE	ГОЛУБОЙ
ORANGE	ОРАНЖЕВЫЙ
TURQUOISE	БИРЮЗОВЫЙ
WHITE	БЕЛЫЙ
ENGLISH	АНГЛИЙСКИЙ
SURE?	УВЕРЕНЫ?
REFILL IS USED UP	НАСАДКА ИЗНОШЕНА
SWITCHED?	ЗАМЕНЕНА?
UPDATE?	ОБНОВИТЬ?
UPDATING	ОБНОВЛЯЕТСЯ
UPDATED	ОБНОВЛЕНО
FAILED	НЕ УДАЛОСЬ
OUTSIDE OPERATING LIMITS	ВНЕ РАБОЧИХ ПРЕДЕЛОВ