

MASSAGE
WEASTRO

Перкуссионный массажный пистолет

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЫ НАСАДОК



НАСАДКА-ШАР

Для больших групп
мышц ног, спины, груди



НАСАДКА-ЛОПАТКА

Для мышц пресса,
нижней части спины



НАСАДКА-ВИЛКА

Для шеи, позвоночника,
мышц групп мышц и сухожилий



ПЛОСКАЯ НАСАДКА

Универсальная насадка
для разогрева всех групп мышц



НАСАДКА-ПУЛЯ

Для триггерных болевых
точек и суставов



ИЗОГНУТАЯ НАСАДКА

Для стоп и ладоней



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом и технологией бесшумного движения
- Съемный аккумулятор с перезаряжаемой литий-ионной батареей
- Настройки скоростей для оптимального давления
- Шесть сменных массажных насадок

Скорость вибрации: 1-30 (индивидуально)

Вес: 1,2 кг

Зарядка: 220-240 В, 50/60 Гц



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТИТЕ ДО НАЧАЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием заряжайте аккумулятор в течение шести часов, независимо от того, подключен он к устройству или нет. Для зарядки подключите вилку постоянного тока прилагаемого адаптера к зарядному порту аккумулятора и подключите кабель к розетке переменного тока (220 вольт).

Светодиодная полоса на индикаторах аккумулятора начнет мигать, показывая уровень заряда аккумулятора и указывая на активную зарядку. При присоединении аккумулятора к устройству светодиоды на устройстве также мигают, показывая уровень заряда аккумулятора и указывая на активную зарядку. При полной зарядке все светодиоды перестают мигать и продолжают светиться.

Аккумулятор можно заряжать при любом уровне заряда. Не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор до уровня красного светодиода. Время работы устройства без нагрузки до 6-ти часов. В зависимости от выбранной скорости и давления аппликатора (массажной головки) время работы под нагрузкой составляет до 2-х часов.

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Прикрепите аккумулятор к основанию устройства. Убедитесь в том, что он надежно зафиксирован. Включите устройство, переместив переключатель питания в нижней части аккумулятора в положение ON. Выключите устройство, переместив переключатель питания в положение OFF. При включенном аккумуляторе нажмите кнопку питания на корпусе устройства один раз, чтобы включить устройство. Далее с помощью кнопок «+» и «-» выберите один из 30 уровней массажа.

Светодиодные индикаторы синего цвета показывают на табло слева, выбранный уровень мощности, на табло справа, отражается уровень заряда. Повторное нажатие кнопки питания выключит устройство. При неработающем устройстве вставьте аппликатор (массажную головку) до упора, нажав на него. Для снятия потяните за него. Массируйте необходимую часть тела с нужной скоростью и оптимальным давлением.

Для снятия аккумулятора нажмите большим пальцем кнопку фиксатора аккумулятора, другой рукой потяните вниз рукоятку аккумулятора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Используйте слегка влажное полотенце для очистки устройства и протрите его мягкой тканью.

Для хранения или путешествий извлеките аккумулятор и храните его отдельно.

ЗАМЕНА МАССАЖНОЙ ГОЛОВКИ

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вставьте
массажную
головку в
устройство
до упора.



При снятии
массажной головки
держите ее прямо и
не вращайте.

Если вам надо извлечь
аккумулятор, аккуратно
нажмите большим пальцем
кнопку фиксации аккумулятора
(как показано на рисунке)
и другой рукой потяните за
аккумулятор/ручку.



Предупреждения и предостережения

- Не погружать устройство в воду. Хранить вдали от жидкостей или источников тепла. Защищайте вентиляционные отверстия от пыли и мусора.
- Не выкручивайте винты и не пытайтесь разобрать.
- Устройство автоматически отключается каждые 10-15 минут для предотвращения непрерывного воздействия на один участок тела и во избежании перегрева двигателя.
- Не используйте непрерывно более одного часа, дайте устройству отдохнуть в течение 30 минут перед повторным использованием.
- Отсоедините зарядное устройство от аккумулятора устройства после зарядки или перед использованием его.
- Устройство предназначено только для взрослых. Не рекомендуется пользоваться устройством при травмах. Перед использованием устройством проконсультируйтесь с врачом.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ: для снижения риска поражения электрическим током, пожара и травм ЭТОТ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ:

- Устройство предназначено только для взрослых
- Применять устройство только на сухой чистой поверхности тела поверх одежды, слегка нажимая и перемещая по телу в течение примерно 60 секунд на каждую область
- Использовать массажный пистолет желательно только на мягких тканях тела не вызывая боли или дискомфорта. Не используйте устройство на голове или любой другой части тела, имеющей твердую поверхность из-за близкого прилегания костей к поверхности кожного покрова.
- Используйте только те аппликаторы, которые обеспечивают наилучший желаемый эффект.
- Независимо от настроек управления или используемого давления массажной головки могут возникать синяки. Регулярно проверяйте обработанные участки и немедленно прекращайте пользование устройством при первых признаках боли или дискомфорта.
- Избегайте попадания в стержни и заднюю часть аппликатора волосяного покрова на пальцах и других частях тела, так как это может привести к защемлению.
- Не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия массажного пистолета.
- Не погружайте в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия устройства.
- Не роняйте и не используйте массажный пистолет не по назначению.
- Заряжайте устройство только с помощью прилагаемого зарядного устройства.
- Перед каждым использованием внимательно проверяйте устройство и аккумулятор.
- Ни в коем случае не модернизируйте и не модифицируйте массажный пистолет.
- Никогда не оставляйте массажный пистолет включенным или заряжаемым без присмотра.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВИБРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ СО СВОИМ ВРАЧОМ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

- Диабет при беременности с такими осложнениями, как невропатия или повреждение сетчатки, ношение кардиостимуляторов, недавнее хирургическое вмешательство.
 - Эпилепсия или мигрень, грыжи межпозвоночных дисков, спондилолистез, спондилолиз или спондилез, недавняя замена суставов или LUD, металлические булавки или пластины, а также при любых опасениях по поводу вашего физического состояния. Использование любых вибрационных устройств ослабленными людьми и детьми должно осуществляться только в присутствии взрослых. Эти противопоказания не означают, что вы не можете пользоваться вибрационными устройствами и тренажерами, но перед этим мы рекомендуем вам сначала проконсультироваться с врачом.
- В целях сокращения списка противопоказаний в настоящее время проводятся исследования воздействия вибрационных упражнений для лечения определенных заболеваний. Практический опыт показал, что использование в процессе лечения виброупражнений в ряде случаев носят рекомендательный характер, но это необходимо делать под наблюдением врача-специалиста или физиотерапевта.

ГАРАНТИЯ

ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА С ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭТОТ ПРОДУКТ ОКАЖЕТСЯ НЕИСПРАВЕН ИЗ-ЗА ДЕФЕКТА МАТЕРИАЛА ИЛИ ПО ВИНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ТО ОН ПОДЛЕЖИТ БЕСПЛАТНОМУ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- (a) если повреждения вызваны несчастным случаем, злоупотреблением, неправильным обращением или транспортировкой,
- (b) в случае несанкционированного ремонта
- (c) единицы, используемые не в соответствии с инструкциями
- (d) если ущерб превышает стоимость продукта
- (e) ухудшение качественных характеристик продукта в результате неправильного хранения и/или нарушения сохранности в помещении покупателя
- (f) отсутствие даты покупки в гарантийном талоне

В некоторых регионах и странах не допускается ограничение возмещения ущерба, поэтому указанное выше ограничение может не применяться в вашем случае.

Эта гарантия содержит определенные юридические права, но другие права могут варьироваться в зависимости от страны и региона. Гарантийное обслуживание доступно через операционную политику и международных дистрибьюторов.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

По любым вопросам, связанным с работой вентилятора, в том числе по браку, обращайтесь в Службу поддержки клиентов: в Телеграм, в WhatsApp, на почту info@weastro.ru

