

ПУСТЫШКА-ТЕРМОМЕТР

модель FDTH-VO-5

maman

Быстрый старт

Нажмите кнопку «Включение/Выключение», дождитесь, пока на дисплее появится символ «Lo °C» и мигающий символ «C». Поместите силиконовую часть пустышки-термометра у ребенка во рту.

Введение

Самостоятельное измерение температуры тела следует рассматривать как способ контроля состояния здоровья, но не в качестве основы для постановки диагноза и назначения лечения. В случае отклонения показания термометра от нормальных значений температуры, проконсультируйтесь с врачом. Ни в коем случае не изменяйте дозы лекарств, назначенные Вашим врачом.

Перед началом применения прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и сохраните его для последующего применения.

Комплектность: пустышка-термометр, футляр, руководство пользователя.

Описание

Электронная пустышка-термометр, модель FDTH-VO-5, предназначена для измерения температуры у маленьких детей.

Пустышка-термометр водонепроницаема, снабжена ЖК-дисплеем, функцией автоматического отключения, а также тревожной звуковой сигнализацией при температуре выше или равной 37,8°С.

Меры безопасности

Оберегайте пустышку-термометр от ударов. В случае падения термометра или удара о твердую поверхность могут произойти сбои в его работе.

Пустышка-термометр – не игрушка. Храните термометр в недоступном для детей месте.

Не оставляйте ребенка одного во время измерения температуры.

Не подвергайте термометр воздействию прямых солнечных лучей и не храните рядом с нагревательными приборами. Храните термометр в сухом чистом месте.

Не погружайте термометр в воду или иные жидкости. Не подвергайте кипячению пустышку-термометр. Запрещается самостоятельный ремонт электронного термометра или его комплектующих. Для ремонта электронного термометра следует обратиться к производителю или в сертифицированный центр обслуживания.

Нарушение правил и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств!

Уход за термометром

Перед каждым использованием протирайте пустышку-термометр слегка влажной, а затем сухой салфеткой. Допускается применение дезинфицирующих средств в минимальной концентрации. Храните пустышку-термометр в футляре.

Подготовка к работе

Нажмите кнопку «» на пустышке-термометре. В течение нескольких секунд на дисплее отобразится весь набор символов, подтверждающий правильность функционирования прибора и результат последнего измерения или знак «Lo». Затем на короткое время отобразится символ «37°С». Затем высветятся символы «Lo °C», при этом символ «C» начнет мигать. Термометр готов к работе.

Если результат измерения термометра будет соответствовать диапазону от 32°С до 43°С, значение отобразится на экране. Если значение температуры будет ниже 32°С, на экране отобразится мигающий значок «Lo °C».

Эксплуатация

Поместите силиконовую часть пустышки-термометра у ребенка во рту. Необходимое время измерения составляет около 2-х минут.

После окончания измерения перестанет мигать символ «С», прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится значение температуры ребенка. При измерении температуры свыше 43,9°С на дисплее отобразится символ "Н"- измерение слишком высокой температуры.

Внимание!

Чтобы продлить срок службы элемента питания, следует выключать термометр сразу же после использования кратковременным нажатием на кнопку. Если Вы не выключите термометр, он автоматически отключится примерно через 8 -9 мин.

Технические характеристики

Диапазон 32°С -42°С
Погрешность 0,1°С

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

Пустьшка-термометр FDTH-VO-5

Дата продажи: « _____ »

_____ 201__ года.

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

Условия гарантии:

1. Высокое качество изделия гарантируется при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.

Срок гарантии - 1 год со дня продажи через розничную сеть.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в сервисном центре.

2. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

предъявление правильно и четко заполненного гарантийного талона; наличие оригинала товарного чека, содержащего дату покупки; предъявление неисправного изделия.

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях: нарушения сохранности гарантийных пломб; изменения заводского серийного номера или наименования модели; модификации или ремонта, выполненного лицом, на то не уполномоченным.

3. Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ, но не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: механические повреждения, попадание внутрь жидкости и других посторонних предметов; химической коррозии, применения некачественных элементов питания; удар молнии, пожар, затопление или другие стихийные бедствия; эксплуатация изделия с нарушением руководства пользователя.

4. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации: использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации; соблюдение правил и требований безопасности.

5. Условия гарантии также не предусматривают периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом, включая все типы батареек.

6. Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

С условиями гарантии согласен _____

Подпись клиента

Адрес сервисного центра:

Москва, Волжский бульвар, д. 50, корп. 2.

Телефон «Горячей линии».: (499) 130-92-65.

маман®



Термометр-пустышка

модель: FDTH-V0-5



Лёгкое и комфортное
измерение температуры
тела у детей

Водонепроницаемый
Безопасный
Память последнего измерения



Термометр-пустышка

модель: FDTH-V0-5

Предназначен для измерения температуры у маленьких детей.

- Водонепроницаемый
- Звуковая сигнализация окончания измерения
- Тревожная сигнализация при температуре выше или равной 37,8°C

Технические характеристики

Диапазон измерения температуры: 32,0°C - 42,0°C

Погрешность: 0,1°C

Дисплей: жидкокристаллический

Память: результат последнего измерения

Условия хранения: температура 10 - 55°C / влажность 95%

Условия эксплуатации: температура 22 - 35°C / влажность 80%

Питание: 1 батарейка на 1,5V (не подлежит замене)

Звуковой сигнал (оповещение):

Гарантийный срок: один год

о вкл./выкл. прибора;

Дата изготовления: ноябрь, 2017

об окончании измерения

температуры;

если результат

измерения 37,8°C

и выше.

Автоматическое

выключение:

через 8-9 минут



Медицинское изделие.
Регистрационное
удостоверение
Росздравнадзора
№ ФСЗ 2011/10697 от
26 сентября 2011 года.

Поставщик: ООО «Рубиком», 140100 Московская обл.,
г. Раменское, ул. Карла Маркса д. 5, тел: +7 499 130 92 65
Импортер: ООО «Рубиком», 140100 Московская обл.,
г. Раменское, ул. Карла Маркса д. 5, тел: +7 499 130 92 65
Производитель: Фамидок Технолоджи Ко., Лтд.
6/Ф, Джи Билдинг, №14 Люсянь 1я РД, 71 Блок Баоань
Дистрикт, Шэньчжэнь 518101, КНР / №212 Илун Роад,
Хэси Индустриал Зоун, Дунгуань 523853, КНР



4 607112 280236