



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 июня 2021 года № РЗН 2021/14619

На медицинское изделие

**Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3),
6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin)**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"СайДен Лтд.", Соединенное Королевство,
CyDen Ltd., Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea SA1 8QB, United Kingdom**

Производитель

**"СайДен Лтд.", Соединенное Королевство,
CyDen Ltd., Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea SA1 8QB, United Kingdom**

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-34831/36282 от 21.07.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **26.60.13.180**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 июня 2021 года № 5850
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0057500

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 июня 2021 года

№ РЗН 2021/14619

Лист 1

На медицинское изделие

**Фотоэпилятор косметический, моделей 6032 (Silk.expert Pro3),
6031 (Silk.expert Pro5), CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), CyDen SSG2 (SmoothSkin):**

I. 6032 (Silk.expert Pro3), в составе:

1. Фотоэпилятор 6032 (Silk.expert Pro3).
2. Блок питания с соединительным кабелем.
3. Сетевой шнур.
4. Стандартная насадка.
5. Насадка для точного удаления волос (Precision Smart Head) (при необходимости).
6. Чехол для устройства (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации.

II. 6031 (Silk.expert Pro5), в составе:

1. Фотоэпилятор 6031 (Silk.expert Pro5).
2. Блок питания с соединительным кабелем.
3. Сетевой шнур.
4. Стандартная насадка.
5. Насадка для точного удаления волос (Precision Smart Head) (при необходимости).
6. Чехол для устройства (при необходимости).
7. Руководство по эксплуатации.

III. CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin), в составе:

1. Фотоэпилятор CyDen SSB1 /1 (SmoothSkin).
2. Блок питания с соединительным кабелем.
3. Сетевой шнур.
4. Руководство по эксплуатации.

IV. CyDen SSG2 (SmoothSkin), в составе:


1. Фотоэпилятор CyDen SSG2 (SmoothSkin).
2. Блок питания с соединительным кабелем.
3. Сетевой шнур.
4. Руководство по эксплуатации.

Место производства:

1. CyDen Ltd., Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB, United Kingdom.
2. CyDen Ltd., Kings Dock, Crymlyn Borrows, Rear of Trojan Building, Swansea SA1 8QA, United Kingdom.
3. CyDen Ltd., Unit 1, BA Premises, Clarion Close, Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8QZ, United Kingdom.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0086885