

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА И ТРАВМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Не роняйте прибор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания.

#### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом при наличии у вас беременности, невропатии, повреждений сетчатки, электрокардиостимулятора, недавно перенесенных хирургических вмешательств, замены суставов или операцией с применением металлических пластин или штифтов, эпилепсии или мигрени, грыжи межпозвоночного диска, спондилолистеза, спондилолиза позвоночника, спондилеза, а также иных проблем со здоровьем.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:**

ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv> или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv> или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

**Изготовитель: YELL Group Limited**

Адрес: Unit 5, 15/F., Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Гонконг

Сделано в Китае

**Импортер: «МВМ»,** Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48; E-mail: [cert-log@mvideo.ru](mailto:cert-log@mvideo.ru)

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е цифры — год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



# R3

## Массажер для коленей

### Инструкция по эксплуатации



Вибрационный массаж



Горячий компресс



Инфракрасная терапия



2 часа работы



ELEEEELS


## Обзор прибора



- 1) Удобная и понятная панель управления
- 2) 11 световых индикаторов
- 3) Инфракрасная лазерная лампа
- 4) Многочастотный вибрационный массаж
- 5) Ленты-липучки
- 6) Разъем для USB-TYPE-C

### Технические характеристики

- Ном. напряжение: 3,7 В
- Вход: DC 5 В/2 А
- Емкость аккумулятора: 3000 мАч
- Мощность: 10 Вт
- Вес: 720 г



Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.

### ЗАРЯДКА

- Подключите кабель USB к разьему на приборе.
- Скорость зарядки зависит от используемого сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется использовать сетевой адаптер, подходящий для Type C (5 В/ 2 А) для полной зарядки батареи за 3 часа.
- Поставьте прибор на зарядку, когда кнопка включения начнет мигать.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Закрепите прибор на колене с помощью лент-липучек.
- 2) Для запуска нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения. Прибор будет работать в режиме по умолчанию (автоматический выбор скорости, слабый нагрев, ИК-подогрев, лазер).
- 3) Отрегулируйте скорость, нажимая на кнопку скорости вибраций.
- 4) Отрегулируйте степень нагрева, нажимая на кнопку нагрева.
- 5) Для включения или выключения ИК-нагрева и лазера нажмите кнопку включения.
- 6) Для выключения прибора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения.
- 7) Через 10 минут работы прибор автоматически отключится. Для продолжения удерживайте кнопку включения 2 секунды.

### УХОД, УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Протрите прибор слегка влажной тканью, затем тщательно высушите.
- Не очищайте прибор с применением химических чистящих средств и спирта.
- Для зарядки используйте кабель USB-TYPE-C
- Прибор предназначен для массажа, для использования в быту. Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации. Транспортировка допускается в сухой среде в оригинальной упаковке.
- Храните прибор в сухом чистом месте.
- При наличии неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте прибор в воду. Не храните рядом с емкостями с водой и источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не вскрывайте изделие.
- Не допускайте более 1 часа непрерывной работы прибора. Подождите не менее 10 минут перед повторным включением.
- Прибор не предназначен для детей. Не используйте при наличии травм. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

# R3

Knee  
Massager

## Instruction Manual



### SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- Do not drop the device.
- Do not tamper or alter the device in any way.
- Never leave the device unattended during operating or charging.

### DISCLAIMER

Please do not use the ELEEEELS R3, or any massage device without first obtaining approval from your doctor if you have any of the following conditions: pregnancy, neuropathy, retinal damage, pacemaker user, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements, surgical pins or plates, or you have any concerns about your physical health.

### WARRANTY

IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A DEFECT IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE PRODUCT; OR FAILED COMPONENT(S), FREE OF CHARGE

THIS WARRANTY EXCLUDES:

- (a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
- (b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
- (c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEEELS instructions;
- (d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
- (e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided.

Please visit below link for instruction manual in other languages:  
<http://www.eleeeels.com/im>



Vibration  
Massage



Hot  
Compress



Infrared  
Therapy



2-Hour  
Battery Life



ELEEEELS

R3-IM-01


## R3 at a Glance



- 1) User-friendly and smart touch panel control
- 2) Built-in 11 red lights
- 3) Infrared laser lamp
- 4) Multi-frequency vibration massage
- 5) Velcro straps
- 6) USB type-c charging port

### Specifications

- Rated Voltage: 3.7V
- Input: DC 5V/2A
- Battery Capacity: 3000 mAh
- Rated Power: 10W
- Weight: 720 grams



## INSTRUCTIONS

PLEASE READ PRIOR TO USE

### CHARGING

- 1) Connect USB Type-C cable to the charging port.
- 2) The charging speed depends on what adapter is used. It is suggested to use an adapter supporting Type C (5V/2A) to fully charge in approximately 3 hours.
- 3) When the power indicator flashes, please recharge the battery.

### OPERATING

- First, use the strap to hold the device on the knee joint, and adjust the tightness.
- Then, press the power button for 2 seconds to turn on the device. The default setting is Auto Mode (auto vibration, low heat level, infrared, laser).
- Press the vibration button repeatedly to adjust the vibration level during operation.
- Press the heat button repeatedly to adjust the heat level during operation.
- Press the power button repeatedly to turn on and turn off infrared and laser during operation.
- Press the power button for 2 seconds to turn off the device.
- When the device stops operation after a 10-minute session, press the power button to start a new one.

### MAINTENANCE, CLEANING & STORAGE

- Use a slightly damp towel to clean the device and a soft cloth to dry it.
- Do not clean the device with chemicals or alcohol.
- Only use the USB Type-C cable supplied by the ELEEELS for recharging.

### WARNINGS & CAUTION

- Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free from dust and debris.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. Allow device to rest for 10 minutes before re-using.
- For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.