



Руководство пользователя User manual

Светодиодная силиконовая маска для лица
Yamaguchi LED Light Therapy Mask
LEDシリコンフェイスマスク



РУС

ENG



СОДЕРЖАНИЕ

Yamaguchi LED Light Therapy Mask.....	5
Ключевые особенности.....	6
Положительный эффект от использования маски.....	9
Результаты исследований.....	9
Рекомендации по использованию.....	10
Противопоказания.....	11
Описание деталей.....	12
Пульт управления.....	13
Использование.....	14
Меры предосторожности.....	20
Комплект поставки.....	21
Очистка и уход.....	22
Технические характеристики.....	23



YAMAGUCHI



COSMETICS

СВЕТОДИОДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА YAMAGUCHI LED LIGHT THERAPY MASK

Yamaguchi LED Light Therapy Mask – инновационная беспроводная светодиодная силиконовая маска для комплексного ухода за кожей лица в домашних условиях. Устройство сочетает в себе уникальные косметологические технологии, которые в комплексе дают потрясающий эффект, помогает бороться с чрезмерным выделением кожного сала, пигментацией, акне, способствует сужению пор. Маска помогает улучшить усвоение косметики, подтягивает и укрепляет овал лица, улучшает питание и эластичность кожи, таким образом, увеличивается выработка коллагена и эластина клетками кожи, контур лица становится более четким и рельефным, щеки и второй подбородок подтягиваются, устраняются морщины, кожа омолаживается и приобретает ухоженный цветущий вид.


Светотерапия позволяет световым волнам разной длины проникать в клетки глубоких слоев кожи, свет способен активизировать регенеративные и омолаживающие функции, вследствие чего кожа быстро становится упругой и молодой. Кожа выглядит более гладкой и свежей, она сияет изнутри.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Комплексный омолаживающий уход за кожей лица в домашних условиях
- Маска изготовлена из гипоаллергенного медицинского силикона
- 2 режима работы: автоматический и ручной
- Светотерапия: 4 световых волны разной длины для достижения максимальных результатов по омоложению кожи лица
 - ▶ **Красный свет** (длина волны 620 ± 10 нм) стимулирует клетки к обновлению, активизирует регенерацию тканей. Подходит для дряблой, атоничной и уставшей кожи с возрастными изменениями. Активизирует процессы выработки собственного коллагена и стимулирует клеточный метаболизм, восстанавливая цвет лица и тонизируя кожу, помогает бороться с морщинами и рубцами. Красный свет проникает на глубину до 6-7 мм, поглощаясь в эпидермисе и собственно коже (дерме), часть светового излучения доходит до подкожной жировой клетчатки.
 - ▶ **Синий свет** (длина волны 460 ± 10 нм) успокаивает и оказывает противовоспалительный эффект на кожу, убивает бактерии и вирусы, которые вызывают акне и воспаления. Процедура с использованием синего света обновляет кожу и заживляет ранки, предотвращая появление рубцов, сокращает расширенные поры, ускоряет метаболизм в клетках и делает кожу гладкой и сияющей. Можно использовать его для жирной и смешанной кожи. Глубина проникновения синего излучения в ткани составляет 0,5-1 мм.
 - ▶ **Оранжевый свет** (длина волны $590 \text{ нм} \pm 10$ нм) воздействует непосредственно на клетки дермы – фибробласты, стимулирует процессы выработки структурных компонентов кожи: коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, усиливает собственную энергию кожи, способствует увлажнению, разглаживанию морщин, борется с пигментацией, что позволяет

применять его для зрелой, увядающей кожи и для профилактики преждевременного старения. Глубина проникновения света в ткани составляет 2-4 мм.

- **Фиолетовый свет** (длина волны 700 ± 10 нм) подходит для кожи со сниженным тонусом. Делает кожу более эластичной. Великолепно улучшает цвет лица и борется с глубокими морщинами и отеками. Стимулирует лимфодренаж, улучшает кровообращение и уменьшает отечность. Глубина проникновения в ткани составляет до 10 мм, световое излучение доходит до подкожной жировой клетчатки, что способствует расщеплению жиров и эффективной борьбе с отеками.





- Удобный пульт управления
- Дополнительные ремни-фиксаторы для более комфортного прилегания маски
- Силиконовые защитные кольца вокруг глаз, предотвращающие попадание световых волн в глаза
- Силиконовые отверстия в области носа, позволяющие свободно дышать и носить маску длительное время
- Интуитивное управление
- Беспроводное использование
- Уникальный эргономичный дизайн
- Быстрая и удобная зарядка
- Автоматический режим: таймер 15 минут, Ручной режим: таймер 10 мин
- Подходит для любого типа и цвета кожи

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСКИ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА:


- кожа становится упругой, гладкой и эластичной;
- подтягивается овал лица, исчезает второй подбородок;
- стимуляция процессов омоложения кожи;
- устранение пигментации;
- разглаживание морщин и носогубных складок;
- введение косметических средств в глубокие слои кожи, усиление эффекта их воздействия;
- глубокое питание и увлажнение кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

- лечение красными светодиодами сокращает количество морщин на лице на 38%;
- за 4-12 недель терапия синим светом визуально уменьшает проявление акне и постакне на 45-75%.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- **Первая неделя:** Используйте один раз в 3 дня, по 15 минут за раз.
- **Вторая и третья неделя:** Используйте один раз в 2 дня, по 15 минут за раз.
- **Четвертая неделя:** Используйте один раз в день, по 15 минут за раз.
- Далее перерыв 1-2 недели.
- Затем поддерживающие процедуры 1-2 раза в неделю, по 15 минут за раз.



Внимание. В процессе постоянного совершенствования прибора мы оставляем за собой право на технические и конструктивные изменения, улучшающие работу изделия.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:


- гнойные воспалительные процессы, раны, ссадины на коже;
- наличие электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов;
- дерматит, псориаз;
- плохое самочувствие пациента (рекомендуется перенести проведение процедуры);
- при образовании на коже фурункулов, герпеса, конъюнктивита;
- при экземах или розацеа;
- сразу после проведения химических пилингов, механической чистки или лазерных процедур;
- если на коже лица имеются признаки аллергической реакции или она раздражена;
- беременность;
- онкология;
- аллергия на свет;
- заболевания щитовидной железы.

Примечание. Данное изделие не предназначено для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Примечание. Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете прибор другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.


Зарядка

1. При первом использовании полностью зарядите прибор.
2. Подключите светодиодную маску к пульту управления к соответствующему порту, USB-кабель для зарядки подключите одной стороной к пульту управления, а другой к адаптеру (адаптер не идет в комплекте). Используйте адаптер с характеристиками DC 5 В/1 А и более. Подключите адаптер к сети 220 В, начнется процесс зарядки.
3. Во время зарядки будет гореть индикатор красной светотерапии на пульте управления. Когда прибор зарядится, все индикаторы световой терапии будут гореть одновременно. Время полной зарядки занимает около 2-х часов.
4. Запрещено использовать маску во время зарядки.



Установка ремней-фиксаторов

1. В комплекте вместе с маской идут специальные ремни-фиксаторы для комфортного крепления светодиодной маски на голове: 2 ремня-фиксатора для крепления сверху и 2 ремня-фиксатора для крепления сзади.
2. Установите ремни-фиксаторы на маске, как показано на рисунке.



Подготовка к использованию

После установки ремней-фиксаторов подключите маску к соответствующему micro-USB разъему на пульте управления. Маска готова к использованию.

Использование

1. Перед использованием маски необходимо произвести демакияж кожи лица и шеи, глубоко очистить кожу. Нанесите гель, сыворотку или Ваш любимый крем на кожу лица и шеи.
2. Наденьте маску, зафиксируйте ремни-фиксаторы так, чтобы Вам было комфортно.
3. Включите маску, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. По умолчанию включится ручной режим работы, загорится LED-подсветка красного света. Нажмите повторно на кнопку ВКЛ\ВЫКЛ для выбора одного из 4-х вариантов светотерапии:



- **Красный свет** (длина волны 620 ± 10 нм)
 - Повышает синтез коллагена и эластина;
 - Ускоряет метаболические процессы;
 - Улучшает функциональную активность клеток;
 - Корректирует инволюционные изменения кожи;

- ▶ Способствует сокращению морщин;
- ▶ Уменьшает глубину заломов и складок;
- ▶ Повышает плотность кожи;
- ▶ Уменьшает выраженность расширенных пор;
- ▶ Восстанавливает уровень увлажненности кожи;
- ▶ Активизирует собственные защитные механизмы.



- **Синий свет** (длина волны 460 ± 10 нм)
 - ▶ Успокаивает кожу;
 - ▶ Подавляет развитие воспалений;
 - ▶ Нормализует работу сальных желез;
 - ▶ Борется с покраснениями.



- **Оранжевый свет** (длина волны $590 \text{ нм} \pm 10 \text{ нм}$)
 - ▶ Стимуляция лимфодренажа;

- › Устранение отечности и застоев;
- › Активизация микроциркуляции;
- › Антисептическое действие;
- › Замедление воспалительных процессов;
- › Улучшение цвета лица;
- › Устранение пигментных пятен;
- › Устранение недостатка кислорода.



- **Фиолетовый свет** (длина волны 700 ± 10 нм)
 - › Снижение воспаления;
 - › Антибактериальное действие;
 - › Стимуляция регенерации;
 - › Повышение тонуса кожи;
 - › Снижение раздражения, успокаивающее действие;
 - › Профилактика появления рубцов при воспалении.

В ручном режиме маска выключится автоматически через 10 минут.

4. Для включения автоматического режима работы нажмите кнопку Auto/Manual, загорится индикатор Auto. В данном режиме происходит автоматическая смена всех LED-подсветок:
- LED-подсветка красного света (5 минут)
 - LED-подсветка синего света (3 минуты)

- LED-подсветка оранжевого света (4 минуты)
- LED-подсветка фиолетового света (3 минуты)

Маска выключится автоматически через 15 минут.

5. Для выключения маски нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3-х секунд.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не пользуетесь маской долгое время, ее необходимо заряжать каждые 3 месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, следуя рекомендациям, изложенным в данном руководстве пользователя.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
- Перед первым использованием осмотрите маску и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала использования проконсультируйтесь с врачом-дерматологом и убедитесь, что состояние Вашей кожи позволяет использовать прибор. Во время использования следите за состоянием Вашей кожи.
- Не роняйте прибор.
- При видимых повреждениях маски и кабелей обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать, модифицировать и разбирать устройство. При наличии неисправностей обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование!
- Не рекомендуется использование прибора на поврежденной коже, ранах, после процедур пилинга кожи. При возникновении дискомфорта немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.

- После перемещения прибора из холода в тепло, не рекомендуется включать прибор минимум 1 час.
- Не подвергайте прибор резкому перепаду температур.
- Перед первым использованием прибора полностью зарядите его, используя USB-кабель для зарядки.
- Не используйте прибор для гиперчувствительной кожи, проконсультируйтесь с дерматологом.
- Прибор не является водонепроницаемым, не храните его в помещениях с повышенной влажностью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его водой.
- Устройство предназначено для индивидуального использования.
- Перед использованием прибора нанести крем, гель или сыворотку на водной основе на кожу лица и шеи.
- При заболеваниях различного рода необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием прибора.
- Запрещается использовать маску во время зарядки.
- Запрещается прикасаться к маске, USB-кабелю и адаптеру USB мокрыми руками во время зарядки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светодиодная силиконовая маска для лица × 1

Ремни-фиксаторы для головы × 4

Пульт управления × 1

USB-кабель для зарядки × 1

Руководство пользователя × 1

Упаковочная коробка* × 1

* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед каждой новой процедурой необходимо продезинфицировать маску в целях гигиены, а также для удаления остатков пота и жира.
- Время от времени, протирайте маску мягкой сухой салфеткой.
- Ни в коем случае не используйте спиртовые чистящие средства, растворитель или бензин.
- Не погружайте маску или какие-либо его принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы в прибор не попадала влага.
- Храните устройство в чистом и сухом месте.

При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр компании YAMAGUCHI для тестирования, замены и ремонта.

В целях безопасности все работы по ремонту устройства должны выполняться только представителями сервисных центров компании YAMAGUCHI. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать по тел. 8 800 333-12-81.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта	Светодиодная силиконовая маска для лица
Модель	Yamaguchi LED Light Therapy Mask
Выходная мощность	4,2 Вт
Емкость батареи	1500 мАч
Напряжение батареи	3,7 В
Ток для зарядки	5 В/1 А
Длина световой волны	Красный свет (длина волны 620 ± 10 нм) Синий свет (длина волны 460 ± 10 нм) Оранжевый свет (длина волны $590 \text{ нм} \pm 10$ нм) Фиолетовый свет (длина волны 700 ± 10 нм)
Кол-во светодиодов	100 шт
Вес нетто	220 г
Размеры	198×383×33,5 мм
Таймер	Автоматический режим: 15 минут; Ручной режим: 10 мин



CONTENTS

Yamaguchi LED Light Therapy Mask.....	27
Product features.....	28
Positive benefits	
from using the LED Light face mask.....	31
Research results	31
Recommendations for use	31
Safety instructions	32
Pacakage contents.....	33
Product information	34
Remote controller description.....	35
User manual.....	36
Contraindications	41
Technical specifications	42
Care and storage.....	43



YAMAGUCHI



COSMETICS

LED-LIGHT FACE MASK YAMAGUCHI LED LIGHT THERAPY MASK


Yamaguchi LED Light Therapy Mask is an innovative wireless LED silicone mask for comprehensive facial skin care at home. The device combines unique cosmetology technologies, which together give a stunning effect, helps fight excessive sebum, pigmentation, acne, and helps narrow pores. The mask helps to improve the absorption of cosmetics, tightens and strengthens the oval of the face, improves skin nutrition and elasticity, thus increasing the production of collagen and elastin by skin cells, the facial contour becomes clearer and more prominent, the cheeks and double chin are tightened, wrinkles are eliminated, the skin is rejuvenated and acquires well-groomed blooming appearance.


LED Light therapy allows light waves of different lengths to penetrate into the cells of the deep layers of the skin, light is able to activate regenerative and rejuvenating functions, as a result of which the skin quickly becomes elastic and young. Skin looks smoother, fresher and radiant from within.

PRODUCT FEATURES

- Hi-tech Professional LED Skin Care device for personal home care
- The mask is made of hypoallergenic soft medical grade silicone
- 2 modes: auto mode and manual mode
- LED Light therapy: 4 LED light waves of different wavelengths for maximum results in facial rejuvenation:
 - **Red light** (wavelength 620 ± 10 nm) stimulates cells to renew, activates tissue regeneration. Suitable for flabby, atonic and tired skin with age-related changes. It activates the production of its own collagen and stimulates cellular metabolism, restoring complexion and toning the skin, helps fight wrinkles and scars. Red light penetrates to a depth of 6-7 mm, being absorbed in the epidermis and the skin itself (dermis), part of the light radiation reaches the subcutaneous fatty tissue.
 - **Blue light** (wavelength 460 ± 10 nm) has a soothing and anti-inflammatory effect on the skin, killing bacteria and viruses that cause acne and inflammation. The blue light treatment renews the skin and heals wounds, prevents scarring, shrinks enlarged pores, boosts cell metabolism, and makes skin smooth and radiant. Can be used for oily and combination skin. The depth of penetration of blue radiation into tissues is 0.5-1 mm.
 - **Orange light** (wavelength 590 nm ± 10 nm) directly affects the cells of the dermis - fibroblasts, stimulates the production of structural components of the skin: collagen, elastin, hyaluronic acid, enhances the skin's own energy, helps moisturize, smooth wrinkles, fights pigmentation, which allows apply it to mature, withered skin and to prevent premature aging. The depth of penetration of light into tissues is 2-4 mm.
 - **Violet light** (wavelength 700 ± 10 nm) is suitable for skin with reduced tone. Makes skin more elastic. Perfectly improves

complexion and fights deep wrinkles and swelling. Stimulates lymphatic drainage, improves blood circulation and reduces swelling. The depth of penetration into tissues is up to 10 mm, light radiation reaches the subcutaneous fatty tissue, which contributes to the breakdown of fats and the effective fight against edema.





- Convenient remote controller
- Additional head straps for a more comfortable fit of the mask
- Silicone protective rings around the eyes to prevent light waves from entering the eyes
- Silicone holes in the nose area, allowing you to breathe freely and wear a mask for a long time
- Easy to use
- Wireless use
- Ergonomical and compact design
- Simple Quick charge system
- Timer: auto mode 15 min, manual mode 10 min
- Suitable for all skin types and colors

POSITIVE BENEFITS FROM USING THE LED LIGHT FACE MASK:


- the skin becomes elastic, smooth and elastic;
- the oval of the face is tightened, the second chin disappears;
- stimulation of skin rejuvenation processes;
- elimination of pigmentation;
- smoothing wrinkles and nasolabial folds;
- the introduction of cosmetics into the deep layers of the skin, enhancing the effect of their impact;
- deep nutrition and hydration of the skin.

RESEARCH RESULTS:

- treatment with red LEDs reduces the number of wrinkles on the face by 38%;
- for 4-12 weeks, blue light therapy visually reduces the manifestation of acne and post-acne by 45-75%.

RECOMMENDATIONS FOR USE

- First week: Use once every 3 days, 15 minutes at a time.
- Weeks 2 and 3: Use once every 2 days, 15 minutes at a time.
- Fourth week: Use once a day, 15 minutes at a time.
- Then a break of 1-2 weeks.
- Then maintenance treatments 1-2 times a week, 15 minutes at a time.





SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user manual carefully.

- Only use this device for the purpose for which it was developed and in the manner specified in the user manual instructions.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Before first use, inspect the mask for damage.
- Before use, consult a dermatologist and make sure that your skin condition allows you to use the device. During use, monitor the condition of your skin.
- Do not drop the device.
- In case of visible damage to the mask and cables, contact an authorized service center.
- Do not repair, modify or disassemble the device yourself. If there is a problem, contact an authorized service center.
- If any abnormality occurs in the operation of the device (for example, if you smell smoke, suspicious noise, etc.), stop using it immediately!
- It is not recommended to use the device on damaged skin, wounds, after skin peeling procedures. If discomfort occurs, discontinue use immediately and consult your physician.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- After moving the device from cold to warm, it is not recommended to turn on the device for at least 1 hour.
- Do not expose the mask to sudden changes in temperature.
- Before using the led mask for the first time, fully charge it using the USB charging cable.

- Do not use the device for hypersensitive skin, consult a dermatologist.
- The instrument is not waterproof, do not store it in damp environments.
- Do not immerse the device in water or wash it with water.
- The device is intended for individual use.
- Before using the device, apply a water-based cream, gel or serum to the skin of the face and neck.
- In case of various diseases, it is necessary to consult a doctor before using the device.
- Do not use the mask while charging.
- Do not touch the mask, USB cable and USB adapter with wet hands while charging.


PACAKAGE CONTENTS

LED Light Face mask × 1
Head straps × 4
Remote controller × 1
USB-charging cable × 1
User manual × 1
Package box* × 1


* The package box is an integral part of the product appearance.

Note. In the course of continuous improvement of the device we reserve the right to make technical and design changes.

PRODUCT INFORMATION



REMOTE CONTROLLER DESCRIPTION




USER MANUAL

Read the user manual carefully before using this device, especially the safety instructions and keep the user manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these manual for use.

Charging process


1. When using for the first time, fully charge the device.
2. Connect the LED mask to the remote control to the appropriate port, connect the USB charging cable with one side to the remote control and the other side to the adapter (adapter not included). Use an adapter with DC 5V/1A specifications or more. Connect the adapter to a 220 V network, the charging process will begin.
3. During charging, the red light therapy indicator on the remote control will be lit. When the device is charged, all light therapy indicators will be on at the same time. A full charge takes about 2 hours.
4. It is forbidden to use the mask while charging.



Head straps

1. Included with the mask are special fixing straps for comfortable fastening of the LED mask on the head: 2 fixing straps for attaching from above and 2 fixing straps for fixing at the back.

2. Install the straps on the mask as shown in the figure.



Preparation for use

After installing the straps, connect the mask to the corresponding micro-USB connector on the control panel. The mask is ready to use.

User manual

1. Before using the mask, it is necessary to remove make-up of the skin of the face and neck, deeply cleanse the skin. Apply gel, serum or your favorite cream to the face and neck.
2. Put on the mask, fix the straps so that you are comfortable.
3. Turn on the mask by pressing the ON/OFF button. By default, the manual operation mode will turn on, the red LED will light up. Press the ON/OFF button again to select one of 4 light therapy options:



- **Red Light** (wavelength 620 ± 10 nm)
 - › Increases the synthesis of collagen and elastin;
 - › Accelerates metabolic processes;
 - › Improves the functional activity of cells;
 - › Corrects involutional skin changes;
 - › Helps reduce wrinkles;
 - › Reduces the depth of creases and folds;
 - › Increases skin density;
 - › Reduces the appearance of enlarged pores;
 - › Restores the level of skin hydration;
 - › Activates own defense mechanisms.



- **Blue light** (wavelength 460 ± 10 nm)
 - ▶ Soothes the skin;
 - ▶ Suppresses the development of inflammation;
 - ▶ Normalizes the work of the sebaceous glands;
 - ▶ Combats redness.



- **Orange light** (wavelength $590 \text{ nm} \pm 10 \text{ nm}$)
 - ▶ Stimulation of lymphatic drainage;
 - ▶ Elimination of puffiness and congestion;
 - ▶ Activation of microcirculation;
 - ▶ Antiseptic action;
 - ▶ Slowing down inflammatory processes;
 - ▶ Improvement of complexion;
 - ▶ Elimination of age spots;
 - ▶ Elimination of lack of oxygen.



- **Violet light** (wavelength $700 \pm 10 \text{ nm}$)
 - Reduced inflammation;
 - Antibacterial action;
 - Stimulation of regeneration;
 - Increased skin tone;
 - Reduced irritation, soothing effect;
 - Prevention of scarring in inflammation.

The mask will turn off automatically after 10 minutes
4. To enable auto operation, press the Auto/Manual button, the Auto indicator will light up. In this mode, all LED backlights are automatically changed:
- LED red light illumination (5 minutes)
 - LED blue light (3 minutes)
 - LED-illumination of orange light (4 minutes)
 - Purple LED illumination (3 minutes)
- The mask will turn off automatically after 15 minutes.
5. To turn off the mask, press and hold the ON/OFF button for 3 seconds.

ATTENTION! If you do not use the device for a long time, charge it every 3 months to extend the battery life.

CONTRAINDICATIONS

It is not allowed to use the device in the following cases:

- purulent inflammatory processes, wounds, abrasions on the skin;
- the presence of a pacemaker or other electronic implants;
- dermatitis, psoriasis;
- poor health of the patient (it is recommended to postpone the procedure);
- with the formation of boils, herpes, conjunctivitis on the skin;
- with eczema or rosacea;
- immediately after chemical peels, mechanical cleaning or laser procedures;
- if there are signs of an allergic reaction on the skin of the face or it is irritated;
- pregnancy;
- oncology;
- allergy to light;
- thyroid disease.

ATTENTION! This product is not intended to be used for medical purposes, including for the prevention, diagnosis, treatment, monitoring the state of the human body, medical research, rehabilitation, replacement, change of the anatomical structure or physiological functions of the body, preventing or interrupting pregnancy.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product name	LED light face mask
Model	Yamaguchi LED Light Therapy Mask
Voltage	4,2 W
Battery capacity	1500 mAh
Battery voltage	3,7 V
Charging rate	5 V/ 1A
Light wavelength	Red light (wavelength 620±10nm) Blue light (wavelength 460 ±10 nm) Orange light (wavelength 590nm±10nm) Violet light (wavelength 700 ±10 nm)
LED diodes	100 pcs
Net weight	220 g
Dimensions	198×383×33,5 mm
Timer	Manual 10 min, Auto 15 min

CARE AND STORAGE

- Before each new procedure, it is necessary to disinfect the mask for hygiene purposes, as well as to remove sweat and grease residues.
- From time to time, wipe the mask with a soft dry cloth.
- Never use alcohol-based cleaners, thinner, or benzine.
- Do not submerge the mask or any of its accessories in water. Make sure that no moisture enters the device.
- Store the device in a clean and dry place.

In case of malfunction of the device, immediately stop using it and contact YAMAGUCHI service center for testing, change and repair.

For safety reasons, all repairs of the device should be performed only by Yamaguchi service centers. The addresses and phone numbers of service centers can be found by tel. 8 800 333-12-81.



YAMAGUCHI

Japan



YAMAGUCHI®

Product of "Yamaguchi Electronics Solutions"
Misumi, Nagato, Yamaguchi, Japan

EAC