

版本号	时间	修改点	修改内容	起草人
V1.3	20240316	增加希伯来语言		

DREAME

Product User Manual

Dreame IPL Home Use Hair Removal Device

Model: D-1186

Please read through the User Manual before using and pay special attention to all safety precautions as well as following them strictly.

Contents

en	1
pl-PL	18
nb-NO	35
vi-VN	52
th-TH	69
tr-TR	86
id-ID	103
sv-SE	120
ru-RU	137
kk-KZ	154
ar-SA	171
he-IL	188

1 Matters Need Attention

Please first read these matters carefully and then follow the user manual to operate.

These matters are to ensure the operation of product is correct and safe, to prevent users or other people from personal injuries or property damage, and please make sure to follow them.

For more information or personal advice, consult your local supplier. Also, if you still have doubts about the product, please consult your dermatologist or your general practitioner.

1.1 Contraindications

- Not for individuals under the age of 18.
- Not for pregnant or breastfeeding women, or women during menstrual period.
- Not for individuals who have tattoos or permanent scar.
- Not for individuals who have large-scale areas of dark spots on the skin, such as ephelides, birthmark, nevus or wart.
- Not for individuals with eczema, open skin sores or open skin wounds.
- Not for individuals with congenital skin diseases.
- Not for individuals who have been treated, or currently receiving treatment, with Alpha-hydroxy Acids (AHAs), Beta-hydroxy Acids (BAAs), Retin-A, tartaric acid, salicylic acid type of azelaic acid.
- Not for individuals with diabetes.
- Not for individuals who are taking isotretinoin.
- Not for individuals who have been treated with steroids within the past 3 months.
- Not for individuals who have a history of epilepsy.

1.2 Warnings

- Eyes: light pulses are only active when the treatment window is in full contact with the skin. Nevertheless, do not look at the treatment window when you are using the device. This may cause damage to the eyes.
- "Eyes: DO NOT USE THIS DEVICE ON OR NEAR THE EYES. DO NOT USE THIS DEVICE TO REMOVE EYELASHES OR EYEBROWS. DOING THIS COULD RESULT IN PERMANENT EYE INJURY."
- Eyes: WE RECOMMEND you look away from the device when flashing onto your skin. Or we recommend that you wear protective glasses every time you use them, and this device is usually available over-the-counter as well as it under the classification of 'Personnel protective shield per 21CFR 892.6500, procode: IWS'; the selection criteria of goggles are as follows: #1) they can effectively protect the wavelength of $\geq 5\ 10\text{nm}$ intense light (F-classification goggles); #2) and their light transmittance shall not exceed $\pm 10\%$; #3) purchase the goggles from the licensed manufacturers.
- Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck. This group should be careful.
- Please keep the device far away from the children.
- Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots (such as large freckles, nevus, or warts), nipples, genitals, and around the anus.
- Avoid direct sunlight on the skin before use.
- Stop using immediately if symptoms such as burns and blisters appear.
- IF THE DEVICE FALLS INTO WATER, DO NOT TOUCH IT WITH YOUR HANDS. UNPLUG THE ADAPTOR IMMEDIATELY. DO NOT USE THE DEVICE IN THE BATHROOM, NEAR SINKS, IN BATHTUB, OR IN A SHOWER AREA.
- Keep your device away from water or liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Please do not use if the device or its accessory (such as power cord, adapter) is

damaged. And keep the power cord away from heated surfaces.

- Please do not use components other than those equipped by Beauty Every Moment.
- Except for personnel authorized by Beauty Every Moment , no other party should attempt to disassemble the device.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children and shall not be applied on the skin of children.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction.
- Concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided.
- WARNING. Do not override the safety mechanisms inherent to the device.
- WARNING. If taking a photosensitizing medication or herbal remedy, seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.
- Verify that there is no visible damage to the emission optic or the appliance housing. If there is damage, do not use appliance;
- White or grey hair cannot be epilated.

1.3 Pre-cautions

- Shave and clean the expected skin area before use.
- Do not treat the same skin area more than once per hair removal session.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin before use.
- The surface of the treatment window will remain residual temperature after each treatment, please do not clean the window directly at this time to avoid affecting the performance of the product. You should wait for the window temperature to cool down, and then clean it as required.
- When the product is in continuous operation, the temperature of the applied part (treatment window) will rise, but no more than 43 degree Celsius. The operator can control the temperature by limiting the contact time, which is recommended to be 30 minutes per session and waited 15 minutes for the device to cool down before continuing to use.
- The customers will experience slight warm feeling during each treatment, which belongs to a normal situation; and it will disappear within 24h normally. If it would not disappear within 24h, please stop using this product and consult customer service or your doctor.

1.4 Risks of Using the device

Side effects and complications associated with the use of IPL Home Use Hair Removal Device are uncommon. However, every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur with intense pulsed light hair removal systems designed for home use.

If any of the following conditions appear and last more than 24hours, you should consult your physician:

Adverse effect	Likelihood of adverse effect
Minor skin discomfort	Minor
Skin redness	Minor
Skin sensitivity	Minor
Skin wounds and burns	Rare
Scarring	Rare
Pigment changes	Rare
Excessive swelling	Rare

Adverse effect	Likelihood of adverse effect
Infection	Negligible
Bruising	Negligible

1.5 EMC Statements

- IPL Home Use Hair Removal Device conforms to EMC requirements.
- User shall install and use in accordance with EMC information described in attached materials.
- The portable and mobile RF communication equipment may affect the performance of the device, so please avoid strong electromagnetic interference when using, such as do not use it near phone, microwave and so on.
- Manual and manufacturer's statement details are in the end of the article (Annex I).

2 Introduction

Intended Use:


IPL Home Use Hair Removal Device is an over-the-counter device intended for removal of unwanted body and/or facial hair.

2.1 Packing List

- IPL host ×1
- AC adapter ×1
- AC Power Cord ×1
- User Manual ×1
- Razor ×1
- Protective glasses ×1

2.2 Product Components Diagram


Diagram of IPL host



- ① Treatment window panel
- ② Skin sensor
- ③ Display screen
- ④ Flash Button
- ⑤ DC socket
- ⑥ Power button/Lock screen button/Standby Light/Preparation Indicator Light

Note: The lamp cartridge is non-removable component and mainly consists of a treatment window panel and skin sensor, and the skin sensor is used to identify whether it is in proper contact with your skin.

Diagram of screen



- 1 Mode icons
- 2 Mode button/ Auto flash icon
- 3 Lock screen icon
- 4 Treatment level
- 5 Level Button

NOTES:

- 1) There are five icons, two touch-buttons, and it will light up Armpit-area icon, Mode button icon, level button and treatment level after the device is powering on.
- 2) There are eight work mode icons (Finger, Face, Arm, Armpit, Bikini, Leg, Upper body, and Ice Cooling icon) in the selection on the indicator strip, representing the frequently-used body areas represent that the user is advised to switch to this icon before using the product when applying the product to these body areas. You can switch the body-area icons in order (Finger-area icon → Face-area icon → Arm-area icon → Armpit-area icon → Bikini-area icon → Leg-area icon → Upper body-area icon → Ice Cooling icon) by Short press the mode button. For example, if you need to remove the unwanted body hair from your bikini, it is recommended that you switch to bikini-area icon by Short press the mode button first.
- 3) The following are the icons of the parts corresponding to the indicator strip in order:



- 1 Finger-area icon
- 2 Face-area icon
- 3 Arm-area icon
- 4 Armpit -area icon

- 5 Bikini -area icon
- 6 Leg-area icon
- 7 Upper body -area icon
- 8 Ice Cooling icon

4) When you hold down the flash button (press down continuously), the device will switch to automatic lighting mode(GLIDE method) and the Auto flash icon will blink on the screen.

2.3 Technical Specifications

Basic Specifications	
Product Name	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Model	D-1186
Dimension	175*64*39mm
Weight	295g
Type of Protection	BF Type, Class II
Level of Protection	IPX0
Applied Parts	The treatment window of lamp cartridge
Output Specifications	
Type of Light	Intense Pulsed Light (IPL)
Light Wavelength	550 ~ 1100nm
Pulse Duration	5~12ms +/-20%
Spot Size of the treatment window	3.0cm ²
Treatment Level	Level 1 to 8
Energy Density	2.0~4.3J/cm ² +/-20%
Power Specifications	
Power Supply	Supplied by external power adapter Input: 100-240V 50/60Hz 1.5A Max Output: DC24V 2.5A
Usage Specifications	
Expected service life	510,000 shot counters
Operation Environment	Temperature:15~35°C Humidity: 30%~75%RH Barometric Pressure: 86~106kPa
Storage Environment	Temperature:0~40°C Humidity: 25%~75%RH Barometric Pressure:86~106kPa

3 How It Works

3.1 How Does IPL Work

IPL Home Use Hair Removal Device is a Pulsed Light system which emits intense pulsed light (IPL) at a wavelength ranging from 550~1100nm. The device works on the principles of selective photothermolysis. That is, thermal damage is caused to target chromophores by using light of appropriate wavelength in pulses that

exceeds the chromophores' thermal relaxation time but sparing normal skin by limiting the pulse width below the thermal relaxation time for skin.

3.2 Treatment Schedule

For optimal results, IPL Home Use Hair Removal Device should be used once a week for 12 weeks to ensure all hair follicles are treated.

After the initial treatment phase (12 weekly treatments), to maintain results we recommend the Device is used once a month, or as required.

4 How To Use

4.1 Application Ranges

Recommended treatment area

The device is suitable for removal of unwanted body hair such as but not limited to small areas such as Armpit and facial hair below the chin line and large areas such as legs.

USE ON ACCEPTABLE SKIN TYPES

USE ON ACCEPTABLE SKIN TYPES and this device are to only be used on Fitzpatrick Skin Types I-V.

BEFORE USING THE DEVICE, choose your skin tone on the basis of Fitzpatrick Phototyping Scale, which was developed by Harvard Medical School dermatologist, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, to classify a person's complexion and their tolerance of sunlight. There are six levels of skin tone in the scale.

Please IDENTIFY your skin tone and check the following diagram to see whether the product is applicable:

Safety grade	Applicable	Applicable	Applicable	Applicable	Applicable, but Caution	Not Applicable
Skin type / color	Type I Pale white skin	Type II White skin	Type III Cream white skin	Type IV Moderat brown skin	Type V Dark brown skin	Type VI Deeply pigmented dark brown to darkest brown, black skin
Example						

NOTES:

- Choose the comfortable level according to your skin tolerance and increase level from one to five levels gradually. If the level is unsuitable or there is reaction, you could increase level gradually.
- The colour of your skin may change, for example because your skin has been tanned: it may then be darker than the skin tone during the previous treatment. Therefore, it is important that you check the settings to be used before each treatment, and set the settings according to different treatment areas. Some areas may be darker than others.

4.2 Patch Test

Before actual treatment, please refer to the USE ON ACCEPTABLE SKIN TYPES Table (Section 4.1). Conduct a skin test on a small area 24 hours in advance to check whether there will be any adverse reaction on the skin.

HOW TO TEST

- Choose a small area on the arm. Conduct the skin test slowly from a low to high energy level according to skin tolerance (1~2 shots). If there are any signs of swelling, burn mark, change in hair follicle, pain, or other unsuitable symptoms, please do not use this device until a thorough consultation with a physician.
- If there is no skin abnormality after 24 hours, but you feel intense hotness during the treatment, then the last lower level is the most proper energy for your skin.

4.3 Operating Steps

Preparing yourself:

- 1) On the basis of Fitzpatrick Phototyping Scale, identify whether your skin tone is suitable; the details please refer to "USE ON ACCEPTABLE SKIN TYPES" section in the USER MANUAL.
- 2) Prior to use, make sure your skin is in good condition without any injury and wound; as well as your skin is shaved, clean and dry (free of any residue such as powders, creams, makeup, antiperspirants, or deodorants);

Device set-up:

- 1) Remove IPL Home Use Hair Removal Device and its accessories from the gift box;
- 2) Make sure the device is clean, dry and intact before beginning the treatment:
The treatment window needs to be cleaned before and after each use in order to reduce risk of infection and prevent hairs and/or dust from appearing on the treatment window. Use the following steps to clean the treatment window:
Step 1. Use a clean swab or clean cotton pad with 70% isopropyl alcohol to clean the treatment window. Allow 1 ~ 5 minutes of contact time.
Step 2. Allow the device to dry. CAUTION: DO NOT USE THE DEVICE UNTIL THE ALCOHOL HAS COMPLETELY EVAPORATED.
Step 3. Visually inspect the device. If visible contaminants remain, repeat the Steps 1~3.
- 3) Connect the AC power cord to the AC adapter, Plug AC plug end into an electrical outlet and the cord into the device DC socket (as illustrated in Fig.1), the indicator light of the device will be solid white.




Fig. 1

IPL Home Use Hair Removal Device is in standby status and now ready to be used.

NOTE(s):

- Place the IPL Home Use Hair Removal Device on a table or area near an electrical wall outlet. Move away any liquids from the area.

- 4) Press the Power button over 2 seconds to turn on the device (as illustrated in Fig.2), the fan will be active and you can hear its sounds; the indicator light is still solid white, the cold compress function is enabled by default, and the screen will be lighted on and light up these relevant symbols: treatment levels and Armpit-area icon, Mode button and level button (as illustrated in Fig.3).




Fig. 2




Fig. 3



Note: the cold compress function has no other medical therapeutic effect and just for cooling down the skin temperature to give user a better experience.

- 5) Short press the Level button to adjust treatment level (Level 1 is the lowest, Level 8 is the highest, as illustrated in Fig.3), please choose the suitable level which your skin can bear.
- 6) Place the treatment window flat against the expected body area with full contact to the skin (as illustrated in Fig.4), the indicator light green—it means the device is ready to go and you can press the flash button to hair removal.




Fig. 4

- 7) Press the Flash button ^{NOTE1}. The device will flash and a warm sensation should be felt.
- 8) Move the Device to the next area to be treated and repeat.
- 9) After the product flashes several times, it will automatically display the lock screen icon. At this time, the Level Button and mode Button cannot be operated. You need to short press the power button to unlock the device.
- 10) After finishing the treatment, press the Power button over 2 seconds to turn off the device — it means the device will re-enter standby status, the screen will light off and the indicator will keep solid white. After removing the adapter from the host, the device is powered off and not lighted on.

NOTE(s):

- Within 5 minutes without any operation, the device will also re-enter standby status.

- 11) Use a clean cloth or cotton swab to clean the device, and then put the device and its accessories into the gift box and store it in safe place.

NOTE(s):

NOTE 1. Treatment method: STAMP or GLIDE

- There are two recommended methods for treatment: "STAMP" or "GLIDE".
- For whichever method you choose the Device must be moved between flashes to ensure the same area is not treated twice.
- STAMP method (manual lighting mode): This method is manual and recommended for small areas such as the Armpit, bikini line and face. Place the Device on the skin, press and release the Flash button. Remove the Device from the skin before carefully re-applying it to the next treatment area.
- GLIDE method (automatic lighting mode): This method is automatic and recommended for larger areas such as legs. Place the Device on the skin, touch the Auto flash button on the screen or hold down the Flash button (press down continuously) to enter automatic lighting mode and the Auto flash button will flash on the screen, then glide the Device along the skin between flashes. Try to move the Device at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas. If you need to exit this mode, please short press the Flash button again or touch the Auto flash button again to exit.

NOTE 2. Fault (error) reminder function during operation

Error reminders that may be encountered when the device is running include the following:

Symbol displayed	Problem described	Solution
Four lights for Finger-area, Face-area, Arm-area and	Because the device may be in the following conditions: 1) The product lasts running under the circumstance of high ambient	1) Only need to change the low temperature environment to stand for half an hour, this symbol shows the normal half grid can be

Symbol displayed	Problem described	Solution
Underarm-area icon are flashing quickly at the same time	temperature; 2) The air inlet or outlet was blocked; 3) Rule out the above two possibilities is the product is broken.	used normally; 2) Please remove the foreign body and return to normal after a few minutes; 3) It needs to be sent back for repair. Please contact the customer service.
Two lights for Finger-area and Face-area icon are flashing quickly at the same time	When the fan or the circuit related to fan is damaged, ERROR2 will be displayed.	It needs to be sent back for repair. Please contact the customer service.
Three lights for Finger-area, Face-area and Arm-area icon are flashing quickly at the same time	When the main capacitor or the circuit related to the main capacitor is damaged, ERROR3 will be displayed.	It needs to be sent back for repair. Please contact the customer service.

4.4 Replacement

Service life of the Device

The lifetime of IPL Home Use Hair Removal Device is mainly depended on the lifetime of the lamp tube inside the IPL host, which the lamp tube can be valid emitted for 510,000 times (shot counter). When all the lights and displays are flashing together, it means device has been reached the maximum usage counter and the device is no longer available --then you can replace a new IPL Home Use Hair Removal Device according your needs and purchase it from your local provider or manufacturer.

5 Maintenance

Cleaning

- Make sure to turn off and unplug IPL host before cleaning.
- It is recommended to clean the treatment window before and after every session by using alcohol cotton pad or swab. (Specific instructions can be seen in Device set-up section in Section 4.3 of this article)
- Keep IPL Home Use Hair Removal Device dry. Never submerge the device or any of its parts in water as it may lead to an electrocution risk.

Storage

- To avoid breakage or missing device and its accessories, please store IPL Home Use Hair Removal Device and its accessories in the gift box after each use.
- Clean the device before you store it.
- Store the device in a cool and dry place, away from sunlight. Do not store in wet or humid environment, otherwise it may affect the product function.

6 Disposal (End of Life)



DO NOT throw away the IPL Home Use Hair Removal Device with normal household waste at the end of its life, but hand it in to an official collection point for recycling (Contact your local town or city officials for recycling information). By doing this, you help to preserve the environment.

7 Frequently Asked Questions (FAQs)

If you experience any problems with IPL Home Use Hair Removal Device, please refer to the information below to try to resolve it:

Problem	Solution
If IPL Home Use Hair Removal Device does not turn on:	Make sure that the power supply is plugged properly into the device and the electrical outlet.
If IPL Home Use Hair Removal Device does not trigger a pulse:	1. Verify there is full contact with the skin. The Flash button will activate a flash pulse only when the device is in full contact with the skin. 2. In the case of a safety issue or when the lamp tube reached its end, the device will not trigger a pulse.
If you feel heat and hurt during the use of IPL Home Use Hair Removal Device:	1. Shave and clean the hair in the expected treatment area before use. 2. Choose one comfortable treatment level for yourself. 3. DO NOT repeatedly treat the same area at the same time.

8 Warranty Contents

8.1 Disclaimer

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. reserves that the final explanation of IPL Home Use Hair Removal Device, any third party applies device related information without Beauty Every Moment's authorization are not allowed, and we will take legal action. In any case, Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. is not responsible for any consequences caused by improper use of consumers.

8.2 Warranty

1) Warranty Period

The warranty period of the product is 1 years from the date of purchase.

2) Warranty Scope

- If there is any quality problems occur on the product within the warranty period, the Beauty Every Moment will provide free maintenance or replacement of the device for you. Other faults resulted from abnormal use and force majeure is not within the warranty scope.
- The luminescent tubes inside the treatment window have a lifetime limit, and exceeding that limit will not be covered by the warranty.

3) Warranty Limits

- When applying for free maintenance for the product that is on the warranty card, customers should present the valid invoice. The warranty period for Beauty Every Moment products starts from the date of purchase which is shown in the invoice. If there is no purchase date, the warranty period starts from the date of manufacture.

Beauty Every Moment is not responsible for the following situations and will not provide warranty service in case of the following situations:

- Faults and damage resulted from fire, earthquake, the behavior of a third party, fault or misuse caused by users, usage under other abnormal conditions and unpredictable events.
- The accompanying damage caused by the usage of the products (such as loss of business benefit, interruption of business including the loss results from the usage of device and the cost results from the replacement of equipment, device or service, or the claim required by users).
- Damage resulted from the operation which is not in the user manual.
- Service or components required to solve the problem caused by using accessories, parts or substitutes other than those supplied by our company; service required to solve the problem caused by receiving unauthorized repair or service; misuse, abuse, operation and maintenance not conform to the instructions, or unauthorized disassembly of the device.
- Faults or damage resulted from improper working environment, including overload.
- Improper storage by users (such as damages caused by rats and liquid infiltration).

4) Warranty Card

Name: _____ (Sir/Miss)

Contact number: _____

Address: _____

Purchasing Date: _____

Product serial number: _____

Product model: _____

Purchasing Shop: _____

Shop contact number: _____

After-sales service hotline:

8.3 Support

Dear Customers:

In order to provide you with more convenient services, when you buy IPL Home Use Hair Removal Device, please consult us according to the contact information below if you have problems.

Customer Service:

- Hot-line: +86755 3388 3239
- E-mail: yf6@szmeishimeike.com
- Mailing address: Rm.101,201,501,Bldg.4,Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 518100

9 Symbols

Graphic Symbol	Meaning
S/N	Serial number: Each S/N could be described by a thirteen digital code, The first digit is M, the second to ninth digits (manufacturing date (yyymmdd)) form a complete batch number, and the last four digits (xxxx) is production serial number.
	Class II equipment
	Warnings or Cautions
	WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mark
	Follow the operating instructions.
	Keep dry.

10 Annex1. Manufacturer's EMC Statement

- Proper light energy output is defined as ESSENTIAL PERFORMANCE of this device by the manufacturer. If the device is placed firmly on the skin, and then the device does not flash or a warm sensation is not felt after the flash button is pressed, the device has malfunctioned. If this occurs, contact customer service.
- ⚠ Warnings: IPL Home Use Hair Removal Device is applicable for use in all establishments (included home healthcare environment) expect for near active HF surgical equipment and the RF shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging, where the intensity of MEM disturbances is high.
- ⚠ Warnings: The use of IPL Home Use Hair Removal Device adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- ⚠ Warnings: The use of accessories , transducers and cables other than those specified, with the exception of the accessories, transducers and cables provided by the manufacturer of the IPL Home Use Hair Removal Device as replacement parts for internal components, may affect compliance of the ME equipment or ME system with the requirements of Clause 7 (EMISSIONS) and Clause 8 (IMMUNITY).
- ⚠ Warnings: The use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of IPL Home Use Hair Removal Device could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- ⚠ Warnings: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the IPL Hair Removal Device, including cables specified by the manufacturer. Otherwise , degradation of the performance of this equipment could result.
- Guidance and manufacturer' s declaration

TABLE 1 Guidance and manufacturer's declaration -electromagnetic emissions

Guidance and manufacturer's declaration -electromagnetic emissions HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complied

TABLE 2 Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity		
Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
	HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT	
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV signal input/output 100 kHz repetition frequency	±2 kV for power supply lines Not Applicable 100 kHz repetition frequency
Surge IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV line-to-line ±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV line-to-ground	±0.5 kV, ±1 kV line-to-line Not Applicable
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cycle. At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°. 0% UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles; Single phase: at 0°. 0% UT; 250/300 cycle	0% UT; 0,5 cycle. At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315°. 0% UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles; Single phase: at 0°. 0% UT; 250/300 cycle
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz
Conducted RF IEC 61000-4-6	3v 0,15MHz-80MHz	3 v 0,15MHz - 80MHz
Radiated RF IEC 61000-4-3	6V in ISM and amateur radio bands between 0,15MHz and 80MHz 80% AM at 1kHz 10V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM at 1kHz	6V in ISM and amateur radio bands between 0,15MHz and 80MHz 80% AM at 1kHz 10V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM at 1kHz
NOTE U _r is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.		

TABLE 3 Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity							
Radiated RF IEC 61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	Test Frequency (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulation	Modulation (W)	Distance (m)	IMMUNITY TEST LEVEL (V/m)
	358	380 - 390	TETRA 400	Pulse modulation 18Hz	1,8	0,3	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz deviation 1kHz sine	2	0,3	28
	710	704 - 787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation 217Hz	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18Hz	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1 700	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT, LTE Band 1,3,4,25; UMTS	Pulse modulation 217Hz	2	0,3	28
	1845	-					
	1970	1 990					
	2450	2 400 - 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE	Pulse modulation 217Hz	2	0,3	28
	5240	5 100	Band 7	Pulse modulation 217Hz	0,2	0,3	9
	5500	-	WLAN 802.11 a/n				
	5785	5 800					

1 Kwestie wymagające uwagi

Należy najpierw uważnie zapoznać się z tymi kwestiami, a następnie postępować zgodnie z instrukcją obsługi w celu prawidłowej obsługi urządzenia. Kwestie te mają na celu zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej obsługi produktu, tak aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia użytkowników lub innych osób. Użytkownicy muszą stosować się do przedstawionych wytycznych.

Aby uzyskać więcej informacji lub osobiste porady, skontaktuj się z lokalnym dostawcą. Ponadto, jeśli nadal masz wątpliwości co do produktu, skonsultuj się z dermatologiem lub lekarzem pierwszego kontaktu.

1.1 Przeciwwskazania

- Produkt nieprzeznaczony dla osób poniżej 18. roku życia.
- Produkt nieprzeznaczony dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią lub kobiet przechodzących miesiączkę.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób, które mają tatuaże lub trwałe blizny.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób, których skóra jest na dużym obszarze pokryta ciemnymi plamami, takimi jak piegi, znamiona lub brodawki.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób z wypryskami, otwartymi owrzodzeniami skóry lub otwartymi ranami skóry.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób z wrodzonymi chorobami skóry.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób, które były leczone lub są obecnie leczone kwasami alfa-hydroksydowymi (AHA), kwasami beta-hydroksydowymi (Baas), Retin-A, kwasem winowym, kwasem salicylowym pochodzącym od kwasu azelainowego.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób z cukrzycą.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób przyjmujących izotretynoinę.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób, które były leczone sterydami w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
- Produkt nieprzeznaczony dla osób, które mają potwierdzoną epilepsję.

1.2 Ostrzeżenia

- Oczy: impulsy świetlne są aktywne tylko wtedy, gdy okno zabiegowe jest w pełnym kontakcie ze skórą. Nie wolno jednak patrzeć na okno zabiegowe podczas korzystania z urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- „Oczy: NIE UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA NA OCZACH LUB W POBLIŻU OCZU. NIE UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA DO USUWANIA RZĘS LUB BRWI. MOŻE TO SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE WZROKU”.
- Oczy: ZALECAMY odwracać wzrok od urządzenia podczas błyskania na skórę. Alternatywnie zalecamy noszenie okularów ochronnych za każdym razem, gdy używasz urządzenia. Okulary te są zazwyczaj dostępne bez recepty, ponieważ zostały sklasyfikowane jako „Sprzęt ochronny dla personelu zgodnie z 21CFR 892.6500, kodowanie: IWS”; kryteria wyboru okularów przedstawiono poniżej: 1) Mogą skutecznie chronić przed długością fali intensywnego światła 5–10 nm (okulary kategorii F); 2) Ich przepuszczalność światła nie może przekraczać $\pm 10\%$; 3) Okulary należy kupować od licencjonowanych producentów.
- Usuwanie włosów za pomocą laserów lub intensywnych źródeł światła impulsowego może powodować wzrost włosów u niektórych osób. W oparciu o obecnie dostępne dane, najwyższe ryzyko pojawienia się tej reakcji występuje w grupie kobiet pochodzenia śródziemnomorskiego, bliskowschodniego i południowoazjatyckiego, które używają urządzenia w obszarze twarzy i szyi. Ta grupa powinna zachować ostrożność.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Zabiegowi nie wolno poddawać tatuaży, makijażu permanentnego, ciemnobrązowych lub czarnych plam (takich jak duże piegi, znamiona lub brodawki), sutków, narządów płciowych i obszaru wokół odbytu.
- Przed użyciem unikaj oddziaływania bezpośrednich promieni słonecznych na skórę.
- Jeśli pojawiają się takie objawy, jak oparzenia i pęcherze, natychmiast zaprzestań używania urządzenia.

- JEŚLI URZĄDZENIE WPADNIE DO WODY, NIE WOLNO DOTYKAĆ GO RĘKAMI. NATYCHMIAST ODŁĄCZYĆ ZASILACZ. URZĄDZENIA NIE WOLNO UŻYWAĆ W ŁAZIENCE, W POKŁYKU UMYWALEK, W WANNIE ANI W STREFIE PRYSZNICOWEJ.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody i płynów! Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanny, prysznic, basenów ani innych miejsc, w których znajduje się woda.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli urządzenie lub jego akcesoria (np. przewód zasilający, zasilacz) są uszkodzone. Przewód zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać innych podzespołów niż te, które zostały dostarczone przez firmę Beauty Every Moment.
- Z wyjątkiem personelu upoważnionego przez firmę Beauty Every Moment, żadna inna osoba nie powinna podejmować prób rozmontowania urządzenia
- urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje
- dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci i zabrania się stosowania go do skóry dzieci.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje
- w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- urządzenie może być używane wyłącznie z dołączonym zasilaczem
- OSTRZEŻENIE. Nie wolno zastępować mechanizmów bezpieczeństwa urządzenia.
- OSTRZEŻENIE. W przypadku stosowania leków światłoczułych lub ziołowych przed użyciem urządzenia należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia skóry.
- sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń zespołu optyki emisyjnej lub obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia nie należy używać urządzenia;
- nie wolno epilować białych lub siwych włosów

1.3 Środki ostrożności

- Przed użyciem należy ogolić i oczyścić obszar skóry przeznaczony do depilacji.
- Nie wolno poddawać zabiegowi tego samego obszaru skóry więcej niż jeden raz podczas jednej sesji depilacji.
- Do oczyszczenia skóry przed użyciem produktu nie wolno używać łatwopalnych płynów, takich jak alkohol (w tym perfumy, środki dezynfekujące lub inne substancje zawierające alkohol) lub aceton.
- Powierzchnia okna zabiegowego utrzymuje temperaturę resztkową po każdym zabiegu. W tym czasie nie wolno czyścić okna, ponieważ może to negatywnie wpływać na działanie produktu. Należy poczekać, aż temperatura okna się obniży, a następnie w razie potrzeby je wyczyścić.
- Gdy produkt pracuje w trybie ciągłym, temperatura części aplikacyjnej (okna zabiegowego) wzrasta, ale nie więcej niż do 43 stopni Celsjusza. Użytkownik może kontrolować temperaturę, ograniczając czas kontaktu, który powinien wynosić 30 minut na sesję, i odczekując 15 minut, aż urządzenie ostygnie przed kontynuowaniem użytkowania.
- Użytkownicy będą odczuwać lekkie uczucie ciepła podczas każdego zabiegu. To normalnie zjawisko, które zazwyczaj zanika w ciągu 24 godzin. Jeśli nie zaniknie w ciągu 24 godzin, należy zaprzestać korzystania z tego produktu i skonsultować się z działem obsługi klienta lub lekarzem.

1.4 Ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia

Działania niepożądane i powikłania związane ze stosowaniem domowego urządzenia do depilacji IPL stanowią rzadkie zjawisko. Jednak każdy zabieg kosmetyczny, w tym zabieg domowy, wiąże się z pewnym ryzykiem. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby zrozumieć i zaakceptować ryzyko i powikłania, które mogą wystąpić w przypadku intensywnie działających systemów do depilacji impulsami świetlnymi do użytku domowego. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych stanów i utrzyma się dłużej niż 24 godziny, należy skonsultować się z lekarzem:

Skutek uboczny	Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych
Niewielki dyskomfort skóry	Niewielkie
Zaczerwienienie skóry	Niewielkie
Nadwrażliwość skóry	Niewielkie
Rany i oparzenia skóry	Rzadkie
Blizny	Rzadkie
Zmiany pigmentu	Rzadkie
Nadmierny obrzęk	Rzadkie

Skutek uboczny	Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych
Zakażenie	Nieistotne
Siniaki	Nieistotne

1.5 Oświadczenia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

- Domowe urządzenie do depilacji IPL jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.
- Podczas instalacji i używania urządzenia należy pamiętać o informacjach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, które przedstawiono w dołączonych materiałach.
- Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny RF może mieć wpływ na wydajność urządzenia, dlatego należy unikać silnych zakłóceń elektromagnetycznych podczas korzystania z urządzenia, np. nie używać go w pobliżu telefonu, kuchenki mikrofalowej itd.
- Instrukcja i informacje producenta znajdują się na końcu artykułu (załącznik I).

2 Wprowadzenie

Przeznaczenie:


Domowe urządzenie do depilacji IPL jest dostępne bez recepty i przeznaczone do usuwania niepożądanych włosów z ciała i/lub twarzy.

2.1 Zawartość opakowania

- Urządzenie główne IPL ×1
- Zasilacz ×1
- Przewód zasilający ×1
- Instrukcja obsługi ×1
- Maszynka do golenia ×1
- Okulary ochronne ×1

2.2 Schemat podzespołów urządzenia


Schemat dotyczący urządzenia głównego IPL



- ① Panel okna zabiegowego
- ② Czujnik skóry
- ③ Ekran wyświetlacza
- ④ Przycisk błysku
- ⑤ Gniazdo zasilania DC
- ⑥ Przycisk zasilania / przycisk ekranu blokady / kontrolka trybu gotowości / kontrolka przygotowania

Uwaga: wkład lampy jest nieodłącznym elementem i składa się głównie z panelu okna zabiegowego i czujnika skóry. Czujnik skóry służy do identyfikacji, czy urządzenie ma prawidłowy kontakt ze skórą użytkownika.


Schemat wyświetlacza



- 1 Ikony trybu
- 2 Przycisk trybu / ikona automatycznego błyskania
- 3 Ikona ekranu blokady
- 4 Poziom zabieg
- 5 Przycisk poziomu

UWAGI:

- 1) Dostępnych jest pięć ikon, dwa przyciski dotykowe, a po włączeniu urządzenia zapala się ikona obszaru pach, ikona przycisku trybu, przycisk poziomy i poziom zabiegu.
- 2) Dostępnych jest osiem ikon trybu pracy (ikona palców, twarzy, ramion, pach, okolic bikini, nóg, górnej części ciała i chłodzenia) do wyboru na pasku wskaźnika — ikony te przedstawiają często używane obszary ciała. Użytkownik powinien wybrać odpowiednią ikonę na czas używania urządzenia na tych obszarach ciała. Ikony obszaru ciała można przełączać w wyznaczonej kolejności (ikona obszaru palców → ikona obszaru twarzy → ikona obszaru ramion → ikona obszaru pach → ikona okolic bikini → ikona obszaru nóg → ikona górnej części ciała → ikona chłodzenia) poprzez krótkie naciśnięcie przycisku trybu. Na przykład, jeśli chcesz usunąć niechciane włosy z okolic bikini, zaleca się przełączenie na ikonę obszaru bikini poprzez krótkie naciśnięcie przycisku trybu.
- 3) Poniżej znajdują się ikony części ciała odpowiadające paskowi wskaźnika w odpowiedniej kolejności:



- 1 Ikona obszaru palców
- 2 Ikona obszaru twarzy
- 3 Ikona obszaru ramion
- 4 Ikona obszaru pach

- 5 Ikona obszaru bikini
- 6 Ikona obszaru nóg
- 7 Ikona górnej części ciała
- 8 Ikona chłodzenia

4) Po przytrzymaniu przycisku błysku (ciągłym naciśnięciu) urządzenie przełączy się w tryb automatycznego błyskania (metoda PRZESUWANIA) i na ekranie zacznie migać ikona automatycznego błyskania.

2.3 Dane techniczne

Podstawowe dane techniczne	
Nazwa produktu	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Model	D-1186
Wymiary	175 × 64 × 39 mm
Masa	295 g
Rodzaj ochrony	Typ BF, klasa II
Poziom ochrony	IPX0
Części aplikacyjne	Okno zabiegowe wkładu lampy
Dane techniczne wyjścia	
Rodzaj światła	Intensywne impulsy świetlne (IPL)
Długość fali światła	550~1100 nm
Czas trwania impulsu	5~12ms +/-20%
Rozmiar plamki okna zabiegowego	3,0 cm ²
Poziom zabiegu	Poziom od 1 do 8
Gęstość energii	2,0~4,3 J/cm ² +/-20%
Dane techniczne dotyczące zasilania	
Zasilanie	Dostarczane przez zewnętrzny zasilacz Napięcie wejściowe: 100~240 V 50/60 Hz, maks. 1,5 A Napięcie wyjściowe: 24 V DC, 2,5 A
Dane techniczne dotyczące użytkowania	
Oczekiwany okres eksploatacji	510 000 błysków
Warunki pracy	Temperatura: 15~35°C Wilgotność: 30~75% wilgotności względnej Ciśnienie atmosferyczne: 86~106 kPa
Warunki przechowywania	Temperatura: 0~40°C Wilgotność: 25~75% wilgotności względnej Ciśnienie barometryczne: 86~106 kPa

3 Jak to działa

3.1 Jak działa urządzenie IPL

Domowe urządzenie do depilacji IPL to system emitujący intensywne impulsy świetlne (IPL) o długości fali w zakresie 550~1100 nm. Urządzenie działa na zasadach selektywnej fototermolizy. Oznacza to, że uszkodzenia termiczne są powodowane przez zastosowanie światła o odpowiedniej długości fali w impulsach, które przekracza czas relaksacji termicznej chromoforów, ale oszczędza normalną skórę poprzez ograniczenie szerokości impulsu poniżej czasu relaksacji termicznej dla skóry.

3.2 Harmonogram zabiegów

Aby uzyskać optymalne rezultaty, domowe urządzenie do depilacji IPL powinno być używane raz w tygodniu przez 12 tygodni w celu poddania zabiegowi wszystkich mieszków włosów.

Aby utrzymać rezultaty po początkowej fazie zabiegów (12 zabiegów cotygodniowych), zalecamy stosowanie urządzenia raz w miesiącu lub w razie potrzeby.

4 Jak używać

4.1 Zakresy zastosowań

Zalecany obszar zabiegów

Urządzenie nadaje się do usuwania niepożądanych włosów z ciała, w tym m.in. z małych obszarów, takich jak pachy i włosy na twarzy poniżej linii podbródka, oraz z dużych obszarów, takich jak nogi.

STOSOWANIE NA DOPUSZCZALNYCH TYPACH SKÓRY

STOSOWANIE NA DOPUSZCZALNYCH TYPACH SKÓRY — to urządzenie może być stosowane tylko na typach skóry I–V w skali Fitzpatricka.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA wybierz swój odcień skóry na podstawie skali fototypów Fitzpatricka, która została opracowana przez dermatologa z Harvard Medical School, doktora Thomasa Fitzpatricka, w celu sklasyfikowania cery danej osoby i jej tolerancji na światło słoneczne. Skala obejmuje sześć poziomów odcienia skóry.

OKREŚL odcień skóry i sprawdź poniższy schemat, aby zweryfikować, czy produkt jest odpowiedni:

Klasa bezpieczeństwa	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy, lecz należy zachować ostrożność	Nie dotyczy
Rodzaj/kolor skóry	Typ I Błada biała skóra	Typ II Biała skóra	Typ III Kremowa biała skóra	Typ IV Umiarkowanie brązowa skóra	Typ V Ciemno-brązowa skóra	Typ VI Od głęboko pigmentowanej ciemnobrązowej skóry do najciemniejszej brązowej, czarnej skóry
Przykład						

UWAGI:

- Wybierz komfortowy poziom zgodnie z tolerancją skóry i stopniowo zwiększaj poziom od jednego do pięciu poziomów. Jeśli poziom jest nieodpowiedni lub występuje reakcja, poziom można zwiększać stopniowo.
- Kolor skóry może ulec zmianie, na przykład z powodu opalenizny, dlatego może być ciemniejszy niż odcień skóry podczas poprzedniego zabiegu. Dlatego ważne jest, aby przed każdym zabiegiem sprawdzić ustawienia, które mają być używane, i wybrać ustawienia zgodnie z różnymi obszarami zabiegu. Niektóre obszary mogą być ciemniejsze niż inne.

4.2 Test poprawek

Przed rozpoczęciem rzeczywistego zabiegu należy zapoznać się z tabelą STOSOWANIE NA DOPUSZCZALNYCH TYPACH SKÓRY (rozdział 4.1). Wykonaj test skóry na małej powierzchni z 24-godinnym wyprzedzeniem, aby sprawdzić, czy żadne skutki uboczne nie wystąpią na skórze.

JAK TESTOWAĆ

- Wybierz mały obszar na ramieniu. Powoli wykonaj test skóry od niskiego do wysokiego poziomu energii w zależności od tolerancji skóry (1~2 błyski). Jeśli występują jakiegokolwiek obrzęki, oparzenia, zmiany mieszków włosowych, bólu lub inne nieodpowiednie objawy, nie wolno używać tego urządzenia do czasu dokładnej konsultacji z lekarzem.
- Jeśli po 24 godzinach nie ma nieprawidłowości skórnych, ale podczas zabiegu odczuwasz intensywne ciepło, to poprzedni niższy poziom stanowi najbardziej odpowiednią energią dla Twojej skóry.


4.3 Kroki robocze

Przygotowanie:

- 1) Na podstawie skali fototypów Fitzpatricka określ, czy Twój odcień skóry jest odpowiedni; szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „STOSOWANIE NA DOPUSZCZALNYCH TYPACH SKÓRY” w INSTRUKCJI OBSŁUGI.
- 2) Przed użyciem upewnij się, że skóra jest w dobrym stanie bez żadnych obrażeń i ran oraz że jest ogolona, czysta i sucha (bez żadnych pozostałości wynikających z używania proszków, kremów, środków do makijażu, antyperspirantów lub dezodorantów);

Konfiguracja urządzenia:

- 1) Wyjmij domowe urządzenie do depilacji IPL i jego akcesoria z pudełka.
- 2) Przed rozpoczęciem zabiegu upewnij się, że urządzenie jest czyste, suche i nienaruszone: okno zabiegowe należy czyścić przed i po każdym użyciu, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia i zapobiec pojawieniu się włosów i/lub kurzu na oknie zabiegowym. Aby wyczyścić okno zabiegowe, wykonaj następujące czynności:
Krok 1. Do czyszczenia okna zabiegowego użyj czystego wacika lub patyczka nasączonego 70% alkoholem izopropylowym. Nie przerywaj czyszczenia przez 1~5 minut.
Krok 2. Pozostaw urządzenie do wyschnięcia. PRZESTROGA: NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, DOPÓKI ALKOHOL CAŁKOWICIE NIE WYPARUJE.
Krok 3. Przeprowadź wzrokową kontrolę urządzenia. Jeśli widoczne są zanieczyszczenia, powtórz kroki od 1 do 3.
- 3) Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza AC, podłącz końcówkę wtyczki AC do gniazdka elektrycznego i przewód do gniazda DC urządzenia (jak pokazano na rys. 1); wskaźnik urządzenia będzie świecić na białło.



Rys. 1

Domowe urządzenie do depilacji IPL znajduje się w stanie gotowości i jest gotowe do użycia.


UWAGI:

- Umieść domowe urządzenie do depilacji IPL na stole lub w pobliżu gniazdka elektrycznego. Usuń wszelkie płyny z wyznaczonego obszaru.

- 4) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie (jak pokazano na rys. 2). Włączy się wentylator i będzie słychać dźwięk jego pracy. Kontrolka nadal będzie świecić na biało, domyślnie włączona zostanie funkcja zimnego kompresu, ekran zostanie podświetlony i zaświecą się poszczególne symbole: poziomy zabiegu i ikona obszaru pach, przycisk trybu i przycisk poziomu (jak pokazano na rys. 3).



Rys. 2




Rys. 3



Uwaga: funkcja zimnego kompresu nie ma innego medycznego efektu zabiegowego i służy tylko do obniżenia temperatury skóry, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia.

- 5) Naciśnij przycisk poziomu, aby dostosować poziom zabiegu (poziom 1 jest najniższy, a poziom 8 najwyższy, jak pokazano na rys. 3); wybierz odpowiedni poziom dopasowany do swojej skóry.
- 6) Ustaw okno zabiegowe płasko względem wyznaczonego obszaru ciała, aby urządzenie miało pełny kontakt ze skórą (jak pokazano na rys. 4). Gdy wskaźnik świeci na zielono, urządzenie jest gotowe do pracy i można nacisnąć przycisk błysku, aby usunąć włosy.



Rys. 4

- 7) Naciśnij przycisk błysku ^{UWAGA 1}. Urządzenie będzie błyskać i powinno być odczuwalne uczucie ciepła.
- 8) Przenieś urządzenie do następnego obszaru przeznaczonego do zabiegu i powtórz czynność.
- 9) Po kilkukrotnym błysnięciu urządzenia automatycznie wyświetli się ikona ekranu blokady. W tym czasie przycisk poziomu i przycisk trybu nie mogą być używane. Aby odblokować urządzenie, należy na krótko nacisnąć przycisk zasilania.
- 10) Po zakończeniu zabiegu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie — oznacza to, że urządzenie ponownie przejdzie w stan gotowości, ekran zgaśnie, a wskaźnik będzie świecić na biało. Po wyjęciu adaptera z modułu głównego urządzenie jest wyłączone, a wskaźnik nie świeci.

UWAGI:

- Po upływie 5 minut bez wykonania żadnej operacji urządzenie ponownie przejdzie w stan gotowości.
- 11) Użyj czystej szmatki lub wacika bawełnianego do oczyszczenia urządzenia, a następnie umieść urządzenie i jego akcesoria w pudełku i pozostaw na czas przechowywania w bezpiecznym miejscu.

UWAGI:

UWAGA 1. Metoda zabiegu: STOSOWANIE PUNKTOWE lub PRZESUWANIE

- Istnieją dwie zalecane metody zabiegu: „STOSOWANIE PUNKTOWE” lub „PRZESUWANIE”.
- W zależności od wybranej metody urządzenie musi być przesuwane pomiędzy błyskami, aby upewnić się, że ten sam obszar nie zostanie poddany zabiegowi dwa razy.
- **Metoda STOSOWANIA PUNKTOWEGO (tryb ręcznego błyskania):** metoda ta wymaga obsługi ręcznej i jest zalecana do małych obszarów, takich jak pachy, linia bikini i twarz. Umieść urządzenie na skórze, naciśnij i zwolnij przycisk błysku. Oddal urządzenie od skóry, a następnie ostrożnie przyłóż do skóry w następnym obszarze zabiegowym.
- **Metoda PRZESUWANIA (tryb automatycznego błyskania):** metoda ta działa automatycznie i jest zalecana do większych obszarów, takich jak nogi. Umieść urządzenie na skórze, dotknij przycisku automatycznego błyskania na ekranie lub przytrzymaj przycisk błysku (naciśnij i przytrzymaj przycisk), aby przejść do automatycznego błyskania. Gdy przycisk automatycznego błyskania zacznie migać na ekranie, przesuwaj urządzenie po skórze między błyskami. Staraj się przesuwać urządzenie ze stałą szybkością, aby zapewnić pełne pokrycie skóry bez nakładających się na siebie lub pominiętych obszarów. Jeśli chcesz wyjść z tego trybu, ponownie naciśnij przycisk błysku lub ponownie dotknij przycisku automatycznego błyskania, aby wyjść.

UWAGA 2. Funkcja przypomnienia o usterce (błędzie) podczas pracy

Przypomnienia o błędach, które mogą wystąpić podczas pracy urządzenia, obejmują następujące elementy:

Wyświetlany symbol	Opisany problem	Rozwiązanie
Cztery kontrolki obszaru pałców, obszaru twarzy, obszaru ramion i	Przyczyną mogą następujące warunki powiązane z urządzeniem: 1) Produkt pracował ostatnio w wysokiej temperaturze otoczenia;	1) Wystarczy zmienić środowisko, w którym panuje niska temperatura, na inne, aby urządzenie wytrzymało pół godziny. Symbol

Wyświetlany symbol	Opisany problem	Rozwiązanie
obszaru pach migają szybko w tym samym czasie	2) Wlot lub wylot powietrza został zablokowany; 3) Jeśli dwie powyższe możliwości zostaną wykluczone, produkt jest uszkodzony.	informuje, że może być normalnie używana połowa standardowej siatki; 2) Usuń ciało obce, a po kilku minutach urządzenie zacznie normalnie działać; 3) Urządzenie należy odesłać do naprawy. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Dwie kontrolki dotyczące ikon obszaru palców i obszaru twarzy migają szybko w tym samym czasie	Jeśli uszkodzony jest wentylator lub obwód związany z wentylatorem, zostanie wyświetlony komunikat ERROR2.	Urządzenie należy odesłać do naprawy. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Trzy kontrolki dotyczące ikon obszaru palców, obszaru twarzy i obszaru ramion migają szybko w tym samym czasie	Jeśli uszkodzony jest kondensator główny lub obwód związany z kondensatorem głównym, zostanie wyświetlony komunikat ERROR3.	Urządzenie należy odesłać do naprawy. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

4.4 Wymiana

Żywotność urządzenia

Żywotność domowego urządzenia do depilacji IPL zależy głównie od żywotności lampy wewnątrz urządzenia głównego IPL, która może wyemitować błysk światła maksymalnie 510 000 razy (licznik błysków). Gdy wszystkie kontrolki i wskaźniki migają razem, oznacza to, że urządzenie osiągnęło maksymalny limit użytkowania i nie można już z niego korzystać — w zależności od potrzeb można wówczas kupić nowe domowe urządzenie dodepilacji IPL u lokalnego dostawcy lub producenta.

5 Konserwacja

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie główne IPL zostało wyłączone i odłączone.
- Zaleca się czyszczenie okna zabiegowego przed i po każdej sesji za pomocą wacika lub patyczka nasączonego alkoholem. (Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji Konfiguracja urządzenia w rozdziale 4.3 tej instrukcji)
- Domowe urządzenie do depilacji IPL należy przechowywać w suchym miejscu. Nie wolno zanurzać urządzenia ani jego części w wodzie, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem.

Przechowywanie

- Aby uniknąć uszkodzenia lub zgubienia urządzenia i jego akcesoriów, po każdym użyciu należy umieścić domowe urządzenie do depilacji IPL i jego akcesoria w pudełku.
- Przed schowaniem urządzenie należy wyczyścić.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Nie wolno przechowywać urządzenia w wilgotnym środowisku, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na jego działanie.

6 Utylizacja (koniec okresu eksploatacji)



NIE WOLNO wyrzucać domowego urządzenia do depilacji IPL z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu jego eksploatacji. Należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych (w celu uzyskania informacji na temat recyklingu należy skontaktować się z lokalnymi władzami miasta). W ten sposób można przyczynić się do polepszenia ochrony środowiska.

7 Często zadawane pytania (FAQ)

W przypadku wystąpienia problemów z domowym urządzeniem do depilacji IPL należy zapoznać się z poniższymi informacjami, aby spróbować je rozwiązać:

Problem	Rozwiązanie
Jeśli domowe urządzenie do depilacji IPL nie włącza się:	Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do urządzenia i gniazdka elektrycznego.
Jeśli domowe urządzenie do depilacji IPL nie emituje impulsu:	1. Sprawdź, czy urządzenie ma pełny kontakt ze skórą. Przycisk błysku aktywuje impuls błyskowy tylko wtedy, gdy urządzenie jest w pełnym kontakcie ze skórą. 2. W przypadku problemów z bezpieczeństwem lub gdy skończy się okres eksploatacji lampy, urządzenie nie uruchomi impulsu.
Jeśli czujesz ciepło i ból podczas korzystania z domowego urządzenia do depilacji IPL:	1. Przed użyciem należy ogolić i umyć włosy w miejscu, w którym planowany jest zabieg. 2. Wybierz jeden komfortowy poziom zabiegu dla siebie. 3. NIE WOLNO wielokrotnie poddawać zabiegowi tego samego obszaru w tym samym czasie.

8 Zawartość gwarancji

8.1 Zastrzeżenie

Firma Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co.,Ltd. zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyjaśnienia warunków stosowania domowego urządzenia do depilacji IPL; wykorzystanie informacji związanych z urządzeniem przez jakąkolwiek stronę trzecią bez zgody firmy Beauty Every Moment jest niedozwolone i wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W żadnym przypadku firma Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co.,Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z niewłaściwego korzystania z urządzenia przez użytkowników.

8.2 Gwarancja

1) Okres gwarancji

Okres gwarancji produktu wynosi rok od daty zakupu.

2) Zakres gwarancji

- Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek problemy z jakością produktu, firma Beauty Every Moment zagwarantuje bezpłatną konserwację lub wymianę urządzenia. Inne usterki, wynikające z nieprawidłowego użytkowania i siły wyższej, nie są objęte gwarancją.
- Lampy luminescencyjne wewnątrz okna zabiegowego mają limit czasu użytkowania, a okres po przekroczeniu tego limitu nie będzie objęty gwarancją.

3) Ograniczenia gwarancji

- W przypadku ubiegania się o bezpłatną konserwację produktu, którego dane znajdują się na karcie gwarancyjnej, należy przedstawić ważną fakturę. Okres gwarancji na produkty firmy Beauty Every Moment rozpoczyna się od daty zakupu, która widnieje na fakturze. Jeśli nie ma daty zakupu, okres gwarancji rozpoczyna się od daty produkcji. Firma Beauty Every Moment nie ponosi odpowiedzialności za następujące sytuacje i nie świadczy usługi gwarancyjnej w poniższych sytuacjach:

- Usterki i uszkodzenia są wynikiem pożaru, trzęsienia ziemi, zachowania osób trzecich, usterki lub niewłaściwego użytkowania spowodowanego przez użytkowników, użytkowania w innych nieprawidłowych warunkach i nieprzewidywalnych zdarzeń.
- Szkody spowodowane użytkowaniem produktów (takie jak utrata korzyści biznesowych, przerwanie działalności w celu uniknięcia strat wynikających z użytkowania urządzenia i koszty wynikające z wymiany sprzętu, urządzenia lub usługi lub roszczenia składane przez użytkowników).
- Uszkodzenie spowodowane wykonaniem czynności, której nie ma w instrukcji obsługi.
- Usługi lub podzespoły wymagane do rozwiązania problemu spowodowanego użyciem akcesoriów, części lub zamienników innych niż dostarczone przez naszą firmę; usługi wymagane do rozwiązania problemu spowodowanego skorzystaniem z nieautoryzowanej naprawy lub serwisu; niewłaściwe użycie, nadużycie, obsługa i konserwacja niezgodne z instrukcją lub nieautoryzowany demontaż urządzenia.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym środowiskiem pracy, w tym przeciążeniem.
- Niewłaściwe przechowywanie przez użytkowników (takie jak uszkodzenia spowodowane przez gryzonie i przenikanie cieczy).

4) Karta gwarancyjna

Imię i nazwisko: _____ (Pan/Pani)

Numer kontaktowy: _____

Adres: _____

Data zakupu: _____

Numer seryjny produktu: _____

Model produktu: _____

Zakup w sklepie: _____

Numer kontaktowy sklepu: _____

Infolinia obsługi posprzedażnej: _____

8.3 Wsparcie

Szanowni Klienci:

Aby uzyskać najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, na wypadek problemów przy zakupie domowego urządzenia do depilacji IPL należy skontaktować się z nami za pomocą poniższych informacji kontaktowych.

Obsługa klienta:

- Infolinia: +86755 3388 3239
- Adres e-mail: yf6@szmeishimeike.com
- Adres korespondencyjny: Rm. 101, 201, 501, Bldg.4, Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street. Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny 518100

9 Symbole

Symbol graficzny	Znaczenie
S/N	Numer seryjny: każdy numer seryjny może być opisany 13-cyfrowym kodem, w którym pierwsza cyfra to M, cyfry od drugiej do dziewiątej (data produkcji (rrmmdd)) tworzą pełny numer partii, a ostatnie cztery cyfry (xxxx) to numer seryjny produkcji.
	Sprzęt klasy II
	Ostrzeżenia lub przestrogi
	Oznaczenie WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
	Należy przechowywać w suchym miejscu.

- 10 Załącznik 1. Oświadczenie producenta dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
- Prawidłowa moc światła jest definiowana przez producenta jako PODSTAWOWY PARAMETR WYDAJNOŚCI tego urządzenia. Jeśli urządzenie jest mocno przyłożone do skóry, a następnie urządzenie nie miga lub po naciśnięciu przycisku błysku nie jest odczuwalne uczucie ciepła, urządzenie działa nieprawidłowo. W takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
 - ⚠ Ostrzeżenia: Domowe urządzenie do depilacji IPL ma zastosowanie we wszystkich środowiskach (w tym w domowym środowisku opieki zdrowotnej), z wyjątkiem obszaru w pobliżu aktywnego sprzętu chirurgicznego HF i ekranowanego pomieszczenia RF systemu ME do obrazowania rezonansu magnetycznego, w którym intensywność zaktów MEM jest wysoka.
 - ⚠ Ostrzeżenia: Należy unikać używania domowego urządzenia do depilacji IPL w pobliżu innych urządzeń i używania wspólnie z innymi urządzeniami, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie i inne urządzenia w celu sprawdzenia, czy działają normalnie.
 - ⚠ Ostrzeżenia: Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż wymienione, z wyjątkiem akcesoriów, przetworników i kabli dostarczonych przez producenta domowego urządzenia do depilacji IPL jako części zamiennych do podzespołów wewnętrznych, może mieć wpływ na zgodność sprzętu ME lub systemu ME z wymaganiami klauzuli 7 (EMISJE) i klauzuli 8 (ODPORNOŚĆ).
 - ⚠ Ostrzeżenia: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta domowego urządzenia do depilacji IPL może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej tego urządzenia i być przyczyną nieprawidłowego działania.
 - ⚠ Ostrzeżenia: Przenośne urządzenia komunikacyjne RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinny być używane nie bliżej niż 30 cm (12 cali) od dowolnej części urządzenia do depilacji IPL, z uwzględnieniem kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do obniżenia wydajności tego urządzenia.
 - Wytyczne i deklaracja producenta

TABELA 1 Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne

Wytyczne i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne DOMOWE ŚRODOWISKO OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Test emisji	Zgodność
Emisja fal radiowych CISPR 11	Grupa 1
Emisja fal radiowych CISPR 11	Klasa B
Emisja harmoniczna IEC 61000-3-2	Klasa A
Wahania napięcia/emisja migotania IEC 61000-3-3	Spełnione

TABELA 2 Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna		
Test odporności	Poziom testowy zgodny z normą IEC 60601-1-2	Poziom zgodności
	DOMOWE ŚRODOWISKO OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Wyladowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	Wyladowanie stykowe ± 8 kV Wyladowanie przez powietrze ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV	Wyladowanie stykowe ± 8 kV Wyladowanie przez powietrze ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
Szybkozmiennne zakłócenia przejściowe IEC 61000-4-4	± 2 kV dla linii zasilających Sygnał wejściowy/wyjściowy ± 1 kV Częstotliwość powtarzania 100 kHz	± 2 kV dla linii zasilających Nie dotyczy Częstotliwość powtarzania 100 kHz
Przepięcie IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV między fazami $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV między linią a uziemieniem	$\pm 0,5$ kV, ± 1 kV między fazami Nie dotyczy
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na liniach zasilających IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyklu. Przy 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° i 315° . 0% UT; 1 cykl i 70 % UT; 25/30 cykli; Jedna faza: przy 0° . 0% UT; 250/300 cykli	0% UT; 0,5 cyklu. Przy 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° i 315° . 0% UT; 1 cykl i 70 % UT; 25/30 cykli; Jedna faza: przy 0° . 0% UT; 250/300 cykli
Pole magnetyczne o częstotliwości zasilania IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
Przewodzone fale o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V w pasmach ISM i amatorskich pasmach radiowych w zakresie od 0,15 MHz do 80 MHz 80% AM przy 1 kHz	3 V 0,15–80 MHz 6 V w pasmach ISM i amatorskich pasmach radiowych w zakresie od 0,15 MHz do 80 MHz 80% AM przy 1 kHz
Promieniowanie RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM przy 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM przy 1 kHz
UWAGA: U_n to napięcie sieciowe prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.		

TABELA 3 Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna

Wytyczne i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna							
Promieniowanie RF IEC 61000-4-3 (Specyfikacje testowe dotyczące ODPORNOŚCI PORTU OBUDOWY na wpływ urządzeń komunikujących się bezprzewodowo RF)	Częstotliwość testowa (MHz)	Pasma (MHz)	Serwis	Modulacja	Modulacja (W)	Odstęłość (m)	POZIOM TESTU ODPORNOŚCI (V/m)
	358	380 -390	TETRA 400	Modulacja impulsów 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	430 -470	GMRS 460, FRS 460	FM - odchylenie ± 5 kHz, sinus 1 kHz	2	0,3	28
	710	704	Pasma LTE 13, 17	Modulacja impulsów 217 Hz	0,2	0,3	9
	745	-787					
	780						
	810	800 -960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, pasmo LTE 5	Modulacja impulsów 18 Hz	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1700	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; pasmo LTE 1,3,4,25; UMTS	Modulacja impulsów 217 Hz	2	0,3	28
	1845	-					
	1970	1990					
	2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, pasmo LTE 7	Modulacja impulsów 217 Hz	2	0,3	28
	5240	5100	WLAN 802,11 a/n	Modulacja impulsów 217 Hz	0,2	0,3	9
	5500	-					
	5785	5800					

1 Punkt som trenger oppmerksomhet

Les først disse punktene nøye, og følg deretter brukerhåndboken for bruk. Disse punktene er for å sikre at produktet fungerer riktig og trygt, for å hindre brukere eller andre personer i å skade seg eller skade på eiendom. Du bør derfor følge dem.

For mer informasjon eller personlig rådgivning kan du kontakte din lokale leverandør. Og hvis du fortsatt er i tvil om produktet, bør du kontakte en hudlege eller fastlegen.

1.1 Kontraindikasjoner

- Ikke for personer under 18 år.
- Ikke for gravide eller ammende kvinner eller kvinner i menstruasjonsperioden.
- Ikke for personer som har tatoveringer eller permanente arr.
- Ikke for personer som har store områder med mørke flekker på huden, for eksempel fregner, fødselsmerker, føflekker eller vorter.
- Ikke for personer med eksem eller åpne hudsår.
- Ikke for personer med medfødte hudsykdommer.
- Ikke for personer som har blitt eller blir behandlet med alfa-hydrokysyrer (AHAs), beta-hydrokysyrer (BAAs), Retin-A, vinsyre, salisylsyre av typen azelainsyre.
- Ikke for personer med diabetes.
- Ikke for personer som tar isotretinoin.
- Ikke for personer som har blitt behandlet med steroider i løpet av de siste 3 månedene.
- Ikke for personer som har en historikk med epilepsi.

1.2 Advarsler

- Øyne: Lyspulsene er bare aktive når behandlingsvinduet er i full kontakt med huden. Men du bør uansett ikke se på behandlingsvinduet når du bruker enheten. Dette kan forårsake skade på øynene.
- Øyne: IKKE BRUK DENNE ENHETEN PÅ ELLER I NÆRHETEN AV ØYNENE. IKKE BRUK DENNE ENHETEN TIL Å FJERNE ØYEVIPPER ELLER ØYENBRYN. HVIS DU GJØR DET, KAN DET FØRE TIL PERMANENT ØYESKADE.
- Øyne: VI ANBEFALER at du ser bort fra enheten når den blinker mot huden din. Eller vi anbefaler at du bruker vernebriller ved hver gangs bruk, og slikt utstyr selges i relevante butikker og under klassifiseringen «Personlig verneutstyr» i henhold til 21CFR 892.6500, produktkode: IWS: Kriteriene for valg av briller er som følger: Nr. 1) De kan effektivt beskytte mot bølgelengden til et 5 10 nm intenst lys (briller med F-klassifisering). Nr. 2) Lystransmisjonsfaktoren skal ikke overstige $\pm 10\%$. Nr. 3) Kjøp brillene fra lisensierte produsenter.
- Hårfjerning med laser eller intense pulslaskilder kan føre til økt hårvekst hos noen personer. Basert på nåværende tilgjengelige data er de høyeste risikogruppene for slik reaksjon kvinner med opprinnelse fra Middelhavet, Midtøsten og Sør-Asia ved behandling i ansiktet og på halsen. Denne gruppen bør være forsiktig.
- Hold enheten langt unna barn.
- Ikke behandle på tatoveringer eller permanent sminke, mørkebrune eller svarte flekker (for eksempel store fregner, føflekker eller vorter), brystvorter, kjønnsorganer og rundt anus.
- Unngå direkte sollys på huden før bruk.
- Avslutt bruken umiddelbart hvis symptomer som brannskader og blødder oppstår.
- HVIS ENHETEN FALLER I VANN, SKAL DU IKKE BERØRE DEN MED HENDENE. KOBLE FRA ADAPTEREN UMIDDELBART. IKKE BRUK ENHETEN PÅ BADET, I NÆRHETEN AV EN VASK, I ET BADEKAR ELLER I ET DUSJOMRÅDE.
- Hold enheten borte fra vann og væsker! Ikke bruk i nærheten av badekar, dusj, basseng eller andre steder hvor det er mye vann.

- Ikke bruk enheten hvis den eller tilbehøret (for eksempel strømledning, adapter) er skadet. Og hold strømledningen unna oppvarmede overflater.
- Ikke bruk andre komponenter enn dem som er utstyrt fra Beauty Every Moment.
- Bortsett fra personell autorisert av Beauty Every Moment skal ingen forsøke å demontere enheten.
- apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller opplæring
- barn som er under tilsyn, skal ikke leke med apparatet
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn og skal ikke påføres på huden til barn.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller opplæring
- om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
- apparatet skal bare brukes med strømforsyningsenheten som følger med
- ADVARSEL. Ikke overstyr sikkerhetsmekanismene i apparatet.
- ADVARSEL. Hvis du tar en fotosensitiserende medisin eller urtemedisin, må du kontakte lege før bruk av apparatet da bruk kan skade huden.
- kontroller at det ikke er synlig skade på emisjonsoptikken eller apparatet. Hvis det er skade, må du ikke bruke apparatet;
- hvitt eller grått hår kan ikke epileres

1.3 Forsiktighetsregler

- Barber og rengjør det aktuelle hudområdet før bruk.
- Ikke behandle det samme hudområdet mer enn én gang per hårfjerningsøkt.
- Bruk aldri brannfarlige væsker som alkohol (inkludert parfymer, desinfeksjonsmidler eller andre produkter som inneholder alkohol) eller aceton for å rense huden før bruk.
- Overflaten på behandlingsvinduet vil ha en viss resttemperatur etter hver behandling, så ikke rengjør vinduet direkte på dette tidspunktet, slik at du unngår å påvirke produktets ytelse. Du bør vente på at vindustemperaturen skal kjøle seg ned, og så rengjøre den etter behov.
- Når produktet er i kontinuerlig bruk, vil temperaturen på den benyttede delen (behandlingsvinduet) stige, men ikke til mer enn 43 grader Celsius. Brukeren kan styre temperaturen ved å begrense kontakttiden, som anbefales å være 30 minutter per økt og så vente 15 minutter til at enheten kjøler seg ned, før bruken fortsetter.
- Kunden opplever en svak varm følelse under hver behandling, noe som er normalt, og dette forsvinner vanligvis innen 24 timer. Hvis dette ikke forsvinner innen 24 timer, må du slutte å bruke produktet og kontakte kundeservice eller lege.

1.4 Risiko ved bruk av enheten

Bivirkninger og komplikasjoner forbundet med bruk av IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk er ikke vanlig. Men alle kosmetiske prosedyrer, inkludert dem som er laget for hjemmebruk, innebærer en viss grad av risiko. Derfor er det viktig at du forstår og godtar risikoen og komplikasjonene som kan oppstå ved bruk av hårfjerningssystemer med intense pulserende lys som er laget for hjemmebruk. Hvis noen av de følgende tilstandene oppstår og varer i mer enn 24 timer, bør du kontakte en lege:

Bivirkning	Sannsynlighet for bivirkning
Noe ubehag i huden	Minimal
Rød hud	Minimal
Hudfølsomhet	Minimal
Sår og brannså	Sjelden
Arrdannelse	Sjelden
Pigmentforandringer	Sjelden
Stor hevelse	Sjelden
Infeksjon	Liten
Blåmerker	Liten

1.5 EMC-erklæringer

- IPL-hårfjerningsenheten til hjemmebruk oppfyller EMC-kravene.
- Brukeren skal installere og bruke den i samsvar med EMC-informasjon som er beskrevet i vedlagte materialer.
- Det bærbare og mobile radiokommunikasjonsutstyret kan påvirke ytelsen til enheten, så unngå sterk elektromagnetisk forstyrrelse når du bruker det – for eksempel bør du ikke bruke det i nærheten av en telefon, mikrobølgeovn og så videre.
- Håndboken og detaljer om produsentens erklæring finnes i slutten av artikkelen (Vedlegg I).

2 Innledning

Tiltent bruk:


IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk er en salgsvare som er beregnet for fjerning av uønsket kropps- eller ansiktshår.

2.1 Pakkeliste

- IPL-vert ×1
- Strømadapter ×1
- Strømledning ×1
- Brukerhåndbok × 1
- Barberhøvel ×1
- Beskyttelsesbriller ×1

2.2 Diagram over produktkomponenter


Diagram over IPL-vert



- ① Behandlingsvinduspanel
- ② Hudsensor
- ③ Skjerm
- ④ Pulsknapp
- ⑤ Strømkontakt
- ⑥ Av/på-knapp / låseskjermknapp / ventelys / indikatorlampe for klargjøring

Merk: Lampeinnsatsen er en ikke-avtakbar komponent og består hovedsakelig av et behandlingsvinduspanel og en hudsensor, og hudsensoren brukes til å identifisere om den har riktig kontakt med huden.


Diagram av skjermen



- 1 Ikoner for modus
- 2 Ikon for modusknapp / automatisk puls
- 3 Ikon for låseskjerm
- 4 Behandlingsnivå
- 5 Nivåknapp

Merk:

- 1) Det er fem ikoner, to trykknapper, og etter at enheten blir slått på, tennes ikonet for armhuleområdet, ikonet for modusknapp, nivåknappen og behandlingsnivået.
- 2) Det er åtte arbeidsmodusikoner (ikon for finger, ansikt, arm, armhule, bikini, ben, overkropp og iskjøling) i valget på indikatorstripen, som representerer ofte brukte kroppsområder og viser at brukeren bør bytte til dette ikonet før produktet tas i bruk når produktet skal påføres på disse kroppsområdene. Du kan bytte ikonene for kroppsområde i rekkefølge (ikon for fingerområde → ikon for ansiktsområde → ikon for armområde → ikon for armhuleområde → ikon for bikiniområde → ikon for benområde → ikon for overkropp → ikon for iskjøling) ved å trykke kort på modusknappen. Hvis du for eksempel trenger å fjerne uønsket kroppshår fra bikinikanten, anbefales det at du bytter til bikiniikonet ved å trykke kort på modusknappen først.
- 3) Her er ikonene for delene som tilsvarer indikatorstripen, i rekkefølge:



- 1 Ikon for fingerområde
- 2 Ikon for ansiktsområde
- 3 Ikon for armområde
- 4 Ikon for armhuleområde

- 5 Ikon for bikiniområde
- 6 Ikon for benområde
- 7 Ikon for overkropp
- 8 Ikon for iskjøling

4) Når du holder inne pulsknappen (trykk kontinuerlig inn), skifter enheten til automatisk lysmodus (GLI-metoden), og ikonet for automatisk puls blinker på skjermen.

2.3 Tekniske spesifikasjoner

Grunnleggende spesifikasjoner	
Produktnavn	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Modell	D-1186
Dimensjon	175 × 64 × 39 mm
Vekt	295 g
Type beskyttelse	BF-type, klasse II
Nivå av beskyttelse	IPX0
Benyttet del	Behandlingsvinduet for lampekassetten
Effektspesifikasjoner	
Typer lys	Intenst pulserende lys (IPL)
Lysets bølgelengde	550~1100 nm
Pulsvarighet	5~12 ms +/-20 %
Punktstørrelsen på behandlingsvinduet	3.0 cm ²
Behandlingsnivå	Nivå 1 til 8
Energitetthet	2.0~4.3 J/cm ² +/- 20 %
Effektspesifikasjoner	
Strømforsyning	Leveres av ekstern strømadapter Inngang: 100~240 V 50/60 Hz 1.5 A maks Utgang: 24 V likestrøm, 2.5 A
Bruksspesifikasjoner	
Forventet levetid	510 000 impulstellere
Driftsmiljø	Temperatur: 15~35 °C Fuktighet: 30~75 % RH Barometertrykk: 86~106 kPa
Oppbevaringsmiljø	Temperatur: 0~40 °C Fuktighet: 25~75 % RH Barometertrykk: 86~106 kPa

3 Hvordan den fungerer

3.1 Hvordan IPL fungerer

IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk er et pulserende lyssystem som avgir intenst pulserende lys med en bølgelengde fra 550 til 1100 nm. Enheten fungerer etter prinsippene for selektiv fototermolyse. Det vil si at termisk skade forårsakes for å målrette mot kromoforer ved å bruke lys med riktig bølgelengde i pulser som overstiger kromoforenes termiske relaksasjonstid, mens normal hud ikke skades fordi pulsbredden er under termisk relaksasjonstid for huden.

3.2 Behandlingsplan

For optimale resultater bør IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk brukes en gang i uka i 12 uker for å sikre at alle hårsekkene blir behandlet.

For å opprettholde resultatene etter den første behandlingsfasen (12 ukentlige behandlinger) anbefaler vi at enheten brukes en gang i måneden, eller etter behov.

4 Bruk

4.1 Påføringsområder

Anbefalt behandlingsområde

Enheten er egnet for fjerning av uønsket kroppshår, for eksempel små områder som armhule og ansikt under hakepartiet og store områder som bena.

BRUK PÅ GODKJENTE HUDTYPER

BRUK PÅ GODKJENTE HUDTYPER, og denne enheten skal bare brukes på Fitzpatrick-hudtyper I-V.

FØR DU BRUKER enheten, må du velge hudtone basert på Fitzpatrick-skalaen, som ble utviklet av dermatologen og legen Thomas Fitzpatrick (PhD) ved Harvard Medical School for å klassifisere en persons hudtype og toleranse for sollys. Det er seks nivåer av hudtoner i skalaen.

IDENTIFISER hudtonen din og sjekk følgende diagram for å se om produktet kan brukes:

Sikkerhetsgrad	Kan brukes	Kan brukes	Kan brukes	Kan brukes	Kan brukes, men vær forsiktig	Kan ikke brukes
Hudtype/ -farge	Type I Blek hvit hud	Type II Hvit hud	Type III Kremhvitt hud	Type IV Middels brun hud	Type V Mørkebrun hud	Type VI Dypt pigmentert mørkebrun til mørkeste brun, svart hud
Eksempel						

Merk:

- Velg et behagelig nivå i henhold til hudtoleransen din, og øk nivået fra ett til fem nivåer gradvis. Hvis nivået er uegnet eller det skjer en reaksjon, kan du øke nivået gradvis.
- Fargen på huden din kan endre seg, for eksempel fordi huden din har blitt solbrun: Den kan da bli mørkere enn hudtonen fra forrige behandling. Derfor er det viktig at du kontrollerer hvilke innstillinger som skal brukes, før hver behandling, og at du angir innstillingene i henhold til ulike behandlingsområder. Noen områder kan være mørkere enn andre.

4.2 Fløkktest

Før faktisk behandling bør du se tabellen BRUK PÅ GODKJENTE HUDTYPER (avsnitt 4.1). Utfør en hudtest på et lite område 24 timer i forveien for å undersøke om det oppstår bivirkninger på huden.

SLIK TESTER DU

- Velg et lite område på armen. Utfør hudtesten sakte fra lavt til høyt energinivå i henhold til hudtoleransen (1 til 2 ganger). Hvis det er tegn på hevelse, brennmerke, endring i hårsekken, smerte eller andre ubehagelige symptomer, må du ikke bruke denne enheten før du har hatt en grundig konsultasjon med en lege.
- Hvis huden ikke har reagert i løpet av 24 timer, men du føler intens varme ved behandlingen, så er ett nivå lavere mest riktig energi for huden din.

4.3 Brukstrinn

Gjør deg klar:

- 1) På bakgrunn av Fitzpatrick-skalaen må du identifisere om hudtonen din egner seg. Detaljene kan du se i avsnittet BRUK PÅ GODKJENTE HUDTYPER i BRUKERHÅNDBOKEN.
- 2) Før bruk må du passe på at huden din er uten skader og sår, og at huden din er barbert godt, ren og tørr (fri for rester av pulver, kremer, sminke, antiperspiranter eller deodoranter).

Enhetsoppsett:

- 1) Ta ut hårfjerningsenheten for hjemmebruk og tilbehøret fra gaveesken.
- 2) Pass på at enheten er ren, tørr og uskadd før du begynner behandlingen: Behandlingsvinduet må rengjøres før og etter hver bruk for å redusere risikoen for infeksjon og for å hindre at hår eller støv vises i behandlingsvinduet. Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre behandlingsvinduet:
Trinn 1. Bruk en ren bomullspad med 70 % isopropylalkohol for å rengjøre behandlingsvinduet. Gi det 1–5 minutter med kontakttid.
Trinn 2. La enheten tørke. **FORSIKTIG: IKKE BRUK APPARATET FØR ALKOHOLEN HAR FORDAMPET HELT.**
Trinn 3. Inspiserer enheten visuelt. Hvis det blir igjen synlig forurensning, gjentar du trinn 1–3.
- 3) Koble strømledningen til strømadapteren, koble støpselet til stikkkontakten og sett ledningen inn i enhetens kontakt (som vist på fig. 1), og da blir indikatorlampen på enheten hvit.




Fig. 1

IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk er i ventestatus og er nå klar til bruk.

MERKNADER:

- Plasser IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk på et bord eller et område i nærheten av et strømuttak. Fjern eventuelle væsker fra området.

- 4) Trykk på av/på-knappen i to sekunder for å slå på enheten (som vist i fig. 2). Vifta vil være aktiv, og du kan høre lydene. Indikatorlampen lyser fortsatt fast hvitt, kaldkompress-funksjonen er aktivert som standard, og skjermen blir tent og lyser opp disse relevante symbolene: behandlingsnivåer og ikon for armhulene, modusknapp og nivåknapp (som vist i fig. 3).




Fig. 2




Fig. 3



Merk: Kaldkomprimeringsfunksjonen har ingen annen medisinsk terapeutisk effekt og er bare til å kjøle ned hudtemperaturen for å gi brukeren en bedre opplevelse.

- 5) Trykk kort på nivåknappen for å justere behandlingsnivået (nivå 1 er det laveste, nivå 8 er det høyeste, som vist i figur 3), og velg et passende nivå som huden din tåler.
- 6) Plasser behandlingvinduet flatt mot det forventede kroppsområdet med full kontakt med huden (som vist i figur 4), indikatoren lyser grønt – noe som betyr at enheten er klar til bruk, og du kan trykke på pulsknappen for hårfjerning.




Fig. 4

- 7) Trykk på pulsknappen **MERKNAD 1:** Enheten blinker og en varm følelse bør merkes.
- 8) Flytt enheten til neste område som skal behandles, og gjenta.
- 9) Etter at produktet har blinket flere ganger, vil det automatisk vise låseskjemikonet. Da kan ikke nivåknappen og modusknappen betjenes. Du må trykke kort på av/på-knappen for å låse opp enheten.
- 10) Etter at behandlingen er fullført, må du trykke på strømknappen i 2 sekunder for å slå av enheten – det betyr at enheten går inn i ventestatus igjen, lyset på skjermen slukkes, og indikatoren lyser fast hvit. Etter at du tar ut adapteren, blir enheten slått av og ingen lys er på.

MERKNADER:

– Innen 5 minutter uten bruk går enheten også inn i ventestatus igjen.

- 11) Bruk en ren klut eller bomullspinne for å rengjøre enheten, og legg deretter enheten og tilbehøret i gaveesken og oppbevar den på trygt sted.

MERKNADER:

MERKNAD 1. Behandlingsmetode: TRYKK eller GLI

- Det er to anbefalte metoder for behandling: «TRYKK» eller «GLI».
- Uansett hvilken metode du velger, må enheten flyttes mellom blinkene for å sikre at det samme området ikke behandles to ganger.
- TRYKK-metoden (manuell lysmodus): Denne metoden er manuell og anbefales for små områder som armhulen, bikinilinjene og ansiktet. Plasser enheten på huden, trykk på og slipp pulsknappen. Fjern enheten fra huden før du forsiktig plasserer den på neste behandlingsområde.
- GLI-metoden (automatisk lysmodus): Denne metoden er automatisk og anbefales for større områder som bena. Plasser enheten på huden, trykk på knappen for automatisk puls på skjermen eller hold nede pulsknappen (trykk kontinuerlig inn) for å gå inn i automatisk lysmodus, og knappen for automatisk puls blinker da på skjermen, slik at du kan begynne å gli enheten på huden mellom blinkene. Prøv å flytte enheten med en jevn hastighet som gir full dekning, uten å overlape eller overse områder. Hvis du trenger å avslutte denne modusen, må du trykke kort på pulsknappen en gang til eller trykke på knappen for automatisk puls igjen for å avslutte.

MERKNAD 2. Funksjon for varslers om feil ved bruk

Når enheten kjører, kan følgende varslers om feil vises:

Symbol vist	Problem beskrevet	Løsning
Fire lys for ikonet for fingerområde, ansiktsområde, armområde og	For di enheten kan være i følgende situasjoner: 1) Produktet fortsetter å være i drift under forhold med høy	1) Trenger bare å bytte ut miljøet med den lave temperaturen og la den stå i en halv time. Dette symbolet viser at det normale

Symbol vist	Problem beskrevet	Løsning
underarmsområde blinker raskt samtidig	omgivelsestemperatur. 2) Luftinntaket eller utløpet ble blokkert. 3) Hvis de to ovennevnte mulighetene er utelukket, er produktet er ødelagt.	halve feltet kan brukes normalt. 2) Fjern fremmedlegemet og fortsett som normalt etter noen minutter. 3) Den må sendes tilbake for reparasjon. Kontakt kundeservice.
To lys for ikonet for fingerområde og ansiktsområde blinker raskt samtidig	Når vifta eller kretsen som er knyttet til vifta, er skadet, vises ERROR2.	Den må sendes tilbake for reparasjon. Kontakt kundeservice.
Tre lys for ikonet for fingerområde, ansiktsområde og armområde blinker raskt samtidig	Når hovedkondensatoren eller kretsen som er knyttet til hovedkondensatoren, er skadet, vises ERROR3.	Den må sendes tilbake for reparasjon. Kontakt kundeservice.

4.4 Utskifting

Enhetens levetid

Levetiden til IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk avhenger hovedsakelig av levetiden til lamperøret inni IPL-enheten, der lamperøret kan avgi 510 000 gyldige impulser (pulsteller). Når alle lysene og skjermene blinker samtidig, betyr det at enheten har nådd maksimal brukstelling, og at enheten ikke lenger er tilgjengelig – da kan du skifte den ut med en ny IPL-hårfjerningsenhet for hjemmebruk hvis du trenger det, og den kjøper du hos din lokale leverandør eller produsent.

5 Vedlikehold

Rengjøring

- Pass på at du slår av og kobler fra IPL-enheten før rengjøring.
- Det anbefales at du rengjør behandlingsvinduet før og etter hver økt ved hjelp av en bomullspad eller vattpinne med alkohol. (Spesifikke instruksjoner finner du i delen om enhetsoppsett – avsnitt 4.3 i denne artikkelen)
- Hold IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk tørr. Du må aldri dyppe enheten eller noen av delene i vann, for det innebærer fare for elektrisk støt.

Oppbevaring

- For å unngå at enheten blir ødelagt, eller at den eller tilbehøret blir borte, bør du oppbevare IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk og tilbehøret i gaveesken etter hver gangs bruk.
- Rengjør enheten før du setter den til oppbevaring.
- Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted, borte fra sollys. Skal ikke oppbevares i et vått eller fuktig miljø, for det kan påvirke produktets funksjon.

6 Avfallshåndtering (slutten av levetiden)



IKKE kast IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk sammen med vanlig husholdningsavfall når levetiden er over, men lever det til en godkjent gjenvinningsstasjon (kontakt lokale myndigheter for informasjon om gjenvinning). Når du gjør det, bidrar du til å bevare miljøet.

7 Vanlige spørsmål

Hvis du opplever problemer med IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk, kan du se informasjonen under for å prøve å løse det:

Problem	Løsning
Hvis IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk ikke slår seg på:	Kontroller at strømforsyningen er koblet ordentlig til enheten og stikkkontakten.
Hvis IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk ikke utløser en puls:	1. Sjekk at det er full kontakt med huden, Pulsknappen aktiverer bare en lyspuls når enheten er i full kontakt med huden. 2. Ved et sikkerhetsproblem eller når lamperøret er brukt opp, utløser ikke enheten en puls.
Hvis du føler varme og ubehag ved bruk av IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk:	1. Barber og rengjør håret i det forventede behandlingsområdet før bruk. 2. Velg deg et behagelig behandlingsnivå. 3. IKKE behandle det samme området gjentatte ganger samtidig.

8 Garantiinnhold

8.1 Ansvarsfraskrivelse

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. forbeholder seg retten til den endelige forklaringen av IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk, og enhver tredjeparts informasjon om enheten uten autorisasjon fra Beauty Every Moment er ikke tillatt, og ved brudd vil vi ta rettslige skritt. Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av forbrukeres feilaktige bruk.

8.2 Garanti

1) Garantiperiode

Garantiperioden for produktet er 1 år fra kjøpsdato.

2) Garantiomfang

- Hvis det oppstår kvalitetsproblemer på produktet innenfor garantiperioden, vil Beauty Every Moment tilby gratis reparasjon eller erstatte enheten for deg. Andre feil som skyldes unormal bruk og force majeure, omfattes ikke av garantien.
- De selvlysende rørene inni behandlingsvinduet har begrenset levetid, og overskridelse av denne grensen dekkes ikke av garantien.

3) Garantibegrensninger

- Når du søker om gratis vedlikehold for produktet som er på garantikortet, bør kundene vise frem en gyldig faktura. Garantiperioden for Beauty Every Moment-produkter starter på kjøpsdatoen som vises på fakturaen. Hvis det ikke er noen kjøpsdato, starter garantiperioden fra produksjonsdatoen. Beauty Every Moment er ikke ansvarlig for følgende situasjoner og tilbyr ikke garantiservice i følgende situasjoner:

- Feil og skader som følge av brann, jordskjelv, tredjeparts adferd, feil eller feil bruk forårsaket av brukere, bruk under andre unormale forhold og hendelser som ikke er mulige å forutse.
- Følgeskade forårsaket av bruk av produktene (for eksempel tap av forretningsfordel, avbrudd i virksomheten og tap som skyldes at enheten ikke kan brukes, og kostnader knyttet til utskifting av utstyr, enhet eller tjeneste, eller krav fra brukere).
- Skade som følge av bruk som ikke er omtalt i brukerhåndboken.
- Tjeneste eller komponenter som kreves for å løse problemet, forårsaket av bruk av tilbehør, deler eller reservedeler som ikke er levert av selskapet vårt; tjeneste som kreves for å løse problemet forårsaket av mottatt uautorisert reparasjon eller service; feil bruk, misbruk, bruk og vedlikehold som ikke er i samsvar med instruksjonene, eller uautorisert demontering av enheten.
- Feil eller skader som skyldes feil arbeidsmiljø, inkludert overbelastning.
- Feil oppbevaring fra brukeren (for eksempel skader forårsaket av rotter og væskeinntrengning).

4) Garantikort

Navn: _____ (Herr/Fru)

Kontaktnummer: _____

Adresse: _____

Kjøpsdato: _____

Produktserienummer: _____

Produktmodell: _____

Butikk kjøpt: _____

Kontaktnummer til butikken: _____

Telefonnummer for service etter kjøp: _____

8.3 Støtte

Kjære kunder

For ytterligere tjenester ved kjøp av IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk og hvis du opplever problemer, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaklinformasjonen under.

Kundeservice:

- Direktelinje: +86755 3388 3239
- E-post: yf6@szmeishimeike.com
- Postadresse: Rm. 101,201,501, Bldg.4, Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street. Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina 518100

9 Symboler

Grafisk symbol	Betydning
S/N	Serienummer: Hvert S/N kan beskrives med en digital kode på 13 tegn der det første tegnet er M, det andre til niende tegnet (produksjonsdato (ååmmdd)) er et fullstendig partinummer, og de siste fire sifrene (xxxx) er et produksjonsserienummer.
	Utstyr i klasse II
	Advarsel eller forsiktighetsregler
	WEEE-merket (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Følg bruksanvisningen.
	Hold tørr.

10 Vedlegg 1. Produsentens EMC-erklæring

- Riktig lysenergiutgang er definert av produsenten som VESENTLIG YTELSE på denne enheten. Hvis enheten er plassert godt mot huden og enheten ikke blinker eller gir en varm følelse etter at pulsknappen er trykt inn, er det en feil på enheten. Hvis dette skjer, ta kontakt med kundeservice.
- ⚠ Advarsler: IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk kan brukes i alle situasjoner (inkludert hjemmepleie), unntatt i nærheten av aktivt HF-kirurgisk utstyr og radiostrålingsskjermet rom for ME-system for magnetisk resonanstomografi (MR), der intensiteten for MEM-forstyrrelser er høy.
- ⚠ Advarsler: Bruk av IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk i tillegg til eller sammen med annet utstyr bør unngås fordi det kan føre til driftsfeil. Hvis slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og det andre utstyret observeres for å være sikker på at de fungerer normalt.
- ⚠ Advarsler: Bruk av tilbehør, transdusere og kabler som ikke er angitt, unntatt tilbehør, transdusere og kabler levert av produsenten av IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk, som reservedeler for innvendige komponenter, kan påvirke ME-utstyrets eller ME-systemets samsvar med kravene i klausul 7 (STRÅLING) og klausul 8 (IMMUNITET).
- ⚠ Advarsler: Bruk av tilbehør, transdusere og kabler som ikke er angitt, unntatt tilbehør, transdusere og kabler levert av produsenten av IPL-hårfjerningsenheten for hjemmebruk, kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og til driftsfeil.
- ⚠ Advarsler: Bærbart radiokommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og utvendige antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm av noen del av hårfjerningsenheten, inkludert kabler som er angitt av produsenten. Dette kan føre til svekket ytelsen av dette utstyret.
- Veiledning og produsentens erklæring

TABELL 1 Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling MILJØ FOR HJEMMEPLEIE	
Stråletest	Samsvar
Radiostråling CISPR 11	Gruppe 1
Radiostråling CISPR 11	Klasse B
Harmonisk stråling IEC 61000-3-2	Klasse A
Spenningsvariasjoner/flimmerstråling IEC 61000-3-3	Samsvar

TABELL 2 Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet		
Immunitetstest	IEC 60601-1-2 testnivå	Samsvarsnivå
	MILJØ FOR HJEMMEPLEIE	
Elektrostatisk utladning IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Elektrisk hurtigtransient/støt IEC 61000-4-4	±2 kV for strømledninger ±1 kV signallingang/-utgang 100 kHz repetisjonsfrekvens	±2 kV for strømledninger Kan ikke brukes 100 kHz repetisjonsfrekvens
Støt IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV linje-til-linje ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV linje-til-jord	±0,5 kV, ±1 kV linje-til-linje Kan ikke brukes
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på tilførselsledninger IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 syklus. Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 0 % UT; 1 syklus og 70 % ut; 25/30 sykluser; enfaset: Ved 0°. 0% UT; 250/300 syklus	0 % UT; 0,5 syklus. Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 0 % UT; 1 syklus og 70 % ut; 25/30 sykluser; enfaset: Ved 0°. 0% UT; 250/300 syklus
Strømfrekvensens magnetiske felter IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz / 60 Hz	30 A/m 50 Hz / 60 Hz
Ledet radiofrekvens IEC 61000-4-6	3V 0,15–80 MHz 6 V i ISM og amatør radiobølger mellom 0,15 MHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V i ISM og amatør radiobølger mellom 0,15 MHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz
Radiostråling IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM ved 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM ved 1 kHz
Merknad U _T er nettspenningen før bruk av testnivået.		

TABELL 3 Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet							
Radiostråling IEC 61000-4-3 (Testspesifikasjoner for KAPSLINGSPORTENS IMMUNITET mot trådløst radiokommunikasjonsutstyr)	Testfrekvens (MHz)	Bånd (MHz)	Tjeneste	Modulasjon	Modulasjon (W)	Avstand (m)	TEST AV IMMUNITETSNIIVÅ (V/m)
	358	380 –390	TETRA 400	Pulsmodulering 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	430 –470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz avvik 1 kHz sinus	2	0,3	28
	710	704 –787	LTE-bånd 13, 17	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810	800 –960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE-bånd 5	Pulsmodulering 18 Hz	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE-bånd 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
	1845						
	1970						
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802,11 b/g/n, RFID 2450, LTE-bånd 7	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
	5240						
	5500	5100 – 5800	WLAN 802,11 a/n	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
	5785						

1 Vấn đề cần chú ý

Trước tiên, vui lòng đọc kỹ các vấn đề này rồi làm theo hướng dẫn sử dụng để thao tác. Những vấn đề này được nêu nhằm đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn, phòng tránh trường hợp người dùng hoặc người khác bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản. Vui lòng đảm bảo làm theo hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin hoặc được tư vấn riêng, hãy liên hệ với nhà cung cấp tại địa phương của bạn. Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn thắc mắc về sản phẩm, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ đa khoa của bạn.

1.1 Chống chỉ định

- Không dùng cho người dưới 18 tuổi.
- Không dùng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, hoặc phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.
- Không dùng cho người có hình xăm hay sẹo vĩnh viễn.
- Không dùng cho người có các vùng da tổn thương trên da, chẳng hạn như tàn nhang, vết chàm, nốt ruồi hoặc mụn cóc.
- Không dùng cho người bị chàm, loét da hở hoặc vết thương hở trên da.
- Không dùng cho người mắc bệnh về da bẩm sinh.
- Không dùng cho người đã được điều trị, hoặc hiện đang được điều trị, bằng Alpha-Hydroxy Acid (AHA), Beta-Hydroxy Acid (BHA), Retin-A, axit tartaric, loại axit salicylic của axit azelaic.
- Không dùng cho người bị tiểu đường.
- Không dùng cho người đang sử dụng isotretinoin.
- Không dùng cho người đã được điều trị bằng steroid trong vòng 3 tháng qua.
- Không dùng cho người có tiền sử động kinh.

1.2 Cảnh báo

- Mắt: xung ánh sáng chỉ hoạt động khi miệng xử lý tiếp xúc hoàn toàn với da. Tuy nhiên, không nhìn vào miệng xử lý khi đang sử dụng thiết bị. Việc này có thể gây hại cho mắt.
- “MẮT KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY TRÊN MẮT HOẶC GẮN MẮT. KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY ĐỂ TRIỆT LÔNG MI HOẶC LÔNG MÀY. LÀM NHƯ VẬY CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỔN THƯƠNG MẮT VĨNH VIỄN.”
- Mắt: Bạn KHÔNG NÊN nhìn vào thiết bị khi thiết bị đang chiếu sáng lên da. Hoặc bạn nên đeo kính bảo hộ mỗi khi sử dụng. Kính này thường được bán không kê toa cũng như thuộc phân loại “Kính bảo vệ người dùng theo 21CFR 892.6500, prococode: IWS”; tiêu chí lựa chọn kính bảo hộ như sau: #1) có thể bảo vệ hiệu quả bước sóng của ánh sáng cực mạnh $\geq 5\text{ nm}$ (kính phân loại F); #2) và khả năng truyền ánh sáng của kính không vượt quá $\pm 10\%$; #3) mua kính bảo hộ của các nhà sản xuất được cấp phép.
- Việc triệt lông bằng tia laser hoặc nguồn sáng xung cực mạnh có thể làm tăng tình trạng lông mọc nhiều ở một số người. Dựa trên dữ liệu hiện có, các nhóm có nguy cơ cao nhất với phản ứng này là phụ nữ Địa Trung Hải, Trung Đông và Nam Á được xử lý ở mặt và cổ. Nhóm này nên thận trọng khi sử dụng.
- Vui lòng để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không xử lý hình xăm hoặc nốt ruồi điểm vĩnh viễn, nốt ruồi nâu sẫm hoặc nốt ruồi đen (như vết tàn nhang lớn, nốt ruồi hoặc mụn cóc), nốt ruồi hoa, bộ phận sinh dục và quanh hậu môn.
- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu lên da trước khi sử dụng.
- Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu có các triệu chứng như bỏng và phồng rộp.
- NẾU THIẾT BỊ RƠI VÀO NƯỚC, KHÔNG ĐƯỢC CHẠM TAY VÀO THIẾT BỊ. RÚT BỘ CHUYỂN ĐỔI RA KHỎI PHÍCH CẮM NGAY LẬP TỨC. KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRONG PHÒNG TẮM, GẮN BỐN RỬA, TRONG BỐN TẮM HOẶC TRONG KHU VỰC TẮM.
- Tránh xa nước hoặc chất lỏng! Không sử dụng gần bồn tắm, vòi sen, bồn rửa mặt hay các bồn khác có chứa nước.
- Vui lòng không sử dụng nếu thiết bị hoặc phụ kiện (chẳng hạn như dây điện, bộ chuyển đổi) bị hỏng. Đồng thời, không đặt dây điện lên các bề mặt nóng.
- Vui lòng không sử dụng các linh kiện khác ngoài những linh kiện do Beauty Every

Moment trang bị.

- Ngoài nhân viên được Beauty Every Moment cho phép, không bên nào khác được tháo rời thiết bị.
- thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người giám sát hoặc hướng dẫn họ sử dụng thiết bị
- không để trẻ chơi với thiết bị
- Không để trẻ sử dụng thiết bị này và không sử dụng thiết bị trên làn da của trẻ.
- Những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn
- liên quan đến việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Không để trẻ chơi với thiết bị.
- chỉ sử dụng thiết bị với bộ nguồn được cung cấp
- CẢNH BÁO. Không được bỏ qua các cơ chế an toàn có sẵn trên thiết bị.
- CẢNH BÁO. Nếu bạn đang dùng thuốc nhạy quang hoặc thuốc thảo dược, hãy xin tư vấn y tế trước khi sử dụng thiết bị vì việc sử dụng có thể gây hại cho da.
- kiểm tra để đảm bảo không có hư hỏng nào có thể nhìn thấy được đối với quang học phát xạ hoặc vỏ thiết bị. Nếu có hư hỏng, vui lòng không sử dụng thiết bị;
- không thể triệt lông trắng hoặc xám

1.3 Phòng ngừa

- Cạo và làm sạch vùng da cần xử lý trước khi sử dụng.
- Mỗi lần triệt lông, không xử lý cùng một vùng da quá một lần.
- Không sử dụng chất lỏng dễ cháy như cồn (bao gồm nước hoa, chất sát trùng hoặc các chất khác có chứa cồn) hoặc axeton để làm sạch da trước khi sử dụng.
- Bề mặt của miếng xử lý sẽ vẫn còn nóng sau mỗi lần xử lý, vui lòng không trực tiếp vệ sinh miệng vào lúc này để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm. Bạn nên chờ cho nhiệt độ miếng nguội xuống, sau đó vệ sinh theo yêu cầu.
- Khi sản phẩm hoạt động liên tục, nhiệt độ của bộ phận áp dụng (miếng xử lý) sẽ tăng lên, nhưng không quá 43 độ C. Người sử dụng có thể kiểm soát nhiệt độ bằng cách giới hạn thời gian tiếp xúc, nên là 30 phút mỗi lần và chờ 15 phút để thiết bị nguội xuống trước khi tiếp tục sử dụng.
- Người dùng sẽ cảm thấy ấm nhẹ trong mỗi lần xử lý, đây là tình huống bình thường; và thông thường cảm giác ấm sẽ biến mất trong vòng 24 giờ. Nếu cảm giác ấm không biến mất trong vòng 24 giờ, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm này và tham khảo ý kiến của bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc bác sĩ của bạn.

1.4 Rủi ro khi sử dụng thiết bị

Thường không có tác dụng phụ và biến chứng liên quan đến việc sử dụng Máy triệt lông IPL tại nhà. Tuy nhiên, mọi quy trình phẫu thuật mỹ phẩm, bao gồm quy trình được thiết kế để sử dụng tại nhà, đều có một mức độ rủi ro nhất định. Do đó, điều quan trọng là bạn phải hiểu và chấp nhận rủi ro và biến chứng có thể xảy ra với hệ thống triệt lông bằng ánh sáng có xung mạnh được thiết kế để sử dụng tại nhà. Nếu bất kỳ tình trạng nào sau đây xuất hiện và kéo dài hơn 24 giờ, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ:

Tác dụng phụ	Khả năng xảy ra tác dụng phụ
Không thoải mái cho da ở mức nhẹ	Thấp
Da bị ứng đỏ	Thấp
Nhạy cảm với da	Thấp
Tổn thương và bóng da	Hiếm
Đề lại sẹo	Hiếm
Thay đổi sắc tố da	Hiếm
Sưng nặng	Hiếm

Tác dụng phụ	Khả năng xảy ra tác dụng phụ
Nhiễm trùng	Không đáng kể
Bầm tím	Không đáng kể

1.5 Tuyên bố EMC

- Máy triệt lông IPL tại nhà tuân thủ các yêu cầu EMC.
- Người dùng phải lắp và sử dụng theo thông tin EMC được mô tả trong tài liệu kèm theo.
- Thiết bị liên lạc RF cầm tay và di động có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị, vì vậy vui lòng tránh nhiều điện tử mạnh khi sử dụng, chẳng hạn như không sử dụng thiết bị gần điện thoại, lò vi sóng v.v.
- Chi tiết về tuyên bố của nhà sản xuất và hướng dẫn ở cuối bài viết (Phụ lục I).

2 Giới thiệu

Mục đích sử dụng:


Máy triệt lông IPL tại nhà là thiết bị không cần kê đơn dùng để triệt lông cơ thể và/hoặc lông mặt không mong muốn.

2.1 Danh sách phụ kiện đi kèm

- Máy chính IPL x1
- Bộ chuyển đổi AC x1
- Dây điện AC x1
- Hướng dẫn sử dụng x1
- Dao cạo x1
- Kính bảo vệ x1

2.2 Sơ đồ các bộ phận của sản phẩm


Sơ đồ máy chính IPL



- ① Khung miệng xử lý
- ② Cảm biến da
- ③ Màn hình hiển thị
- ④ Nút Flash
- ⑤ Ổ cắm DC
- ⑥ Nút nguồn/nút khóa màn hình/đèn chờ/đèn báo chuẩn bị

Lưu ý: Ống đèn là thành phần không thể tháo rời và chủ yếu gồm có khung miệng xử lý và cảm biến da. Cảm biến da được sử dụng để xác định xem thiết bị có tiếp xúc đúng cách với da của bạn hay không.


Sơ đồ màn hình



- 1 Biểu tượng chế độ
- 2 Nút chế độ/biểu tượng Flash tự động
- 3 Biểu tượng khóa màn hình
- 4 Mức xử lý
- 5 Nút chọn mức

LƯU Ý:

- 1) Có năm biểu tượng, hai nút cảm ứng. Sau khi bật nguồn thiết bị, biểu tượng vùng nách, biểu tượng nút chế độ, nút chọn mức và mức xử lý sẽ sáng lên.
- 2) Có tám biểu tượng chế độ (Ngón tay, Mặt, Cánh tay, Nách, Bikini, Chân, Thân trên và Làm mát) trên dải đèn báo, đại diện cho vùng cơ thể thường sử dụng. Người dùng nên chuyển sang biểu tượng tương ứng trước khi sử dụng sản phẩm cho những vùng cơ thể này. Bạn có thể chọn biểu tượng vùng cơ thể theo thứ tự (biểu tượng vùng ngón tay → biểu tượng vùng mặt → biểu tượng vùng cánh tay → biểu tượng vùng nách → biểu tượng vùng bikini → biểu tượng vùng chân → biểu tượng vùng thân trên → biểu tượng làm mát) bằng cách nhấn nhanh nút chế độ. Ví dụ: nếu cần triệt lông ở vùng bikini, trước tiên bạn nên chuyển sang biểu tượng vùng bikini bằng cách nhấn nhanh nút chế độ.
- 3) Sau đây là các biểu tượng của các bộ phận tương ứng với dải đèn báo theo thứ tự:



- 1 Biểu tượng vùng ngón tay
- 2 Biểu tượng vùng mặt
- 3 Biểu tượng vùng cánh tay
- 4 Biểu tượng vùng nách

- 5 Biểu tượng vùng bikini
 6 Biểu tượng vùng chân
 7 Biểu tượng phần thân trên
 8 Biểu tượng làm mắt
- 4) Khi bạn nhấn giữ nút flash (nhấn giữ liên tục), thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chiếu sáng tự động (phương pháp GLIDE) và biểu tượng Flash tự động sẽ nhấp nháy trên màn hình.

2.3 Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật cơ bản	
Tên sản phẩm	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Kiểu	D-1186
Kích thước	175*64*39mm
Trọng lượng	286g
Loại bảo vệ	BF Type, Class II
Mức độ bảo vệ	IPX0
Bộ phận áp dụng	Miệng xử lý của ống đèn
Thông số kỹ thuật đầu ra	
Loại ánh sáng	Ánh sáng xung cường độ cao (IPL)
Bước sóng ánh sáng	550 ~ 1.100nm
Thời lượng xung	5~12ms +/-20%
Kích thước rọi của miệng xử lý	3.0cm ²
Mức xử lý	Mức 1 đến 8
Mật độ năng lượng	2.0~4.3J/cm ² +/-20%
Thông số kỹ thuật nguồn điện	
Nguồn điện	Do bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài cung cấp Đầu vào: 100-240V 50/60Hz Tối đa 1,5A Đầu ra: DC24V 2.5A
Thông số kỹ thuật sử dụng	
Tuổi thọ thiết bị dự kiến	510.000 lần rọi
Môi trường vận hành	Nhiệt độ: 15~35°C Độ ẩm: 30%~75%RH Khí áp: 86~106kPa
Môi trường bảo quản	Nhiệt độ: 0~40°C Độ ẩm: 25%~75%RH Khí áp: 86~106kPa

3 Cách hoạt động

3.1 Cách hoạt động của IPL

Máy triệt lông IPL tại nhà là hệ thống ánh sáng xung phát ra ánh sáng xung cường độ cao (IPL) ở bước sóng dao động từ 550 đến 1.100nm. Thiết bị này hoạt động theo nguyên tắc quang nhiệt chọn lọc. Nghĩa là tổn thương nhiệt được gây ra để nhắm đến nhóm mang màu bằng cách sử dụng ánh sáng có bước sóng thích hợp trong các xung vượt quá thời gian hồi phục nhiệt của nhóm mang màu, nhưng giữ cho da bình thường bằng cách hạn chế độ rộng xung dưới thời gian hồi phục nhiệt cho da.

3.2 Lịch trình xử lý

Để có kết quả tốt nhất, nên sử dụng Máy triệt lông IPL tại nhà một lần mỗi tuần trong 12 tuần để đảm bảo tất cả nang lông được xử lý.

Sau giai đoạn xử lý ban đầu (12 đợt xử lý hàng tuần), bạn nên sử dụng thiết bị một lần mỗi tháng hoặc khi cần thiết để duy trì kết quả.

4 Cách sử dụng

4.1 Phạm vi ứng dụng

Vùng xử lý khuyến nghị

Thiết bị thích hợp để triệt lông cơ thể không mong muốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vùng nhỏ như nách và lông mặt dưới cằm và những vùng lớn như chân.

SỬ DỤNG TRÊN CÁC LOẠI DA CHẤP NHẬN ĐƯỢC

SỬ DỤNG TRÊN CÁC LOẠI DA CHẤP NHẬN ĐƯỢC và thiết bị này chỉ được sử dụng cho da Loại I-V theo thang đo Fitzpatrick.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ, hãy xác định tông màu da của bạn dựa trên Thang đo Fitzpatrick, được phát triển bởi bác sĩ da liễu của Trường Y Harvard, Bác sĩ, Tiến sĩ Thomas Fitzpatrick, để phân loại da của một người và khả năng chịu đựng ánh sáng mặt trời ở da của họ. Có sáu mức độ tông màu da theo thang đo này.

Vui lòng XÁC ĐỊNH tông màu da của bạn và kiểm tra sơ đồ sau đây để xem sản phẩm có phù hợp không:

Mức an toàn	Sử dụng được	Sử dụng được	Sử dụng được	Sử dụng được	Sử dụng được, nhưng nên thận trọng	Không sử dụng được
Loại da/màu da	Loại I Da trắng tái	Loại II Da trắng	Loại III Da trắng kem	Loại IV Da nâu vừa	Loại V Da nâu sẫm	Loại VI Da màu nâu sẫm bị tăng sắc tố nặng đến màu nâu sẫm nhất, đen
Ví dụ						

LƯU Ý:

- Chọn mức độ thoải mái theo khả năng chịu đựng của da và tăng dần từ mức một đến mức năm. Bạn có thể tăng dần mức độ nếu mức độ không phù hợp hoặc có phản ứng.
- Màu da của bạn có thể sẽ thay đổi, chẳng hạn như khi da của bạn bị rám nắng. Khi đó, màu da có thể sẽ tối hơn màu da trong lần xử lý trước đó. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải kiểm tra cài đặt được sử dụng trước mỗi lần xử lý, đồng thời thiết lập cài đặt theo các vùng xử lý khác nhau. Một số vùng có thể sẽ tối màu hơn các vùng khác.

4.2 Kiểm tra một số vùng trên da

Trước khi sử dụng thực tế, vui lòng tham khảo bảng SỬ DỤNG TRÊN CÁC LOẠI DA CHẤP

NHẬN ĐƯỢC (Phần 4.1). Tiến hành kiểm tra một số vùng nhỏ trên da trước 24 giờ để kiểm tra xem có bất kỳ phản ứng có hại nào trên da không.

CÁCH KIỂM TRA

- Chọn một vùng nhỏ trên cánh tay. Tiến hành kiểm tra trên da chậm, từ mức năng lượng thấp đến cao theo khả năng chịu đựng của da (1~2 lần rơi). Nếu có bất kỳ dấu hiệu sưng, bóng, thay đổi nang lông, đau hoặc các triệu chứng không phù hợp khác, vui lòng không sử dụng thiết bị này cho đến khi tham khảo kỹ lưỡng với bác sĩ.
- Nếu da không có bất thường gì sau 24 giờ, nhưng bạn cảm thấy nóng gắt trong quá trình xử lý, thì mức thấp nhất là mức năng lượng thích hợp nhất cho da của bạn.

4.3 Các bước thao tác

Chuẩn bị bản thân:

- 1) Dựa trên Thang đo Fitzpatrick, xác định xem tông màu da của bạn có phù hợp hay không; vui lòng tham khảo phần "**SỬ DỤNG TRÊN CÁC LOẠI DA CHẤP NHẬN ĐƯỢC**" trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG để biết chi tiết.
- 2) Trước khi sử dụng, đảm bảo da của bạn ở tình trạng tốt mà không bị tổn thương; cũng như da được cạo sạch lông và khô ráo (không có bất kỳ chất nào còn dính lại như phấn, kem, lớp trang điểm, chất chống nắng hoặc chất khử mùi);

Thiết lập thiết bị:

- 1) Lấy Máy triệt lông IPL tại nhà và các phụ kiện ra khỏi hộp quà tặng;
- 2) Đảm bảo thiết bị sạch sẽ, khô ráo và nguyên vẹn trước khi bắt đầu quy trình xử lý:
Miệng xử lý cần được làm sạch trước và sau mỗi lần sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm trùng và ngăn không cho lông và/hoặc bụi xuất hiện trên miệng xử lý. Làm theo các bước sau đây để vệ sinh miệng xử lý:
Bước 1. Sử dụng tấm bông sạch hoặc miếng bông sạch nhúng cồn isopropyl 70% để vệ sinh miệng xử lý. Để trong 1~5 phút.
Bước 2. Để thiết bị khô. CHÚ Ý: KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHO ĐẾN KHI CORD ĐÃ BAY HƠI HOÀN TOÀN.
Bước 3. Kiểm tra thiết bị bằng mắt. Nếu vẫn còn chất bẩn nhìn thấy được, hãy lặp lại các bước 1~3.
- 3) Nối dây nguồn AC với bộ chuyển đổi AC, cắm đầu cắm AC vào ổ cắm điện và dây vào ổ cắm DC của thiết bị (như minh họa trong Hình 1), đèn báo của thiết bị sẽ luôn sáng màu trắng.




Hình 1

Máy triệt lông IPL tại nhà ở trạng thái chờ và đã sẵn sàng để sử dụng.


LƯU Ý:

- Đặt Máy triệt lông IPL tại nhà trên bàn hoặc khu vực gần ổ cắm điện gần tường. Dọn dẹp mọi chất lỏng khỏi khu vực này.

- 4) Nhấn giữ nút nguồn trong 2 giây để bật thiết bị (như minh họa trong Hình 2), quạt sẽ hoạt động và bạn có thể nghe thấy tiếng quạt; đèn báo vẫn luôn sáng màu trắng, chức năng chườm lạnh được bật theo mặc định và màn hình sẽ sáng lên, đồng thời các biểu tượng liên quan này cũng sẽ sáng lên: mức xử lý và biểu tượng vùng nách, nút Chế độ và nút Chọn mức (như minh họa trong Hình 3).



Hình 2




Hình 3



Lưu ý: chức năng chườm lạnh không có tác dụng điều trị y tế nào khác và chỉ làm giảm nhiệt độ da để người dùng cảm thấy thoải mái hơn.

- 5) Nhấn nhanh nút chọn mức để điều chỉnh mức xử lý (Mức 1 là mức thấp nhất, Mức 8 là mức cao nhất, như minh họa trong Hình 3). Vui lòng chọn mức phù hợp mà da của bạn có thể chịu đựng.
- 6) Đặt miếng xử lý ti vào vùng cơ thể mong muốn sao cho tiếp xúc hoàn toàn với da (như minh họa trong Hình 4), đèn báo sáng màu xanh lá cây nghĩa là thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng và bạn có thể nhấn nút flash để triệt lông.



Hình 4

- 7) Nhấn nút Flash ^{NOTE1}. Thiết bị sẽ nhấp nháy và bạn sẽ có cảm giác ấm.
- 8) Di chuyển thiết bị đến vùng tiếp theo cần xử lý và lặp lại.
- 9) Sau khi nhấp nháy vài lần, sản phẩm sẽ tự động hiển thị biểu tượng khóa màn hình. Lúc này, không thể sử dụng nút Chọn mức và nút Chế độ. Bạn cần nhấn nhanh nút Nguồn để mở khóa thiết bị.
- 10) Sau khi xử lý xong, hãy nhấn giữ nút Nguồn trong 2 giây để tắt thiết bị, có nghĩa là thiết bị sẽ trở về trạng thái chờ, màn hình sẽ tắt và đèn báo sẽ luôn sáng màu trắng. Sau khi tháo bộ chuyển đổi khỏi máy chính, thiết bị sẽ tắt nguồn và không sáng đèn.

LƯU Ý:

- Trong vòng 5 phút không sử dụng, thiết bị cũng sẽ trở về trạng thái chờ.

- 11) Sử dụng khăn sạch hoặc tấm bông để vệ sinh thiết bị, sau đó đặt thiết bị và các phụ kiện vào hộp quà tặng và cất thiết bị ở nơi an toàn.

LƯU Ý:

LƯU Ý 1. Phương pháp xử lý: STAMP hoặc GLIDE

- Có hai phương pháp xử lý khuyến nghị: “STAMP” hoặc “GLIDE”.
- Với bất cứ phương pháp nào bạn chọn, thiết bị phải được di chuyển giữa các đèn flash để đảm bảo cùng một vùng không được xử lý hai lần.
- **Phương pháp STAMP (chế độ chiếu sáng thủ công):** Đây là phương pháp thủ công và nên dùng cho những vùng nhỏ như nách, đường bikini và mặt. Đặt thiết bị lên da, nhấn rồi thả nút Flash. Đưa thiết bị ra khỏi da trước, sau đó cẩn thận sử dụng lại cho vùng xử lý tiếp theo.
- **Phương pháp GLIDE (chế độ chiếu sáng tự động):** Đây là phương pháp tự động và nên dùng cho những vùng rộng hơn như chân. Đặt thiết bị lên da, nhấn vào nút Flash tự động trên màn hình hoặc nhấn giữ nút Flash (không thả ra) để vào chế độ chiếu sáng tự động và nút Flash tự động sẽ nhấp nháy trên màn hình, sau đó trượt thiết bị dọc theo da trong khi đèn nhấp nháy. Cố gắng di chuyển thiết bị ở tốc độ ổn định để rà hết vùng da mà không bị lặp lại hoặc thiếu vùng nào. Nếu bạn cần thoát chế độ này, vui lòng nhấn nhanh nút Flash lần nữa hoặc nhấn lại vào nút Flash tự động để thoát.

LƯU Ý 2. Chức năng thông báo nhắc lỗi khi đang sử dụng

Bạn có thể sẽ nhìn thấy thông báo nhắc lỗi khi đang sử dụng thiết bị, bao gồm:

Biểu tượng hiển thị	Mô tả vấn đề	Giải pháp
Bốn đèn tượng trưng cho biểu tượng vùng ngón tay, vùng mặt, vùng cánh tay và	Vì thiết bị có thể đang được sử dụng trong các điều kiện sau đây: 1) Sản phẩm hoạt động liên tục trong môi trường có nhiệt độ cao;	1) Chỉ cần thay đổi sang môi trường có nhiệt độ thấp trong khoảng 30 phút, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng nửa lưới thông thường, sau đó bạn

Biểu tượng hiển thị	Mô tả vấn đề	Giải pháp
vùng nách nhấp nháy nhanh cùng lúc	2) Lỗ nạp khí hoặc lỗ thoát khí bị tắc; 3) Nếu không phải hai trường hợp nêu trên, nghĩa là sản phẩm bị hỏng.	có thể sử dụng bình thường; 2) Vui lòng lấy dị vật ra, bạn có thể sử dụng bình thường sau vài phút; 3) Cần được gửi lại để sửa chữa. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.
Hai đèn tượng trưng cho biểu tượng vùng ngón tay và vùng mặt nhấp nháy nhanh cùng lúc	Khí quạt hoặc mạch điện liên quan đến quạt bị hỏng, ERROR2 sẽ hiển thị.	Cần được gửi lại để sửa chữa. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.
Ba đèn tượng trưng cho biểu tượng vùng ngón tay, vùng mặt và vùng cánh tay nhấp nháy nhanh cùng lúc	Khí tụ điện chính hoặc mạch điện liên quan đến tụ điện chính bị hỏng, ERROR3 sẽ hiển thị.	Cần được gửi lại để sửa chữa. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.

4.4 Thay thế

Tuổi thọ thiết bị

Tuổi thọ của Máy triệt lông IPL tại nhà chủ yếu phụ thuộc vào tuổi thọ của ống đèn bên trong máy chính IPL, ống đèn có thể rơi 510.000 lần (số lần rơi). Khi tất cả đèn và màn hình cùng nhấp nháy, có nghĩa là thiết bị đã đạt đến số lần sử dụng tối đa và không sử dụng được nữa. Khi đó, bạn có thể thay Máy triệt lông IPL tại nhà mới theo nhu cầu của mình và mua thiết bị từ nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất tại địa phương.

5 Bảo dưỡng

Vệ sinh

- Đảm bảo tắt và rút phích cắm của máy chính IPL trước khi vệ sinh.
- Nên vệ sinh miệng xử lý trước và sau mỗi lần sử dụng bằng miếng bông hoặc miếng gạc nhúng cồn. (Có thể xem hướng dẫn cụ thể trong phần Thiết lập thiết bị ở Phần 4.3 trong bài viết này)
- Giữ cho Máy triệt lông IPL tại nhà luôn khô ráo. Tuyệt đối không nhúng thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào của thiết bị vào nước vì có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật.

Bảo quản

- Để tránh bị vỡ hoặc bị mất thiết bị và các phụ kiện, vui lòng cất Máy triệt lông IPL tại nhà và các phụ kiện trong hộp quà tặng sau mỗi lần sử dụng.
- Vệ sinh thiết bị trước khi cất.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và mát mẻ, tránh ánh nắng mặt trời. Không bảo quản trong môi trường ẩm ướt, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm.

6 Thải bỏ (hết tuổi thọ)



KHÔNG thải bỏ Máy triệt lông IPL tại nhà chung với rác thải sinh hoạt thông thường khi hết tuổi thọ. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế (liên hệ với cơ quan thẩm quyền ở thành phố hoặc thị trấn địa phương để biết thông tin tái chế). Bằng cách này, bạn sẽ góp phần bảo vệ môi trường.

7 Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với Máy triệt lông IPL tại nhà, vui lòng tham khảo thông tin dưới đây để thử giải quyết vấn đề:

8 Nội dung bảo hành

8.1 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Sự cố	Giải pháp
Nếu Máy triệt lông IPL tại nhà không bật:	Đảm bảo thiết bị được cắm đúng cách vào bộ nguồn và ổ cắm điện.
Nếu Máy triệt lông IPL tại nhà không kích hoạt xung:	- Đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn với da. Nút Flash sẽ chỉ kích hoạt xung nhấp nháy khi thiết bị tiếp xúc hoàn toàn với da. - Trong trường hợp có vấn đề về an toàn hoặc khi ống đèn hết tuổi thọ, thiết bị sẽ không kích hoạt xung.
Nếu bạn cảm thấy nóng và đau trong khi sử dụng Máy triệt lông IPL tại nhà:	- Cạo và làm sạch lông ở vùng cần xử lý trước khi sử dụng. - Chọn một mức xử lý mà bạn cảm thấy thoải mái. - KHÔNG xử lý cùng một vùng nhiều lần cùng một lúc.

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về Máy triệt lông IPL tại nhà. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng không được phép áp dụng thông tin liên quan đến thiết bị khi chưa được Beauty Every Moment cho phép. Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý. Trong mọi trường hợp, Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào xảy ra do người tiêu dùng sử dụng không đúng cách.

8.2 Bảo hành

1) Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành của sản phẩm là 1 năm kể từ ngày mua.

2) Phạm vi bảo hành

- Nếu có bất kỳ vấn đề về chất lượng nào xảy ra đối với sản phẩm trong thời hạn bảo hành, Beauty Every Moment sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hoặc thay thiết bị miễn phí cho bạn. Các lỗi khác do sử dụng không đúng cách và trường hợp bất khả kháng không nằm trong phạm vi bảo hành.
- Các ống phát quang bên trong miệng xử lý có giới hạn tuổi thọ. Nếu vượt quá giới hạn đó, thiết bị sẽ không được bảo hành.

3) Giới hạn bảo hành

- Khi yêu cầu bảo dưỡng miễn phí cho sản phẩm theo thẻ bảo hành, khách hàng nên xuất trình hóa đơn hợp lệ. Thời hạn bảo hành cho sản phẩm của Beauty Every Moment bắt đầu từ ngày mua được ghi trên hóa đơn. Nếu không có ngày mua, thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu từ ngày sản xuất. Beauty Every Moment không chịu trách nhiệm trong các tình huống sau đây và sẽ không cung cấp dịch vụ bảo hành trong các trường hợp sau đây:
- Lỗi và hư hỏng do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ ba, lỗi hoặc sử dụng sai cách do người dùng gây ra, sử dụng trong các điều kiện bất thường khác và các sự kiện không thể đoán

trước.

- Thiết hại xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm (chẳng hạn như thất thoát lợi ích kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, bao gồm thất thoát trong quá trình sử dụng thiết bị và chi phí thay thiết bị hoặc dịch vụ hoặc yêu cầu bồi thường của người dùng).
- Hư hỏng xảy ra do hoạt động không có trong hướng dẫn sử dụng.
- Dịch vụ hoặc các bộ phận cần thiết để giải quyết vấn đề xảy ra khi sử dụng phụ kiện, bộ phận hoặc linh kiện thay thế khác với phụ kiện, bộ phận hoặc linh kiện thay thế do công ty chúng tôi cung cấp; dịch vụ cần thiết để giải quyết vấn đề do sửa chữa hoặc bảo dưỡng trái phép; việc sử dụng sai cách, lạm dụng, vận hành và bảo dưỡng không tuân thủ hướng dẫn hoặc tháo rời thiết bị trái phép.
- Lỗi hoặc hư hỏng do môi trường vận hành không phù hợp, bao gồm quá tải.
- Người dùng bảo quản không đúng cách (chẳng hạn như hư hỏng do chuột và chất lỏng xâm nhập).

4) Thẻ bảo hành

Tên: _____ (Ông/Bà)

Số điện thoại: _____

Địa chỉ: _____

Ngày mua: _____

Số sê-ri sản phẩm: _____

Kiểu sản phẩm: _____

Cửa hàng nơi mua: _____

Số điện thoại liên hệ của cửa hàng: _____

Đường dây nóng dịch vụ hậu mãi: _____

8.3 Hỗ trợ

Kính gửi khách hàng:

Nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ tiện lợi hơn, khi bạn mua Máy triệt lông IPL tại nhà, vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới nếu gặp vấn đề.

Dịch vụ khách hàng:

- Đường dây nóng: +86755 3388 3239
- Email: yf6@szmeishimeike.com
- Địa chỉ gửi thư: Rm.101,201,501,Bldg.4,Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 518100

9 Ký hiệu

Ký hiệu minh họa	Ý nghĩa
S/N	Số sê-ri: Mỗi số sê-ri có thể có mười ba mã số. Chữ số đầu tiên là M, các chữ số từ thứ hai đến thứ chín (ngày sản xuất (yyymmdd)) tạo thành một số đầy số đầy đủ và bốn chữ số cuối cùng (xxxx) là số sê-ri sản xuất.
	Thiết bị Class II
	Cảnh báo hoặc thận trọng
	Ký hiệu WEEE (Xử lý chất thải thiết bị điện và điện tử)
	Làm theo hướng dẫn vận hành.
	Giữ khô ráo.

10 Phụ lục 1. Tuyên bố EMC của nhà sản xuất

- Đầu ra năng lượng ánh sáng thích hợp được nhà sản xuất định nghĩa là HIỆU SUẤT THIẾT YẾU của thiết bị này. Nếu thiết bị được đặt chắc chắn lên da nhưng không nhấp nháy hoặc không tạo cảm giác ấm sau khi nhấn nút flash, nghĩa là thiết bị có sự cố. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
thể sử dụng Máy triệt lông IPL tại nhà trong mọi môi trường (bao gồm môi trường chăm sóc sức khỏe tại nhà), nhưng không được sử dụng gần thiết bị phẫu thuật HF đang hoạt động và phòng chắn RF của hệ thống ME để chụp cộng hưởng từ, trong đó cường độ nhiễu MEM cao.
- ⚠ Cảnh báo: Nên tránh sử dụng Máy triệt lông IPL tại nhà gần hoặc đặt chồng lên thiết bị khác, làm như vậy có thể khiến thiết bị hoạt động không đúng cách. Nếu cần sử dụng như vậy, cần quan sát thiết bị này và thiết bị khác để đảm bảo các thiết bị hoạt động bình thường.
- ⚠ Cảnh báo: Việc sử dụng các phụ kiện, bộ cảm biến và dây không đúng quy định, trừ các phụ kiện, bộ cảm biến và dây do nhà sản xuất Máy triệt lông IPL tại nhà cung cấp để làm linh kiện thay thế cho các bộ phận bên trong, có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ của thiết bị ME hoặc hệ thống ME theo yêu cầu trong Khoản 7 (PHÁT THẢI) và Khoản 8 (MÔI TRƯỜNG).
- ⚠ Cảnh báo: Việc sử dụng các phụ kiện, bộ cảm biến và dây không đúng quy định hoặc không được cung cấp bởi nhà sản xuất Máy triệt lông IPL tại nhà có thể dẫn đến trường hợp tăng mức phát xạ điện từ hoặc giảm miễn nhiễm điện từ của thiết bị này, cũng như dẫn đến tình huống thiết bị hoạt động không đúng cách.
- ⚠ Cảnh báo: Phải sử dụng thiết bị liên lạc RF cầm tay (bao gồm thiết bị ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten rời) cách xa trên 30 cm (12 inch) so với bất kỳ bộ phận nào của Máy triệt lông IPL tại nhà, bao gồm dây do nhà sản xuất quy định. Nếu không, hiệu suất hoạt động của thiết bị này có thể sẽ bị giảm.
- Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất

BẢNG 1 Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - phát xạ điện từ

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - phát xạ điện từ MÔI TRƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ	
Thử nghiệm phát xạ	Tuân thủ
Phát xạ RF CISPR 11	Group 1
Phát xạ RF CISPR 11	Class B
Phát xạ hài hòa IEC 61000-3-2	Class A
Dao động điện áp/phát xạ liên tục IEC 61000-3-3	Tuân thủ

BẢNG 2 Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ		
Thử nghiệm miễn nhiễm	Mức thử nghiệm IEC 60601-1-2	Mức độ tuân thủ
	MÔI TRƯỜNG CHĂM SÓC KHỎE TẠI NHÀ	
Phóng tính điện (ESD) IEC 61000-4-2	Điểm tiếp xúc ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV không khí	Điểm tiếp xúc ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV không khí
Chuyển tiếp/truyền nhanh bằng điện IEC 61000-4-4	± 2 kV đối với dây nguồn Đầu vào/đầu ra tín hiệu ± 1 kV Tần số lặp 100 kHz	± 2 kV đối với dây nguồn Không sử dụng được Tần số lặp 100 kHz
Tăng áp IEC 61000-4-5	Đường dây-đường dây $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV Đường dây-đất $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	Đường dây-đường dây $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV Không sử dụng được
Sụt áp, mất điện trong thời gian ngắn và biến thiên điện áp trên dây nguồn đầu vào IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 chu kỳ. Ở 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° và 315°. 0% UT; 1 chu kỳ và 70% UT; 25/30 chu kỳ; Một pha: ở 0°. 0% UT; 250/300 chu kỳ	0% UT; 0,5 chu kỳ. Ở 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° và 315°. 0% UT; 1 chu kỳ và 70% UT; 25/30 chu kỳ; Một pha: ở 0°. 0% UT; 250/300 chu kỳ
Từ trường tần số nguồn IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz
RF dẫn điện IEC 61000-4-6	3v 0,15MHz - 80MHz 6V trong ISM và băng tần vô tuyến nghiệp dư từ 0,15MHz đến 80MHz 80% AM tại 1kHz	3 v 0,15MHz - 80MHz 6V trong ISM và băng tần vô tuyến nghiệp dư từ 0,15MHz đến 80MHz 80% AM tại 1kHz
RF bức xạ IEC 61000-4-3	10V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM tại 1kHz	10V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM tại 1kHz
LƯU Ý 1, là điện áp lưới điện ac trước khi áp dụng mức thử nghiệm.		

BẢNG 3 Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - miễn nhiễm điện từ							
RF bức xạ IEC 61000-4-3 (Thông số kỹ thuật thử nghiệm KHẢ NĂNG MIỄN NHIỄM CỦA CỔNG VỎ THIẾT BỊ với thiết bị liên lạc không dây RF)	Tần số thử nghiệm (MHz)	Băng tần (MHz)	Dịch vụ	Điều chỉnh	Điều chỉnh (W)	Khoảng cách (m)	MỨC THỬ NGHIỆM MIỄN NHIỄM (V/m)
	385	380 -390	TETRA 400	Điều chỉnh xung 18Hz	1,8	0,3	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	Độ lệch FM ± 5 kHz sin 1kHz	2	0,3	28
	710	704	Băng tần LTE 13, 17	Điều chỉnh xung 217Hz	0,2	0,3	9
	745	- 787		Điều chỉnh			
	780						
	810	800	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Băng tần LTE 5	xung 18Hz	2	0,3	28
	870	- 960		Điều chỉnh			
	930						
	1.720	1.700	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Băng tần LTE 1,3,4,25; UMTS	xung 217Hz	2	0,3	28
	1.845	-					
	1.970	1.990		Điều chỉnh xung 217Hz			
	2.450	2.400 - 2.570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Băng tần LTE 7 WLAN 802.11 a/n	Điều chỉnh xung 217Hz	2	0,3	28
	5.240	5.100			0,2	0,3	9
	5.500	-					
	5.785	5.800					

1 กรณีที่จำเป็นต้องให้ความสนใจ

โปรดอ่านกรณีเหล่านี้อย่างละเอียด แล้วจึงปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้เพื่อใช้งาน กรณีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องและปลอดภัย เพื่อปกป้องผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ จากการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกรณีเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำส่วนบุคคล โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือในท้องถิ่นของคุณ นอกจากนี้

หากคุณยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดปรึกษาแพทย์ผิวหนังหรือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของคุณ

1.1 ข้อห้าม

- ห้ามใช้งานกับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ห้ามใช้งานกับสตรีที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร หรือสตรีในช่วงที่มีประจำเดือน
- ห้ามใช้งานกับบุคคลที่มีรอยสักหรือแผลเป็นถาวร
- ห้ามใช้งานกับผู้ที่มึนงงหรือมีอาการเวียนศีรษะ เช่น กระ ปาน ไข้ หรือหูด
- ห้ามใช้งานกับผู้ที่ผิวหนังแดง แผลเปื่อยบนผิวหนัง หรือแผลเปิด
- ห้ามใช้งานกับผู้ที่เปื้อนโรคผิวหนังที่มีมาแต่กำเนิด
- ห้ามใช้งานกับบุคคลที่ได้รับการฉายแสงมาแล้ว หรือกำลังรับการรักษาอยู่ในปัจจุบัน ด้วยกรดอัลฟา-ไฮดรอกซี (AHAs), กรดเบต้า-ไฮดรอกซี (BAAs), เรติน-เอ, กรดทาร์ทาริก, กรดอะซิลาอิกประเภทซาลิไซลิก
- ห้ามใช้งานกับผู้ที่เปื้อนโรคเบาหวาน
- ห้ามใช้งานกับผู้ที่กำลังได้รับไอโซเรตินอยด์
- ห้ามใช้งานกับผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยสเตียรอยด์ภายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- ห้ามใช้งานกับผู้ที่ประวัติโรคลมชัก

1.2 คำเตือน

- ดวงตา: แสงกะพริบจะทำงานเมื่อช่องสำหรับฉายแสงสัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม อย่ามองไปที่ช่องสำหรับฉายแสงในขณะที่คุณใช้อุปกรณ์ เพราะอาจสร้างความเสียหายแก่ดวงตาได้
- “ดวงตา: ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับดวงตาหรือบริเวณใกล้เคียง ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อกำจัดขนตาหรือคิ้ว การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บถาวรต่อดวงตาได้”
- ดวงตา: เราแนะนำให้ดูมองไปที่บริเวณอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ในขณะที่แสงไฟกะพริบลงบนผิวของคุณ หรือเราขอแนะนำให้ดูมองแว่นตาป้องกันทุกครั้งที่คุณใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันนี้
- มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป รวมถึงอยู่ในหมวดหมู่ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตาม 21CFR 892.6500, Procode: IWS”; เกณฑ์ในการเลือกแว่นครอบป้องกันดวงตามีดังต่อไปนี้ #1) อุปกรณ์เหล่านี้สามารถปกป้องความยาวคลื่น ≥ 5 แสงที่มีความเข้มแสง 10 nm (แว่นครอบป้องกันดวงตามีความหนา F); #2 และความสามารถในการส่องผ่านแสงต้องไม่เกิน $\pm 10\%$; #3 แว่นครอบป้องกันดวงตาจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
- การกำจัดขนด้วยเลเซอร์หรือแสงกะพริบความเข้มสูงอาจเพิ่มอัตราการเติบโตของเส้นขนในบาง คน จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงสุดสำหรับการตอบสนองเช่นนี้คือผู้หญิงที่มีสายเลือดเมดิเตอร์เรเนียน ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ซึ่งได้รับการฉายแสงที่บริเวณใบหน้าและลำคอ กลุ่มนี้ควรระมัดระวัง
- โปรดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากเด็ก

- เราไม่ทำการฉายแสงบริเวณรอยสักหรือเครื่องสำอางแบบถาวร จุดด่างที่มีสีดำหรือฝ้าน้ำตาลเข้ม
(เช่น กระขนาดใหญ่ ฝ้า หรือหูด) หัวนม อวัยวะเพศ และบริเวณรอบทวารหนัก
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังถูกแสงแดดโดยตรงก่อนใช้งาน
- หยุดการใช้งานทันทีหากมีอาการต่างๆ เช่น แผลจากการถูกลวกและแผลพุพอง
- หากอุปกรณ์ตกลงในน้ำ อย่าใช้มือสัมผัสอุปกรณ์นั้น ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกทันที ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในห้องน้ำ ใกล้อ่างล้างมือ ในอ่างอาบน้ำ หรือในพื้นที่สำหรับอาบน้ำ
- โปรดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากน้ำหรือของเหลว! ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฟักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ำอยู่
- โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม (เช่น สายไฟ อะแดปเตอร์) หากมีความเสียหาย และเก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- โปรดอย่าใช้ส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากที่ติดตั้งให้โดย Beauty Every Moment
- ห้ามบุคคลอื่นใดพยายามถอดแยกอุปกรณ์ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจาก Beauty Every Moment
- บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ห้ามใช้งานเครื่องใช้นี้ เว้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำ
- ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นเครื่องใช้นี้
- ห้ามเด็กใช้เครื่องใช้นี้ และห้ามใช้เครื่องใช้นี้กับผิวของเด็ก
- บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ จะไม่สามารถใช้เครื่องใช้นี้ได้ เว้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำ
- เกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องใช้นี้
- ควรใช้งานเครื่องใช้นี้กับหน่วยจ่ายไฟที่นำมาเท่านั้น
- คำเตือน ห้ามปรับเปลี่ยนกลไกความปลอดภัยที่มีอยู่ในอุปกรณ์
- คำเตือน หากคุณกำลังใช้ยาที่มีคุณสมบัตินำแสงหรือยาสมุนไพร ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องใช้นี้เนื่องจากการใช้งานอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้บนวัตถุที่ปล่อยแสงหรือตัวเครื่อง ห้ามใช้เครื่องหากพบความเสียหาย
- ไม่สามารถกำจัดขนสีขาหรือสีเทาได้

1.3 ข้อควรระวังเบื้องต้น

- โทนและท่าความสะอาดผิวหน้าบริเวณที่ต้องการก่อนใช้งาน
- ห้ามใช้งานกับผิวหน้าบริเวณเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเซสชันการกำจัดขน
- ห้ามใช้ของเหลวไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ (รวมถึงน้ำหอม สารฟุ้งเช็ด หรือน้ำยาอื่นๆ ที่มีแอลกอฮอล์) หรืออะซิโตนในการทำความสะอาดผิวหน้าก่อนการใช้งาน
- หากพื้นผิวของช่องสำหรับฉายแสงยังคงมีอุณหภูมิตกค้างอยู่หลังจากการฉายแสงแต่ละครั้ง โปรดอย่าทำความสะอาดช่องสำหรับฉายแสงโดยตรงในช่วงเวลานี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ คุณควรรอให้อุณหภูมิของช่องสำหรับฉายแสงเป็นลง แล้วจึงทำความสะอาดตามต้องการ
- เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการใช้อย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิของส่วนที่สัมผัสกับผิวหน้า (ช่องสำหรับฉายแสง) จะเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากกว่า 43 องศาเซลเซียส ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยการจำกัดเวลาการสัมผัส ซึ่งแนะนำให้อยู่ที่ 30 นาทีต่อหนึ่งเซสชัน และให้รอ 15 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนใช้งานต่อ
- ลูกค้ำจะรู้สึกอุ่นเล็กน้อยในระหว่างการฉายแสงแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติ และโดยปกติแล้วความรู้สึกนั้นจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง หากความรู้สึกนั้นไม่หายไปภายใน 24 ชั่วโมง โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าหรือแพทย์

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์	แนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ความรู้สึกไม่สบายผิวเล็กน้อย	เล็กน้อย
รอยแดงที่ผิวหน้า	เล็กน้อย
อาการแพ้ที่บริเวณผิวหน้า	เล็กน้อย
แผลและรอยไหม้ที่ผิวหน้า	ไม่พบบ่อย
แผลเป็น	ไม่พบบ่อย
การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี	ไม่พบบ่อย
อาการบวมมากเกินไป	ไม่พบบ่อย
การติดเชื้อ	เล็กน้อย
รอยฟกช้ำ	เล็กน้อย

1.5 คำประกาศ EMC

- อุปกรณ์ก่้างจัดชนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL สอดคล้องตามข้อกำหนด EMC
- ผู้ใช้จะต้องติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์โดยสอดคล้องตามข้อมูล EMC ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ
- อุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพาและแบบเคลื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ดังนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูงขณะใช้งาน เช่น ห้ามใช้งานใกล้กับโทรศัพท์ ไมโครเวฟ และอื่นๆ
- รายละเอียดค่าแวลงของผู้ผลิตและคู่มืออยู่ในตอนท้ายของบทความ (ภาคผนวก 1)

2 บทนำ

วัตถุประสงค์การใช้งาน


อุปกรณ์ก่้างจัดชนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL เป็นอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อก่้างจัดชนที่ไม่พึงประสงค์บนร่างกายและ/หรือบนใบหน้า

2.1 รายการสิ่งของในบรรจุภัณฑ์

- ตัวเครื่อง IPL × 1
- อะแดปเตอร์ AC × 1
- สายไฟ AC × 1
- คู่มือการใช้งาน × 1
- มีดโกน × 1
- แว่นตานิรภัย × 1

2.2 แผนภาพส่วนประกอบผลิตภัณฑ์


แผนภาพตัวเครื่อง IPL



- ① แฉงช่องสำหรับฉายแสง
- ② เซ็นเซอร์ผิวหน้า
- ③ หน้าจอ 3Display
- ④ ปุ่ม Flash
- ⑤ เต้ารับ DC
- ⑥ ปุ่มเปิดปิดเครื่อง/ปุ่มล็อกหน้าจอ/ไฟสแตนด์บาย/ไฟแสดงสถานะเตรียมพร้อม

หมายเหตุ: คลับหลอดไฟเป็นส่วนประกอบที่ไม่สามารถถอดออกได้ และส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยแฉงช่องสำหรับฉายแสงและเซ็นเซอร์ผิวหน้า และเซ็นเซอร์ผิวหน้านั้นจะใช้เพื่อระบุว่าคุณอุปกรณ์สัมผัสกับผิวหน้าของคุณอย่างเหมาะสมหรือไม่


แผนภาพหน้าจอ



- 1 ไอคอนโหมด
- 2 ปุ่มโหมด / ไอคอนกะพริบอัตโนมัติ
- 3 ไอคอนล็อกหน้าจอ
- 4 ระดับการฉายแสง
- 5 ปุ่มระดับ

หมายเหตุ:

- 1) มีไอคอนทั้งหมดห้ารายการ ปุ่มสัมผัสสองปุ่ม ซึ่งจะทำให้ไอคอนบริเวณรักแร้ ไอคอนปุ่มโหมด ปุ่มระดับ และระดับการฉายแสงติดสว่างหลังจากเปิดเครื่อง
- 2) มีไอคอนโหมดการทำงาน 8 รายการ (นิ้ว ใจหน้า แขน รักแร้ แขนขอบบิกินี ขา ลำตัวท่อนบน และไอคอนทำความสะอาดด้วยน้ำแข็ง) ในเมนูตัวเลือกบนแถบสัญลักษณ์ ซึ่งแสดงถึงบริเวณของร่างกายที่ใช้บ่อยซึ่งจะแนะนำผู้ใช้ให้เปลี่ยนไปใช้ไอคอนนี้ก่อนนำผลิตภัณฑ์มาใช้กับบริเวณเหล่านี้ของร่างกาย คุณสามารถสลับไอคอนบริเวณร่างกายตามลำดับ (ไอคอนบริเวณนิ้วมือ → ไอคอนบริเวณใจหน้า → ไอคอนบริเวณแขน → ไอคอนบริเวณรักแร้ → ไอคอนบริเวณแขนขอบบิกินี → ไอคอนบริเวณขา → ไอคอนบริเวณลำตัวท่อนบน → ไอคอนทำความสะอาดด้วยน้ำแข็ง) ด้วยการกดปุ่มโหมดเป็นระยะเวลาสั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกำจัดขนที่ไม่ต้องการ ออกจากบริเวณแขนขอบบิกินีขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้ไอคอนบริเวณแขนขอบบิกินีโดยกดปุ่มโหมดนั้นสั้นๆ เป็นอันดับแรก
- 3) ต่อไปนี้คือไอคอนของส่วนต่างๆ ที่สัมพันธ์กับแถบแสดงสถานะตามลำดับ:



- 1 ไอคอนบริเวณนิ้วมือ
- 2 ไอคอนบริเวณใจหน้า
- 3 ไอคอนบริเวณแขน
- 4 ไอคอนบริเวณรักแร้

- 5 ไอคอนบริเวณบิกินี
 - 6 ไอคอนบริเวณขา
 - 7 ไอคอนบริเวณลำตัวท่อนบน
 - 8 ไอคอนการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็ง
- 4) เมื่อคุณกดปุ่ม Flash ค้างไว้ (กดลงอย่างต่อเนื่อง) อุปกรณ์จะสลับไปยังโหมดฉายแสงอัตโนมัติ (วิธี GLIDE) และไอคอนกะพริบอัตโนมัติจะกะพริบนหน้าจอ

2.3 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน	
ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
รุ่น	D-1186
ขนาด	175 × 64 × 39 มม.
น้ำหนัก	286 ก.
ประเภทการป้องกัน	ประเภท BF, คลาส II
ระดับการป้องกัน	IPX0
ส่วนใช้สัมผัส	ช่องสำหรับฉายแสงของด้ามจับ
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต	
ประเภทแสง	แสงกะพริบความเข้มสูง (IPL)
ความยาวคลื่นแสง	550 ~ 1100nm
ระยะเวลาการกะพริบ	5~12 มิลลิวินาที +/-20%
ขนาดจุดของช่องสำหรับฉายแสง	3.0 ซม. ²
ระดับการฉายแสง	ระดับ 1 ถึง 8
ความเข้มของพลังงาน	2.0~4.3 จูล/ซม. ² +/-20%
ข้อมูลจำเพาะพลังงาน	
แหล่งจ่ายไฟ	จ่ายพลังงานโดยอะแดปเตอร์ไฟฟ้าภายนอก อินพุต: สูงสุด 100-240 V 50/60 Hz 1.5 A เอาต์พุต: DC24 V 2.5 A
ข้อมูลจำเพาะการใช้งาน	
อายุการใช้งานที่คาดหวัง	ตัวนับช็อต 510,000 ครั้ง
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	อุณหภูมิ: 15~35 °C ความชื้น: 30%~75% RH แรงดันอากาศ: 86~106 kPa
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ	อุณหภูมิ: 0~40 °C ความชื้น: 25%~75% RH แรงดันอากาศ: 86~106 kPa

3 วิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์

3.1 IPL ทำงานอย่างไร

อุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL คือระบบปล่อยแสงกะพริบที่จะปล่อยแสงกะพริบความเข้มสูง (Intense Pulsed Light หรือ IPL) ที่มีช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 550~1100 nm อุปกรณ์นี้ทำงานตามหลักการ Selective Photothermolysis กล่าวคือ ความเสียหายจากความร้อนจะเกิดขึ้นเพื่อมุ่งเป้าหมายไปที่โครโมฟอร์ โดยการใช้แสงที่มีความยาวคลื่นเหมาะสมตามจังหวะซึ่งใช้เวลาเกินกว่าช่วงการผ่อนคลายความร้อนของโครโมฟอร์ แต่จะคงสภาพของผิวหนังไว้ด้วยการจำกัดระยะเวลาการกะพริบให้ต่ำกว่าเวลาในการผ่อนคลายความร้อนของ

ผิวหนัง

3.2 กำหนดการฉายแสง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้อุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่ารูขุมขนทั้งหมดได้รับการฉายแสง หลังจากจบการฉายแสงเริ่มต้น (การฉายแสงรายสัปดาห์ 12 ครั้ง) เพื่อรักษาผลลัพธ์เอาไว้ เราขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เดือนละครั้ง หรือตามความจำเป็น

4 วิธีการใช้งาน

4.1 ช่วงการใช้งาน

พื้นที่ฉายแสงแนะนำ

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการกำจัดเส้นขนที่ไม่ต้องการบนร่างกายในบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณขนาดเล็ก เช่น รักแร้ และเส้นขนบนใบหน้าใต้คาง และบริเวณขนาดใหญ่ เช่น ขา เป็นต้น การใช้งานบนประเภทผิวหนังที่ยอมรับได้

ใช้งานบนประเภทผิวหนังที่ยอมรับได้เท่านั้น และอุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับผิวหนังตามหลัก Fitzpatrick Skin Types I-V เท่านั้น

ก่อนใช้อุปกรณ์ ให้เลือกโทนสีผิวของคุณตามหลักของ Fitzpatrick Phototyping Scale ซึ่งพัฒนาโดยแพทย์โรคผิวหนัง Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD จาก Harvard Medical School

เพื่อจัดหมวดหมู่ของสีผิวของคุณและความทนต่อแสงแดดของแต่ละบุคคล ระดับโทนสีผิว

เกรดความ ปลอดภัย	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้ แต่ควร ระมัดระวัง	ไม่สามารถ ใช้งานได้
ประเภท / สีผิว	ประเภท I ผิวสีขาวซีด	ประเภท II ผิวสีขาว	ประเภท III ผิวสีขาวครีม	ประเภท IV ผิวสีน้ำตาล อ่อน	ประเภท V ผิวสีน้ำตาล เข้ม	ประเภท VI ผิวสีน้ำตาล จนถึงสีน้ำตาล เข้มหรือสีดำ
ตัวอย่าง						

หมายเหตุ:

- คุณสามารถเลือกระดับความสบายให้สอดคล้องตามระดับความทนทานของผิวหนังของคุณ และค่อยๆ เพิ่มระดับจากระดับที่หนึ่งไปยังระดับที่ห้าตามลำดับ หากระดับไม่เหมาะสมหรือมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น คุณสามารถเพิ่มระดับขึ้นทีละน้อย
- สีผิวของคุณอาจเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น เนื่องจากผิวของคุณเป็นสีแทน ผิวหนังบริเวณนั้นอาจเข้มกว่าโทนสีผิวระหว่างการฉายแสงครั้งก่อนหน้า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบการตั้งค่าที่จะใช้งานก่อนการฉายแสงแต่ละครั้ง และตั้งค่าให้สอดคล้องกับบริเวณการฉายแสง

ที่แตกต่างกันไป บางบริเวณอาจมีสีเข้มกว่าบริเวณอื่น

4.2 การทดสอบแพทย์

ก่อนการฉายแสงจริง โปรดดูตารางการใช้งานบนประเภทผิวหนังที่ยอมรับได้ (ส่วนที่ 4.1) ดำเนินการทดสอบกับผิวหนังในบริเวณเล็ก ๆ ส่วนหน้า 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบว่าจะเกิดปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์บนผิวหนังหรือไม่

วิธีการทดสอบ

- เลือกพื้นที่เล็ก ๆ บนแขน ดำเนินการทดสอบกับผิวหนังอย่างช้า ๆ จากระดับพลังงานต่ำไปถึงระดับสูงตามระดับความทนทานของผิวหนัง (1~2 ข้อศ) หากมีอาการบวม รอยไหม้ การเปลี่ยนแปลงของปุ่มรากขน อาการปวด หรืออาการที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์นี้จนกว่าจะได้รับคำปรึกษาจากแพทย์โดยละเอียด
- หากไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับผิวหนังหลังจาก 24 ชั่วโมง แต่คุณรู้สึกถึงความร้อนที่ชัดเจนระหว่างการฉายแสง หมายความว่าระดับต่ำสุดคือระดับพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผิวของคุณ

4.3 ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมตัวคุณเองให้พร้อม

- ตามพื้นฐานของ Fitzpatrick Phototyping Scale ให้ระบุว่ามีสีผิวของคุณเหมาะสมหรือไม่ โปรดดูรายละเอียดในส่วน “การใช้งานบนประเภทผิวหนังที่ยอมรับได้” ในคู่มือการใช้งาน
- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวหนังของคุณอยู่ในสภาพดีโดยไม่มีการบาดเจ็บหรือแผล รวมถึงตรวจสอบว่าผิวหนังของคุณได้รับการโกนขนแล้ว สะอาด และแห้ง (ปราศจากสิ่งตกค้าง เช่น แป้ง ครีม เครื่องสำอาง ครีมระงับเหงื่อ หรือน้ำหอม)

การตั้งค่าอุปกรณ์


- นำอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL และอุปกรณ์เสริมออกจากกล่องเก็บอุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สะอาดแห้ง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนเริ่มการฉายแสง ต้องทำความสะอาดช่องสำหรับฉายแสงก่อนและหลังการใช้งานแต่ละครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และป้องกันไม่ให้เส้นผมและ/หรือฝุ่นปรากฏบนช่องสำหรับการฉายแสง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดช่องสำหรับฉายแสง

ขั้นตอนที่ 1. ใช้ก้านสาลีหรือแผ่นสาลีที่สะอาดจุ่มไฮโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% เพื่อทำความสะอาดช่องสำหรับฉายแสง ใช้เวลาในการสัมผัส 1 ~ 5 นาที

ขั้นตอนที่ 2. ปลอຍให้อุปกรณ์แห้ง ข้อควรระวัง: ห้ามใช้อุปกรณ์จนกว่าแอลกอฮอล์จะระเหยออกจนหมดแล้ว

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยสายตา หากยังคงมีสารปนเปื้อนอยู่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1~3

- เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับอะแดปเตอร์ AC จากนั้นเสียบด้านที่เป็นปลั๊ก AC เข้ากับเต้ารับ



รูปภาพที่ 1


อุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL อยู่ในสถานะสแตนด์บายและพร้อมใช้งานแล้ว
หมายเหตุ:

- วางอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL บนโต๊ะหรือบริเวณใกล้เคียงกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง เคลื่อนย้ายของเหลวใดๆ ออกจากพื้นที่นั้น

- 4) กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์ (ตามที่แสดงในรูปภาพที่ 2) พัฒลมจะทำงานและคุณจะได้ยินเสียงของพัฒลม ไฟแสดงสถานะจะยังคงเป็นสีขาวยตลอดเวลา ฟังก์ชัน Cold Compress จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และหน้าจอจะสว่างขึ้นและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะสว่างขึ้น ได้แก่ ระดับการฉายแสงและไอคอนบริเวณเร็กแร้ ปุ่มโหมด และปุ่มระดับ (ตามที่แสดงในรูปภาพที่ 3)



รูปภาพที่ 2




รูปภาพที่ 3



หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Cold Compress ไม่มีผลทางการแพทย์อื่นๆ และมีไว้เพื่อลดอุณหภูมิของผิวหนังเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

- 5) กดปุ่มระดับ Level เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อปรับระดับการฉายแสง (ระดับ 1 คือต่ำสุด ระดับ 8 คือสูงสุด ตามที่แสดงในรูปภาพที่ 3) โปรดเลือกกระดับที่เหมาะสมที่ผิวหนังของคุณสามารถรับได้
- 6) วางช่องสำหรับฉายแสงให้ราบไปกับบริเวณของร่างกายที่ต้องการ โดยให้สัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่ (ตามที่แสดงในรูปภาพที่ 4) สัญญาณไฟจะแสดงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้วและคุณสามารถกดปุ่ม Flash เพื่อการจัดชนได้

รูปภาพที่ 4



- 7) กดปุ่ม Flash ^{หมายเหตุ 1} อุปกรณ์จะส่งแสงกะพริบและอาจให้ความรู้สึกอุ่นเล็กน้อย
 - 8) เลื่อนอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการฉายแสงและทำขั้นตอนนี้ซ้ำ
 - 9) หลังจากที่เราส่งแสงกะพริบหลายครั้ง เครื่องจะแสดงไอคอนล็อกหน้าจอโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ปุ่มระดับและปุ่มโหมดจะไม่สามารถใช้งานได้คุณต้องกดปุ่มเปิด/ปิดเป็นระยะเวลานานๆ เพื่อปลดล็อกอุปกรณ์
 - 10) หลังจากเสร็จสิ้นการฉายแสง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อปิดอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บายอีกครั้ง หน้าจอจะหยุดส่องสว่างและไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นสีขาวตลอดเวลา หลังจากถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวเครื่องแล้ว อุปกรณ์จะปิดการทำงานและไม่มีไฟใดๆ ติดสว่าง
- หมายเหตุ:
- อุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บายอีกครั้งภายใน 5 นาทีหากไม่มีการใช้งาน
- 11) ใช้ผ้าสะอาดหรือก้านสำลีทำความสะอาดอุปกรณ์ แล้วนำอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใส่ลงในกล่องและจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

หมายเหตุ:

หมายเหตุ 1. วิธีการฉายแสง: STAMP หรือ GLIDE

- วิธีการฉายแสงที่แนะนำมีสองวิธี ได้แก่ “STAMP” หรือ “GLIDE”
- ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีใด คุณจะต้องเลื่อนอุปกรณ์ไปมาระหว่างการกะพริบแต่ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้งานในบริเวณเดียวกันสองครั้ง
- **วิธีการ STAMP (โหมดการกะพริบแสงด้วยตนเอง):** วิธีการนี้เป็นการใช้งานด้วยตนเองและแนะนำสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น รั้วแค้ แนวขอบบิกินี และโบหน้า วางอุปกรณ์บนผิวหนึ่ง กดปุ่ม Flash แล้วปล่อยปุ่ม นำอุปกรณ์ออกจากผิวหนึ่งก่อนนำไปใช้กับบริเวณถัดไปอย่างระมัดระวัง
- **วิธีการ GLIDE (โหมดการกะพริบแสงอัตโนมัติ):** วิธีการนี้เป็นการใช้งานแบบอัตโนมัติและแนะนำสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ขา วางอุปกรณ์บนผิวหนึ่ง แต่ปุ่ม Auto Flash บนหน้าจอหรือกดปุ่ม Flash ค้างไว้ (กดปุ่มลงอย่างต่อเนื่อง) เพื่อเข้าสู่โหมดกะพริบแสงอัตโนมัติและปุ่ม Auto Flash จะกะพริบบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนอุปกรณ์ไปตามผิวหนึ่งระหว่างการกะพริบแสงแต่ละครั้งพยายามเลื่อนอุปกรณ์ด้วยความเร็วคงที่ ซึ่งจะให้ความครอบคลุมอย่างเต็มที่โดยไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกันหรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับการฉายแสง หากคุณต้องการออกจากโหมดนี้ โปรดกดปุ่ม Flash อีกครั้งหรือแตะปุ่ม Auto Flash อีกครั้งเพื่อออก

หมายเหตุ 2. พลังขึ้นเตือนความบกพร่อง (ข้อผิดพลาด) ระหว่างการทำงาน

อาจพบการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่ออุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ที่ปรากฏ	ปัญหาที่มีคำอธิบาย	วิธีแก้ไข
ไฟสีแดงสำหรับไอคอนบริเวณนิ้วมือ บริเวณโบหน้า บริเวณแขน และบริเวณรักแร้กะพริบ	เนื่องจากอุปกรณ์อาจอยู่ในสภาวะดังต่อไปนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถคงอยู่ภายใต้การที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง	1) จำเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมให้มีอุณหภูมิต่ำลงจนอยู่ในระดับที่รับได้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง สัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานแบบ Half

สัญญาณที่ปรากฏ	ปัญหาที่มีคำอธิบาย	วิธีแก้ไข
อย่างรวดเร็วยุบรวมกัน	2) ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกถูกปิดกั้น 3) หากตัดความเป็นไปได้ทั้งสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นออกแล้ว หมายความว่าพัดลมทั้งสี่เสียหาย	Grid ใต้ตามปกติ 2) โปรดนำชิ้นส่วนแปดปลอมออก และกลับสู่สภาพปกติหลังจากผ่านไปสองถึงสามนาที 3) จำเป็นต้องส่งกลับเพื่อซ่อมแซม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ไฟแสดงสำหรับไอคอนบริเวณนิ้วมือและบริเวณใบหน้ากะพริบอย่างรวดเร็วพร้อมกัน	เมื่อพัดลมหรือวงจรที่เกี่ยวข้องกับพัดลมเสียหาย ERROR2 จะปรากฏขึ้น	จำเป็นต้องส่งเครื่องกลับเพื่อซ่อมแซม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ไฟแสดงสำหรับไอคอนบริเวณนิ้วมือ บริเวณใบหน้า และบริเวณแขนกะพริบอย่างรวดเร็วพร้อมกัน	เมื่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าหลักหรือวงจรที่เกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุไฟฟ้าหลักเสียหาย ERROR3 จะปรากฏขึ้น	จำเป็นต้องส่งเครื่องกลับเพื่อซ่อมแซม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

4.4 อะไหล่สำหรับเปลี่ยนทดแทน

อายุการใช้งานของอุปกรณ์

อายุการใช้งานของอุปกรณ์กำหนดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL โดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของหลอดไฟภายในตัวเครื่อง IPL ซึ่งหลอดไฟสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ 510,000 ครั้ง (ตัวนับชีวิต)

เมื่อไฟและจอแสดงผลทั้งหมดกะพริบพร้อมกันนั้นหมายความว่าอุปกรณ์ได้ทำงานจนถึงจำนวนครั้งสูงสุดของตัวนับการใช้งานแล้วและอุปกรณ์จะไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อถึงตอนนั้น คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์กำหนดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL เครื่องใหม่ได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถซื้อได้จากผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตในท้องถิ่นของคุณ

5 การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดและถอดปลั๊กตัวเครื่อง IPL ก่อนทำความสะอาด
- แนะนำให้ทำความสะอาดช่องสำหรับแสงก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง โดยใช้แผ่นสาลิหรือก้านสาลิซบแอลกอฮอล์ (สามารถดูคำแนะนำเฉพาะได้ในส่วน "การตั้งค่าอุปกรณ์" ในส่วนที่ 4.3 ของบทความนี้)
- รักษาอุปกรณ์กำหนดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL ให้แห้งอยู่เสมอ ห้ามจุ่มอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ลงในน้ำเนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

การจัดเก็บ

- เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหักหรือการสูญหายของอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม โปรดจัดเก็บอุปกรณ์กำหนดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL และอุปกรณ์เสริมไว้ในกล่องหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนจัดเก็บ
- จัดเก็บอุปกรณ์ในที่เย็นและแห้ง และห่างจากแสงแดด ห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่เปียกหรือชื้น เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องได้

6 การกำจัดทิ้ง (เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน)



ห้ามทิ้งอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL พร้อมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป
เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแต่ควรนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะสำหรับรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นของคุณเพื่อขอข้อมูลการรีไซเคิล) การทำ

7 คำถามที่พบบ่อย

หากคุณพบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL โปรดดูข้อมูลด้าน

ปัญหา	วิธีแก้ไข
หากอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL ไม่เปิดทำงาน:	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์และเสียบสายอย่างถูกต้อง
หากอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้านไม่กระตุกแสงกะพริบ:	- ตรวจสอบว่าเครื่องสัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่ ปุ่ม Flash จะเปิดใช้งานแสงกะพริบเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่เท่านั้น - ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหรือเมื่อหลอดไฟสิ้นสุดอายุการใช้งาน อุปกรณ์จะไม่กระตุกแสงกะพริบ
หากคุณรู้สึกร้อนและมีอาการเจ็บในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน:	- โกนและทำความสะอาดขนในบริเวณที่ต้องการฉายแสงก่อนใช้งาน - เลือกระดับการฉายแสงที่สะดวกหนึ่งระดับสำหรับตัวคุณเอง - ห้ามฉายแสงในบริเวณเดียวกันซ้ำๆ ในเวลาเดียวกัน

ล่าง

ต่อไปนี้เพื่อทดลองแก้ไขปัญหา

8 สิ่งที่อยู่ในการรับประกัน

8.1 ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co.,Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในคำอธิบายขั้นสุดท้ายของอุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL ว่า ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Beauty Every Moment และเราจะดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Shenzhen Beauty Every Moment Intelligent Electric Co.,Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมของผู้บริโภค

8.2 การรับประกัน

1) ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์คือ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

2) ขอบเขตการรับประกัน

- หากเกิดปัญหาด้านคุณภาพขึ้นกับผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาการรับประกัน Beauty Every Moment จะให้บริการซ่อมบำรุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ฟรีแก่คุณ ความบกพร่องอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งานที่ผิดปกติและเหตุสุดวิสัยไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน
- หลอดส่องสว่างภายในช่องสำหรับฉายแสงมีอายุการใช้งานที่จำกัดและการใช้งานที่เกินกว่าขีดจำกัดนั้นจะไม่อยู่ในความครอบคลุมของการรับประกัน

3) ขีดจำกัดการรับประกัน

- เมื่อขอรับบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ฟรีตามที่อยู่ในบัตรรับประกัน ลูกค้าควรแสดงใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Beauty Every Moment จะเริ่มต้นจากวันที่ซื้อซึ่งแสดงอยู่ในใบแจ้งหนี้ หากไม่มีวันที่ซื้อ ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นจากวันที่ผลิต

Beauty Every Moment จะไม่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่อไปนี้จะและไม่ให้บริการตามการรับประกันในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- ความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุทอร์นาโดของบุคคลที่สาม ความบกพร่องหรือการใช้งานในทางที่ผิดโดยผู้ใช้ การใช้งานภายใต้สภาวะที่ผิดปกติอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ความเสียหายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ (เช่น การสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์หรือบริการ หรือการเรียกร้องที่ผู้ใช้กำหนด)
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือผู้ใช้
- บริการหรือส่วนประกอบใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน หรือชิ้นส่วนทดแทนที่ไม่ได้มอบให้โดยบริษัทของเรา บริการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการได้รับ
- การซ่อมแซมหรือบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานที่ผิดประเภท ไม่เหมาะสม การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำ หรือการถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงการใช้งานหนักเกินไป
- การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้ (เช่น ความเสียหายที่เกิดจากหนูและการแทรกซึมของของเหลว)

4) บัตรรับประกัน

ชื่อ: _____ (นาย/นางสาว/นาง

หมายเลขติดต่อ: _____

ที่อยู่: _____

วันที่ซื้อ: _____

หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์: _____

รุ่นผลิตภัณฑ์: _____

ร้านที่ซื้อ: _____

หมายเลขติดต่อร้าน: _____

สายตัวบริการหลังการขาย:

8.3 การสนับสนุน

เรียนลูกค้า:

เพื่อให้คุณได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์กำจัดขนสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL ไปรตปรีกษาเราตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างในกรณีที่คุณพบปัญหา

ฝ่ายบริการลูกค้า:

- สายด่วน: +86755 3388 3239
- อีเมล: yf6@szmeishimeike.com
- ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย: Rm.101,201,501,Bldg.4,Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 518100

9 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์กราฟิก	ความหมาย
S/N	หมายเลขซีเรียล: S/N แต่ละหน่วยสามารถอธิบายได้ด้วยรหัสดิจิทัล 13 หลัก โดยหลักแรกคือ M หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 9 (วันที่ผลิต (ปี/เดือน/วันวัน)) ประกอบกันเป็นหมายเลขชุดที่สมบูรณ์ และตัวเลข 4 หลักสุดท้าย (xxxx) คือหมายเลขซีเรียลของการผลิต
	ส่วนใช้สัมผัสประเภท BF
	เครื่องหมาย WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน
	เก็บไว้ไว้ในห้องอุณหภูมิ
	แห้งไว้

10 ภาคผนวก1 คำประกาศ EMC ของผู้ผลิต

- ⚠ คำเตือน: เอาต์พุตพลังงานแสงที่เหมาะสมได้รับคำนิยามไว้ว่าเป็นประสิทธิภาพที่จำเป็นของอุปกรณ์นี้ โดยผู้ผลิต หากวางอุปกรณ์บนผิวทึบเงาอย่างมั่นคงแล้ว จากนั้นอุปกรณ์ไม่กะพริบหรือไม่รู้สึกถึงความร้อนหลังจากกดปุ่ม Flash หมายความว่าอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- ⚠ คำเตือน: อุปกรณ์กำลังจัดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม (รวมถึงสภาพแวดล้อมในการดูแลสภาพภายในบ้าน) ยกเว้นใช้งานใกล้กับอุปกรณ์ผ่าตัด HF ที่พร้อมใช้งานและห้องที่มีการป้องกัน RF ของระบบ ME สำหรับการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีความเข้มข้นของสัญญาณรบกวน MEM สูง
- ⚠ คำเตือน: ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์กำลังจัดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL ใกล้กับหรือพ่วงกับอุปกรณ์อื่น เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ถูกต้อง หากจำเป็นต้องใช้งานในลักษณะดังกล่าว อุปกรณ์นี้และอุปกรณ์อื่นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ
- ⚠ คำเตือน: การใช้อุปกรณ์เสริม ตัวแปรสัญญาณ และสายเคเบิลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ยกเว้นอุปกรณ์เสริม ตัวแปรสัญญาณ และสายเคเบิลที่ผู้ผลิตอุปกรณ์กำลังจัดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL เป็นผู้มอบให้เป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับส่วนประกอบภายใน อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ ME หรือระบบ ME ตามข้อกำหนดของข้อ 7 (การปล่อยไอเสีย) และข้อ 8 (ภูมิคุ้มกัน)
- ⚠ คำเตือน: การใช้อุปกรณ์เสริม ตัวแปรสัญญาณ และสายเคเบิลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุหรือมอบให้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์กำลังจัดขึ้นสำหรับใช้ภายในบ้าน IPL อาจส่งผลให้มีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือภูมิคุ้มกันต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์นี้ลดลง และส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่เหมาะสม

แนวทางและคำประกาศของผู้ผลิต - การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมการดูแลสภาพภายในบ้าน	
การทดสอบการปล่อยไอเสีย	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การแผ่ RF CISPR 11	กลุ่ม 1
การแผ่ RF CISPR 11	คลาส B
การแผ่ฮาร์โมนิก IEC 61000-3-2	คลาส A
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า/การกระจาย แรงกระพือ IEC 61000-3-3	สอดคล้องตามกฎระเบียบ

ตารางที่ 2 แนวทางและค่าประกาศของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า

แนวทางและค่าประกาศของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า		
การทดสอบภูมิคุ้มกัน	ระดับการทดสอบ IEC 60601-1-2	ระดับการปฏิบัติตามกฎ
	สภาพแวดล้อมการรบกวนและสภาพภายในบ้าน	
การปล่อยไฟฟ้าสถิต (ESD) IEC 61000-4-2	หน้าสัมผัส ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ทางอากาศ	หน้าสัมผัส ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ทางอากาศ
การเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่/ การปะทุ IEC 61000-4-4	± 2 kV สำหรับสายแหล่งจ่ายไฟ ± 1 kV อินพุต/เอาต์พุตสัญญาณ ความถี่ในการเกิดซ้ำ 100 kHz	± 2 kV สำหรับสายแหล่งจ่ายไฟ ไม่เกี่ยวข้อง ความถี่ในการเกิดซ้ำ 100 kHz
ไฟกระชาก IEC 61000-4-5	± 0.5 kV, ± 1 kV ระหว่างสาย ± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ระหว่างสายถึงสายดิน	± 0.5 kV, ± 1 kV ระหว่างสาย ไม่เกี่ยวข้อง
แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ การหยุดชะงักสัญญาณ และการ แปรผันของแรงดันไฟฟ้า ในสายอินพุตของแหล่งจ่ายไฟ IEC 61000-4-11	0% UT; 0.5 รอบ ที่ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° และ 315° 0% UT; 1 รอบ และ 70 % UT; 25/30 รอบ; เฟสเดียว: ที่ 0° 0% UT; 250/300 รอบ	0% UT; 0.5 รอบที่ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° และ 315° 0% UT; 1 รอบ และ 70 % UT; 25/30 รอบ; เฟสเดียว: ที่ 0° 0% UT; 250/300 รอบ
สนามแม่เหล็กความถี่กำลัง ไฟฟ้า IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
RF ที่เป็นสื่อ IEC 61000-4-6	3v 0.15 MHz-80 MHz 6 V ในคลื่นความถี่วิทยุ ISM และสมัครเล่น ระหว่าง 0.15 MHz ถึง 80 MHz 80% AM ที่ 1 kHz	3 v 0.15 MHz - 80 MHz 6 V ในคลื่นความถี่วิทยุ ISM และ สมัครเล่นระหว่าง 0.15 MHz ถึง 80 MHz 80% AM ที่ 1 kHz
RF ที่แผ่รังสี IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% AM ที่ 1 kHz	10 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% AM ที่ 1 kHz
หมายเหตุ U _i คือแรงดันไฟฟ้าหลัก A.C. ก่อนใช้ระดับการทดสอบ		

ตารางที่ 3 แนวทางและค่าประกาศของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า

แนวทางและค่าประกาศของผู้ผลิต - ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า							
RF ที่แผ่รังสี IEC 61000-4-3 (ข้อมูลจำเพาะ การทดสอบสำหรับ ภูมิคุ้มกันของพอร์ แบบปิดไปยัง อุปกรณ์สื่อสาร ไร้สาย RF)	ความถี่ การทดสอบ (MHz)	คลื่น ความถี่ (MHz)	บริการ	การมอดูเลต (วิธี)	การมอดูเลต (วัตต์)	ระยะทาง (ม.)	ระดับการทดสอบ ภูมิคุ้มกัน (V/m)
	358	380 -390	TETRA 400	การมอดูเลต แสงกะพริบ 18 Hz	1.8	0.3	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	ความเบี่ยงเบน FM ± 5 kHz, 1 kHz ขยาย	2	0.3	28
	710	704	LTE คลื่นความถี่ 13, 17	การมอดูเลต แสงกะพริบ 217 Hz	0.2	0.3	9
	745	- 787					
	780						
	810	800	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE คลื่น ความถี่ 5	การมอดูเลต แสงกะพริบ 18 Hz	2	0.3	28
	870	- 960					
	930						
	1720	1 700	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT/LTE คลื่น ความถี่ 1,3,4,25; UMTS	การมอดูเลต แสงกะพริบ 217 Hz	2	0.3	28
	1845	-					
	1970	1 990					
	2450	2 400 - 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE คลื่นความถี่ 7	การมอดูเลต แสงกะพริบ 217 Hz	2	0.3	28
	5240	5 100	WLAN 802.11 a/n	การมอดูเลต แสงกะพริบ 217 Hz	0.2	0.3	9
	5500	-					
	5785	5 800					

1 Dikkat Gerektiren Konular

Lütfen önce bu hususları dikkatlice okuyun ve ardından kullanım kılavuzunu takip ederek çalıştırın. Bu hususlar, ürünün doğru ve güvenli çalışmasını sağlamak, kullanıcıların veya diğer kişilerin yaralanmasını veya maddi hasar görmesini önlemek içindir; bu nedenle lütfen bunlara uyduğunuzdan emin olun.

Daha fazla bilgi veya özel tavsiye için yerel tedarikçinize danışın. Ayrıca, hala ürün hakkında şüpheleriniz varsa lütfen dermatoloğunuza veya pratisyen hekiminize danışın.

1.1 Kontrendikasyonlar

- 18 yaşın altındaki kişilere uygun değildir.
- Hamile veya emziren kadınlara veya adet dönemindeki kadınlara uygun değildir.
- Dövme veya kalıcı yara izi olan kişilere uygun değildir.
- Ciltte çil, doğum lekesi, ben veya siğil gibi büyük boyutlu koyu lekeleri olan kişilere uygun değildir.
- Egzama veya açık cilt yaraları olan kişilere uygun değildir.
- Konjenital deri hastalıkları olan kişilere uygun değildir.
- Alfa-hidroksi Asitler (AHA'lar), Beta-hidroksi Asitler (BAA'lar), Retin-A, tartarik asit, salisilik asit tipi azelaik asit ile tedavi görmüş veya halen tedavi görmekte olan kişilere uygun değildir.
- Diyabetli kişilere uygun değildir.
- İzotretinoin alan kişilere uygun değildir.
- Son 3 ay içinde steroidlerle tedavi görmüş kişilere uygun değildir.
- Epilepsi öyküsü olan kişilere uygun değildir.

1.2 Uyarılar

- Gözler: Işık atımları yalnızca uygulama penceresi ciltle tam temas halindeyken etkindir. Yine de cihazı kullanırken uygulama penceresine bakmayın. Bu, gözle zararı verebilir.
- "Gözler: BU CİHAZI GÖZLERİNİZDE VEYA GÖZLERİNİZİN YAKININDA KULLANMAYIN. BU CİHAZI KIRPIK VEYA KAŞ ALMAK İÇİN KULLANMAYIN."
- Gözler: Cildinize ışık atımı yaparken cihazdan başka yöne bakmanızı TAVSİYE EDERİZ. Ayrıca cihazı her kullandığınızda koruyucu gözlük takmanızı öneririz. Bu cihaz genellikle reçetesiz olarak temin edilir ve "21CFR 892.6500, kod: IWS uyarınca kişisel koruyucu donanım" sınıflandırması kapsamında gözlük seçilirken şu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 1) 5-10 nm yoğun ışığın dalga boyuna karşı etkili bir şekilde koruyabilecek (F sınıfı gözlükler); 2) ve ışık geçirgenlikleri $\pm 10\%$ 'u aşmayacak; 3) gözlükler lisanslı üreticilerden satın alınmalıdır.
- Lazerler veya yoğun atımlı ışık kaynakları ile epilasyon uygulaması bazı kişilerde tüylenmenin artmasına neden olabilir. Mevcut verilere göre bu reaksiyon için en yüksek risk grupları yüz ve boyun bölgelerine uygulama yapan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır. Bu kullanıcı grubu dikkatli olmalıdır.
- Lütfen cihazı çocuklardan uzak tutun.
- Dövme veya kalıcı makyaj, koyu kahverengi veya siyah lekeler (büyük çiller, benler veya siğiller gibi) üzerine, meme uçlarına, cinsel organlara ve anüs çevresine uygulama yapmayın.
- Kullanmadan önce cildinizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yanık ve su toplaması gibi belirtiler görülürse kullanmayı hemen bırakın.
- CİHAZ SUYA DÜŞERSE ELİNİZLE DOKUNMAYIN. ADAPTÖRÜ HEMEN PRİZDEN ÇEKİN. CİHAZI BANYODA, LAVABO YAKININDA, KÜVETTE VEYA DUŞAKABİNDE KULLANMAYIN.

- Cihazınızı su veya sıvılardan uzak tutun! Küvet, duşakabin, lavabo veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
- Cihaz veya aksesuarı (güç kablosu, adaptör gibi) hasarlıysa lütfen kullanmayın. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Lütfen Beauty Every Moment tarafından sağlananlar dışında başka bileşenler kullanmayın.
- Beauty Every Moment tarafından yetkilendirilen personel dışında kimse cihazı sökmeye çalışmamalıdır.
- **cihaz, denetim veya talimat sağlanmadığı süreç, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır**
- Cihazla oynamaması için gözetim altında olan çocuklar
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocukların cildine uygulanmamalıdır.
- Bu cihaz, denetim veya talimat sağlandığı takdirde, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir
- cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve ilgili tehlikelerin anlaşılması. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- cihaz sadece birlikte verilen güç kaynağı ünitesiyle birlikte kullanılmalıdır
- UYARI. Cihazın yapısındaki güvenlik mekanizmalarını geçersiz kılmayın.
- UYARI. Işığa duyarlı bir ilaç veya bitkisel bir çözüm kullanıyorsanız kullanım cilde zarar verebileceğinden, cihazı uygulamadan önce tıbbi yardım alın.
- emisyon optiğinde veya cihaz muhafazasında gözle görülür bir hasar olmadığını doğrulayın. Hasar varsa cihazı kullanmayın;
- beyaz veya gri tüylere epilasyon uygulanamaz

1.3 Önlemler

- Kullanmadan önce uygulama yapılacak cilt bölgesini tıraş edin ve temizleyin.
- Bir epilasyon seansında aynı cilt bölgesine birden fazla uygulama yapmayın.
- Kullanmadan önce cildi temizlemek için kesinlikle alkol (parfüm, dezenfektan veya alkol içeren diğer ürünler dahil) veya aseton gibi yanıcı sıvılar kullanmayın.
- Her uygulamadan sonra uygulama penceresinin yüzeyi bir süreliğine sıcak kalmaya devam eder, ürünün performansını etkilememek için lütfen bu sırada pencereyi doğrudan temizlemeyin. Pencerenin soğumasını beklemeli ve ondan sonra uygun şekilde temizlemelisiniz.
- Ürün aralıksız olarak kullanıldığında uygulama parçasının (uygulama penceresi) sıcaklığı artar ancak 43 Santigrat dereceyi geçmez. Operatör, temas süresini sınırlandırarak sıcaklığı kontrol edebilir; önerilen süre seans başına 30 dakikadır ve tekrar kullanmaya devam etmeden önce cihazın soğuması için 15 dakika beklenmesi önerilir.
- Müşteriler, her uygulama sırasında hafif bir sıcaklık hissi yaşar; bu normal bir durumdur ve genelde 24 saat içinde geçer. 24 saat içinde geçmezse lütfen bu ürünü kullanmayı bırakın ve müşteri hizmetlerine veya doktorunuza danışın.

1.4 Cihazı Kullanmanın Riskleri

IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazının kullanımıyla ilişkili yan etkiler ve komplikasyonlar yaygın değildir. Bununla birlikte, ev tipi olarak tasarlananlar da dahil olmak üzere her kozmetik prosedür bir derece risk barındırır. Bu nedenle, ev tipi kullanıma yönelik olarak tasarlanmış yoğunlaştırılmış atımlı ışık epilasyon sistemlerinde oluşabilecek riskleri ve komplikasyonları anlamamız ve kabul etmeniz önemlidir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri görülürse ve 24 saatten uzun süre devam ederse doktorunuza danışmalısınız:

Olumsuz etki	Olumsuz etki olasılığı
Küçük cilt rahatsızlığı	Küçük
Cilt kızanıklığı	Küçük
Cilt hassasiyeti	Küçük
Ciltte yara ve yanık	Nadir
Yara dokusu oluşumu	Nadir
Pigment değişiklikleri	Nadir
Aşırı şişme	Nadir

Olumsuz etki	Olumsuz etki olasılığı
Enfeksiyon	Göz ardı edilebilir
Morarma	Göz ardı edilebilir

1.5 EMC Beyanları

- IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı EMC gerekliliklerine uygundur.
- Kullanıcı, cihazı ekteki materyallerde açıklanan EMC bilgilerine uygun olarak kurmalı ve kullanmalıdır.
- Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları cihazın performansını etkileyebilir; bu nedenle cihazı kullanırken lütfen telefon, mikrodalga vb. yakınında durmayarak güçlü elektromanyetik parazitlerden kaçının.
- Kılavuz ve üretici beyanı detayları belgenin sonunda yer almaktadır (Ek I).

2 Giriş

Kullanım Amacı:


IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı, istenmeyen vücut ve/veya yüz tüylerinin almak için kullanılan ve reçetesiz satılan bir cihazdır.

2.1 Kutu İçeriği

- IPL cihazı ×1
- AC adaptörü ×1
- AC Güç Kablosu ×1
- Kullanım Kılavuzu ×1
- Jilet ×1
- Koruyucu gözlük ×1

2.2 Ürün Bileşenleri Şeması


IPL cihazı şeması



- ① Uygulama penceresi paneli
- ② Cilt sensörü
- ③ Ekran
- ④ Işık Atımı Düğmesi
- ⑤ DC soketi
- ⑥ Güç düğmesi/Kilit ekranı düğmesi/Bekleme Işığı/Hazırlık Gösterge Işığı

Not: Lamba kartuşu çıkarılamayan bir bileşendir ve genellikle bir uygulama penceresi paneli ve cilt sensöründen oluşur; cilt sensörü ise cildinizle doğru şekilde temas edip etmediğini belirlemek için kullanılır.

Ekran şeması



- 1 Mod simgeleri
- 2 Mod düğmesi/Otomatik ışık atımı düğmesi
- 3 Kilit ekranı simgesi
- 4 Uygulama seviyesi
- 5 Seviye Düğmesi

NOTLAR:

- 1) Beş simge ve iki dokunmatik düğme vardır. Cihaz açıldıktan sonra Koltuk altı bölgesi simgesi, Mod düğmesi simgesi, seviye düğmesi ve uygulama seviyesi yanar.
- 2) Gösterge şeridindeki seçim alanında sekiz adet çalışma modu simgesi (Parmak, Yüz, Kol, Koltuk Altı, Bikini Bölgesi, Bacak, Üst vücut ve Soğutma simgesi) bulunmaktadır. Bunlar sık kullanılan vücut bölgelerini temsil eder ve kullanıcının ürünü bu vücut bölgelerine uygulayacağı zaman ürünü kullanmadan önce ilgili simgeye geçmesi önerilir. Mod düğmesine kısa süreli basarak sırayla vücut bölgesi simgeleri arasında geçiş yapabilirsiniz (Parmak bölgesi simgesi → Yüz bölgesi simgesi → Kol bölgesi simgesi → Koltuk Altı bölgesi simgesi → Bikini bölgesi simgesi → Bacak bölgesi simgesi → Üst vücut bölgesi simgesi → Soğutma simgesi). Örneğin, bikini bölgenizdeki istenmeyen tüyleri almanız gerekiyorsa önce mod düğmesine kısa süreli basarak bikini bölgesi simgesine geçmeniz önerilir.
- 3) Aşağıda sırayla gösterge şeridine karşılık gelen parçaların simgeleri verilmiştir:



- 1 Parmak bölgesi simgesi
- 2 Yüz bölgesi simgesi
- 3 Kol bölgesi simgesi
- 4 Koltuk altı bölgesi simgesi

- 5 Bikini bölgesi simgesi
- 6 Bacak bölgesi simgesi
- 7 Üst vücut bölgesi simgesi
- 8 Soğutma simgesi

4) Işık atımı düğmesini basılı tuttuğunuzda (sürekli olarak basılı tuttuğunuzda) cihaz otomatik aydınlatma moduna (KAYDIRMA yöntemi) geçer ve Otomatik ışık atımı simgesi ekranda yanıp söner.

2.3 Teknik Özellikler

Temel Özellikler	
Ürün Adı	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Model	D-1186
Boyut	175*64*39 mm
Ağırlık	295 g
Koruma Türü	BF Tipi, Sınıf II
Koruma Seviyesi	IPX0
Uygulanan Parçalar	Lamba kartuşunun uygulama penceresi
Çıkış Teknik Özellikleri	
Işık Türü	Yoğunlaştırılmış Atımlı Işık (IPL)
Işık Dalga Boyu	550~1100 nm
Atım Süresi	5~12 ms +/-%20
Uygulama Penceresinin Nokta Çapı	3,0 cm ²
Uygulama Seviyesi	Seviye 1 ila 8
Enerji Yoğunluğu	2.0~4.3 J/cm ² +/-%20
Güç Özellikleri	
Güç Kaynağı	Harici güç adaptörü ile sağlanır Giriş: 100-240 V 50/60 Hz 1.5 A Maks. Çıkış: DC 24 V 2.5 A
Kullanım Özellikleri	
Beklenen hizmet ömrü	510.000 atım sayısı
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~35°C Nem: %30~%75 Bağıl Nem Barometrik Basınç: 86~106 kPa
Saklama Ortamı	Sıcaklık: 0~40°C Nem: %25~%75 Bağıl Nem Barometrik Basınç: 86~106 kPa

3 Nasıl Çalışır?

3.1 IPL Nasıl Çalışır

IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı, 550~1100 nm arasında değişen dalga boyunda yoğun atımlı ışık (IPL) yayan bir Atımlı Işık sistemidir. Cihaz, seçici fototermoliz ilkelerine göre çalışır. Yani kromoforların termal gevşeme süresini aşan ancak atım genişliğini cildin termal gevşeme süresinin altına sınırlayarak normal cildi koruyan atımlarda uygun dalga boyunda ışık kullanılarak hedef kromoforlarda termal hasar meydana getirilir.

3.2 Uygulama Programı

En iyi sonucu elde etmek için IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı, tüm kıl köklerine uygulama yapılmasını sağlamak amacıyla 12 hafta boyunca haftada bir kez kullanılmalıdır.

İlk uygulama aşamasından sonra (12 haftalık uygulama) sonuçların kalıcı olması için Cihazın ayda bir kez veya gerektiğinde kullanılmasını öneririz.

4 Nasıl Kullanılır?

4.1 Uygulama Aralıkları

Önerilen uygulama bölgesi

Cihaz; koltuk altı ve çene çizgisinin altındaki yüz tüyleri gibi küçük bölgeler ve bacak gibi büyük bölgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan istenmeyen vücut tüylerini almaya uygundur.

KABUL EDİLEBİLİR CİLT TİPLERİNDE KULLANIM

KABUL EDİLEBİLİR CİLT TİPLERİNDE KULLANIN. Bu cihaz yalnızca Fitzpatrick Cilt Tipleri I-V üzerinde kullanılmalıdır

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE Harvard Tıp Fakültesi dermatologu Prof. Dr. Thomas Fitzpatrick tarafından bir kişinin cilt rengini ve güneş ışığına toleransını sınıflandırmak için geliştirilen Fitzpatrick Fototipleme Ölçeğine göre cilt renginizi seçin. Ölçekte cilt rengi için altı seviye bulunur.

Lütfen cilt renginizi belirleyin ve ürünün uygun olup olmadığını görmek için aşağıdaki şemayı kontrol edin:

Güvenlik sınıfı	Uygulanabilir	Uygulanabilir	Uygulanabilir	Uygulanabilir	Uygulanabilir ancak dikkatli olun	Geçerli Değil
Cilt tipi/rengi	Tip I Açık beyaz cilt	Tip II Beyaz cilt	Tip III Krem beyaz cilt	Tip IV Orta kahverengi cilt	Tip V Koyu kahverengi cilt	Tip VI Koyu pigmentli kahverengi ile en koyu kahverengi, siyah cilt
Örnek						

NOTLAR:

- Cilt toleransınıza göre en rahat seviyeyi seçin ve seviyeyi birden beşe kadar kademeli olarak artırın. Seviye uygun değilse veya reaksiyon gösterirseniz seviyeyi kademeli olarak arttırabilirsiniz.
- Cildinizin rengi bronzlaşma gibi nedenlerle değişebilir. Bu durumda cildiniz önceki uygulama sırasındaki cilt renginden daha koyu olabilir. Bu nedenle, her uygulamadan önce kullanacağınız ayarları kontrol etmeniz ve ayarları farklı uygulama alanlarına göre düzenlemeniz önemlidir. Bazı alanlar diğerlerinden daha koyu renkte olabilir.

4.2 Yama Testi

Gerçek uygulama öncesinde lütfen **KABUL EDİLEBİLİR CİLT TİPLERİNDE KULLANIM** Tablosuna (Bölüm 4.1) bakın. Ciltte herhangi bir olumsuz reaksiyon olup olmadığını kontrol etmek için 24 saat önceden küçük bir bölgede cilt testi yapın.

NASIL TEST EDİLİR?

- Kol üzerinde küçük bir bölge seçin. Cilt testini cilt toleransına göre düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine doğru yavaşça yapın (1~2 atım). Herhangi bir şişlik, yanık izi, kıl kökünde değişiklik, ağrı veya başka istenmeyen belirtiler varsa lütfen bir doktora danışmadan bu cihazı kullanmayın.
- 24 saat geçtikten sonra ciltte herhangi bir anormallik gözlemlenmezse ancak uygulama sırasında yoğun bir sıcaklık hissederseniz bu durumda en düşük son seviye cildinize en uygun atım seviyesidir.

4.3 Çalıştırma Adımları


Kendinizi hazırlama:

- 1) Fitzpatrick Fototipleme Ölçeğine göre cilt renginizin uygun olup olmadığını belirleyin; ayrıntılar için lütfen KULLANIM KILAVUZU içindeki "**KABUL EDİLEBİLİR CİLT TİPLERİNDE KULLANIM**" bölümüne bakın.
- 2) Kullanmadan önce cildinizin sağlıklı olduğundan, herhangi bir hasar veya yara bulunmadığından ve cildinizin tamamen tıraş edildiğinden, temiz ve kuru olduğundan (pudra, krem, makyaj malzemesi, ter önleyici veya deodorant kalıntılarının temizlendiğinden) emin olun;

Cihaz kurulumu:

- 1) IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı ve aksesuarlarını hediye kutusundan çıkarın;
- 2) Uygulamaya başlamadan önce cihazın temiz, kuru ve sağlam olduğundan emin olun: Enfeksiyon riskini azaltmak ve uygulama penceresinde tüy ve/veya toz birikmesini önlemek için uygulama penceresinin her kullanımdan önce ve sonra temizlenmesi gerekir. Uygulama penceresini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Adım. Temiz bir kulak temizleme çubuğu veya %70 izopropil alkol içeren temiz bir pamuk kullanarak uygulama penceresini temizleyin. Nüfuz etmesi için 1~5 dakika bekleyin.
 2. Adım. Cihazın kurumasını bekleyin. DİKKAT: ALKOL TAMAMEN UÇANA KADAR CİHAZI KULLANMAYIN.
 3. Adım. Cihazı görsel olarak inceleyin. Gözle görünür kir kalmışsa 1~3. Adımları tekrarlayın.
- 3) AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın, AC fiş ucunu bir elektrik prizine, kabloyu ise cihazın DC soketine takın (Şekil 1'de gösterildiği gibi), cihazın gösterge ışığı sabit beyaz yanar.

Şekil 1




IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı bekleme durumundadır ve kullanıma hazırdır.


NOTLAR:

- IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazını bir masanın üzerine veya elektrik prizine yakın bir alana yerleştirin. Bölgedeki tüm sıvıları temizleyin.

- 4) Cihazı açmak için Güç düğmesine 2 saniyeden fazla basın (Şekil 2'de gösterildiği gibi), fan devreye girer ve sesini duyabilirsiniz; gösterge ışığı sabit beyaz yanmaya devam eder, soğuk kompres işlevi varsayılan olarak etkindir, ekran açılır ve şu ilgili sembollerin ışığı yanar: Uygulama seviyeleri ve Koltuk Altı bölgesi simgesi, Mod düğmesi ve seviye düğmesi (Şekil 3'te gösterildiği gibi).



Şekil 2




Şekil 3



Not: Soğuk kompres işlevinin herhangi bir tıbbi tedavi edici etkisi yoktur ve sadece kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmak üzere cilt sıcaklığını düşürme görevi görür.

- 5) Uygulama seviyesini ayarlamak için Seviye düğmesine kısa süreli basın (Şekil 3'te gösterildiği gibi Seviye 1 en düşük, Seviye 8 en yüksektir), lütfen cildinizin kaldırabileceği uygun seviyeyi seçin.
- 6) Uygulama penceresini cilde tam temas edecek şekilde istenen vücut bölgesine düz bir şekilde yerleştirin (Şekil 4'te gösterildiği gibi), gösterge yeşil yanar. Bu, cihazın kullanıma hazır olduğu anlamına gelir ve epilasyon için ışık atımı düğmesine basabilirsiniz.



Şekil 4

- 7) Işık Atımı düğmesine basın ^{NOT1}. Cihaz yanıp söner ve bir sıcaklık hissedilmelidir.
- 8) Cihazı uygulama yapılacak bir sonraki alana hareket ettirin ve tekrarlayın.
- 9) Ürün birkaç kez ışık atımı yaptıktan sonra otomatik olarak kilit ekranı simgesi gösterilir. Bu sırada Seviye Düğmesi ve Mod Düğmesi çalıştırılmaz. Cihazın kilidini açmak için güç düğmesine kısa süreli basmanız gerekir.
- 10) Uygulama tamamlandıktan sonra Güç düğmesine 2 saniye boyunca basarak cihazı kapatın; böylece cihaz yeniden bekleme durumuna geçer, ekran kapanır ve gösterge sabit beyaz renkte yanmaya devam eder. Adaptörü cihazdan çıkardıktan sonra cihaz kapanır ve ışığı yanzmaz.

NOTLAR:

- 5 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında da cihaz bekleme durumuna geçer.
- 11) Temiz bir bez veya kulak temizleme çubuğu kullanarak cihazı temizleyip ardından cihazı ve aksesuarlarını hediye kutusuna koyun ve güvenli bir yerde saklayın.

NOTLAR:

NOT 1. Uygulama yöntemi: BASTIRMA veya KAYDIRMA

- Önerilen iki atım yöntemi bulunur: "BASTIRMA" veya "KAYDIRMA".
- Hangi yöntemi seçerseniz seçin aynı bölgeye iki kez uygulama yapmadığınızdan emin olmak için Cihazı ışık atımları arasında hareket ettirmelisiniz.
- BASTIRMA yöntemi (manuel aydınlatma modu): Bu yöntem maneldir ve koltuk altı, bikini bölgesi ve yüz gibi küçük bölgelerde önerilir. Cihazı cildinize yerleştirin, Işık Atımı düğmesine basıp bırakın. Cihazı dikkatli bir şekilde bir sonraki uygulama bölgesine tekrar uygulamadan önce cildinizden çekin.
- KAYDIRMA yöntemi (otomatik aydınlatma modu): Bu yöntem otomatiktir ve bacaklar gibi daha geniş alanlarda önerilir. Cihazı cildin üzerine yerleştirin, otomatik aydınlatma moduna girmek için ekrandaki Otomatik ışık atımı düğmesine dokununuz veya Işık Atımı düğmesini basılı tutun (sürekli basılı tutun). Otomatik ışık atımı düğmesi ekranda yanıp söner, ardından Cihazı ışık atımları arasında cilt üzerinde kaydırın. Cihazı aynı yere üst üste atım yapmadan veya bazı alanları gözden kaçırarak tüm alanlara atım yapacak şekilde sabit bir hızda hareket ettirmeye çalışın. Bu moddan çıkmanız gerekirse çıkmak için lütfen kısa süreliğine Işık Atımı düğmesine tekrar basın veya Otomatik ışık atımı düğmesine tekrar dokununuz.

NOT 2. Çalışma sırasında arıza (hata) hatırlatma işlevi

Cihaz çalışırken karşılaşılabilecek hata hatırlatmaları aşağıdakileri içerir:

Görüntülenen simge	Sorunun açıklaması	Çözüm
Parmak bölgesi, Yüz bölgesi, Kol bölgesi ve Koltuk Altı bölgesi için	Bunun nedeni, cihazın aşağıdaki koşullarda olması olabilir: 1) Ürün, yüksek ortam sıcaklığı koşullarında çalışmaktadır;	1) Daha düşük bir ortam sıcaklığında yarım saat beklemeniz yeterlidir, bu sembol normal yarım ızgarayı gösterir

Görüntülenen simge	Sorunun açıklaması	Çözüm
dört ışık aynı anda hızlı bir şekilde yanıp sönüyor	2) Hava girişi veya çıkışı tıkanmıştır; 3) Yukarıdaki iki olasılık geçerli değilse ürün bozulmuş olabilir.	ve normal şekilde kullanılabileceği anlamına gelir; 2) Lütfen yabancı cismi çıkarın ve birkaç dakika sonra normal şekilde uygulamaya devam edin; 3) Onarım için geri gönderilmesi gerekir. Lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Parmak bölgesi ve Yüz bölgesi simgesi için iki ışık aynı anda hızlı bir şekilde yanıp sönüyor	Fan veya fanla ilgili devre hasar gördüğünde HATA2 mesajı gösterilir.	Onarım için geri gönderilmesi gerekir. Lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Parmak bölgesi, Yüz bölgesi ve Kol bölgesi simgesi için üç ışık aynı anda hızlı bir şekilde yanıp sönüyor	Ana kondansatör veya ana kondansatöre ilgili devre hasar gördüğünde HATA3 mesajı gösterilir.	Onarım için geri gönderilmesi gerekir. Lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

4.4 Değiştirme

Cihazın Kullanım Ömrü

IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazının kullanım ömrü genellikle IPL cihazının içindeki lamba tüpünün ömrüne bağlıdır ve lamba tüpü 510.000 kez atım yapabilir (atım sayacı). Tüm lambalar ve göstergeler birlikte yanıp söndüğünde bu durum cihazın azami kullanım ömrünün dolduğu ve cihazın artık kullanılamayacağı anlamına gelir. Bu durumda ihtiyaçlarınıza göre yeni bir IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazıyla değiştirebilir ve yerel sağlayıcınızdan veya üreticinizden satın alabilirsiniz.

5 Bakım

Temizleme

- Temizlemeden önce IPL cihazını kapattığınızdan ve fişini çektiğinizden emin olun.
- Her seanstan önce ve sonra uygulama penceresinin alkolü pamuk veya kulak temizleme çubuğu ile temizlenmesi önerilir. (Özel talimatlar bu belgede Bölüm 4.3'teki Cihaz kurulumu bölümünde yer almaktadır)
- IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazını kuru tutun. Cihazı veya herhangi bir parçasını asla suya daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması riski ortaya çıkabilir.

Saklama

- Cihazın ve aksesuarlarının kırılmasını veya kaybolmasını önlemek için lütfen her kullanımdan sonra IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı ve aksesuarlarını hediye kutusunda saklayın.
- Cihazı saklamadan önce temizleyin.
- Cihazı güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. Islak veya nemli ortamlarda saklamayın, aksi takdirde ürünün çalışması olumsuz etkilenebilir.

6 Bertaraf (Kullanım Ömrü Sonu)



Kullanım ömrünün sonuna geldiğinde IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazını normal evsel atıklarla birlikte ATMAYIN, geri dönüşüm için resmi bir toplama noktasına teslim edin (Geri dönüşüm bilgileri için yerel ilçe veya şehir yetkilileriyle iletişime geçin). Bunu yaparak çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

7 Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen aşağıdaki bilgilere bakarak sorunu çözmeye çalışın:

Sorun	Çözüm
IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı açılmazsa:	Güç kaynağının cihaza ve elektrik prizine doğru şekilde takıldığından emin olun.
IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı atış yapmazsa:	1. Cilde tam temas ettiğini doğrulayın. Işık Atımı düğmesi, yalnızca cihaz ciltle tam temas halinde olduğunda ışık atımı özelliğini etkinleştirir. 2. Bir güvenlik sorunu olduğunda veya lamba tüpünün ömrü bittiğinde cihaz atım tetiklemeyiz.
IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı kullanırken sıcaklık hissederseniz ve canınız yanarsa:	1. Kullanmadan önce istenen uygulama bölgesindeki tüyleri tıraş edin ve temizleyin. 2. Kendiniz için rahat bir uygulama seviyesi seçin. 3. Aynı bölgeye aynı anda tekrar tekrar uygulama YAPMAYIN.

8 Garanti İçeriği

8.1 Yasal Uyarı

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co. Ltd., IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı için nihai açıklama hakkına sahiptir, herhangi bir üçüncü tarafın Beauty Every Moment'in izni olmadan cihazla ilgili bilgileri uygulamasına izin verilmez; böyle bir durumda yasal işlem başlatılacaktır. Tüketicilerin yanlış kullanımından kaynaklanan sonuçlardan hiçbir durumda Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co, Ltd. sorumlu değildir.

8.2 Garanti

1) Garanti Süresi

Ürünün garanti süresi, satın alındığı tarihten itibaren 1 yıldır.

2) Garanti Kapsamı

- Garanti süresi içinde üründe herhangi bir kalite sorunu meydana gelirse Beauty Every Moment sizin için cihazın ücretsiz bakımını yapar veya cihazı değiştirir. Anormal kullanım ve mücbir sebeplerden kaynaklanan diğer arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Uygulama penceresinin içindeki parlak tüplerin belirli bir kullanım ömrü sınırı vardır ve bu sınır aşıldığında ürün garanti kapsamından çıkar.

3) Garanti Sınırları

- Müşteriler, garanti kartında yer alan ürün için ücretsiz servis başvurusunda bulunurken geçerli faturayı ibraz etmelidir. Beauty Every Moment ürünleri için garanti süresi, faturada gösterilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Satın alma tarihinin olmadığı durumlarda garanti süresi üretim tarihinden itibaren başlar. Beauty Every Moment, aşağıdaki durumlardan sorumlu değildir ve aşağıdaki durumların oluşması halinde garanti hizmeti vermez:

- Yangın, deprem, üçüncü bir tarafın davranışı, kullanıcıların neden olduğu hata veya yanlış kullanım, başka anormal koşullar altında kullanım ve öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan arızalar ve hasarlar.
- Ürünlerin kullanımından kaynaklanan eşlik eden zararlar (örneğin, ticari fayda kaybı, cihazın kullanımından kaynaklanan zararlar giderilirken işin kesintiye uğraması ve ekipmanın, cihazın veya hizmetin değiştirilmesinden ya da kullanıcı taleplerinden kaynaklanan maliyet).
- Kullanım kılavuzunda yer almayan bir işlemde kaynaklanan hasar.
- Şirketimiz tarafından tedarik edilenler dışında aksesuar, parça veya yedek parça kullanımından kaynaklanan sorunu çözmek için gereken servis veya bileşenler; yetkisiz onarım veya servis hizmeti alınması nedeniyle oluşan sorunu çözmek için gereken servis; yanlış kullanım, kötüye kullanım, talimatlara uygun olmayan çalıştırma ve bakım veya cihazın yetkisiz olarak sökülmesi.
- Aşırı yük de dahil olmak üzere uygunsuz çalışma ortamından kaynaklanan arızalar veya hasarlar.
- Kullanıcıların cihazı uygun olmayan koşullarda saklaması (farelerin neden olduğu hasarlar ve sıvı girişi gibi).

4) Garanti Kartı

Ad: _____ (Bay/Bayan)

İletişim numarası: _____

Adres: _____

Satın Alma Tarihi: _____

Ürünün seri numarası: _____

Ürünün modeli: _____

Satın Aldığı Mağaza: _____

Mağazanın iletişim numarası: _____

Satış sonrası hizmet yardım hattı: _____

8.3 Destek

Değerli Müşterilerimiz:

Size daha kolay hizmet verebilmemiz için IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazını satın aldığınızda sorun yaşarsanız lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşın.

Müşteri Hizmetleri:

- Yardım Hattı: +86755 3388 3239
- E-posta: yf6@szmeishimeike.com
- Posta adresi: Rm. 101,201,501 ,Bldg.4,Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164. Zhancheng Community, Fuhai Street. Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Çin 518100

9 Semboller

Grafik Sembolü	Anlam
	Seri numarası: Her S/N on üç haneli bir dijital kodla tanımlanabilir. İlk hane M ve ikinci ile dokuzuncu haneler (üretim tarihi (yyaaagg)) parti numarasının bütünü oluşturur, son dört hane (xxxx) ise üretim seri numarasıdır.
	Sınıf II ekipman
	Uyarılar veya ikazlar
	WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) işareti
	Kullanım talimatlarına uyun.
	Kuru tutun.

10 Ek 1. Üreticinin EMC Beyanı

- Üretici, uygun ışık enerjisi çıkışını bu cihazın TEMEL PERFORMANSI olarak tanımlamaktadır. Cihaz cildin üzerine sıkıca yerleştirilirse ve daha sonra cihaz ışık atımı yapmaz veya ışık atımı düğmesine basıldıktan sonra sıcaklık hissedilmezse cihaz arızalanmıştır. Bu durumda müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- ⚠ Uyarılar: IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı, aktif yüksek frekanslı cerrahi ekipmanların yakını ve MEM parazitlerinin yüksek yoğunlukta olduğu manyetik rezonans görüntülemeye yönelik ME sisteminin RF korumalı odası hariç tüm ortamlarda (evde sağlık hizmetleri ortamı dahil) kullanıma uygundur.
- ⚠ Uyarılar: IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı diğer ekipmanlarla bitişik veya üst üste kullanılmamalıdır, aksi halde cihaz doğru şekilde çalışmayabilir. Bu tür bir kullanım gerekliyse bu ekipman ve diğer ekipman gözlemlenerek normal şekilde çalıştıkları doğrulanmalıdır.
- ⚠ Uyarılar: IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazının üreticisi tarafından dahili bileşenlerin yedek parçaları olarak temin edilen aksesuarlar, dönüştürücüler ve kablolar hariç olmak üzere, belirtilenler dışında aksesuarların, dönüştürücülerin ve kabloların kullanılması ME ekipmanının veya ME sisteminin Madde 7 (EMİSYONLAR) ve Madde 8 (BAĞIŞIKLIK) gerekliliklerine uygunluğunu olumsuz etkileyebilir.
- ⚠ Uyarılar: IPL Ev Tipi Epilasyon Cihazı üreticisi tarafından belirtilenler veya temin edilenler dışındaki aksesuarların, dönüştürücülerin ve kabloların kullanılması bu ekipmanın elektromanyetik emisyonlarının artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve yanlış çalışmasına neden olabilir.
- ⚠ Uyarılar: Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), üretici tarafından belirtilen kablolar dahil olmak üzere IPL Epilasyon Cihazının herhangi bir parçasına 30 cm'den (12 inç) daha yakın mesafede kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bu ekipmanın performansında bozulma meydana gelebilir.
- Kılavuz ve üretici beyanı

TABLO 1 Kılavuz ve üreticinin beyanı: Elektromanyetik emisyonlar

Kılavuz ve üretici beyanı: Elektromanyetik emisyonlar EVDE SAĞLIK HİZMETİ ORTAMI	
Emisyon testi	Uyumluluk
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1
RF emisyonları CISPR 11	Sınıf B
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Sınıf A
Voltaj dalgalanmaları/titreşim emisyonları IEC 61000-3-3	Uyumlu

TABLO 2 Kılavuz ve üreticinin beyanı: Elektromanyetik bağışıklık

Kılavuz ve üreticinin beyanı: Elektromanyetik bağışıklık		
Bağışıklık Testi	IEC 60601-1-2 Test seviyesi	Uyumluluk düzeyi
	EVDE SAĞLIK HİZMETİ ORTAMI	
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV temas ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV hava	±8 kV temas ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV hava
Elektriksel hızlı geçiş/patlama IEC 61000-4-4	Güç kaynağı hatları için ±2 kV ±1 kV sinyal girişi/çıkışı 100 kHz tekrarlama frekansı	Güç kaynağı hatları için ±2 kV Geçerli Değil 100 kHz tekrarlama frekansı
Dalgalandırma IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV hattın hatta ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV hattın toprağa	±0,5 kV, ±1 kV hattın hatta Geçerli Değil
Güç kaynağı giriş hatlarındaki voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11	%0 UT; 0,5 döngü, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°de. %0 UT; 1 döngü ve %70 UT; 25/30 döngü; Tek faz: 0°de, %0 UT; 250/300 döngü	%0 UT; 0,5 döngü, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°de. %0 UT; 1 döngü ve %70 UT; 25/30 döngü; Tek faz: 0°de, %0 UT; 250/300 döngü
Güç frekanslı manyetik alan IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
İletilen RF IEC61000-4-6	3v 0,15 MHz-80 MHz 0,15 MHz ile 80 MHz arasındaki ISM ve amatör telsiz bantlarında 6 V 1 kHz'de %80 AM	3 v 0,15 MHz-80 MHz 0,15 MHz ile 80 MHz arasındaki ISM ve amatör telsiz bantlarında 6 V 1 kHz'de %80 AM
Yayılan RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 1 kHz'de %80 AM	10 V/m 80 MHz-2,7 GHz 1 kHz'de %80 AM
NOT: U _T , test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. şebeke voltajıdır.		

TABLO 3 Kılavuz ve üreticinin beyanı: Elektromanyetik bağışıklık

Kılavuz ve üreticinin beyanı: Elektromanyetik bağışıklık							
Yayın RF IEC 61000-4-3 (RF kablosuz iletişim ekipmanlarına karşı MUHAFAZA PORT BAĞIŞIKLIĞI test spesifikasyon-ları)	Test Frekansı (MHz)	Bant (MHz)	Hizmet	Modülasyon	Modülasyon (W)	Mesafe (m)	BAĞIŞIKLIK TESTİ SEVİYESİ (V/m)
	358	380 -390	TETRA 400	Atım modülasyonu 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz sapma 1 kHz sinüs	2	0,3	28
	710	704	LTE Bandı 13, 17	Atım modülasyonu 217 Hz	0,2	0,3	9
	745	- 787					
	780						
	810	800	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Bandı 5	Atım modülasyonu 18 Hz	2	0,3	28
	870	- 960					
	930						
	1720	1 700					
	1845	-	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT;LTE Bandı 1,3,4,25; UMTS	Atım modülasyonu 217 Hz	2	0,3	28
	1970	1 990					
	2450	2 400 - 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Bandı 7	Atım modülasyonu 217 Hz	2	0,3	28
	5240	5 100	WLAN 802.11 a/n	Atım modülasyonu 217 Hz	0,2	0,3	9
	5500	-					
	5785	5 800					

1 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Harap baca terlebih dahulu hal-hal ini dengan cermat dan kemudian ikuti pedoman penggunaan untuk mengoperasikannya. Hal ini untuk memastikan pengoperasian produk dengan benar dan aman, untuk mencegah pengguna atau orang lain dari cedera atau kerusakan properti, maka dari itu, pastikan untuk mengikutinya.

Untuk informasi lebih lanjut atau saran pribadi, konsultasikan dengan pemasok lokal Anda. Selain itu, jika Anda masih ragu dengan produknya, silakan berkonsultasi dengan dokter kulit atau dokter umum Anda.

1.1 Kontraindikasi

- Tidak untuk individu yang berusia di bawah usia 18 tahun.
- Tidak untuk wanita hamil atau menyusui, atau wanita yang sedang menstruasi.
- Tidak untuk individu yang memiliki tato atau bekas luka permanen.
- Tidak untuk individu yang memiliki banyak bintik hitam pada kulit, seperti efelid, tanda lahir, tahi lalat, atau kutil.
- Tidak untuk penderita eksim, luka kulit terbuka, atau luka sayatan.
- Tidak untuk individu dengan penyakit kulit bawaan.
- Tidak untuk individu yang pernah dirawat, atau sedang menerima pengobatan, dengan Asam Alfa-hidroksi (AHA), Asam Beta-hidroksi (BAA), Retin-A, asam tartarat, asam salisilat jenis asam azelaic.
- Tidak untuk penderita diabetes.
- Tidak untuk individu yang memakai isotretinoin.
- Tidak untuk individu yang telah diobati dengan steroid dalam 3 bulan terakhir.
- Tidak untuk individu yang mempunyai riwayat epilepsi.

1.2 Peringatan

- Mata: denyut sinar hanya aktif ketika jendela perawatan bersentuhan penuh dengan kulit. Meski begitu, jangan menatap jendela perawatan saat Anda menggunakan perangkat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata.
- "Mata: JANGAN GUNAKAN PERANGKAT INI PADA ATAU DI DEKAT MATA. JANGAN GUNAKAN PERANGKAT INI UNTUK MENGHILANGKAN BULU MATA ATAU ALIS. MELAKUKAN HAL INI DAPAT MENYEBABKAN CEDERA MATA PERMANEN."
- Mata: KAMI MENYARANKAN Anda mengalihkan pandangan dari perangkat saat melakukan denyut sinar berkedip ke kulit Anda. Atau kami menyarankan Anda memakai kacamata pelindung setiap kali Anda menggunakannya, dan perangkat ini biasanya dijual bebas serta termasuk dalam klasifikasi 'Personnel protective shield' per 21CFR 892.6500, procode : IWS'; kriteria pemilihan kacamata adalah sebagai berikut: #1) kacamata dapat secara efektif melindungi panjang gelombang sinar intens ≥ 5 10nm (kacamata klasifikasi F); #2) dan transmisi sinarnya tidak boleh melebihi $\pm 10\%$; #3) beli kacamata dari produsen berlisensi.
- Penghilangan bulu dengan laser atau sinar denyut intens dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan bulu pada beberapa orang. Berdasarkan data yang tersedia saat ini, kelompok berisiko tertinggi akan hal ini adalah perempuan keturunan Mediterania, Timur Tengah, dan Asia Selatan yang menjalani perawatan pada bagian wajah dan leher. Mereka harus berhati-hati.
- Harap jauhkan perangkat dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menggunakan perangkat pada tato atau riasan permanen, bintik-bintik coklat tua atau hitam (seperti bintik-bintik besar, tahi lalat, atau kutil), puting susu, alat kelamin, dan sekitar anus.
- Hindari sinar matahari langsung pada kulit sebelum digunakan.
- Segera hentikan pemakaian jika muncul gejala seperti luka bakar dan lecet.
- JIKA PERANGKAT JATUH KE DALAM AIR, JANGAN SENTUH DENGAN TANGAN. SEGERA CABUT ADAPTOR. JANGAN GUNAKAN PERANGKAT DI

KAMAR MANDI, DEKAT WASTAFEL, DI BAK MANDI, ATAU DI AREA MANDI.

- Jauhkan perangkat Anda dari air atau cairan! Jangan gunakan di dekat bak mandi, shower mandi, baskom atau wadah lain yang berisi air.
- Mohon jangan gunakan jika perangkat atau aksesorinya (seperti kabel listrik, adaptor) rusak. Serta jauhkan kabel daya dari permukaan yang panas.
- Mohon untuk tidak menggunakan komponen selain yang diproduksi oleh Beauty Every Moment.
- Pihak lain tidak boleh mencoba membongkar perangkat kecuali personel yang diberi wewenang oleh Beauty Every Moment.
- **Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk**
- anak-anak tidak diizinkan bermain dengan alat ini
- **Alat ini tidak untuk digunakan oleh anak-anak dan tidak dapat digunakan pada kulit anak-anak.**
- **Alat ini dapat digunakan oleh orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk**
- **mengenal penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terkandung di dalamnya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini.**
- alat ini hanya untuk digunakan bersama unit catu daya yang disediakan
- **PERINGATAN.** Jangan mengubah mekanisme pengaman yang terdapat pada perangkat.
- **PERINGATAN.** Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan yang menyebabkan sensitivitas terhadap cahaya atau pengobatan herbal, mintalah saran medis sebelum penggunaan alat karena dapat menyebabkan luka pada kulit.
- pastikan tidak terdapat kerusakan yang nyata pada bagian optik atau bodi alat. Jika terdapat kerusakan, jangan gunakan alat;
- rambut putih atau abu-abu tidak dapat dicabut

1.3 Tindakan pencegahan

- Sebelum perawatan, cukur dan bersihkan area kulit yang akan dihilangkan bulunya.
- Jangan merawat area kulit yang sama lebih dari satu kali dalam setiap sesi penghilangan bulu.
- Jangan sekali-kali menggunakan cairan yang mudah terbakar seperti alkohol (termasuk parfum, pembersih tangan, atau cairan lain yang mengandung alkohol) atau aseton untuk membersihkan kulit sebelum digunakan.
- Permukaan jendela perawatan akan tetap terasa hangat setelah setiap perawatan, mohon jangan membersihkan jendela secara langsung saat tersebut agar tidak mempengaruhi kinerja produk. Anda harus menunggu hingga suhu jendela menjadi dingin, lalu membersihkannya sesuai kebutuhan.
- Bila produk terus dioperasikan, suhu bagian yang diaplikasikan (jendela perawatan) akan meningkat, namun tidak lebih dari 43 derajat Celcius. Pengguna dapat mengontrol suhu dengan membatasi waktu kontak, yang disarankan 30 menit per sesi dan menunggu 15 menit hingga perangkat menjadi dingin sebelum melanjutkan penggunaan.
- Pelanggan akan merasakan sedikit rasa hangat selama setiap perawatan, hal tersebut wajar; dan itu akan hilang dalam waktu 24 jam secara normal. Jika tidak hilang dalam waktu 24 jam, harap hentikan pemakaian dan konsultasikan dengan pelayanan pelanggan atau dokter Anda.

1.4 Resiko Penggunaan perangkat

Efek samping dan komplikasi yang terkait dengan penggunaan Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL jarang terjadi. Namun, setiap prosedur kosmetik, termasuk yang dirancang untuk digunakan di rumah, memiliki risiko tertentu. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami dan menerima risiko dan

Efek samping	Kemungkinan efek samping
Ketidaknyamanan kulit ringan	Ringan
Kulit menjadi kemerahan	Ringan
Kulit menjadi sensitif	Ringan
Luka kulit dan luka bakar	Jarang
Jaringan parut	Jarang
Perubahan pigmen	Jarang
Pembengkakan yang berlebihan	Jarang

Efek samping	Kemungkinan efek samping
Infeksi	Dapat diabaikan
Memar	Dapat diabaikan

1.5 Pernyataan EMC

- Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL sesuai dengan persyaratan EMC.
- Pengguna harus memasang dan menggunakan sesuai dengan informasi EMC yang dijelaskan dalam bagian terlampir.
- Peralatan komunikasi RF portabel dan seluler dapat memengaruhi kinerja perangkat, jadi harap hindari interferensi elektromagnetik yang kuat saat menggunakannya, misalnya jangan menggunakannya di dekat telepon, microwave, dan sebagainya.
- Rincian manual dan pernyataan pabrikan ada di akhir artikel (Lampiran I).

2 Pendahuluan

Penggunaan yang Dimaksudkan:

Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL adalah perangkat yang dijual bebas yang ditujukan untuk menghilangkan bulu tubuh dan/atau bulu wajah yang tidak diinginkan.


2.1 Daftar Pengemasan

- Host IPL ×1
- Adaptor AC ×1
- Kabel Listrik AC ×1
- Pedoman Penggunaan ×1
- Pisau cukur ×1

- Kacamata pelindung ×1

2.2 Diagram Komponen Produk


Diagram host IPL



- ① Panel jendela perawatan
- ② Sensor kulit
- ③ Tampilan layar
- ④ Tombol Flash
- ⑤ Soket DC
- ⑥ Tombol daya/Tombol layar kunci/Lampu Siaga/Lampu Indikator Persiapan

Catatan: Kartrid lampu adalah komponen yang tidak dapat dilepas dan umumnya


Diagram layar



- 1 Ikon mode
- 2 Tombol mode/ikon lampu flash otomatis
- 3 Ikon layar kunci
- 4 Tingkat perawatan
- 5 Tombol Tingkatan

Catatan:

- 1) Ada lima ikon, dua tombol sentuh, dan ikon area ketiak, ikon tombol mode, tombol tingkatan, dan tingkat perawatan akan menyala setelah perangkat dihidupkan.
- 2) Terdapat delapan ikon mode kerja (ikon Jari, Wajah, Lengan, Ketiak, Bikini, Kaki, Tubuh Bagian Atas, dan Pendinginan) yang bisa dipilih pada strip indikator, mewakili area tubuh yang sering digunakan yang sehingga pengguna disarankan untuk beralih ke ikon ini sebelum menggunakan produk saat mengaplikasikan produk ke area tubuh ini. Anda dapat mengganti ikon area tubuh secara berurutan (Ikon area jari → Ikon area wajah → Ikon area lengan → Ikon area ketiak → Ikon area bikini → Ikon area kaki → Ikon area tubuh bagian atas → Ikon Pendingin) dengan menekan sebentar tombol mode. Misalnya, jika ingin menghilangkan bulu yang tidak diinginkan di area Anda memakai bikini, disarankan agar Anda beralih ke ikon area bikini dengan menekan sebentar tombol mode terlebih dahulu.
- 3) Berikut ini adalah ikon bagian yang sesuai dengan strip indikator secara berurutan:



- 1 Ikon area jari
- 2 Ikon area wajah
- 3 Ikon area lengan
- 4 Ikon area ketiak

- 5 Ikon area bikini
- 6 Ikon area kaki
- 7 Ikon area tubuh bagian atas
- 8 Ikon Pendinginan

4) Saat Anda menahan tombol flash (tekan terus menerus), perangkat akan beralih ke mode sinar otomatis (metode GLIDE) dan ikon lampu Flash otomatis akan berkedip di layar.

2.3 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Dasar	
Nama Produk	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Model	D-1186
Dimensi	175x64x39mm
Berat	286g
Jenis Perlindungan	Tipe BF, Kelas II
Tingkat Perlindungan	IPX0
Bagian Terapan	Jendela perawatan dari kartrid lampu
Spesifikasi Output	
Jenis Sinar	Sinar Berdenyut Intens (IPL)
Panjang Gelombang Sinar	550~1100nm
Durasi Denyut	5~12 ms $\pm 20\%$
Ukuran tempat jendela perawatan	3.0cm ²
Tingkat Perawatan	Tingkat 1 hingga 8
Densitas Energi	2.0~4.3J/cm ² $\pm 20\%$
Spesifikasi Daya	
Sumber Daya Listrik	Disediakan oleh adaptor daya eksternal Input: 100-240V 50/60Hz 1.5A Maks Output: DC24V 2.5A
Spesifikasi Penggunaan	
Masa pakai yang diharapkan	510.000 sinar denyut
Lingkungan Pengoperasian	Suhu: 15~35°C Kelembaban: 30%~75%RH Tekanan Barometrik: 86~106kPa
Lingkungan Penyimpanan	Suhu: 0~40°C Kelembaban: 25%~75%RH Tekanan Barometrik: 86~106kPa

3 Cara Kerjanya

3.1 Bagaimana Cara Kerja IPL

Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL adalah sistem Sinar Berdenyut yang memancarkan sinar berdenyut intens (IPL) pada panjang gelombang berkisar antara 550~1100nm. Perangkat ini bekerja berdasarkan prinsip fototermolisis selektif. Artinya, kerusakan termal terjadi pada kromofor target dengan menggunakan cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai dalam denyut yang melebihi waktu relaksasi termal kromofor namun tidak mengenai kulit normal dengan membatasi lebar denyut di bawah waktu relaksasi termal untuk kulit.

3.2 Jadwal Perawatan

Untuk hasil optimal, Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL sebaiknya digunakan seminggu sekali selama 12 minggu untuk memastikan efeknya ke seluruh folikel rambut.

Setelah fase perawatan awal (perawatan 12 mingguan), untuk mempertahankan hasil kami menyarankan Perangkat digunakan sebulan sekali, atau sesuai kebutuhan.

4 Cara Penggunaan

4.1 Jangkauan Pemakaian

Area perawatan yang disarankan

Perangkat ini cocok untuk menghilangkan bulu tubuh yang tidak diinginkan seperti, namun tidak terbatas pada, area kecil seperti ketiak dan bulu wajah di bawah garis dagu serta area luas seperti kaki.

GUNAKAN PADA JENIS KULIT YANG DAPAT DITERIMA

GUNAKAN PADA JENIS KULIT YANG DAPAT DITERIMA dan perangkat ini hanya digunakan pada Jenis Kulit Fitzpatrick IV.

SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT, pilih warna kulit Anda berdasarkan Fitzpatrick Phototyping Scale, yang dikembangkan oleh dokter kulit Harvard Medical School, Thomas Fitzpatrick, MD, PhD, untuk mengklasifikasikan warna kulit seseorang dan toleransinya terhadap sinar matahari. Ada enam tingkat warna kulit dalam skala tersebut.

Harap IDENTIFIKASI warna kulit Anda dan periksa diagram berikut untuk melihat apakah produk tersebut dapat diterapkan:

Tingkat keamanan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan	Dapat diterapkan dengan hati-hati	Tidak dapat diterapkan
Jenis/warna kulit	Tipe I Kulit putih pucat	Tipe II Kulit putih	Tipe III Kulit putih krem	Tipe IV Kulit coklat sedang	Tipe V Kulit coklat tua	Tipe VI Kulit berwarna coklat tua sangat berpigmen hingga coklat paling gelap, hitam
Contoh						

Catatan:

- Pilih tingkat kenyamanan sesuai dengan toleransi kulit Anda dan tingkatkan tingkat dari satu menjadi lima tingkat secara bertahap. Jika tingkatannya tidak sesuai atau ada reaksi, Anda bisa menaikkan tingkat secara bertahap.
- Warna kulit Anda mungkin berubah, misalnya karena kulit Anda telah kecokelatan: mungkin akan menjadi lebih gelap dibandingkan warna kulit pada perawatan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memeriksa pengaturan saat akan menggunakannya sebelum setiap perawatan dan atur pengaturan sesuai dengan area perawatan yang berbeda. Beberapa area mungkin lebih gelap dibandingkan area lainnya.

4.2 Uji Tambalan

Sebelum melakukan perawatan sebenarnya, lihat Tabel PENGUNAAN PADA JENIS KULIT YANG DAPAT DITERIMA (Bagian 4.1). Lakukan tes kulit pada area kecil 24 jam sebelumnya untuk memeriksa apakah akan terjadi efek samping pada kulit.

CARA MENGUJI

- Pilih area kecil di lengan. Lakukan tes kulit secara perlahan dari tingkat energi rendah ke tinggi sesuai toleransi kulit (1~2 denyut sinar). Jika ada tanda-tanda pembengkakan, bekas luka bakar, perubahan pada folikel rambut, nyeri, atau gejala lain yang tidak sesuai, mohon jangan gunakan perangkat ini hingga setelah konsultasi menyeluruh dengan dokter.
- Jika tidak ada kelainan kulit setelah 24 jam, namun Anda merasakan panas yang luar biasa selama perawatan, maka tingkat terendah terakhir adalah tingkat yang paling tepat untuk kulit Anda.


4.3 Langkah Pengoperasian

Mempersiapkan diri:

- 1) Berdasarkan Skala Fototipe Fitzpatrick , identifikasi apakah warna kulit Anda cocok; detailnya silakan merujuk ke bagian "PENGUNAAN PADA JENIS KULIT YANG DAPAT DITERIMA" di PEDOMAN PENGUNAAN.
- 2) Sebelum digunakan, pastikan kulit Anda dalam kondisi baik tanpa ada cedera dan luka; serta kulit Anda dicukur, bersih dan kering (bebas dari kotoran apa pun seperti bedak, krim, riasan, antiperspiran, atau deodoran);

Pengaturan perangkat:

- 1) Keluarkan Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL dan aksesorinya dari kotak kemasan;
- 2) Pastikan perangkat bersih, kering, dan utuh sebelum memulai perawatan: Jendela perawatan perlu dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan untuk mengurangi risiko infeksi dan mencegah munculnya rambut dan/atau debu pada jendela perawatan. Gunakan langkah-langkah berikut untuk membersihkan jendela perawatan:
Langkah 1. Gunakan kapas bersih atau kapas bersih yang diberi 70% isopropil alkohol untuk membersihkan jendela perawatan. Berikan waktu kontak 1~5 menit.
Langkah 2. Biarkan perangkat mengering. PERINGATAN: JANGAN GUNAKAN PERANGKAT SAMPAI ALKOHOL TELAH MENGUAP SEPENUHNYA.
Langkah 3. Periksa perangkat secara saksama. Jika terlihat ada zat masih tersisa, ulangi Langkah 1~3.
- 3) Hubungkan kabel daya AC ke adaptor AC, colokkan ujung steker AC ke stopkontak dan kabel ke soket DC perangkat (seperti diilustrasikan pada Gambar 1), lampu indikator perangkat akan menyala putih.




Gambar 1

Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL dalam status siaga dan siap digunakan.

CATATAN:

- Tempatkan Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL di atas meja atau area dekat stopkontak listrik. Singkirkan cairan apa pun dari area tersebut.

- 4) Tekan tombol Daya selama 2 detik untuk menghidupkan perangkat (seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2), kipas akan aktif dan Anda dapat mendengar suaranya; lampu indikator masih menyala putih, fungsi kompres dingin diaktifkan secara default, dan layar akan menyala serta simbol-simbol yang relevan berikut ini menyala: tingkat perawatan dan ikon area ketiak, tombol Mode dan tombol tingkatan (seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3).



Gambar 2




Gambar 3



Catatan: fungsi kompres dingin tidak memiliki efek terapi medis lainnya dan hanya untuk mendinginkan suhu kulit untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

- 5) Tekan sebentar tombol Tingkatan untuk menyesuaikan tingkatan perawatan (Tingkat 1 adalah yang terendah, Tingkat 8 adalah yang tertinggi, seperti diilustrasikan pada Gambar 3), silakan pilih tingkatan yang sesuai yang dapat diatasi oleh kulit Anda.
- 6) Tempatkan agar jendela perawatan memiliki kontak penuh dengan kulit pada area tubuh yang diharapkan (seperti diilustrasikan pada Gambar 4), lampu indikator berwarna hijau—artinya perangkat siap digunakan dan Anda dapat menekan tombol flash untuk menghilangkan bulu.



Gambar 4

- 7) Tekan tombol Flash ^{NOTE1}. Perangkat akan berkedip dan sensasi hangat akan terasa.
- 8) Pindahkan Perangkat ke area berikutnya yang akan dirawat dan ulangi.
- 9) Setelah produk berkedip beberapa kali, maka secara otomatis akan menampilkan ikon layar kunci. Pada saat ini, Tombol Tingkatan dan Tombol mode tidak dapat dioperasikan. Anda perlu menekan sebentar tombol daya untuk membuka kunci perangkat.
- 10) Setelah menyelesaikan perawatan, tekan tombol Daya selama 2 detik untuk mematikan perangkat — artinya perangkat akan kembali ke status siaga, layar akan mati dan indikator akan tetap berwarna putih. Setelah melepas adaptor dari host, perangkat mati dan tidak menyala.

CATATAN:

- Dalam waktu 5 menit tanpa operasi apa pun, perangkat juga akan kembali ke status siaga.

- 11) Gunakan kain bersih atau kapas untuk membersihkan perangkat, lalu masukkan perangkat dan aksesorinya ke dalam kotak hadiah dan simpan di tempat yang aman.

CATATAN:

CATATAN 1. Metode perawatan: STAMP (TEMPELKAN) atau GLIDE (MELUNCUR)

- Ada dua metode yang disarankan untuk perawatan: "STAMP" atau "GLIDE".
- Untuk metode apa pun yang Anda pilih, Perangkat harus dipindahkan di antara denyut sinar untuk memastikan area yang sama tidak terkena dua kali.
- **Metode STAMP (mode sinar manual):** Cara ini bersifat manual dan disarankan untuk area kecil seperti ketiak, garis bikini, dan wajah. Tempatkan Perangkat pada kulit, tekan dan lepaskan tombol Flash. Lepaskan Perangkat dari kulit sebelum mengaplikasikannya kembali dengan hati-hati ke area perawatan berikutnya.
- **Metode GLIDE (mode sinar otomatis):** Cara ini otomatis dan disarankan untuk area yang lebih luas seperti kaki. Letakkan Perangkat di atas kulit, sentuh tombol Flash otomatis di layar atau tahan tombol Flash (tekan terus menerus) untuk masuk ke mode sinar otomatis dan tombol Flash otomatis akan berkedip di layar, lalu arahkan Perangkat di sepanjang kulit saat perangkat berkedip. Cobalah untuk memindahkan Perangkat dengan kecepatan tetap yang memberikan cakupan penuh tanpa area yang tumpang tindih atau terlewat. Jika Anda perlu keluar dari mode ini, tekan sebentar tombol Flash kembali atau sentuh kembali tombol Flash otomatis untuk keluar.

CATATAN 2. Fungsi peringatan kesalahan (error) selama pengoperasian

Peringatan kesalahan yang mungkin ditemui saat perangkat sedang berjalan antara lain sebagai berikut:

Simbol yang ditampilkan	Penjelasan Masalah	Solusi
Empat lampu untuk ikon Area Jari, Area Wajah, Area Lengan, dan Area	Karena perangkat mungkin berada dalam kondisi berikut: 1) Produk bertahan dalam keadaan suhu lingkungan yang	1) Hanya perlu mengubah lingkungan bersuhu rendah untuk bertahan selama setengah jam, simbol ini menunjukkan setengah

Simbol yang ditampilkan	Penjelasan masalah	Solusi
Ketiak berkedip cepat secara bersamaan	tinggi; 2) Saluran masuk atau keluar udara tersumbat; 3) Singkirkan dua kemungkinan di atas jika produk rusak.	jaringan normal dapat digunakan secara normal; 2) Harap keluarkan benda asing dan perangkat akan kembali normal setelah beberapa menit; 3) Perlu dikirim kembali untuk diperbaiki, Silakan hubungi pelayanan pelanggan.
Dua lampu untuk ikon Area Jari dan Area Wajah berkedip cepat secara bersamaan	Ketika kipas atau rangkaian yang berhubungan dengan kipas rusak, akan muncul ERROR2.	Produk perlu dikirim kembali untuk diperbaiki, Silakan hubungi pelayanan pelanggan.
Tiga lampu untuk ikon Area Jari, Area Wajah, dan Area Lengan berkedip cepat secara bersamaan	Apabila kapasitor utama atau rangkaian yang berhubungan dengan kapasitor utama rusak maka akan muncul ERROR3.	Produk perlu dikirim kembali untuk diperbaiki, Silakan hubungi pelayanan pelanggan.

4.4 Penggantian

Masa pakai Perangkat

Masa pakai Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL bergantung pada masa pakai tabung lampu di dalam host IPL, yang mana tabung lampu tersebut dapat dipancarkan sebanyak 510.000 kali (tembakkan sinar). Ketika semua lampu dan layar berkedip bersamaan, itu artinya perangkat telah mencapai batas penggunaan maksimum dan perangkat tidak lagi tersedia –Anda dapat mengganti Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL yang baru sesuai kebutuhan Anda yang dapat Anda beli di penyedia atau produsen lokal Anda.

5 Pemeliharaan

Pembersihan

- Pastikan untuk mematikan dan mencabut host IPL sebelum dibersihkan.
- Disarankan untuk membersihkan jendela perawatan sebelum dan sesudah setiap sesi dengan menggunakan kapas atau kapas beralkohol. (Instruksi khusus dapat dilihat di bagian Pengaturan perangkat di Bagian 4.3 artikel ini)
- Jaga agar Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL tetap kering. Jangan sekali-kali merendam perangkat atau bagian apa pun dari perangkat di dalam air karena dapat menimbulkan risiko sengatan listrik.

Penyimpanan

- Untuk menghindari kerusakan atau hilangnya perangkat beserta aksesorinya, harap simpan Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL dan aksesorinya di kotaknya setelah digunakan.
- Bersihkan perangkat sebelum Anda menyimpannya.
- Simpan perangkat di tempat sejuk dan kering, terhindar sinar matahari. Jangan simpan di lingkungan yang basah atau lembab karena dapat memengaruhi fungsi produk.

6 Pembuangan (Akhir Masa Pakai)



JANGAN membuang Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL bersama limbah rumah tangga biasa jika sudah habis masa pakainya, tetapi serahkan ke tempat pembuangan resmi untuk didaur ulang (Hubungi pihak berwajib kota atau daerah setempat untuk mendapatkan informasi daur ulang). Dengan melakukan hal tersebut, Anda membantu melestarikan lingkungan.

7 Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jika Anda mengalami masalah apa pun dengan Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL, silakan baca informasi di bawah ini untuk mencoba mengatasinya:

Masalah	Solusi
Jika Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL tidak menyala:	Pastikan sumber daya terpasang dengan benar ke perangkat dan stopkontak.
Jika Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL tidak memicu denyut sinar:	1. Pastikan ada kontak penuh dengan kulit. Tombol Flash akan mengaktifkan denyut sinar flash hanya ketika perangkat bersentuhan penuh dengan kulit. 2. Jika terjadi masalah keamanan atau ketika tabung lampu mencapai ujungnya, perangkat tidak akan memicu denyut sinar.
Jika Anda merasa panas dan sakit selama penggunaan Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL:	1. Cukur dan bersihkan bulu atau rambut di area perawatan yang diharapkan sebelum digunakan. 2. Pilih satu tingkat perawatan yang nyaman untuk Anda sendiri. 3. JANGAN berulang kali merawat area yang sama di waktu yang sama.

8 Isi Garansi

8.1 Disclaimer

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. berhak atas penjelasan akhir tentang Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL bahwa pihak ketiga mana pun yang menerapkan informasi terkait perangkat tanpa izin Beauty Every Moment tidak diperbolehkan dan akan dikenai tindakan hukum. Dalam keadaan apapun, Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang disebabkan oleh penggunaan yang kurang tepat oleh konsumen.

8.2 Garansi

1) Masa Garansi

Masa garansi produk adalah 1 tahun sejak tanggal pembelian.

2) Ruang Lingkup Garansi

- Jika terjadi masalah kualitas pada produk dalam masa garansi, Beauty Every Moment akan memberikan perawatan atau penggantian perangkat gratis untuk Anda. Kesalahan lain akibat penggunaan yang tidak seharusnya dan kejadian yang tidak terduga tidak termasuk dalam cakupan garansi.
- Tabung berpendar di dalam jendela perawatan memiliki batas masa pakai, dan melebihi batas tersebut tidak akan bisa menggunakan garansi.

3) Batas Garansi

- Saat mengajukan permohonan perawatan gratis untuk produk yang ada di kartu garansi, pelanggan harus menunjukkan bukti pembelian yang valid. Masa garansi produk Beauty Every Moment dimulai dari tanggal pembelian yang tertera pada bukti pembelian. Jika tidak ada tanggal pembelian, masa garansi dimulai dari tanggal pembuatan.

Beauty Every Moment tidak bertanggung jawab atas situasi berikut dan tidak akan

memberikan layanan garansi jika terjadi situasi berikut:

- Kesalahan dan kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, perilaku pihak ketiga, kesalahan atau penyalahgunaan yang disebabkan oleh pengguna, penggunaan yang tidak seharusnya, dan kejadian yang tidak terduga.
- Kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk (seperti hilangnya manfaat bisnis, gangguan bisnis termasuk kerugian akibat penggunaan perangkat dan biaya akibat penggantian peralatan, perangkat, atau layanan, atau klaim yang diperlukan oleh pengguna).
- Kerusakan akibat pengoperasian yang tidak tercantum dalam pedoman penggunaan.
- Layanan atau komponen yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh penggunaan aksesoris, suku cadang, atau pengganti selain yang disediakan oleh perusahaan kami; layanan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh perbaikan atau layanan yang tidak sah; penyalahgunaan, pengoperasian dan pemeliharaan tidak sesuai dengan instruksi, atau pembongkaran perangkat tanpa izin.
- Kesalahan atau kerusakan akibat lingkungan kerja yang tidak tepat, termasuk kelebihan beban.
- Penyimpanan yang tidak tepat oleh pengguna (seperti kerusakan yang disebabkan oleh tikus dan infiltrasi cairan).

4) Kartu Garansi

Nama: _____ (Tuan/Nyonya)

Nomor kontak: _____

Alamat: _____

Tanggal Pembelian: _____

Nomor seri produk: _____

Model produk: _____

Toko Pembelian: _____

Nomor kontak toko: _____

Hotline layanan purna jual:

8.3 Dukungan

Pelanggan yang terhormat:

Untuk memberikan Anda layanan yang lebih nyaman, saat Anda membeli

Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL, silakan berkonsultasi dengan kami sesuai melalui kontak di bawah ini jika Anda mengalami masalah.

Pelayanan Pelanggan:

- Hot-line: +86755 3388 3239
- Email: yf6@szmeishimeike.com
- Alamat surat: Rm.101,201,501,Bldg.4,Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 518100

9 Simbol

Simbol Grafis	Arti
S/N	Nomor seri: Setiap nomor seri terdiri dari tiga belas kode digital. Digit pertama adalah M, digit kedua hingga kesembilan (tanggal produksi (yyymmdd)) merupakan nomor batch lengkap, dan empat digit terakhir (xxxx) adalah nomor seri produksi.
	Perlengkapan kelas II
	Peringatan atau Perhatian
	Tanda WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik).
	Ikuti petunjuk pengoperasian.
	Jaga agar tetap kering.

10 Lampiran1. Pernyataan EMC Pabrik

PENTING dari perangkat ini, Jika perangkat ditempatkan dengan benar pada kulit, lalu perangkat tidak berkedip atau sensasi hangat tidak terasa setelah tombol flash ditekan, maka perangkat mengalami kegagalan fungsi. Jika ini terjadi, hubungi layanan pelanggan.

-  Peringatan: Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL dapat digunakan di semua tempat (termasuk lingkungan perawatan kesehatan di rumah) kecuali untuk peralatan bedah HF yang hampir aktif dan ruangan berpelindung RF pada sistem ME untuk pencitraan resonansi magnetik, tempat adanya intensitas gangguan MEM tinggi.
-  Peringatan: Hindari penggunaan Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL yang berdekatan dengan atau ditumpuk dengan peralatan lain karena dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak tepat. Jika penggunaan tersebut diperlukan, peralatan ini dan peralatan lainnya harus penuh kehati-hatian untuk memverifikasi bahwa peralatan tersebut beroperasi secara normal.
-  Peringatan: Penggunaan aksesoris, transduser, dan kabel selain yang ditentukan, dengan pengecualian aksesoris, transduser, dan kabel yang disediakan oleh produsen Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL sebagai suku cadang pengganti atau disediakan oleh produsen Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL dapat mengakibatkan peningkatan emisi elektromagnetik atau penurunan kekebalan elektromagnetik pada peralatan ini dan mengakibatkan pengoperasian yang tidak tepat.
-  Peringatan: Penggunaan aksesoris, transduser, dan kabel selain yang ditentukan atau disediakan oleh produsen Perangkat Penghilang Bulu Rumahan IPL dapat mengakibatkan peningkatan emisi elektromagnetik atau penurunan kekebalan elektromagnetik pada peralatan ini dan mengakibatkan pengoperasian yang tidak tepat.
-  Peringatan: Peralatan komunikasi RF portabel (termasuk periferal seperti kabel antena dan antena eksternal) harus digunakan tidak lebih dekat dari 30 cm (12 inci) ke bagian mana pun dari Perangkat Penghilang Bulu IPL, termasuk kabel yang ditentukan oleh pabrik. Jika tidak, dapat terjadi penurunan kinerja peralatan ini.
- Pedoman dan pernyataan pabrik

TABEL 1 Pedoman dan pernyataan pabrik -emisi elektromagnetik

Panduan dan pernyataan pabrik -emisi elektromagnetik LINGKUNGAN KESEHATAN RUMAH	
Uji emisi	Kesesuaian
Emisi RF CISPR 11	Grup 1
Emisi RF CISPR 11	Kelas B
Emisi Harmonis IEC 61000-3-2	Kelas A
Fluktuasi tegangan/emisi kedip IEC 61000-3-3	Sesuai

TABEL 2 Pedoman dan deklarasi pabrikan - kekebalan elektromagnetik

Pedoman dan deklarasi pabrikan - kekebalan elektromagnetik		
Tes Kekebalan	Tingkat uji IEC 60601-1-2	Tingkat kesesuaian
	LINGKUNGAN KESEHATAN RUMAH	
Pelepasan muatan listrik statis (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontak ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV udara	±8 kV kontak ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV udara
Semburan/transien cepat listrik IEC 61000-4-4	±2 kV untuk jalur sumber daya ±1 kV untuk jalur input/output 100 kHz frekuensi pengulangan	±2 kV untuk jalur sumber daya Tidak dapat diterapkan 100 kHz frekuensi pengulangan
Lonjakan IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV jalur ke jalur ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV jalur ke pembumian	±0,5 kV, ±1 kV jalur ke jalur Tidak dapat diterapkan
Penurunan tegangan, gangguan singkat, dan variasi tegangan pada jalur input sumber daya IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 siklus. Pada 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° dan 315°. 0% UT; 1 siklus dan 70% UT; 25/30 siklus; Fase tunggal: pada 0°. 0% UT; siklus 250/300	0% UT; 0,5 siklus. Pada 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° dan 315°. 0% UT; 1 siklus dan 70% UT; 25/30 siklus; Fase tunggal: pada 0°. 0% UT; siklus 250/300
Medan magnet frekuensi daya IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz
RF Terkonduksi IEC61000-4-6	3v 0,15MHz-80MHz 6V di dalam pita ISM dan radio amatir antara 0,15MHz dan 80MHz 80% AM pada 1kHz	3V 0,15MHz - 80MHz 6V di dalam pita ISM dan radio amatir antara 0,15MHz dan 80MHz 80% AM pada 1kHz
RF Terpancar IEC61000-4-3	10V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM pada 1kHz	10V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM pada 1kHz
CATATAN U ₁ adalah tegangan listrik utama AC sebelum penerapan tingkatan uji.		

TABEL 3 Pedoman dan deklarasi pabrikan - kekebalan elektromagnetik

Pedoman dan deklarasi pabrikan - kekebalan elektromagnetik							
RF Terpancar IEC 61000-4-3 (Uji spesifikasi untuk KEKEBALAN PORT ENCLOSURE terhadap peralatan komunikasi nirkabel RF)	Frekuensi Uji (MHz)	Pita (MHz)	Layanan	Modulasi	Modulasi (W)	Jarak (m)	TINGKAT UJI KEKEBALAN (V/m)
	385	380 -390	TETRA 400	Modulasi denyut 18Hz	1,8	0,3	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5kHz simpangan 1kHz sinus	2	0,3	28
	710	704 - 787	LTE Band 13, 17	Modulasi denyut 217Hz	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Modulasi denyut 18Hz	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1 700	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT;LTE Band 1,3,4,25; UMTS	Modulasi denyut 217Hz	2	0,3	28
	1845	-					
	1970	1 990					
	2450	2 400 - 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Modulasi denyut 217Hz	2	0,3	28
	5240	5 100	WLAN 802.11 a/n	Modulasi denyut 217Hz	0,2	0,3	9
	5500	-					
	5785	5 800					

1 Tänk på följande

Läs först igenom detta avsnitt noggrant och följ sedan användarhandboken för att använda enheten. Det här är viktigt för att säkerställa att produkten fungerar korrekt och säkert, och därmed förhindra skador på användare eller andra personer eller på egendom. Se därför till att följa dem.

Kontakta en lokal leverantör om du vill ha mer information eller personlig rådgivning. Kontakta hudläkare eller allmänläkare om du fortfarande är osäker på produkten.

1.1 Kontraindikationer

- Får inte användas av personer under 18 år.
- Får inte användas av gravida eller ammande kvinnor eller av kvinnor under menstruationsperioden.
- Får inte användas på tatueringar eller permanenta ärr.
- Får inte användas av personer som har stora områden med mörka fläckar på huden, t.ex. fräknar, födelsemärken, nevus eller vårtor.
- Får inte användas av personer med eksem eller öppna sår på huden.
- Får inte användas av personer med medfödda hudsjukdomar.
- Får inte användas av personer som har behandlats, eller som för närvarande får behandling, med alfa-hydroxysyror (AHA), beta-hydroxysyror (BAA), Retin-A, vinsyra, salicylsyra av typen azelainsyra.
- Får inte användas av personer med diabetes.
- Får inte användas av personer som tar isotretinoin.
- Får inte användas av personer som har behandlats med steroider under de senaste 3 månaderna.
- Får inte användas av personer som har visat tecken på epilepsi.

1.2 Varningar

- Ögon: Ljuspulsarna är endast aktiva när behandlingsfönstret har full kontakt med huden. Titta dock inte på behandlingsfönstret när du använder enheten. Detta kan skada ögonen.
- "Ögon: ANVÄND INTE DEN HÄR ENHETEN PÅ ELLER I NÄRHETEN AV ÖGONEN. ANVÄND INTE DEN HÄR ENHETEN FÖR ATT TA BORT ÖGONFRANSAR ELLER ÖGONBRYN. DET KAN LEDA TILL PERMANENTA ÖGONSKADOR."
- Ögon: VI REKOMMENDERAR att du tittar bort från enheten när den avger ljuspulsen på huden. Du kan även använda skyddsglasögon när du använder enheten. Denna enhet säljs vanligtvis över disk och under klassificeringen "Personskydd enligt 21CFR 892.6500, kod: IWS". Urvalskriterierna för skyddsglasögon är följande: 1) De kan effektivt skydda mot ljus med en våglängd på 5–10 nm (F-skyddsglasögon). 2) Deras ljustransmittans får inte överstiga $\pm 10\%$. 3) Köp glasögonen från licensierade tillverkare.
- Hårborttagning med laser eller intensivt pulserat ljus kan orsaka ökad hårväxt hos vissa personer. Baserat på aktuella tillgängliga data är de högsta riskgrupperna för denna reaktion kvinnor med ursprung från Medelhavsområdet, Mellanöstern och Sydästen som behandlats på ansikte och hals. Den här gruppen ska vara försiktig.
- Håll enheten på avstånd från barn.
- Behandla inte på tatueringar eller permanent smink, mörkbruna eller svarta fläckar (t.ex. stora fräknar, nevus eller vårtor), bröstvårtor, könsdelar och runt anus.
- Undvik direkt solljus på huden före användning.
- Sluta använda omedelbart om symtom som brännskador och blåsor uppstår.
- VIDRÖR INTE ENHETEN MED HÄNDERNA OM DEN FALLER NED I VATTEN. KOPPLA BORT ADAPTERN OMEDELBART. ANVÄND INTE ENHETEN I BADRUMMET, NÄRA HANDFAT, I BADKARET ELLER I DUSCHEN.

- Håll enheten på avstånd från vatten och vätskor! Använd inte i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Använd inte om enheten eller dess tillbehör (t.ex. strömkabel, adapter) är skadade. Håll elkabeln på avstånd från varma ytor.
- Använd inga andra komponenter än de som tillhandahålls av Beauty Every Moment.
- Ingen annan än personal som är behörig enligt Beauty Every Moment får ta isär enheten.
- apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida det inte sker under tillsyn eller med instruktioner
- barn som övervakas så att de inte leker med apparaten
- Apparaten får inte användas av barn och får inte användas på barns hud.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn eller med instruktioner
- om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår vilka risker som finns. Barn ska inte leka med apparaten.
- apparaten får endast användas med det medföljande nätaggregatet
- WARNING! Strunta inte i säkerhetsmekanismerna som finns i enheten.
- WARNING! Om du tar fotosensibiliserande läkemedel eller en örtläkemedel ska du rådfråga din doktor innan du använder produkten eftersom det kan skada huden.
- kontrollera att det inte finns några synliga skador på den optiska emissionskomponenten eller apparatens hölje. Använd inte apparaten om den är skadad.
- vitt eller grått hår kan inte epileras

1.3 Försiktighetsåtgärder

- Raka och rengör hudområdet som ska behandlas före användning.
- Behandla inte samma hudområde mer än en gång per hårborttagningssession.
- Använd aldrig brandfarliga vätskor som alkohol (inklusive parfym, desinfektionsmedel eller andra medel som innehåller alkohol) eller aceton för att rengöra huden före användning.
- Ytan på behandlingsfönstret bibehåller en högre temperatur efter behandling. Rengör inte fönstret direkt, eftersom det kan påverka produktens prestanda. Du bör vänta tills fönstrets temperatur har svalnat och sedan rengöra efter behov.
- När produkten är i kontinuerlig drift stiger temperaturen på appliceringsdelen (behandlingsfönstret), men inte till mer än 43 °C. Användaren kan styra temperaturen genom att begränsa kontakttiden. Tiden rekommenderas till 30 minuter per session, vänta därefter 15 minuter så att enheten hinner svalna innan du fortsätter använda den.
- Användaren upplever en något varm känsla under behandlingen. Detta är normalt och försvinner vanligtvis inom 24 timmar. Om det inte försvinner inom 24 timmar ska du sluta använda produkten och kontakta kundtjänst eller läkare.

1.4 Risker vid användning av enheten

Biverkningar och komplikationer i samband med användning av IPL-enheten för hårborttagning i hemmet är ovanliga. Alla kosmetiska behandlingar, inklusive sådana som är avsedda för hemmabruk, innebär dock en viss risk. Därför är det viktigt att du förstår och godtar de risker och komplikationer som kan uppstå med hårborttagningssystem som använder intensivt pulserat ljus som är avsedda för hemmabruk. Om något av följande tillstånd uppstår och varar längre än 24 timmar bör du kontakta läkare:

Biverkning	Sannolikhet för biverkningar
Mindre obehag i huden	Mindre
Hudrodnad	Mindre
Känslig hud	Mindre
Hudsår och brännskador	Sällsynt
Ärrbildning	Sällsynt
Pigmentförändringar	Sällsynt
Kraftig svullnad	Sällsynt

Biverkning	Sannolikhet för biverkningar
Infektion	Försumbar
Blåmärken	Försumbar

1.5 EMC-meddelanden

- IPL-enhet för hårborttagning i hemmet uppfyller EMC-kraven.
- Användaren ska installera och använda enheten enligt den EMC-information som beskrivs i bifogat material.
- Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka apparatens prestanda. Undvik därför kraftiga elektromagnetiska störningar vid användning, t.ex. genom att inte använda den nära telefon, mikrovågsugn osv.
- Information om manualen och tillverkarens anmärkningar finns i slutet av artikeln (bilaga I).

2 Inledning

Avsedd användning:


IPL-enhet för hårborttagning i hemmet är en konsumentenhet avsedd för borttagning av oönskad hårväxt på kroppen eller i ansiktet.

2.1 Innehåll

- IPL-enhet ×1
- Nätagadapter ×1
- AC-nätsladd ×1
- Användarhandbok ×1
- Rakhyvel ×1
- Skyddsglasögon ×1

2.2 Beskrivning av produktkomponenter


Bild på IPL-enhet



- ① Behandlingsfönster
- ② Hudsensor
- ③ Skärm
- ④ Pulsknapp
- ⑤ DC-uttag
- ⑥ Strömbrytare/knapp för skärmlås/standby/ampa/förberedelseindikator

Obs! Lampenheten är en ej borttagbar komponent och består huvudsakligen av ett behandlingsfönster och en hudsensor. Hudsensorn används för att identifiera om enheten har ordentlig kontakt med huden.


Bild över skärm



- 1 Ikoner för lägen
- 2 Lägesknapp/ikon för automatisk puls
- 3 Ikon för skärmlås
- 4 Behandlingsnivå
- 5 Nivåknapp

Obs!

- 1) Det finns fem ikoner och två pekknappar som tänder ikonerna för armhåla, lägesknapp, nivåknapp och behandlingsnivå när enheten slås på.
- 2) Det finns åtta ikoner för funktionsläge (finger, ansikte, arm, armhåla, bikini, ben, överkropp och kylning) som går att välja på indikatorremsan. Dessa motsvarar de kroppsområden där enheten ofta används. Vi rekommenderar att användaren växlar till den ikon som motsvarar kroppsområdet som ska behandlas. Ikonerna för kroppsområde ändras i ordning (ikon för fingrar → ikon för ansikte → ikon för armar → ikon för armhåla → ikon för bikinilinjje → ikon för ben → ikon för överkropp → ikon för kylning) genom att trycka kort på lägesknappen. Om du till exempel vill ta bort oönskat kroppshår från bikinilinjjen rekommenderar vi att du växlar till ikonen för bikinilinjje genom att först trycka kort på lägesknappen.
- 3) Följande är ikonerna för de olika kroppsdelarna på indikatorremsan i ordning:



- 1 Ikon för fingrar
- 2 Ikon för ansikte
- 3 Ikon för armar
- 4 Ikon för armhåla

- 5 Ikon för bikinilinj
- 6 Ikon för ben
- 7 Ikon för överkropp
- 8 Ikon för kylning

4) När du håller in pulsknappen (håll den intryckt) växlar enheten till automatiskt ljus (glidmetod) och ikonen för automatisk puls blinkar på skärmen.

2.3 Tekniska specifikationer

Grundläggande specifikationer	
Produktnamn	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Modell	D-1186
Mått	175 × 64 × 39 mm
Vikt	295 g
Skyddstyp	BF-typ, klass II
Skyddsnivå	IPX0
Applicerade delar	Behandlingsfönster för lampenhet
Prestandaspecifikationer	
Ljustyp	IPL (intensivt pulserat ljus)
Ljusvåglängd	550–1 100 nm
Pulslängd	5–12 ms +/-20 %
Punktstorlek i behandlingsfönstret	3.0 cm ²
Behandlingsnivå	Nivå 1 till 8
Energitäthet	2.0–4.3 J/cm ² +/-20 %
Strömspecifikationer	
Strömförsörjning	Levereras med extern strömadapter In: 100–240 V 50/60 Hz 1.5 A Max Ut: DC 24 V 2.5 A
Användningsspecifikationer	
Förväntad livslängd	Räknare för 510 000 pulser
Driftsmiljö	Temperatur: 15–35 °C Luftfuktighet: 30–75 % RH Barometertryck: 86–106 kPa
Förvaringsmiljö	Temperatur: 0–40 °C Luftfuktighet: 25–75 % RH Barometertryck: 86–106 kPa

3 Så här fungerar det

3.1 Hur fungerar IPL

IPL-enheten för hårborttagning i hemmet är ett system med pulsljus som avger intensivt pulserat ljus (IPL) med en våglängd på 550–1 100 nm. Enheten fungerar enligt principerna för selektiv fototermolys. Det innebär att värmeskador orsakas som riktar in sig på kromoforer genom att använda ljus av lämplig våglängd i pulser som överskrider kromoforens termiska relaxationstid, men skonar huden genom att begränsa pulsbredden under hudens termiska relaxationstid.

3.2 Behandlingsschema

För bästa resultat bör IPL-enheten för hårborttagning i hemmet användas en gång i veckan i 12 veckor för att säkerställa att **alla** hårsäckar behandlas.

Efter den inledande behandlingsfasen (12 veckobehandlingar) rekommenderar vi att enheten används en gång i månaden eller vid behov för att bibehålla resultaten.

4 Användning

4.1 Appliceringsområden

Rekommenderat behandlingsområde

Apparaten är **lämplig** för att ta bort oönskat kroppshår, **till exempel** men inte begränsat till små områden som armhålor och ansiktshår under haklinjen och stora områden som ben.

ANVÄNDNING PÅ GODTAGBARA HUDTYPER

ANVÄND PÅ GODTAGBARA HUDTYPER och den här enheten ska endast användas på hudtyperna I-V enligt Fitzpatrick-skalan.

INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN väljer du hudton baserat på Fitzpatrick-skalan, som tagits fram av hudläkaren Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD vid Harvard Medical School för att klassificera personers hud och deras tolerans för solljus. Det finns sex nivåer för hudton på skalan.

IDENTIFIERA din hudton och kontrollera följande diagram för att se om produkten är **tillämplig**:

Säkerhetsklass	Tillämpligt	Tillämpligt	Tillämpligt	Tillämpligt	Tillämpligt, men var försiktig	Ej tillämpligt
Hudtyp/färg	Typ I Blek vit hud	Typ II Vit hud	Typ III Gräddvit hud	Typ IV Ljusbrun hud	Typ V Mörkbrun hud	Typ VI Mycket pigmenterad mörkbrun till mörkaste brun, svart hud
Exempel						

Obs!

- Välj en nivå som känns behaglig efter din hudtolerans och öka nivån gradvis från en till fem nivåer. Om nivån är olämplig eller om det uppstår en reaktion kan du öka nivån gradvis.
- Hudfärgen kan ändras, **till exempel** på grund av att huden har blivit solbränd, eftersom den då kan vara mörkare än hudtonen under den föregående behandlingen. Därför är det viktigt att du kontrollerar inställningarna som ska användas före varje behandling och ställer in efter olika behandlingsområden. Vissa områden kan vara mörkare än andra.

4.2 Hudtest

Se tabellen ANVÄNDNING PÅ GODTAGBARA HUDTYPER innan behandling utförs (avsnitt 4.1). Utför ett hudtest på ett litet område 24 timmar i förväg för att kontrollera om det uppstår någon negativ reaktion på huden.

TESTA SÅ HÄR

- Välj ett litet område på armen. Utför hudtestet långsamt från låg till hög energinivå i enlighet med hudens tolerans (avfyra 1–2 gånger). Om det uppstår tecken på svullnad, brännmärken, förändringar i hårsäckar, smärta eller andra olämpliga symptom ska enheten inte användas förrän efter noggrann konsultation hos läkare.
- Om huden inte uppvisar någon reaktion efter 24 timmar, men du känner kraftig värme under behandlingen, är den sista lägre nivån den mest korrekta energin för huden.

4.3 Användning

Förbereda dig själv:

- 1) Använd Fitzpatricks klassifikationssystem för hud för att identifiera om din hudton är lämplig. Mer information finns i avsnittet "ANVÄNDNING PÅ GODTAGBARA HUDTYPER" i ANVÄNDARHANDBOKEN.
- 2) Före användning ser du till att huden är i gott skick utan skador och sår. Huden ska även vara renrakad och torr (fri från rester som puder, hudkräm, smink, antiperspirant och deodorant).

Ställa in enheten:

- 1) Ta upp IPL-enheten för hårborttagning och tillbehören ur lådan.
- 2) Kontrollera att enheten är ren, torr och intakt innan behandlingen påbörjas. Behandlingsfönstret måste rengöras före och efter varje användning för att minska risken för infektion och förhindra att hår eller damm förekommer på behandlingsfönstret. Gör så här för att rengöra behandlingsfönstret:
Steg 1. Använd en ren bomullstopp eller bomullstuss som fuktats med 70-procentig isopropylalkohol för att rengöra rengöringsfönstret. Torka av under 1–5 minuter.
Steg 2. Låt enheten torka. FÖRSIKTIGHET: ANVÄND INTE ENHETEN FÖRRÄN ALL ALKOHOL HAR AVDUNSTAT.
Steg 3. Kontrollera enheten visuellt. Upprepa steg 1–3 om synliga föroreningar finns kvar.
- 3) Anslut växelströmskabeln till växelströmsadaptorn. Anslut växelströmsuttaget till ett eluttag och anslut kabeln till apparatens likströmsuttag (enligt bild 1). Indikatorlampan på enheten lyser med fast vitt sken.




Bild 1

IPL-enheten för hårborttagning i hemmet är i standbyläge och är redo att användas.

Anmärkningar:

- Placera IPL-enheten för hårborttagning i hemmet på ett bord eller en plats nära ett eluttag. Flytta bort all vätska från området.

- 4) Tryck på strömbrytaren i två sekunder för att slå på apparaten (enligt bild 2). Fläkten aktiveras och avger ljud. Indikatorlampan lyser fortfarande med fast vitt sken, funktionen för kalla omslag är aktiverad som standard, och skärmen tänds med dessa relevanta symboler: behandlingsnivåer och ikonerna för armhåla, lägesknappen och nivåknappen (enligt bild 3).




Bild 2




Bild 3



Obs! Funktionen för kallt omslag har ingen medicinsk behandlingseffekt. Den används endast för att kyla ned hudtemperaturen och ge användaren en bättre upplevelse.

- 5) Tryck kort på nivåknappen för att justera behandlingsnivån (nivå 1 är den lägsta, nivå 8 är den högsta, visas i bild 3). Välj en lämplig nivå som din hud tål.
- 6) Placera behandlingsfönstret plant mot området som ska behandlas med full kontakt mot huden (enligt bild 4). Indikatorn lyser grönt för att visa att enheten är klar att användas. Du kan nu trycka på pulsknappen för att ta bort håret.




Bild 4

- 7) Tryck på pulsknappen ^{Obs!}. Enheten blinkar och värme ska kännas.
- 8) Flytta enheten till nästa område som ska behandlas och upprepa.
- 9) När produkten har pulserat flera gånger visas ikonen för skärm-lås automatiskt. Det går då inte att använda nivåknappen och lägesknappen. Du måste trycka kort på strömknappen för att låsa upp enheten.
- 10) När behandlingen har avslutats håller du strömknappen intryckt i minst två sekunder för att stänga av enheten. Det innebär att enheten återgår till standbyläge, skärmen släcks och indikatorn lyser med fast vitt sken. När du har kopplat bort adaptern från värden stängs enheten av och släcks.

Anmärkningar:

- Om enheten inte används inom 5 minuter försätts den i standbyläge.

- 11) Använd en ren trasa eller bomullstopp för att rengöra enheten och lägg sedan enheten och dess tillbehör i lådan och förvara på ett säkert ställe.

Anmärkningar:

ANMÄRKNING 1. Behandlingsmetod: STÄMPLA eller GLID

- Det finns två rekommenderade behandlingsmetoder: STÄMPLA eller GLID.
- Oavsett vilken metod du väljer måste enheten flyttas mellan pulserna för att säkerställa att samma område inte behandlas två gånger.
- Metoden STÄMPLA (manuellt läge): Den här metoden är manuell och rekommenderas för mindre områden som armhålor, bikinilinj och ansikte. Placera enheten på huden, tryck in och släpp upp pulsknappen. Ta bort enheten från huden innan du försiktigt applicerar den på nästa behandlingsområde.
- Metoden GLID (automatiskt läge): Den här metoden är automatisk och rekommenderas för större områden som ben. Placera enheten på huden, tryck på knappen för automatisk puls på skärmen eller håll pulsknappen intryckt för att aktivera det automatiska pulsläget. Ikonen för automatisk puls blinkar på skärmen. Låt sedan enheten glida över huden mellan pulserna. Försök flytta enheten med jämn hastighet som ger full täckning utan överlappning eller missade områden. Om du vill avsluta det här läget trycker du kort på pulsknappen igen eller trycker på knappen för automatisk puls igen för att avsluta.

ANMÄRKNING 2. Felmeddelande under drift

Felmeddelanden som kan uppstå när enheten körs omfattar följande:

Symbol som visas	Beskrivning av problem	Lösning
Fyra lampor för ikonerna för fingrar, ansikte, armar och armhåla	Följande kan ha uppstått: 1) Produkten används under förhållanden med hög omgivningstemperatur.	1) Temperaturen behöver sänkas i en halvtimme, symbolen visar att det normala mönstret kan användas.

Symbol som visas	Beskrivning av problem	Lösning
blinkar snabbt samtidigt	2) Luftinloppet eller luftutloppet har blockerats. 3) Om de två ovanstående möjligheterna kan uteslutas är produkten trasig.	2) Ta bort det främmande föremålet och återgå till normal drift efter några minuter. 3) Enheten måste skickas för reparation. Kontakta kundtjänst.
Två lampor för ikonerna för fingrar och ansikte blinkar snabbt samtidigt	När fläkten eller kretsen som är relaterad till fläkten är skadad visas ERROR2.	Enheten måste skickas för reparation. Kontakta kundtjänst.
Tre lampor för ikonerna för fingrar, ansikte och armar blinkar snabbt samtidigt	När huvudkondensatorn eller kretsen som är relaterad till huvudkondensatorn är skadad visas ERROR3.	Enheten måste skickas för reparation. Kontakta kundtjänst.

4.4 Byte

Enhetens livslängd

Livslängden för IPL-enheten för hårborttagning i hemmet beror huvudsakligen på livslängden för lamporna i IPL-enheten. Lampans rör kan vara utlösas 510 000 gånger (räknare för pulser). När alla lampor och skärmar blinkar samtidigt betyder det att enheten har nått den maximala användningsräknaren och enheten inte går inte längre att använda. Du kan då byta ut den mot en ny IPL-enhet för hårborttagning i hemmet enligt dina behov som du köper från en lokal leverantör eller tillverkare.

5 Underhåll

Rengöring

- Tänk på att stänga av och koppla ifrån IPL-enheten före rengöring.
- Vi rekommenderar att behandlingsfönstret rengörs före och efter varje användningstillfälle med bomullstuss eller bomullstopp som fuktats med alkoholbaserad lösning. (Specifika anvisningar finns i avsnittet Ställa in enheten i avsnitt 4.3 i den här artikeln)
- Se till att IPL-enheten för hårborttagning i hemmet hålls torr. Sänk aldrig ned enheten eller någon av dess delar i vatten eftersom det kan leda till livsfarliga elektriska stötar.

Förvaring

- Undvik att enheten och dess tillbehör går sönder eller att något saknas genom att förvara IPL-enheten för hårborttagning i hemmet och dess tillbehör i lådan efter varje användning.
- Rengör enheten innan du förvarar den.
- Förvara enheten på en sval och torr plats, skyddad från solljus. Förvara inte enheten i en blöt eller fuktig miljö eftersom det kan påverka produktens funktion.

6 Kassering (slutet av livslängden)



Släng INTE IPL-enheten för hårborttagning i hemmet med vanligt hushållsavfall i slutet av dess livslängd, utan lämna in den till en återvinningsstation (kontakta din stad eller kommun för information om återvinning). Genom att göra detta hjälper du till att bevara miljön.

7 Vanliga frågor

Om du får problem med IPL-enheten för hårborttagning i hemmet kan du läsa informationen nedan för att försöka lösa problemet:

Problem	Lösning
Om IPL-enheten för hårborttagning i hemmet inte slås på:	Kontrollera att strömförsörjningen är korrekt ansluten till apparaten och eluttaget.
Om IPL-enheten för hårborttagning i hemmet inte utlöser en puls:	1. Kontrollera att enheten har fullständig kontakt med huden. Puls-knappen aktiverar endast en puls när enheten är i fullständig kontakt med huden. 2. Enheten utlöser inte en puls i händelse av ett säkerhetsproblem eller när lampröret nått slutet av sin livslängd.
Om du känner värme och smärta när du använder IPL-enheten för hårborttagning i hemmet:	1. Raka och rengör håret i området som ska behandlas före användning. 2. Välj en behandlingsnivå som är behaglig för dig. 3. Behandla INTE samma område flera gånger vid samma tidpunkt.

8 Garantiinnehåll

8.1 Friskrivningsklausul

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. lämnar förbehållet att användning av IPL-enheten för hårborttagning i hemmet tillsammans med enheter från tredje part inte är tillåten utan godkännande från Beauty Every Moment, och vi kan komma att vidta rättsliga åtgärder. Under inga omständigheter ansvarar Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. för eventuella följder som orsakas av konsumenternas felaktiga användning.

8.2 Garanti

1) Garantiperiod

Produktens garantiperiod är 1 år från inköpsdatum.

2) Garantins omfattning

- Om det uppstår kvalitetsproblem på produkten inom garantiperioden tillhandahåller Beauty Every Moment kostnadsfritt underhåll eller utbyte av enheten åt dig. Andra fel som uppstår på grund av onormal användning och force majeure omfattas inte av garantin.
- Lysrören i behandlingsfönstret har en livstidsgräns och garantin gäller inte om denna gräns överskrids.

3) Garanti begränsningar

- Kunden måste uppvisa en giltig faktura vid ansökan om kostnadsfritt underhåll av produkten enligt garantikortet. Garanti perioden för produkter från Beauty Every Moment inleds på inköpsdatumet som framgår av fakturan. Om det inte finns något inköpsdatum inleds garanti perioden på tillverkningsdatumet. Beauty Every Moment ansvarar inte för följande situationer och tillhandahåller ingen garantiservice i följande situationer:

- Fel och skador som orsakas av brand, jordbävning, tredje parts handlande, fel eller felaktig användning som orsakas av användaren, användning under andra onormala förhållanden och oföresägbara händelser.
- Den medföljande skadan som orsakas av användning av produkterna (t.ex. förlust av affärsfördelar, avbrott i verksamhet, resultatförlust och kostnader som uppstår till följd av byte av utrustning, enhet eller service, eller anspråk som görs av användare).
- Skador som orsakas av användning som inte beskrivs i användarhandboken.
- Service eller komponenter som krävs för att lösa problem som orsakas av användning av andra tillbehör, delar eller reservdelar än de som tillhandahålls av vårt företag. Service som krävs för att lösa problem som orsakas av obehörig reparation eller service, felaktig användning, missbruk, användning och underhåll som inte överensstämmer med anvisningarna eller otillåten isärtagning av enheten.
- Fel eller skador som orsakas av felaktig arbetsmiljö, inklusive överbelastning.
- Felaktig förvaring från användarens sida (t.ex. skador som orsakas av råttor eller vätskeinträng).

4) Garantikort

Namn: _____ (Herr/Fröken)

Kontaktnummer: _____

Adress: _____

Inköpsdatum: _____

Produktens serienummer: _____

Produktmodell: _____

Inköpsbutik: _____

Butikens kontaktnummer: _____

Hjälplinje för eftermarknadsservice: _____

8.3 Support

Kära kund:

Om du vill ha mer praktiska tjänster när du köper IPL-enheten för hårborttagning i hemmet kan du kontakta oss enligt kontaktinformationen nedan om du har problem.

Kundtjänst:

- Telefon: +86755 3388 3239
- E-post: yf6@szmeishimeike.com
- Postadress: Rm. 101,201,501 ,Bldg.4,Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street. Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina 518100

9 Symboler

Grafisk symbol	Betydelse
S/N	Serienummer: Serienumret beskrivs genom en digital kod med 13 tecken. Det första tecknet är M, andra till nionde är siffror som visar tillverkningsdatum (ååmmdd) för ett komplett batchnummer, och de sista fyra siffrorna (xxxx) är produktionens serienummer.
	Utrustning av klass II
	Varningar och försiktighetsåtgärder
	WEEE-märkning (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Följ bruksanvisningen.
	Förvaras torrt.

10 Bilaga 1. Tillverkarens EMC-deklaration

- Korrekt ljusenergi definieras som VÄSENTLIG PRESTANDA för denna enhet av tillverkaren. Om enheten är ordentligt placerad på huden och enheten inte blinkar eller om värme inte känns efter att du har tryckt på pulsknappen fungerar inte enheten. Kontakta kundtjänst om detta inträffar.
- ⚠ Varningar: IPL-enheten för hårborttagning i hemmet kan användas på alla platser (inklusive hemvårdsmiljö), förutom nära aktiv kirurgisk HF-utrustning och det RF-avskärmade rummet för ett ME-system för magnetisk resonanstomografi, där intensiteten i MEM-störningar är hög.
- ⚠ Varningar: Undvik att använda IPL-enheten för hårborttagning i hemmet intill eller tillsammans med annan utrustning eftersom det kan leda till felaktig funktion. Om sådan användning är nödvändig ska du kontrollera denna utrustning och den andra utrustningen för att säkerställa att de fungerar normalt.
- ⚠ Varningar: Användning av andra tillbehör, givare och kablar än de som specificeras, med undantag för de tillbehör, givare och kablar som tillhandahålls av tillverkaren av IPL-enheten för hårborttagning i hemmet som reservdelar för interna komponenter, kan påverka efterlevnaden för ME-utrustningen eller ME-systemet enligt kraven i paragraf 7 (EMISSIONER) och paragraf 8 (IMMUNITET).
- ⚠ Varningar: Användning av andra tillbehör, givare och kablar än de som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren av IPL-enheten för hårborttagning i hemmet kan leda till ökad elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna utrustning och leda till felaktig funktion.
- ⚠ Varningar: Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) ska inte användas närmare än 30 cm från någon del av IPL-hårborttagningsenheten, inklusive kablar som specificerats av tillverkaren. Annars kan utrustningens prestanda försämrast.
- Riktlinjer och tillverkarens uppgifter

TABELL 1 Riktlinjer och tillverkarens uppgifter – elektromagnetisk emission

Riktlinjer och tillverkarens uppgifter – elektromagnetisk emission VÅRD I HEMMET	
Emissionstest	Efterlevnad
RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1
RF-emissioner CISPR 11	Klass B
Harmoniska emissioner IEC 61000-3-2	Klass A
Spänningsfluktuationer/flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Uppfyller kraven

TABELL 2 Riktlinjer och tillverkarens uppgifter – elektromagnetisk immunitet

Riktlinjer och tillverkarens uppgifter – elektromagnetisk immunitet		
Immunitetstest	IEC 60601-1-2 testnivå	Överensstämmelsenivå
	VÄRD I HEMMET	
Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Elektriska snabba transienter/toppar IEC 61000-4-4	±2 kV för strömförsörjningsledningar ±1 kV signalgång/-utgång 100 kHz repetitionsfrekvens	±2 kV för strömförsörjningsledningar Ej tillämpligt 100 kHz repetitionsfrekvens
Strömtopp IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV ledning till ledning ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ledning till jord	±0,5 kV, ±1 kV ledning till ledning Ej tillämpligt
Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer i ingående eller ledningar IEC 61000-4-11	0 % UT: 0,5 cykel. Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315°. 0 % UT: 1 cykel och 70 % UT: 25/30 cykler: Enfas: vid 0°. 0 % UT: 250/300 cykel	0 % UT: 0,5 cykel. Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315°. 0 % UT: 1 cykel och 70 % UT: 25/30 cykler: Enfas: vid 0°. 0 % UT: 250/300 cykel
Magnetfält som genereras vid nätfrekvensen IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
Ledningsbunden RF IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz–80 MHz 6 V i ISM- och amatörradioband mellan 0,15 MHz och 80 MHz 80 % AM vid 1 kHz	3 V 0,15 MHz–80 MHz 6 V i ISM- och amatörradioband mellan 0,15 MHz och 80 MHz 80 % AM vid 1 kHz
Utsträlad RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz 80 % AM vid 1 kHz	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz 80 % AM vid 1 kHz
Obs! U _i är nätspänningen innan testnivån appliceras.		

TABELL 3 Riktlinjer och tillverkarens uppgifter – elektromagnetisk immunitet

Riktlinjer och tillverkarens uppgifter – elektromagnetisk immunitet							
Utstrålad RF IEC 61000-4-3 (Testspecifikation för HÖLJETS IMMUNITET mot trådlös RF-kommunikationsutrustning)	Testfrekvens (MHz)	Band (MHz)	Tjänst	Modulering	Modulering (W)	Avstånd (m)	IMMUNITET- STESTNIVÅ (V/m)
	358	380 -390	TETRA 400	Puls- modulering 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz avvikelse 1 kHz sinus	2	0,3	28
	710	704	LTE-band 13, 17	Puls- modulering 217 Hz	0,2	0,3	9
	745	-787					
	780						
	810	800	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-band 5	Puls- modulering 18 Hz	2	0,3	28
	870	-960					
	930						
	1 720	1 700	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE-band 1, 3, 4, 25, UMTS	Puls- modulering 217 Hz	2	0,3	28
	1 845	-					
	1 970	1 990					
	2 450	2 400 - 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-band 7	Puls- modulering 217 Hz	2	0,3	28
	5 240	5 100	WLAN 802.11 a/n	Puls- modulering 217 Hz	0,2	0,3	9
	5 500	-					
	5 785	5 800					

1 Важная информация

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже правилами, а затем следуйте инструкциям в руководстве пользователя. Эти правила необходимо соблюдать для обеспечения правильной и безопасной работы устройства, предотвращения травм или повреждения имущества пользователя или других людей.

Для получения дополнительной информации или персональных рекомендаций обратитесь к поставщику в вашем регионе. Кроме того, если у вас остались сомнения по поводу устройства, обратитесь к дерматологу или к терапевту.

1.1 Противопоказания

- Противопоказано лицам младше 18 лет.
- Противопоказано беременным или кормящим женщинам, а также женщинам во время менструации.
- Противопоказано лицам с татуировками или шрамами.
- Противопоказано лицам, у которых на коже имеются обширные участки с темными пятнами, такими как веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки.
- Противопоказано лицам с экземой, а также с открытыми язвами или ранами на коже.
- Противопоказано лицам с врожденными заболеваниями кожи.
- Противопоказано лицам, которые применяли или в настоящее время применяют средства, содержащие альфа-гидроксикислоты (АНА), бета-гидроксикислоты (ВВА), ретин-А, а также винную, салициловую или азелаиновую кислоту.
- Противопоказано лицам с сахарным диабетом.
- Противопоказано лицам, принимающим изотретиноин.
- Противопоказано лицам, принимавшим стероиды в течение последних 3 месяцев.
- Противопоказано лицам с эпилепсией в анамнезе.

1.2 Предупреждения

- Глаза: световые импульсы генерируются только тогда, когда световое окно полностью соприкасается с кожей. Тем не менее не смотрите на световое окно во время использования устройства. Это может привести к повреждению глаз.
- «Глаза: НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НА ГЛАЗАХ ИЛИ РЯДОМ С НИМИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЕСНИЦ ИЛИ БРОВЕЙ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ГЛАЗ».
- Глаза: РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ смотреть на устройство во время обработки кожи с помощью световых импульсов. Либо рекомендуется при каждом использовании надевать защитные очки. Обычно они продаются без рецепта и соответствуют классификации «Средство индивидуальной защиты органов зрения согласно 21CFR 892.6500, код изделия: IWS». Критерии выбора очков следующие: №1) они эффективно защищают от интенсивного света с длиной волны 5–10 нм (очки класса F); №2) светопропускание не должно превышать $\pm 10\%$; №3) необходимо приобретать очки у лицензированных производителей.
- У некоторых людей удаление волос с помощью лазера или источников интенсивного импульсного света может привести к усиленному росту волос. Согласно имеющимся данным, группой с самым высоким риском появления такой реакции являются женщины средиземноморского, ближневосточного и южноазиатского происхождения, выполняющие эпиляцию зон лица и шеи. Этой группе следует проявлять осторожность.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не выполняйте эпиляцию зон, где есть татуировки или перманентный макияж, темно-коричневые или черные пятна (например, большие веснушки, родинки или бородавки), а также эпиляцию сосков, гениталий и области вокруг ануса.
- Перед использованием устройства не допускайте попадания прямых солнечных лучей на кожу.

- При появлении таких симптомов, как ожоги и волдыри, немедленно прекратите использование устройства.
- ЕСЛИ УСТРОЙСТВО УПАЛО В ВОДУ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕМУ РУКАМИ. НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ АДАПТЕР. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВАННОЙ КОМНАТЕ, РЯДОМ С РАКОВИНАМИ, В ВАННЕ ИЛИ В ДУШЕВОЙ.
- Держите устройство вдали от воды или жидкостей! Не используйте его рядом с ваннами, душем, раковинами или другими емкостями с водой.
- Не используйте устройство или его принадлежности (например, кабель питания, адаптер), если они повреждены. Держите кабель питания вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте никакие компоненты, кроме предоставленных компаниями Beauty Every Moment.
- За исключением персонала, уполномоченного компанией Beauty Every Moment, никакие другие лица не должны пытаться разбирать устройство.
- Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, если их действия не контролируются или если они не были предварительно проинструктированы.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с этим устройством.
- Это устройство не должно использоваться детьми и для обработки кожи детей.
- Это устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, если их действия контролируются или если они были проинструктированы.
- относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство следует использовать только с поставляемым блоком питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не блокируйте работу защитных механизмов, предусмотренных в устройстве.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если вы принимаете фотосенсибилизирующие лекарственные или растительные средства, то перед применением устройства следует проконсультироваться с врачом, поскольку его применение может нанести вред коже.
- убедитесь в отсутствии видимых повреждений излучающей оптики или корпуса устройства. При наличии повреждений не используйте устройство.
- Эпиляция седых волос невозможна.

1.3 Меры предосторожности

- Перед использованием устройства побрите и очистите зону эпиляции.
- Не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за сеанс эпиляции.
- Перед использованием устройства запрещается очищать кожу с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, таких как спирт (включая духи, дезинфицирующие или другие средства, содержащие спирт) или ацетон.
- Поверхность светового окна сохраняет остаточную температуру после каждого сеанса эпиляции. Не очищайте окно непосредственно в это время, так как это может отрицательно повлиять на работу устройства. Подождите, пока окно остынет, а затем при необходимости очистите его.
- При непрерывной работе устройства температура рабочей части (светового окна) повышается, но не более чем на 43 градуса Цельсия. Оператор может контролировать температуру, ограничивая время контакта. Рекомендуемое время — 30 минут за сеанс, после чего следует подождать 15 минут, пока устройство остынет, прежде чем продолжать процедуру.
- Во время каждого сеанса эпиляции клиенты испытывают легкое ощущение тепла, что является нормой. Обычно оно исчезает в течение 24 часов. Если в течение 24 часов оно не исчезает, прекратите использование данного устройства и обратитесь в службу поддержки клиентов или к врачу.

1.4 Риски при использовании данного устройства

Использование домашнего эпилятора IPL редко приводит к возникновению побочных эффектов и осложнений. Однако любая косметическая процедура, в том числе предназначенная для выполнения в домашних условиях, сопряжена с некоторой степенью риска. Поэтому важно понимать и принимать во внимание риски и осложнения, которые могут возникнуть при использовании систем эпиляции интенсивным импульсным светом, предназначенных для домашнего использования. Если какой-либо из указанных ниже побочных эффектов возникнет и продлится более 24 часов, следует обратиться к врачу:

Побочный эффект	Вероятность появления побочного эффекта
Незначительный дискомфорт на коже	Незначительная
Покраснение кожи	Незначительная
Чувствительность кожи	Незначительная
Раны и ожоги на коже	Низкая
Рубцевание	Низкая
Изменения пигментации	Низкая
Сильный отек	Низкая

Побочный эффект	Вероятность появления побочного эффекта
Инфекция	Крайне низкая
Образование синяков	Крайне низкая

1.5 Заявления об электромагнитной совместимости

- Домашний эпилятор IPL соответствует требованиям по электромагнитной совместимости.
- Пользователь должен установить и использовать устройство в соответствии с информацией по электромагнитной совместимости, содержащейся в прилагаемых материалах.
- Портативное и мобильное оборудование радиосвязи может повлиять на работу устройства, поэтому его следует использовать вдали от источников сильных электромагнитных помех, например телефонов, микроволновых печей и т. д.
- Заявления производителя о соответствии стандартам приведены в конце руководства (Приложение I).

2 Введение

Назначение


Домашний эпилятор IPL — это безрецептурное устройство, предназначенное для удаления нежелательных волос на теле и/или на лице.

2.1 Комплект поставки

- Главное IPL-устройство — 1 шт.
- Адаптер переменного тока — 1 шт.
- Кабель питания переменного тока — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Бритва — 1 шт.
- Защитные очки — 1 шт.

2.2 Схема компонентов изделия


Схема главного IPL-устройства



- ① Панель светового окна
- ② Датчик кожи
- ③ Дисплей
- ④ Кнопка вспышки
- ⑤ Разъем питания постоянного тока
- ⑥ Кнопка питания / кнопка блокировки экрана / индикатор режима ожидания / индикатор подготовки

Примечание. Картридж лампы является несъемным компонентом и состоит главным образом из панели светового окна и датчика кожи. Датчик используется для определения надлежащего контакта устройства с кожей.

Схема экрана




- 1 Значки режимов
- 2 Кнопка режима/значок автоматической вспышки
- 3 Значок блокировки экрана
- 4 Уровень облучения
- 5 Кнопка уровня

ПРИМЕЧАНИЯ.

1) На дисплее предусмотрены пять значков и две сенсорные кнопки. После включения устройства отображаются значок области подмышек, значок кнопки режима, кнопка уровня и уровень облучения.

2) На панели индикатора доступно восемь значков режимов работы (значки зон пальцев, лица, рук, подмышек, бикини, ног, верхней части тела и значок охлаждения), представляющих зоны тела, которые обрабатываются чаще всего. Перед применением устройства к определенной зоне пользователю рекомендуется выбрать соответствующий значок. Значки зон тела переключаются по порядку (значок зоны пальцев → значок зоны лица → значок зоны рук → значок зоны подмышек → значок зоны бикини → значок зоны ног → значок зоны верхней части тела → значок охлаждения) коротким нажатием кнопки режима. Например, если необходимо удалить нежелательные волосы в зоне бикини, рекомендуется сначала переключиться на значок зоны бикини коротким нажатием кнопки режима.

3) Ниже представлены значки частей тела в том порядке, в котором они расположены на панели индикатора:



- 1 Значок зоны пальцев
- 2 Значок зоны лица
- 3 Значок зоны рук
- 4 Значок зоны подмышек

- 5 Значок зоны бикини
- 6 Значок зоны ног
- 7 Значок зоны верхней части тела
- 8 Значок охлаждения льдом

4) При удержании (непрерывном нажатии) кнопки вспышки устройство переключится в режим автоматической вспышки (СКОЛЬЗЯЩИЙ режим), и на экране начнет мигать значок автоматической вспышки.

2.3 Технические характеристики

Основные технические характеристики	
Название изделия	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Модель	D-1186
Размеры	175*64*39 мм
Вес	295 г
Тип защиты	Тип BF, класс II
Уровень защиты	IPX0
Рабочие части	Световое окно картриджа лампы
Выходные рабочие характеристики	
Тип света	Интенсивный импульсный свет (Intense Pulsed Light, IPL)
Длина световой волны	550–1100 нм
Длительность импульса	5–12 мс +/-20%
Размер пятна светового окна	3,0 см ²
Уровень облучения	Уровни 1–8
Плотность энергии	2,0–4,3 Дж/см ² +/-20%
Технические характеристики электропитания	
Источник питания	Питание от внешнего адаптера Вход: макс. 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А Выход: 24 В пост. тока, 2,5 А
Эксплуатационные технические характеристики	
Установленный срок службы	510 000 вспышек
Условия эксплуатации	Температура: 15–35 °C Влажность: отн. влажность 30–75% Атмосферное давление: 86–106 кПа
Условия хранения	Температура: 0–40 °C Влажность: отн. влажность 25–75% Атмосферное давление: 86–106 кПа

3 Принцип работы

3.1 Принцип работы технологии IPL

Домашний эпилятор IPL — это система с технологией IPL, которая излучает интенсивный импульсный свет в диапазоне волн от 550 до 1100 нм. Устройство работает на основе принципов селективного фототермолиза. Это означает, что термическое повреждение требуемых хромофоров возникает в результате воздействия на них световым импульсом с соответствующей длиной волны, превышающим время тепловой релаксации хромофоров. При этом нормальная кожа не повреждается за счет того, что длительность импульса меньше времени тепловой релаксации кожи.

3.2 Курс эпиляции

Для достижения оптимальных результатов домашний эпилятор IPL следует использовать один раз в неделю в течение 12 недель, чтобы удалить все волосяные фолликулы.

После первого курса эпиляции (12 еженедельных сеансов) для поддержания результатов рекомендуется использовать устройство один раз в месяц или по мере необходимости.

4 Инструкции по использованию

4.1 Области применения

Рекомендуемые зоны эпиляции

Устройство подходит для удаления нежелательных волос как на небольших участках тела, например в подмышках или на подбородке, так и на больших, например на ногах.

ТИПЫ КОЖИ. ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Данное устройство следует использовать только для типов кожи I–V по шкале Фитцпатрика.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА выберите свой оттенок кожи по шкале фототипов кожи Фитцпатрика (разработана дерматологом Гарвардской медицинской школы, доктором медицинских наук Томасом Фитцпатриком для классификации цвета лица человека и его толерантности к солнечному свету). На шкале представлены шесть уровней оттенков кожи.

С помощью следующей схемы ОПРЕДЕЛИТЕ свой оттенок кожи, чтобы узнать, подходит ли вам данное устройство.

Класс безопасности	Применимо	Применимо	Применимо	Применимо	Применимо, но с осторожностью	Неприменимо
Тип / цвет кожи	Тип I Очень светлая кожа	Тип II Светлая кожа	Тип III Кожа кремового оттенка	Тип IV Смуглая кожа	Тип V Темно-коричневая кожа	Тип VI Глубоко пигментированная темно-коричневая или черная кожа
Пример						

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Выберите комфортный уровень в зависимости от тип кожи, постепенно повышая уровень с первого до пятого. Если уровень не подходит или наблюдается реакция, уровень можно постепенно повысить.
- Цвет кожи может измениться. Например, в результате загара оттенок может стать темнее, чем во время предыдущего сеанса. Поэтому перед каждым сеансом важно проверять настройки, которые будут использоваться, и устанавливать подходящие значения для каждой зоны эпиляции. Некоторые зоны могут быть темнее других.

4.2 Кожная проба

Перед началом процедуры ознакомьтесь с таблицей «ТИПЫ КОЖИ. ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА» (раздел 4.1). За 24 часа до начала проведите кожную пробу на небольшом участке, чтобы проверить, не проявится ли на коже какая-либо побочная реакция.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ПРОБУ

- Выберите небольшой участок на руке. Проведите кожную пробу, начиная с низкого уровня мощности и медленно повышая его в соответствии с толерантностью кожи (1–2 вспышки). При наличии каких-либо признаков отека, ожога, изменения волосяного фолликула, боли или других неприятных симптомов не используйте данное устройство до тех пор, пока не будет проведена полная консультация с врачом.
- Если по истечении 24 часов на коже не появляется никаких признаков отклонений, но во время процедуры вы чувствуете сильный жар, то последний более низкий уровень мощности является самым подходящим для вашей кожи.

4.3 Использование устройства

Подготовка кожи

- 1) С помощью шкалы фототипов кожи Фитцпатрика определите, подходит ли устройство для вашего оттенка кожи. Подробнее см. в разделе «ТИПЫ КОЖИ. ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА» в РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
- 2) Перед началом процедуры убедитесь, что ваша кожа в хорошем состоянии и на ней нет повреждений или ран. Кожа должна быть побритая, чистая и сухая (без остатков пудры, крема, макияжа, антиперспирантов или дезодорантов).

Подготовка устройства

- 1) Извлеките домашний эпилятор IPL и его принадлежности из коробки.
- 2) Перед началом процедуры убедитесь, что устройство чистое, сухое и не повреждено. Световое окно необходимо очищать до и после каждого использования, чтобы снизить риск заражения и предотвратить скопление на нем волос и/или пыли. Для очистки светового окна выполните следующие действия.
Шаг 1. Для очистки светового окна используйте чистый тампон или ватный диск, смоченный 70% изопропиловым спиртом. Требуемое время воздействия — 1–5 минут.
Шаг 2. Дайте устройству высохнуть. **ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДО ПОЛНОГО ИСПАРЕНИЯ СПИРТА.**
Шаг 3. Визуально осмотрите устройство. Если остались видимые загрязнения, повторите шаги 1–3.
- 3) Подключите кабель питания переменного тока к адаптеру переменного тока. Вставьте вилку кабеля питания в розетку электросети и подключите адаптер к разъему питания постоянного тока устройства (как показано на рис. 1). Индикатор устройства начнет непрерывно светиться белым.




Рис. 1

Домашний эпилятор IPL находится в режиме ожидания и готов к использованию.
ПРИМЕЧАНИЯ.

- Разместите домашний эпилятор IPL на ровной поверхности рядом с источником питания. Рядом не должно располагаться жидкостей.

- 4) Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить устройство (как показано на рис. 2). Начнет работать вентилятор, и вы услышите его звук; индикатор продолжит непрерывно светиться белым. Функция охлаждения включена по умолчанию. Включится экран, и на нем появятся следующие символы: уровни облучения и значок зоны подмышек, кнопка режима и кнопка уровня (как показано на рис. 3).



Рис. 2




Рис. 3



Примечание. Функция холодного компресса не оказывает никакого другого терапевтического эффекта и предназначена только для охлаждения кожи, чтобы сделать процедуру более комфортной.

- 5) Нажмите и отпустите кнопку уровня, чтобы отрегулировать уровень облучения (уровень 1 — самый низкий, уровень 8 — самый высокий, как показано на рис. 3). Выберите подходящий уровень для вашей кожи.
- 6) Поместите световое окно на зону эпиляции так, чтобы оно полностью соприкасалось с кожей (как показано на рис. 4). Индикатор начнет светиться зеленым — это означает, что устройство готово к работе, и можно нажать кнопку вспышки для удаления волос.




Рис. 4

- 7) Нажмите кнопку вспышки ^{ПРИМЕЧАНИЕ 1}. Устройство сделает вспышку, и вы почувствуете тепло.
- 8) Переместите устройство на следующий участок обрабатываемой зоны и повторите.
- 9) После нескольких вспышек на дисплее устройства автоматически отобразится значок блокировки экрана. При этом кнопки уровня и режима станут недоступны. Чтобы разблокировать устройство, нажмите и отпустите кнопку питания.
- 10) После завершения сеанса эпиляции нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство. При этом устройство снова перейдет в режим ожидания, экран погаснет, а индикатор будет непрерывно светиться белым. После отключения адаптера от главного устройства оно выключается и индикатор не светится.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Если в течение 5 минут не выполняется никаких действий, устройство также переходит в режим ожидания.
- 11) Очистите устройство с помощью чистой ткани или ватного тампона, затем положите устройство и принадлежности в коробку. Храните в надежном месте.

ПРИМЕЧАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Режим эпиляции: ТОЧЕЧНЫЙ или СКОЛЬЗЯЩИЙ

- Существуют два рекомендуемых режима эпиляции: **ТОЧЕЧНЫЙ** и **СКОЛЬЗЯЩИЙ**.
- При выборе любого режима устройство необходимо перемещать между вспышками, чтобы один и тот же участок не обрабатывался дважды.
- **ТОЧЕЧНЫЙ режим (ручной режим вспышки):** это ручной режим, который рекомендуется для небольших зон, таких как подмышки, линия бикини и лицо. Прижмите устройство к коже, нажмите и отпустите кнопку вспышки. Отведите устройство от кожи, а затем осторожно примените его к следующему участку.
- **СКОЛЬЗЯЩИЙ режим (автоматический режим вспышки):** это автоматический режим, который рекомендуется для зон большего размера, например ног. Прижмите устройство к коже, коснитесь кнопки автоматической вспышки на экране или нажмите и удерживайте кнопку вспышки, чтобы перейти в автоматический режим. На экране начнет мигать кнопка автоматической вспышки. Скользящим движением перемещайте устройство по коже между вспышками. Старайтесь перемещать устройство с постоянной скоростью, не пропуская участки и не обрабатывая их дважды. Чтобы выйти из этого режима, снова нажмите и отпустите кнопку вспышки или коснитесь кнопки автоматической вспышки на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Функция напоминания о неисправностях (ошибках) во время работы

Во время работы устройства могут появляться следующие напоминания об ошибках.

Отображаемый символ	Описание проблемы	Способ устранения
Одновременно быстро мигают четыре индикатора на	Поскольку устройство может находиться в одном из следующих состояний, 1) Устройство длительное время	1) Достаточно снизить температуру окружающей среды на полчаса. Этот символ указывает на то, что исправная половина значков

Отображаемый символ	Описание проблемы	Способ устранения
значках зон пальцев, лица, рук и подмышек.	работает в условиях высокой температуры окружающей среды. 2) Отверстие для забора и выход воздуха засорено 3) Если два указанных выше варианта исключены, устройство сломано.	может использоваться как обычно, 2) Удалите посторонний предмет, и через несколько минут устройство вернется в нормальный режим работы. 3) Необходимо вернуть устройство для выполнения ремонта. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Одновременно быстро мигают два индикатора на значках зон пальцев и лица.	При повреждении вентилятора или связанной с ним цепи отображается ошибка ERROR2.	Необходимо вернуть устройство для выполнения ремонта. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
Одновременно быстро мигают три индикатора на значках зон пальцев, лица и рук.	При повреждении главного конденсатора или связанной с ним цепи отображается ошибка ERROR3.	Необходимо вернуть устройство для выполнения ремонта. Обратитесь в службу поддержки клиентов.

4.4 Замена

Срок службы устройства

Срок службы домашнего эпилятора IPL зависит главным образом от срока службы лампы внутри главного IPL-устройства, рассчитанной на 510 000 вспышек. Если все индикаторы и дисплеи мигают одновременно, это означает, что достигнуто максимальное количество вспышек и устройство больше нельзя использовать. При необходимости вы можете приобрести новый домашний эпилятор IPL у местного поставщика или производителя.

5 Обслуживание

Очистка

- Перед очисткой обязательно выключите главное IPL-устройство и отключите его от электросети.
- До и после каждого сеанса рекомендуется очищать световое окно с помощью ватного диска или тампона, смоченного спиртом. (Подробные инструкции см. в подразделе «Подготовка устройства» раздела 4.3 настоящего руководства.)
- Не допускайте намокания домашнего эпилятора IPL. Запрещается погружать устройство или любые его детали в воду, так как это может привести к поражению электрическим током.

Хранение

- Во избежание поломки или потери домашнего эпилятора IPL и его принадлежностей помещайте их в коробку после каждого использования и храните в ней.
- Очистите устройство перед помещением на хранение.
- Храните устройство в сухом, прохладном и защищенном от солнца месте. Не храните устройство в условиях сырости или высокой влажности, так как это может отрицательно повлиять на его работу.

6 Утилизация (по окончании срока службы)



По окончании срока службы НЕ выбрасывайте домашний эпилятор IPL вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте его в официальный пункт сбора для переработки (для получения информации о переработке свяжитесь с местными властями вашего города). Этим вы поможете сохранить окружающую среду.

7 Часто задаваемые вопросы

Если у вас возникли какие-либо проблемы с домашним эпилятором IPL, для их устранения используйте приведенную ниже информацию:

Проблема	Способ устранения
Если домашний эпилятор IPL не включается:	Убедитесь, что источник питания надлежащим образом подключен к устройству и к розетке электросети.
Если домашний эпилятор IPL не генерирует импульс:	1. Убедитесь, что устройство полностью соприкасается с кожей. Только в этом случае кнопка вспышки активирует световой импульс. 2. При возникновении проблем с безопасностью или по истечении срока службы лампы устройство не генерирует импульс.
Если при использовании домашнего эпилятора IPL вы ощущаете жар и боль:	1. Перед использованием сбрейте волосы в обрабатываемой зоне и очистите ее. 2. Выберите комфортный для себя уровень облучения. 3. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ повторную эпиляцию одного и того же участка в рамках одного сеанса.

8 Содержание гарантии

8.1 Отказ от ответственности

Компания Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. оставляет за собой право на полное описание домашнего эпилятора IPL. Не допускается распространение информации, относящейся к устройству, любыми третьими сторонами без разрешения компании Beauty Every Moment. В этом случае мы подадим исковое заявление в суд. В любом случае компания Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. не несет ответственности за последствия, вызванные ненадлежащим использованием устройства потребителями.

8.2 Гарантия

1) Гарантийный срок

Гарантийный срок изделия составляет 1 год с даты приобретения.

2) Объем гарантийных обязательств

- Если в течение гарантийного срока возникнут какие-либо проблемы с качеством изделия, компания Beauty Every Moment предоставит вам бесплатное обслуживание или замену устройства. Прочие неполадки, возникшие в результате неправильного использования и форс-мажорных обстоятельств, не подпадают под действие гарантии.
- Люминесцентные трубки внутри светового окна имеют ограниченный срок службы, превышение которого не будет покрываться гарантией.

3) Ограничения гарантии

- При подаче заявки на бесплатное обслуживание изделия, указанного в гарантийном талоне, клиенту необходимо предоставить действительный счет-фактуру. Гарантийный срок на изделия Beauty Every Moment начинается с даты приобретения,

указанной в счете. Если дата приобретения отсутствует, гарантийный срок начинается с даты изготовления. Компания Beauty Every Moment не несет ответственности за следующие ситуации и не предоставляет гарантийное обслуживание в следующих случаях.

- Неисправности и повреждения, возникшие в результате пожара, землетрясения, действий третьих лиц, неправильного использования или ошибок пользователя, а также других нештатных ситуаций и непредсказуемых событий.
- Сопутствующий ущерб, вызванный использованием изделия (например, потеря коммерческой выгоды, приостановка деятельности, убытки, возникшие в результате использования устройства, затраты на замену оборудования, устройства или услуги, а также иски, поданные пользователями).
- Повреждения, вызванные действиями во время эксплуатации, не описанными в руководстве пользователя.
- Обслуживание или компоненты, необходимые для устранения проблемы, вызванной использованием принадлежностей, деталей или запасных частей, отличных от поставляемых нашей компанией; обслуживание, необходимое для устранения проблемы, вызванной несанкционированным ремонтом или обслуживанием; ненадлежащее использование, неправильное обращение, эксплуатация и обслуживание не в соответствии с инструкциями или несанкционированная разборка устройства.
- Неисправности или повреждения, возникшие в результате неподходящей рабочей среды, включая перегрузку.
- Ненадлежащее хранение со стороны пользователя (например, повреждения, вызванные крысами или проникновением жидкости).

4) Гарантийный талон

Имя: _____ (Г-н/Г-жа)

Контактный номер: _____

Адрес: _____

Дата покупки: _____

Серийный номер устройства: _____

Модель устройства: _____

Магазин, где была совершена покупка: _____

Контактный номер магазина: _____

Горячая линия послепродажного обслуживания: _____

8.3 Поддержка

Уважаемые клиенты!

Чтобы мы могли предоставить вам качественное обслуживание, если у вас возникнут проблемы с приобретенным домашним эпилятором IPL, проконсультируйтесь с нами, используя указанную ниже контактную информацию.

Служба поддержки клиентов:

- Горячая линия: +86755 3388 3239
- Эл. почта: yf6@szmeishimeike.com
- Почтовый адрес: Rm. 101,201,501,Bldg.4,Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China (Китай) 518100

9 Символы

Графический символ	Значение
S/N	Серийный номер: каждый серийный номер представляет собой тринадцатизначный код. Первый символ — М, цифры со второй по девятую (дата изготовления (ггммдд)) образуют полный номер партии, а последние четыре цифры (xxxx) — заводской номер.
	Оборудование класса II
	Предупреждения или предостережения
	Маркировка WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования)
	Следуйте инструкциям по эксплуатации.
	Беречь от влаги.

- 10 Приложение I. Заявление производителя об электромагнитной совместимости
- Надлежащая генерация световой энергии определяется производителем как **ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА** устройства. Если устройство плотно прилегает к коже, но при этом не выполняет вспышку, или после нажатия кнопки вспышки не ощущается тепло, это означает, что устройство неисправно. В этом случае следует обратиться в службу поддержки клиентов.
 - ⚠ Предупреждения. Домашний эпилятор IPL разрешен для использования во всех учреждениях (включая оказание медицинской помощи на дому), за исключением использования вблизи высокочастотного хирургического оборудования и экранированных кабинетов с медицинскими электрическими системами магнитно-резонансной томографии, где наблюдается высокая интенсивность электромагнитных помех.
 - ⚠ Предупреждения. Следует избегать использования домашнего эпилятора IPL вблизи другого оборудования или вместе с ним, так как это может привести к неправильной работе устройства. Если такое использование необходимо, нужно внимательно следить за тем, чтобы данное устройство и другое оборудование работали нормально.
 - ⚠ Предупреждения. Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, отличных от указанных, за исключением принадлежностей, датчиков и кабелей, поставляемых производителем домашнего эпилятора IPL в качестве запасных частей для внутренних компонентов, может нарушить соответствие
 - ⚠ Предупреждения. Использование принадлежностей, датчиков и кабелей, отличных от указанных или предоставленных производителем домашнего эпилятора IPL, может привести к увеличению электромагнитных эмиссий или снижению электромагнитной устойчивости данного оборудования, а также к его неправильной работе.
 - ⚠ Предупреждения. Портативное оборудование радиосвязи (включая периферийные устройства, например антенные кабели и внешние антенны) следует использовать на расстоянии не менее 30 см от любой части домашнего эпилятора IPL, включая указанные производителем кабели. В противном случае возможно ухудшение рабочих характеристик данного оборудования.
 - Заявление производителя о соответствии стандартам

ТАБЛИЦА 1 Заявление производителя о соответствии стандартам — электромагнитные эмиссии от источников помех

Заявление производителя о соответствии стандартам — электромагнитные эмиссии от источников помех	
Испытание на эмиссии	Соответствие стандарту
Эмиссии радиочастотных помех CISPR 11	Группа 1
Эмиссии радиочастотных помех CISPR 11	Класс Б
Эмиссии гармонических составляющих тока IEC 61000-3-2	Класс А
Колебания напряжения/фликер IEC 61000-3-3	Соответствует

ТАБЛИЦА 2 Заявление производителя о соответствии стандартам — устойчивость к электромагнитным помехам

Заявление производителя о соответствии стандартам — устойчивость к электромагнитным помехам		
Испытание на устойчивость	Испытательный уровень по ЕС 60601-1-2	Уровень соответствия требованиям
Электростатические разряды (ЭСР) IEC 61000-4-2	Контактный разряд ± 8 кВ Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ	Контактный разряд ± 8 кВ Воздушный разряд ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ
Электрические быстрые переходные процессы/пачки IEC 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания Сигнал на входе/выходе ± 1 кВ Частота повторения импульсов 100 кГц	± 2 кВ для линий электропитания Неприменимо Частота повторения импульсов 100 кГц
Скачок напряжения IEC 61000-4-5	$\pm 0,5$ кВ, ± 1 кВ, связь «провод-провод» $\pm 0,5$ кВ, ± 1 кВ, ± 2 кВ, связь «провод-земля»	$\pm 0,5$ кВ, ± 1 кВ, связь «провод-провод» Неприменимо
Провалы, кратковременные прерывания и колебания напряжения на входных линиях электропитания IEC 61000-4-11	0% УТ в течение 0,5 периода. При фазовых углах 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°. 0% УТ в течение 1 периода и 70% УТ в течение 25/30 периодов; одна фаза: при фазовом угле 0°. 0% УТ в течение 250/300 периодов.	0% УТ в течение 0,5 периода. При фазовых углах 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°. 0% УТ в течение 1 периода и 70% УТ в течение 25/30 периодов; одна фаза: при фазовом угле 0°. 0% УТ в течение 250/300 периодов.
Магнитное поле промышленной частоты IEC 61000-4-8	30 А/м 50 Гц/60 Гц	30 А/м 50 Гц/60 Гц
Кондуктивные радиопомехи IEC 61000-4-6	3 В 0,15–80 МГц 6 В в ISM и любительских диапазонах радиочастот от 0,15 до 80 МГц 80% АМ при частоте 1 кГц	3 В 0,15–80 МГц 6 В в ISM и любительских диапазонах радиочастот от 0,15 до 80 МГц 80% АМ при частоте 1 кГц
Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле IEC 61000-4-3	10 В/м 80 МГц – 2,7 ГГц 80% АМ при частоте 1 кГц	10 В/м 80 МГц – 2,7 ГГц 80% АМ при частоте 1 кГц
ПРИМЕЧАНИЕ. U_T — это напряжение в сети переменного тока до применения испытательного уровня.		

ТАБЛИЦА 3 Заявление производителя о соответствии стандартам — устойчивость к электромагнитным помехам

Заявление производителя о соответствии стандартам — устойчивость к электромагнитным помехам							
Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле IEC 61000-4-3 (Технические условия испытаний на УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРТА КОРПУСА к радиочастотному оборудованию беспроводной связи)	Испытательная частота (МГц)	Диапазон (МГц)	Служба	Модуляция	Модуляция (Вт)	Расстояние (м)	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ (Вм)
	358	380–390	TETRA 400	Импульсная модуляция 18 Гц	1,8	0,3	27
	450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM, девиация ±5 кГц, синусоида 1 кГц	2	0,3	28
	710	704–787	LTE Band 13, 17	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Импульсная модуляция 18 Гц	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
	1845						
	1970						
	2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Импульсная модуляция 217 Гц	2	0,3	28
	5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Импульсная модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
	5500						
	5785						

يُرجى قراءة هذه الأمور بعناية أولاً ثم اتباع دليل المستخدم لتشغيل الجهاز. تهدف هذه الأمور إلى ضمان تشغيل المنتج بشكل صحيح وآمن، لمنع حدوث إصابات شخصية للمستخدمين أو الأشخاص الآخرين أو تلف الممتلكات، ويُرجى الحرص على اتباعها. لمزيد من المعلومات أو التفاصيل الشخصية، استشرى المورد المحلي لديك. وإذا كانت لا تزال لديك شكوك حول المنتج، فيُرجى استشارة طبيب الأمراض الجلدية أو الممارس العام الخاص بك.

1.1 موانع الاستخدام

- ليس للأفراد الذين نقل أعمارهم عن 18 عاماً.
- ليس للنساء الحوامل أو المرضعات، أو النساء خلال فترة الحيض.
- ليس للأفراد الذين لديهم وشوم أو ندبة دائمة.
- ليس للأفراد الذين لديهم مناطق كبيرة من البقع الداكنة على الجلد، مثل النمش، أو الوحامات، أو الشامات، أو التآليل.
- ليس للأفراد الذين يعانون من الإكزيما أو تقرحات الجلد المفتوحة أو جروح الجلد المفتوحة.
- ليس للأفراد الذين يعانون من أمراض جلدية خلقية.
- ليس للأفراد الذين تلقوا، أو يتلقون حالياً، العلاج بأحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)، وأحماض بيتا هيدروكسي (BAAS)، وريتين، وحمض الطرطريك، وحمض الساليسيليك، وحمض الأزيليك.
- ليس للأفراد المصابين بداء السكري.
- ليس للأفراد الذين يتناولون الإيزوتريتينوين.
- ليس للأفراد الذين تلقوا علاجاً بالمستريويدات خلال آخر 3 أشهر.
- ليس للأفراد الذين لديهم تاريخ من الصرع.

1.2 تحذيرات

- العين: لا تتشظ النبضات الضوئية إلا عندما تكون نافذة المعالجة ملائمة للجلد بالكامل. ومع ذلك، لا تنتظر إلى نافذة المعالجة عند استخدام الجهاز. فقد يسبب هذا ضرراً للعين.
- "العين": لا تستخدم هذا الجهاز على العينين أو بالقرب منهما. لا تستخدم هذا الجهاز لإزالة الرموش أو الحاجبين. فقد يؤدي ذلك إلى إصابة دائمة في العين."
- العين: ننصحك بالنظر بعيداً عن الجهاز عند استخدام وميضه على جلدك. أو ننصحك بارتداء نظارات واقية في كل مرة تستخدمينه، ويتوفر هذا الجهاز عادةً من لون وصفة طبية وهو ضمن تصنيف "معدات حماية الأفراد وفقاً لـ 21CFR 892.6500.
- TWS: procode "1 تكون معايير اختيار النظارات كالآتي: # 1) يمكنها توفير حماية من طول موجي ≤ 510 نانومتر من الضوء المكثف بشكل فعال (نظارات من التصنيف F؛ # 2) ويجب ألا تتجاوز نفاذية الضوء $\pm 10\%$ ؛ # 3) شراء النظارات من الجهات المصنعة المرخصة.
- قد تؤدي إزالة الشعر بالليزر أو مصادر الضوء النبضي المكثف إلى زيادة نمو الشعر لدى بعض الأفراد. واستناداً إلى البيانات المتاحة حالياً، فإن الفئات الأكثر عرضة لحدوث هذه الاستجابة هن الإناث اللاتي تعود أصولهن إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وجنوب آسيا اللاتي يستخدمن الأجهزة على الوجه والرقبة. يجب على هذه الفئة توخي الحذر.
- يُرجى إبقاء الجهاز بعيداً عن الأطفال.
- لا تستخدمى الجهاز على الوشوم أو المكياح الدائم والبقع البنية الداكنة أو السوداء (مثل النمش الكبير أو الشامات أو التآليل) والحلمات والأعضاء التناسلية وحول فتحة الشرج.
- تجنبى التعرض لأشعة الشمس المباشرة على الجلد قبل الاستخدام.
- توقفى عن استخدام الجهاز على الفور إذا ظهرت أعراض مثل الحروق واليثر.
- إذا سقط الجهاز في الماء، فلا تلمسه بيدك. افصلى المحول على الفور. لا تستخدمى الجهاز في الحمام، أو بالقرب من المغسلة، أو في حوض الاستحمام، أو في منطقة الدش.
- احتفظى بالجهاز بعيداً عن الماء أو الماء أو السوائل! لا تستخدمى الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء.
- يُرجى عدم الاستخدام في حال تلف الجهاز أو ملحقاته (مثل سلك الطاقة والمحول). وأبقى سلك الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- يُرجى عدم استخدام مكونات أخرى غير تلك المجهزة بواسطة شركة Beauty Every Moment.
- يجب ألا يحاول أي طرف آخر باستثناء الموظفين المصرح لهم من شركة Beauty Every Moment تفكيك الجهاز.

- لا يجوز استخدام الجهاز من قِبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات
- يتم الإشراف على الأطفال للحرص على أنهم لا يلعبون بالجهاز
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال ولا يجوز تطبيقه على جلدهم
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، إذا تم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات
- في ما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. يجب ألا يعبت الأطفال بالجهاز
- لا يجوز استخدام الجهاز إلا مع وحدة الإمداد بالطاقة التي تم توفيرها
- تحذير. لا تتجاوز آليات السلامة الأساسية للجهاز
- تحذير. إذا كنت تتناول دواء مُحسَّناً للضوء أو تخضع لعلاج عثبي، فاطلب المشورة الطبية قبل استخدام الجهاز لأنه قد يضر الجلد.
- تحقق من عدم وجود ضرر مرئي للانبعاثات البصرية أو غطاء الجهاز. إذا كان هناك أي ضرر، فلا تستخدم الجهاز؛
- لا يمكن إزالة الشعر الأبيض أو الرمادي

1.3 الاحتياطات

- احلقي منطقة الجلد المرغوبة ونظفها قبل الاستخدام.
- لا تعالجي منطقة الجلد نفسها أكثر من مرة في جلسة إزالة الشعر الواحدة.
- لا تستخدمي أبداً السوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول (بما في ذلك العطور أو المطهرات أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على كحول) أو الأسيتون لتنظيف الجلد قبل الاستخدام.
- سيحتفظ سطح نافذة المعالجة بدرجة الحرارة الباقية بعد كل معالجة، يُرجى عدم تنظيف النافذة مباشرة في هذا الوقت لتجنب التأثير في أداء المنتج. يجب عليك الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة النافذة، ثم تنظيفها حسب الاقتضاء.
- عندما يكون المنتج قيد التشغيل المستمر، ترتفع درجة حرارة جزء تطبيق الليزر (نافذة المعالجة)، ولكن لا تزيد على 43 درجة مئوية. يمكن للمشغل التحكم في درجة الحرارة عن طريق تحديد وقت الملامسة الذي يوصى بأن يكون 30 دقيقة لكل جلسة والانتظار لمدة 15 دقيقة حتى يبرد الجهاز قبل مواصلة استخدامه.
- ستشعر العمليات بلسع خفيف في أثناء كل معالجة، وهو أمر طبيعي وسيختفي في غضون 24 ساعة بشكل طبيعي. وإذا لم يخف خلال هذا الوقت، فيرجى التوقف عن استخدام هذا المنتج واستشارة خدمة العملاء أو الطبيب.

1.4 مخاطر استخدام الجهاز

الآثار الجانبية والمضاعفات المرتبطة باستخدام جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي، غير شائعة. ومع ذلك، بطوي كل إجراء تجميلي، بما في ذلك الإجراءات المخصصة للاستخدام المنزلي، على درجة معينة من المخاطر. لذلك، من المهم فهم وتقليل المخاطر والمضاعفات التي قد تحدث مع استخدام أنظمة إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف المصممة للاستخدام المنزلي. إذا ظهرت عليك أي من الحالات الآتية واستمرت لأكثر من 24 ساعة، فيجب استشارة الطبيب:

الآثار السلبية	احتمال حدوث الأثر السلبى
شعور بسيط بعدم الراحة في الجلد	بسيط
احمرار الجلد	بسيط
حساسية الجلد	بسيط
الجروح والحروق الجلدية	نادر
التندب	نادر
تغيرات في لون الجلد	نادر
التورم المفرط	نادر

الأثر السلبى	احتمال حدوث الأثر السلبى
الحدوى	لا يُذكر
الكدمات	لا يُذكر

1.5 بيانات التوافق الكهرومغناطيسى (EMC)

- يتوافق جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضى المكثف للاستخدام المنزلي مع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسى.
- يجب على المستخدمة تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسى الموضحة في المواد المرفقة.
- قد تؤثر معدات الاتصالات ذات التردد اللاسلكي المحمولة والمتنقلة في أداء الجهاز، لذا يُرجى تجنب التداخل الكهرومغناطيسى القوي عند الاستخدام، على سبيل المثال، لا تستخدمه بالقرب من الهاتف أو الميكروويف وما إلى ذلك.
- ترد تفاصيل الدليل وبيان الجهة المصنعة في نهاية الفقرة (الملحق رقم 1).

2 المقدمة

الاستخدام المقصود:


إن جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضى المكثف للاستخدام المنزلي هو جهاز يُستخدم من دون وصفة طبية مخصص لإزالة شعر الجسم و/أو الوجه غير المرغوب فيه.

2.1 قائمة التعبئة

- جهاز الضوء النبضى المكثف $1 \times$
- محول تيار متردد $1 \times$
- سلك طاقة تيار متردد $1 \times$
- دليل المستخدم $1 \times$
- شفرة حلاقة $1 \times$
- نظارات واقية $1 \times$


2.2 مخطط مكونات المنتج

مخطط جهاز الضوء النبضى المكثف



- ① لوحة نافذة المعالجة
- ② مستشعر الجلد
- ③ شاشة العرض
- ④ زر الوميض
- ⑤ مقبس تيار مستمر
- ⑥ زر الطاقة/زر شاشة القفل/ضوء وضع الاستعداد/ضوء مؤشر الإعداد


ملحوظة: تُعد خرطوشة المصباح عنصرًا غير قابل للإزالة وتتكون أساسًا من لوحة نافذة المعالجة ومستشعر الجلد، ويُستخدم مستشعر الجلد لتحديد ما إذا كان ملائمًا للجلد بشكل مناسب.



- 1 رموز الأوضاع
- 2 زر الأوضاع/رمز الوميض التلقائي
- 3 رمز شاشة القفل
- 4 مستوى المعالجة
- 5 زر المستوى

ملحوظات:

- (1) ثمة خمسة رموز، وزران يعملان باللمس، وسيضيء رمز منطقة الإبط ورمز زر الأوضاع وزر المستوى ومستوى المعالجة بعد تشغيل الجهاز.
- (2) ثمة ثمانية رموز لأوضاع العمل (الأصابع، والوجه، والذراع، والإبط، والبيكيني، والساق، والجزء العلوي من الجسم، ورمز التبريد بالتلج) في الاختيارات على شريط المؤشر، تمثل مناطق الجسم الأكثر شيوعاً، وتشير إلى أنه يجب على المستخدم التبديل إلى هذا الرمز قبل استخدام المنتج على مناطق الجسم هذه. يمكنك تبديل رموز مناطق الجسم بالترتيب (رمز منطقة الأصابع ← رمز منطقة الوجه ← رمز منطقة الذراع ← رمز منطقة الإبط ← رمز منطقة البيكيني ← رمز منطقة الساق ← رمز منطقة الجزء العلوي من الجسم ← رمز التبريد بالتلج) عن طريق الضغط لفترة قصيرة على زر الأوضاع. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من منطقة البيكيني، فينصح بالتبديل إلى رمز منطقة البيكيني عن طريق الضغط لفترة قصيرة على زر الأوضاع أولاً.
- (3) ترد أدناه رموز الأجزاء المقابلة لشريط المؤشر بالترتيب:



- 1 رمز منطقة الأصابع
- 2 رمز منطقة الوجه
- 3 رمز منطقة الذراع
- 4 رمز منطقة الإبط

- 5 رمز منطقة البيكيني
6 رمز منطقة الساق
7 رمز منطقة الجزء العلوي من الجسم
8 رمز التبريد بالتلج
- (4) عند الضغط باستمرار على زر الوميض، سيتحول الجهاز إلى وضع الإضاءة التلقائية (طريقة التمرير السريع) وسيومض رمز الوميض التلقائي على الشاشة.

2.3 المواصفات الفنية

المواصفات الأساسية	
Dreame IPL Home Use Hair Removal Device	اسم المنتج
D-1186	الطراز
39*64*175 مم	الأبعاد
295 جم	الوزن
النوع BF، الفئة الثانية	نوع الحماية
IPX0	مستوى الحماية
نافذة المعالجة لخرطوشة المصباح	أجزاء تطبيق الليزر
مواصفات الإخراج	
نوع الضوء	الضوء النبضي المكثف (IPL)
الطول الموجي للضوء	550 ~ 1100 نانومتر
مدة النبضة	5~12 مللي ثانية +/20%
حجم بقعة نافذة المعالجة	3,0 سم ²
مستوى المعالجة	من المستوى 1 إلى 8
كثافة الطاقة	2,0~4,3 جول/سم ² +/-20%
مواصفات الطاقة	
مصدر الطاقة	يتم توفيره بواسطة محول طاقة خارجي الإدخال: 100-240 فولت، 60/50 هرتز، 1,5 أمبير كحد أقصى الإخراج: تيار مستمر، 24 فولت 2,5 أمبير
مواصفات الاستخدام	
عمر الخدمة المتوقع	510000 نبضة
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 15~35 درجة مئوية الرطوبة: الرطوبة النسبية 30%~75% الضغط الجوي: 86~106 كيلو باسكال
بيئة التخزين	درجة الحرارة: 0~40 درجة مئوية الرطوبة: الرطوبة النسبية 25%~75% الضغط الجوي: 86~106 كيلو باسكال

3 كيفية عمل الجهاز

3.1 كيفية عمل تقنية الضوء النبضي المكثف

جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي هو نظام ضوء نبضي ينبعث منه ضوء نبضي مكثف (IPL) بطول موجي يتراوح ما بين 550 و1100 نانومتر. ويعمل الجهاز على مبادئ التحلل الضوئي الحراري الانتقائي. أي أن الإصابة الحرارية تحدث لحاملات اللون المستهدفة باستخدام ضوء ذي طول موجي مناسب في نبضات تتجاوز وقت الاسترخاء الحراري لحاملات اللون مع الحفاظ على الجلد الطبيعي عن طريق تحديد عرض النبضة إلى أقل من وقت الاسترخاء الحراري للجلد.

3.2 خطة المعالجة

للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي مرة واحدة في الأسبوع لمدة 12 أسبوعاً لضمان معالجة جميع بصيلات الشعر.

بعد مرحلة المعالجة الأولية (12 جلسة معالجة أسبوعية)، نوصي باستخدام الجهاز مرة واحدة في الشهر، أو حسب الاقتضاء، للحفاظ على النتائج.

4 كيفية الاستخدام

4.1 نطاقات التطبيق

منطقة المعالجة الموصى بها

الجهاز مناسب لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه مثل، على سبيل المثال لا الحصر، المناطق الصغيرة مثل الإبط وشعر الوجه أسفل خط الذقن والمناطق الكبيرة مثل الساقين.

الاستخدام على أنواع البشرة المناسبة

استخدمي هذا الجهاز على أنواع البشرة المناسبة، فهو مخصص لأنواع البشرة من الأول إلى الخامس فقط على مقياس فينزيبارتيك.

قبل استخدام الجهاز، اختاري لون بشرتك على أساس مقياس فينزيبارتيك لأنواع البشرة الذي وضعه طبيب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد، توماس فينزيبارتيك، وهو دكتور في الطب وحاصل على درجة الدكتوراه، لتصنيف بشرة الشخص ومدى تحمله لأشعة الشمس. يضم المقياس ستة مستويات من لون البشرة.

يرجى تحديد لون بشرتك والتحقق من المخطط الآتي لمعرفة ما إذا كان المنتج قابلاً للاستخدام عليها:

درجة الأمان	قابل للاستخدام	قابل للاستخدام	قابل للاستخدام	قابل للاستخدام	قابل للاستخدام	غير قابل للاستخدام
نوع البشرة/اللون	النوع الأول البشرة البيضاء الفاتحة	النوع الثاني البشرة البيضاء	النوع الثالث البشرة الحنطية	النوع الرابع البشرة البنية المعتدلة	النوع الخامس البشرة البنية الداكنة	النوع السادس البشرة البنية الداكنة بشدة إلى السمراء
مثال						

ملحوظات:

- اختاري المستوى المريح وفق درجة تحمل بشرتك وقومي بزيادة المستوى من المستوى الأول إلى الخامس تدريجياً. وإذا كان المستوى غير مناسب أو يوجد رد فعل، فيمكنك زيادة المستوى تدريجياً.
- قد يتغير لون جلدك، على سبيل المثال بسبب تسمير بشرتك: قد يصبح لون بشرتك أغمق من لونها في أثناء المعالجة السابقة. لذلك، من المهم التحقق من الإعدادات التي سيتم استخدامها قبل كل معالجة، وضبط الإعدادات وفق مناطق المعالجة المختلفة. إذ قد تكون بعض المناطق أغمق من غيرها.

4.2 اختبار حساسية الجلد

قبل المعالجة الفعلية، يُرجى الرجوع إلى جدول الاستخدام على أنواع الجلد المناسبة (القسم 4.1). أجر اختباراً على منطقة صغيرة من الجلد قبل 24 ساعة للتحقق مما إذا كان سيكون هناك أي رد فعل سلبي على الجلد.

كيفية إجراء الاختبار

- اختاري منطقة صغيرة على الذراع. أجر اختبار الجلد ببطء من مستوى طاقة منخفض إلى مستوى عالٍ حسب تحمل الجلد (مرة إلى مرتين تقريباً). إذا كانت هناك أي علامات على وجود تورم أو علامة حرق أو تغير في بصيالات الشعر أو ألم أو أعراض أخرى غير مناسبة، فيُرجى عدم استخدام هذا الجهاز إلى أن تتم استشارة الطبيب بشكل مستفيض.
- إذا لم يظهر أي شيء غير عادي على الجلد بعد 24 ساعة، لکنك تشعرين بحرارة شديدة في أثناء المعالجة، فإن المستوى الأدنى الأخير هو مستوى الطاقة الأكثر ملاءمة لجلدك.


4.3 خطوات التشغيل

تجهيز نفسك:

- (1) على أساس مقياس فيزيوتريك لأنواع البشرة، حددي ما إذا كان لون جلدك مناسباً؛ لمعرفة التفاصيل يُرجى الرجوع إلى قسم "الاستخدام على أنواع الجلد المناسبة" في دليل المستخدم.
- (2) قبل الاستخدام، تأكدي من أن جلدك في حالة جيدة من دون أي إصابات أو جروح؛ ومن أنه مخلوق ونظيف وجاف (خالٍ من أي بقايا مثل المساحيق أو الكريمات أو المكياج أو مضادات التعرق أو مزيلات العرق)؛

إعداد الجهاز:

- (1) أخرجي جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي وملحقته من علبة الهدايا؛
- (2) تأكدي من أن الجهاز نظيف وجاف وسليم قبل بدء المعالجة: يجب تنظيف نافذة المعالجة قبل كل استخدام وبعدة لتقليل خطر العدوى ومنع ظهور الشعر و/أو الغبار على نافذة المعالجة. اتبعي الخطوات الآتية لتنظيف نافذة المعالجة:
الخطوة 1. استخدمي عود قطن نظيفاً أو وسادة قطنية نظيفة مع كحول الأيزوبروبيل بتركيز 70% لتنظيف نافذة المعالجة. واستمري بالتنظيف لمدة دقيقة إلى 5 دقائق.
الخطوة 2. اتركي الجهاز يجف. تنبيه: لا تستخدمى الجهاز حتى يتبخر الكحول تماماً.
الخطوة 3. افحصي الجهاز بصرياً. وإذا ظلت هناك ملوثات مرئية، فكرري الخطوات من 1 إلى 3.
- (3) وصّلي سلك طاقة التيار المتردد بمحول التيار المتردد، ووصّلي طرف قابس التيار المتردد بمأخذ كهربائي والسلك بمقبس التيار المستمر في الجهاز (كما هو موضح في الشكل 1)، سيضيء مؤشر الجهاز باللون الأبيض الثابت.




الشكل 1

جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي في وضع الاستعداد وهو جاهز للاستخدام الآن.


ملحوظة (ملحوظات):

- ضعِي جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي على طاولة أو منطقة بالقرب من مأخذ حائط كهربائي. أبعدي أي سائل عن المنطقة.

- (4) اضغطي على زر الطاقة أكثر من ثابنتين لتشغيل الجهاز (كما هو موضح في الشكل 2)، ستكون المروحة نشطة ويمكنك سماع صوتها؛ يظل ضوء المؤشر أبيض ثابتاً، ويتم تمكين وظيفة الضغط البارد افتراضياً، وستضاء الشاشة وهذه الرموز ذات الصلة: مستويات المعالجة ورمز منطقة الإبط وزر الوضع وزر المستوى (كما هو موضح في الشكل 3).




الشكل 2



الشكل 3



- ملحوظة: ليس لوظيفة الضغط البارد أي تأثير علاجي طبي آخر وهي مخصصة لتبريد درجة حرارة الجلد فقط لمنح المستخدمة تجربة أفضل.
- (5) اضغطي لفترة قصيرة على زر المستوى لضبط مستوى المعالجة (المستوى 1 هو الأدنى، والمستوى 8 هو الأعلى، كما هو موضح في الشكل 3)، يُرجى اختيار المستوى المناسب الذي يمكن أن يتحملة جلدك.
- (6) ضعي نافذة المعالجة بشكل مستو على المنطقة المرغوبة من الجسم مع ملاصقة الجلد بالكامل (كما هو موضح في الشكل 4)، يضيء المؤشر باللون الأخضر، ما يعني أن الجهاز جاهز للعمل ويمكنك الضغط على زر الوميض لإزالة الشعر.



الشكل 4

- (7) اضعطي على زر الوميض لمدة 1. سيومض الجهاز وستشعرين بإحساس دافئ.
- (8) حركي الجهاز إلى المنطقة التالية المراد معالجتها وكرري العملية.
- (9) بعد أن يومض المنتج عدة مرات، سيعرض تلقائيًا رمز شاشة القفل. في هذا الوقت، لا يمكن تشغيل زر المستوى وزر الأوضاع. ويلزم الضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة لإلغاء قفل الجهاز.
- (10) بعد الانتهاء من المعالجة، اضعطي على زر الطاقة لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز؛ هذا يعني أن الجهاز سيعود إلى وضع الاستعداد، وستطفئ الشاشة ويظل ضوء المؤشر أبيض ثابتًا. بعد إزالة المحول من المضيف، يتم إيقاف تشغيل الجهاز وينطفئ الضوء.

ملحوظة (ملحوظات):

- بعد مرور 5 دقائق من دون أي عملية، سيعود الجهاز أيضًا إلى وضع الاستعداد.
- (11) استخدمتي قطعة قماش نظيفة أو قطعة قطن لتنظيف الجهاز، ثم ضعي الجهاز وملحقاته في علبة الهدية وقومي بتخزينه في مكان آمن.

ملحوظة (ملحوظات):

ملحوظة 1. طريقة المعالجة: الاستخدام الدقيق أو التمرير السريع

- ثمة طريقتان موصى بهما للمعالجة: "الاستخدام الدقيق" أو "التمرير السريع".
- أيًا كانت الطريقة التي تختارينها، يجب تحريك الجهاز بين الومضات لضمان عدم معالجة المنطقة نفسها مرتين.
- طريقة الاستخدام الدقيق (وضع الإضاءة اليدوية): هذه الطريقة يدوية ويوصى بها للمناطق الصغيرة، مثل الإبط وخط البيكيني والوجه. ضعي الجهاز على الجلد، ثم اضعطي على زر الوميض وحرريه. أزيلتي الجهاز من على الجلد قبل إعادة وضعه بعناية على منطقة المعالجة التالية.
- طريقة التمرير السريع (وضع الإضاءة التلقائية): هذه الطريقة تلقائية ويوصى بها للمناطق الأكبر، مثل الساقين. ضعي الجهاز على الجلد، والمسي زر الوميض التلقائي على الشاشة أو اضعطي باستمرار على زر الوميض للدخول إلى وضع الإضاءة التلقائية وسيومض زر الوميض التلقائي على الشاشة، ثم مرري الجهاز على طول الجلد بين الومضات. حاولي تحريك الجهاز بسرعة ثابتة توفر تغطية كاملة من دون تداخل أو تقويع مناطق. وإذا كنت بحاجة إلى الخروج من هذا الوضع، فيرجى الضغط مرة أخرى على زر الوميض لفترة قصيرة أو لمس زر الوميض التلقائي مرة أخرى للخروج.

ملحوظة 2. وظيفة التذكير بالبطارية (الخطأ) في أثناء التشغيل

تتضمن تذكيرات الأخطاء التي قد تصادفها في أثناء تشغيل الجهاز ما يأتي:

الرمز المعروض	المشكلة الموضحة	الحل
تومض أربعة مصابيح لرموز منطقة الأصابع ومنطقة الوجه ومنطقة	(1) لأن الجهاز قد يكون في الحالات الآتية: ظل المنتج قيد التشغيل في ظروف درجة الحرارة المحيطة المرتفعة؛	(1) تحتاجين فقط إلى التغيير إلى بيئة درجة حرارة منخفضة لمدة نصف ساعة، ويوضح هذا الرمز أنه يمكن استخدام نصف الشبكة العادي بشكل طبيعي؛

الرمز المعروف	المشكلة الموضحة	الحل
الذراع ومنطقة الإبط بسرعة في الوقت نفسه	(2) مدخل الهواء أو مخرجه مسدود؛ (3) في حال استبعاد الاحتمالين السابقين، يكون المنتج معطلاً.	(2) يُرجى إزالة الجسم الغريب والعودة إلى الوضع الطبيعي بعد بضع دقائق؛ (3) يجب إعائته لإصلاحه. يُرجى الاتصال بخدمة العملاء.
بومض مصباحان لرمزي منطقة الأصابع ومنطقة الوجه بسرعة في الوقت نفسه	عند تلف المروحة أو الدائرة ذات الصلة بها، سيتم عرض الخطأ 2.	يجب إعائته لإصلاحه. يُرجى الاتصال بخدمة العملاء.
تومض ثلاثة مصابيح لرموز منطقة الأصابع ومنطقة الوجه ومنطقة الذراع بسرعة في الوقت نفسه	عند تلف المكثف الرئيسي أو الدائرة الكهربائية ذات الصلة به، سيتم عرض الخطأ 3.	يجب إعائته لإصلاحه. يُرجى الاتصال بخدمة العملاء.

4.4 الاستبدال

عمر خدمة الجهاز

يعتمد عمر جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي بشكل أساسي على عمر أنبوب الإضاءة الموجود داخل مضيف الضوء النبضي المكثف، إذ يمكن أن يكون أنبوب الإضاءة صالحاً لإطلاق نبضات لمدة 510000 مرة (عدد النبضات). عندما تومض جميع الأضواء وشاشات العرض مغاً، فيعني ذلك أن الجهاز قد وصل إلى الحد الأقصى لعدد النبضات المستخدمة ولم يعد يعمل، حينها يمكنك استبداله بجهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي جديد وفق احتياجاتك وشرائه من المزود المحلي أو الجهة المصنعة.

5 الصيانة

التنظيف

- تأكد من إيقاف تشغيل مضيف الضوء النبضي المكثف وفصله قبل التنظيف.
- يوصى بتنظيف نافذة المعالجة قبل كل جلسة وبعدها باستخدام ضمادة أو ماسحة قطنية تحتوي على كحول.
- (يمكن الاطلاع على تعليمات تفصيلية في قسم إعداد الجهاز في القسم 4.3 من هذا المقال)
- حافظي على جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي جافاً. ولا تغمرِي الجهاز أو أيًا من أجزائه في الماء مطلقاً؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى خطر التعرض للصعق الكهربائي.

التخزين

- لتجنب حدوث كسر في الجهاز وملحقاته أو ضياعها، يُرجى تخزين جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي وملحقاته في علبة الهدايا بعد كل استخدام.
- نظفي الجهاز قبل تخزينه.
- قومي بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس. لا تخزني الجهاز في بيئة رطبة، وإلا فقد يؤثر ذلك في وظيفة المنتج.

6 التخلص من الجهاز (نهاية العمر الافتراضي)

7 الأسئلة المتكررة

لا تتخلصي من جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي المكثف مع النفائات المنزلية العادية في نهاية عمره الافتراضي، بل قومي بتسليمه إلى نقطة التجميع الرسمية لإعادة التدوير (اتصلي بمسؤولي بلدتك أو مدينتك المحليين للحصول على معلومات عن إعادة التدوير). من خلال فعل ذلك، يمكنك المساعدة على الحفاظ على البيئة.



إذا واجهت أي مشكلات مع جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي، فيرجى الرجوع إلى المعلومات أدناه لمحاولة حلها:

محتويات الضمان

8

المشكلة	الحل
إذا لم يعمل جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي:	تأكدي من توصيل مصدر الطاقة بشكل صحيح بالجهاز والمأخذ الكهربائي.
إذا لم يطلق جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي نبضات:	1. تحققِي من ملائمة الجهاز للجلد بشكل كامل. إذا لن ينشط زر الوميض النبضات إلا عندما يكون الجهاز ملائماً للجلد بشكل كامل. 2. في حالة وجود مشكلة تتعلق بالسلامة أو عندما يصل أنبوب الإضاءة إلى نهاية عمره، لن يطلق الجهاز نبضات.
إذا كنت تشعرين بالحرارة والألم في أثناء استخدام جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي:	1. قومي بخلق الشعر وتنظيفه من المنطقة المرغوب معالجتها قبل الاستخدام. 2. اختاري مستوى معالجة مريح لك. 3. لا تعالجي المنطقة نفسها بشكل متكرر في الوقت نفسه.

8.1 إخلاء المسؤولية

تحتفظ شركة الأجهزة الكهربائية الذكية Shenzhen Beauty Every Moment المحدودة بالحكم النهائي في ما يخص جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي، أي لا يُسمح لأي جهة خارجية باستخدام المعلومات المتعلقة بالجهاز دون تصريح من Beauty Every Moment، وستنخذ تجاهها الإجراءات القانونية اللازمة. وعلى أي حال، فإن شركة الأجهزة الكهربائية الذكية Shenzhen Beauty Every Moment المحدودة ليست مسؤولة عن أي عواقب ناجمة عن الاستخدام غير السليم من قبل المستهلكين.

8.2 الضمان

(1) فترة الضمان

فترة ضمان المنتج عام واحد من تاريخ الشراء.

(2) نطاق الضمان

- في حال وجود أي مشكلات في جودة المنتج خلال فترة الضمان، ستوفر لك Beauty Every Moment صيانة مجانية أو استبدال الجهاز. أما الأعطال الأخرى الناتجة عن الاستخدام غير الطبيعي والتعامل بقوة مفرطة ليست ضمن نطاق الضمان.
- الأنابيب المضنية الموجودة داخل نافذة المعالجة لها عمر محدد، ولن يغطي الضمان ما يتجاوز هذا الحد.

(3) حدود الضمان

- عند التقدم بطلب للحصول على صيانة مجانية للمنتج الموجود على بطاقة الضمان، يجب على العملاء تقديم فاتورة صالحة. وتبدأ فترة الضمان بالنسبة إلى شركة Beauty Every Moment من تاريخ الشراء الموضح في الفاتورة. إذا لم يكن ثمة تاريخ شراء، تبدأ فترة الضمان من تاريخ الصنع. لا تتحمل شركة Beauty Every Moment مسؤولية المواقف الآتية ولن تقدم خدمة الضمان في الحالات الآتية:

- الأعطال والتلف الناتج عن حدوث الحرائق، والزلازل، والتعامل مع جهات خارجية، والأعطال أو سوء الاستخدام من قبل المستخدمين، والاستخدام في ظل الظروف غير الطبيعية والأحداث الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها.
- الأضرار المصاحبة الناتجة عن استخدام المنتجات (مثل فقدان المنفعة التجارية، أو توقف الأعمال بهدف تعادي الخسارة الناتجة عن استخدام الجهاز والتكلفة الناتجة عن استبدال الجهاز أو الخدمة، أو المطالبات من قبل المستخدمين).
- التلف الناجم عن التشغيل بطريقة ليست موجودة في دليل المستخدم.
- الخدمة أو المكونات اللازمة لحل المشكلات الناتجة عن استخدام ملحقات أو قطع غيار أو قطع بديلة غير تلك التي توفرها شركتنا، أو الخدمة اللازمة لحل المشكلات الناتجة عن الإصلاح أو تلقي الخدمات غير المصرح بهما، أو سوء الاستخدام، أو سوء الاستعمال، أو التشغيل أو الصيانة غير المطابقين للتعليمات، أو التفكيك غير المصرح به للجهاز.
- الأعطال أو التلف الناتج عن بيئة العمل غير المناسبة، بما في ذلك الحمل الزائد.
- التخزين غير السليم من قبل المستخدمين (مثل التلف الذي تسببه الفئران وتسرب السوائل).

(4) بطاقة الضمان

الاسم: _____ (السيد/السيدة)

رقم التواصل: _____

العنوان: _____

تاريخ الشراء: _____

الرقم التسلسلي للمنتج: _____

طراز المنتج: _____

متجر الشراء: _____

رقم التواصل بالمخبر: _____

الخط الساخن لخدمة ما بعد البيع:

8.3 الدعم

عملاءنا الأعزاء:

من أجل توفير خدمات أكثر ملاءمة لكم، عند شراء جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي، يُرجى استشارتنا والتواصل عن طريق معلومات الاتصال أدناه إذا واجهتكم مشكلات.

خدمة العملاء:

• الخط الساخن: +86755 3388 3239

• البريد الإلكتروني: yf6@szmeishimeike.com

• العنوان البريدي: Rm. 101,201,501, Bldg.4, Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang, Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 518100

صورة الرمز	المعنى
S/N	الرقم التسلسلي: يمكن وصف كل S/N بواسطة رمز رقمي مكون من ثلاثة عشر رقماً، بحيث يعنى الرقم الأول أن المنتج جديد تماماً وتشكل الأرقام من الرقم الثاني إلى التاسع (تاريخ التصنيع بتنسيق (السنة/الشهر/اليوم)) رقم دفعة كاملة، وتمثل الأرقام الأربعة الأخيرة الرقم التسلسلي للإنتاج.
	جهاز من الفئة الثانية
	تحذيرات أو تنبيهات
	علامة WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)
	اتبع تعليمات التشغيل.
	ابق الجهاز جافاً.

- يمثل وضع مخرج الطاقة الضوئية بشكل مناسب عامل الأداء الأساسي لهذا الجهاز بالنسبة إلى الجهة المصنعة. إذا تم وضع الجهاز ملائمًا للجهد، ثم لم يوضع الجهاز أو لم يتم الشعور بإحساس دافئ بعد الضغط على زر الوميض، فيعني ذلك أن الجهاز قد تعطل. إذا حدث ذلك، فاتصلي بخدمة العملاء.
- ⚠ تحذيرات: جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي قابل للاستخدام في جميع المنشآت (بما في ذلك الرعاية الصحية في المنزل) باستثناء الاستخدام بالقرب من المعدات الجراحية ذات التردد العالي النشط والغرف المحمية بالترددات اللاسلكية للأنظمة الكهربائية الطبية الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي، حيث تكون شدة اضطرابات MEM عالية.
- ⚠ تحذيرات: يجب تجنب استخدام جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي بجوار معدات أخرى أو مكثفًا معها لأن ذلك قد يؤدي إلى التشغيل بشكل غير سليم. وإذا كان هذا الاستخدام ضروريًا، فتجب مراقبة هذا الجهاز والمعدات الأخرى للتحقق من أنها تعمل بشكل طبيعي.
- ⚠ تحذيرات: قد يؤثر استخدام الملحقات ومحولات الطاقة والكابلات بخلاف تلك المحددة -باستثناء الملحقات ومحولات الطاقة والكابلات التي توفرها الجهة المصنعة لجهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي بوصفها قطع غيار للمكونات الداخلية- في توافق المعدات الكهربائية الطبية أو الأنظمة الكهربائية الطبية مع متطلبات البند 7 (الانبعاثات) والبند 8 (الحصانة).
- ⚠ تحذيرات: قد يؤدي استخدام الملحقات ومحولات الطاقة والكابلات غير تلك المحددة أو التي توفرها الجهة المصنعة لجهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف للاستخدام المنزلي إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض الحصانة الكهرومغناطيسية لهذا الجهاز، ما يؤدي إلى التشغيل بشكل غير سليم.
- ⚠ تحذيرات: يجب استخدام معدات الاتصالات ذات التردد اللاسلكي المحمولة (بما في ذلك الأجهزة الطرفية مثل كابلات الهوائي والهوائيات الخارجية) على مسافة لا تزيد عن 30 سم (12 بوصة) من أي جزء من أجزاء جهاز إزالة الشعر بتقنية الضوء النبضي المكثف، بما في ذلك الكابلات التي حددتها الجهة المصنعة. ويمكن أن يؤدي الاستخدام خلاف ذلك إلى تدهور أداء هذا الجهاز.
- التوجيهات وإعلان الجهة المصنعة

الجدول 1 التوجيهات وإعلان الجهة المصنعة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية

التوجيهات وإعلان الجهة المصنعة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية	
بيئة الرعاية الصحية المنزلية	
اختيار الانبعاثات	التوافق
الانبعاثات ذات التردد العالي	المجموعة 1
CISPR 11	
الانبعاثات ذات التردد العالي	الفئة ب
CISPR 11	
الانبعاثات التوافقية	الفئة أ
IEC 61000-3-2	
تذبذبات الجهد/الانبعاثات الترددية	متوافق
IEC 61000-3-3	

الجدول 2 الإرشادات وإعلان الجهة المصنعة - الحصانة الكهرومغناطيسية

الإرشادات وإعلان الجهة المصنعة - الحصانة الكهرومغناطيسية		
اختبار الحصانة	مستوى اختبار IEC 60601-1-2	مستوى التوافق
	بيئة الرعاية الصحية المنزلية	
التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) IEC 61000-4-2	8± كيلو فولت بالتلامس 2± كيلو فولت، 4± كيلو فولت، 8± كيلو فولت هوائي	8± كيلو فولت بالتلامس 2± كيلو فولت، 4± كيلو فولت، 8± كيلو فولت هوائي
التغير الكهربائي السريع/العابر IEC 61000-4-4	2± كيلو فولت لخطوط الإمداد بالطاقة 1± كيلو فولت (إدخال/إخراج الإشارة) تردد تكرار 100 كيلو هرتز	2± كيلو فولت لخطوط الإمداد بالطاقة لا ينطبق تردد تكرار 100 كيلو هرتز
الارتفاع المفاجئ IEC 61000-4-5	0,5± كيلو فولت، 1± كيلو فولت من خط إلى خط 0,5± كيلو فولت، 1± كيلو فولت، 2± كيلو فولت من خط إلى الأرض	0,5± كيلو فولت، 1± كيلو فولت من خط إلى خط لا ينطبق
التفاضلات الفولتية، والانقطاعات القصيرة، واختلافات الفولتية في خطوط إدخال إمدادات الطاقة IEC 61000-4-11	0 % UT، 0,5 دورة، عند 0 درجة، 90 درجة، و135 درجة، و225 درجة، و270 درجة و315 درجة. 0 % UT، 1 دورة و70 % UT، 30/25 دورة؛ مرحلة واحدة؛ عند 0 درجة. 0 % UT، 300/250 دورة	0 % UT، 0,5 دورة عند 0 درجة، 45 درجة، و90 درجة، و135 درجة، و180 درجة، و225 درجة، و270 درجة و315 درجة، و360 درجة. 0 % UT، 1 دورة و70 % UT، 30/25 دورة؛ مرحلة واحدة؛ عند 0 درجة. 0 % UT، 300/250 دورة
المجال المغناطيسي لتردد الطاقة IEC 61000-4-8	30 أمبير لكل متر 50 هرتز/60 هرتز	30 أمبير لكل متر 50 هرتز/60 هرتز
التردد التأسلي الموصول IEC 61000-4-6	3v 0,15، ميجاهرتز - 80 ميجاهرتز	3 فولت 0,15، ميجاهرتز - 80 ميجاهرتز
التردد التأسلي المشع IEC 61000-4-3	6 فولت في نطاقات الراديو الصناعية والعلمية والطبية (ISM) ونطاقات راديو الهواة بين 0,15 ميجاهرتز و80 ميجاهرتز 80 % سعة موجية في 1 كيلو هرتز 10 فولت لكل متر 80 ميجاهرتز - 2,7 جيجاهرتز 80 % سعة موجية في 1 كيلو هرتز	6 فولت في نطاقات الراديو الصناعية والعلمية والطبية (ISM) ونطاقات راديو الهواة بين 0,15 ميجاهرتز و80 ميجاهرتز 80 % سعة موجية في 1 كيلو هرتز 10 فولت لكل متر 80 ميجاهرتز - 2,7 جيجاهرتز 80 % سعة موجية في 1 كيلو هرتز
ملحوظة - U هي فولتية مصدر التيار المتردد الرئيسي قبل تطبيق مستوى الاختبار.		

الجدول 3 الإرشادات وإعلان الجهة المصنعة - الحصانة الكهرومغناطيسية

الإرشادات وإعلان الجهة المصنعة - الحصانة الكهرومغناطيسية						
مستوى اختبار الحصانة (فولت لكل متر)	المسافة (م)	التضمين (العرض)	التضمين	الخدمة	نطاق الاختبار (ميجاهرتز)	تردد الاختبار (ميجاهرتز)
27	0,3	1,8	التضمين النبضي 18 هرتز تضمين التردد	TETRA 400	380 390-	358
28	0,3	2	5± كيلو هرتز الانحراف 1 كيلو هرتز جيب	FRS ,GMRS 460 460	430 470 -	450
9	0,3	0,2	الزاوية التضمين النبضي 217 هرتز	نطاق 13-LTE 17	704 787 -	710 745 780
28	0,3	2	التضمين النبضي 18 هرتز	GSM 800/900 TETRA 800 CDMA ,iDEN 820 LTE 5 ,850	800 960 -	810 870 930
28	0,3	2	217 هرتز التضمين النبضي 217 هرتز	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT ,نطاق LTE UMTS 1,3,4,25	1 700 - 1 990	1720 1845 1970
28	0,3	2	التضمين النبضي 217 هرتز	بلوتوث ,WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 ,نطاق	2 400 - 2 570	2450
9	0,3	0,2		LTE 7 WLAN 802,11 a/n	5 100 - 5 800	5240 5500 5785

IEC 61000-4-3
(مواصفات اختبار
حصانة منفذ الحاوية
ضد معدات
الاتصالات اللاسلكية
ذات التردد اللاسلكي)

1 Назар аударуды қажет ететін мәселелер

Алдымен осы мәселелерді мұқият оқып шығыңыз, содан кейін пайдалану үшін пайдаланушы нұсқаулығын орындаңыз. Бұл мәселелер өнімнің дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеуін, пайдаланушылардың немесе басқа адамдардың жеке жарақат алуына немесе мүліктің зақымдануына жол берілмеуін қамтамасыз етеді, сондықтан оларды орындауды ұмытпаңыз.

Қосымша ақпарат немесе жеке кеңес алу үшін жергілікті жеткізушімен кеңесіңіз.

Сондай-ақ өнімге әлі де күмәніңіз болса, дерматологпен немесе терапевтпен кеңесіңіз.

1.1 Қарсы көрсетілімдер

- 18 жасқа толмаған адамдарға арналмаған.
- Жүкті немесе бала емізетін әйелдерге немесе етеккір кезеңіндегі әйелдерге арналмаған.
- Татуы немесе тұрақты тыртығы бар адамдарға арналмаған.
- Терісінде секпілдері, туа біткен дақтары, меңі немесе сүйел сияқты кең ауқымды қара дақтары бар адамдарға арналмаған.
- Экземасы, ашық тері қабынулары немесе ашық тері жаралары бар адамдарға арналмаған.
- Туа біткен тері аурулары бар адамдарға арналмаған.
- Альфа-гидроксид қышқылдары (AHAs), бета-гидроксид қышқылдары (BAAs), ретин-А, шарап қышқылы, азела қышқылының салицил қышқылы түрімен емделген немесе қазір емделіп жатқан адамдарға арналмаған.
- Қант диабетімен ауыратын адамдарға арналмаған.
- Изотретиноин қабылдайтын адамдарға арналмаған.
- Соңғы 3 ай ішінде стероидтармен емделген адамдарға арналмаған.
- Анамнезінде эпилепсиямен ауыратын адамдарға қолдануға болмайды.

1.2 Ескертулер

- Көздер: жарық импульстері өңдеу терезесі теріге толық тиген кезде ғана белсенді болады. Дегенмен құрылғыны пайдаланған кезде өңдеу терезесіне қарамаңыз. Бұл көзге зақым келтіруі мүмкін.
- «Көздер: БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КӨЗДІҢ ҮСТІНДЕ НЕМЕСЕ ЖАНЫНДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ КІРПІКТЕРДІ НЕМЕСЕ ҚАСТАРДЫ АЛУ ҮШІН ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. МҰНДАЙДА КӨЗ ТҰРАҚТЫ ЖАРАҚАТ АЛУЫ МҰМКІН».
- Көздер: БІЗ теріде жыпылықтаған кезде, құрылғыдан басқа жаққа қарауды ҰСЫНАМЫЗ. Өлде әрбір пайдалану кезінде қорғаныш көзілдіріктерін киюді ұсынамыз және бұл құрылғы әдетте рецептсіз сатылады, сонымен қатар «21CFR 892.6500 қызметкерлердің қорғаныс қалқаншасы» жіктемесі бойынша, прокод: IWS; көзілдірікті таңдау критерийлері келесідей: №1) олар 5 - 10 нм қарқынды жарықтың толқын ұзындығын тиімді қорғай алады (F жіктемесіне сай көзілдірік); №2) және олардың жарық өткізгіштігі $\pm 10\%$ аспауы тиіс; №3) көзілдірікті лицензиясы бар өндірушілерден сатып алыңыз.
- Лазермен немесе қарқынды импульстік жарық көздерімен шашты кетіру кейбір адамдарда шаштың өсу қарқынының артуына әкелуі мүмкін. Қазіргі уақытта қолда бар деректерге сүйенсек, бұл жауап үшін ең жоғары тәуекел топтары бет пен мойынға өңдеу процедурасын қолданатын Жерорта теңізі, Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия әйелдері болып табылады. Бұл топтағы адамдар сақ болуы керек.
- Құрылғыны балалардан алшақ ұстаңыз.
- Татуларға немесе тұрақты макияжға, (үлкен секпілдер, меңі немесе сүйелдер сияқты) қою қоңыр немесе қара дақтарға, емшекке, жыныс мүшелеріне қолданбаңыз және тік ішек айналасындағы жерлерді өңдемеңіз.
- Пайдалану алдында теріге тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз.

- Күйіктер және қабыршақтар сияқты белгілер пайда болса, пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- ҚҰРЫЛҒЫ СУҒА ТҮСІП КЕТСЕ, ОНЫ ҚОЛЫҢЫЗБЕН ҰСТАМАҢЫЗ. АДАПТЕРДІ ЖЫЛДАМ РОЗЕТКАДАН СУЫРЫҢЫЗ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ВАННАДА, ШҰҢҒЫЛШАЛАП ЖАҢЫНДА, ВАННА БӨЛМЕСІНДЕ НЕМЕСЕ ДУШ АЙМАҒЫНДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Құрылғыны судан немесе сұйықтықтардан алыс ұстаңыз! Ванналардың, душтардың, бассейндердің немесе суы бар басқа ыдыстардың жанында қолданбаңыз.
- Құрылғы немесе оның керек-жарағы (мысалы, қуат сымы, адаптер) зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз. Және қуат сымын қызып кеткен беттерден алшақ ұстаңыз.
- Beauty Every Moment ұсынғаннан өзге құрамдас бөліктерді пайдаланбаңыз.
- Beauty Every Moment рұқсат берген қызметкерлерден басқа ешбір тарап құрылғыны бөлшектеуге әрекет жасамауы керек.
- **Бұл аспап көмтар, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі көм, құрылғыны қолдану т өжірібесі мен білімі жоқ адамдарды (соның ішінде балаларды) басқа біреу қадағаламаса немесе нұсқау бермеген болса, олардың пайдалануына арналма ған.**
- **Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалау керек**
- **Бұл аспапты балалардың пайдалануына болмайды және оны балалардың дене сіне тигізуге болмайды.**
- **Егер көмтар, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі көм, аспапты қолдану т өжірібесі мен білімі жоқ адамдар аспапты қауіпсіз қолдану мен қатерлі жа ғдайлар туралы нұсқау алса ғана**
- **немесе тиісті адам қадағаласа ғана оны пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек.**
- **аспапты төк жинаққа кіретін қуат көзімен ғана бірге пайдалануға болады**
- **ЕСКЕРТУ. Құрылғыға тиісті қауіпсіздік тетіктерін басқа режимге ауыстыруға бол майды.**
- **ЕСКЕРТУ. Егер сіз жарыққа сезімталдық тудыратын дәрі-дәрмек немесе өсімдік дәріні қабылдап жүрсөңіз, аспапты қолданардан бұрын дәрігермен кеңесіңіз, өйткені оны пайдалану төріге зиян келтіруі мүмкін.**
- **сөуле шығаратын линзаға немесе аспаптың корпусына көзге көрінетіндей н ұқсан келмегеніне көз жеткізіңіз. Егер бүлінген жері байқалса, аспапты пайдала нуға болмайды;**
- **ақ шашқа немесе ағарған шашқа эпиляция жасауға болмайды**

1.3 Сақтық шаралары

- Пайдалану алдында қажетті тері аймағын қырыңыз және тазалаңыз.
- Бір эпиляция сеансында бір тері аймағын бірнеше рет өңдемеңіз.
- Пайдалану алдында теріні тазалау үшін ешқашан спирт (соның ішінде парфюмерияны, тазартқыштарды немесе құрамында спирт бар басқа құралдарды) немесе ацетон сияқты жанғыш сұйықтықтарды қолданбаңыз.
- Өңдеу терезесінің бетінде әрбір өңдеуден кейін қалдық температура қалады, өнімнің өнімділігіне әсер етпеу үшін терезені дәл осы уақытта тазаламаңыз. Терезе температурасының салқындағанын күтіп, қажетінше тазалау керек.
- Өнім үздіксіз жұмыс істеп тұрғанда, қолданылатын бөліктің температурасы (өңдеу терезесі) көтеріледі, бірақ Цельсий бойынша 43 градустан аспайды. Оператор пайдалануды жалғастырмас бұрын құрылғының әрбір сеансы 30 минут болуын және құрылғының салқындауына 15 минут жұмсалуды қамтамасыз ете отырып шектеу арқылы басқара алады.
- Клиенттер әрбір өңдеу кезінде аздап жылуды сезінеді, бұл қалыпты жағдай болып табылады; және ол әдетте 24 сағат ішінде кетеді. Егер ол 24 сағат ішінде кетпесе, бұл өнімді пайдалануды тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына немесе дәрігерге хабарласыңыз.

1.4 Құрылғыны пайдалану қауіптері

IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын қолданумен байланысты жанама әсерлер мен асқынулар сирек кездеседі. Дегенмен әрбір косметикалық процедура, соның ішінде үйде қолдануға арналған процедуралар, белгілі бір дәрежеде тәуекелді қамтиды. Сондықтан үйде қолдануға арналған қарқынды импульстік жеңіл эпиляция жүйелерімен туындауы мүмкін қауіптер мен асқынуларды түсіну және қабылдау маңызды. Төмендегі жағдайлардың кез келгені пайда болса және 24 сағаттан астам уақыт созылса, дәрігермен кеңесу керек:

Жанама әсері	Жанама әсер ықтималдығы
Терідегі аздаған қолайсыздық	Аздап
Терінің қызаруы	Аздап
Терінің сезімталдығы	Аздап
Терідегі жаралар мен күйіктер	Сирек
Тыртық	Сирек
Пигменттік өзгерістер	Сирек
Шамадан тыс ісіну	Сирек

Жанама әсері	Жанама әсер ықтималдығы
Инфекция	Елеусіз
Көгеру	Елеусіз

1.5 ЭМУ мәлімдемелері

- IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысы EMC талаптарына сәйкес келеді.
- Пайдаланушы қоса берілген материалдарда сипатталған ЭМУ туралы ақпаратқа сәйкес орнату және пайдалану қажет.
- Портативті және мобильді радиотолқынды байланыс жабдығы құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін, сондықтан оны телефон, микротолқынды пеш және т.б. жанында пайдаланбау сияқты күшті электромагниттік кедергілерден алыс ұстаңыз.
- Нұсқаулық пен өндірушінің мәлімдемесі мақаланың соңында берілген (I қосымшасы).

2 Кіріспе

Пайдалану мақсаты:


IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысы – денөдегі және/немесе беттегі қалаусыз түктерді жоюға арналған рецептсіз сатылатын құрылғы.

2.1 Қаптама құрамы

- IPL басты құрылғысы ×1
- АТ адаптері ×1
- АТ қуат сымы ×1
- Пайдаланушы нұсқаулығы ×1
- Ұстара ×1
- Қорғаныс көзілдірігі ×1

2.2 Өнімнің құрамдас бөліктерінің схемасы


IPL басты құрылғысының схемасы



- ① Өңдеу терезесінің тақтасы
- ② Тері датчигі
- ③ Дисплей экраны
- ④ Жарқыл түймесі
- ⑤ ТТ розеткасы
- ⑥ Қуат түймесі/Экранды құлыптау түймесі/Күту режиміндегі шам/Дайындық индикаторының шамы

Ескертпе: Шам картриджі алынбайтын құрамдас бөлік болып табылады және негізінен өңдеу терезесінің тақтасы мен тері датчигінен тұрады және тері датчигі оның тереңізге дұрыс жанасуын анықтау үшін пайдаланылады.


Экран схемасы



- 1 Режим белгішелері
- 2 Режим түймесі / Авто жарқыл белгішесі
- 3 Экранды құлыптау белгішесі
- 4 Өңдеу деңгейі
- 5 Деңгей түймесі

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

- 1) Құрылғыда бес белгіше, екі сенсорлық түйме бар және құрылғы қосылғаннан кейін Қолтық аймағы белгішесі, Режим түймесі белгішесі, деңгей түймесі және өңдеу деңгейі жанады.
- 2) Индикатор жолағындағы таңдауда өнімді дененің осы аймақтарына қолданған кезде өнімді пайдаланбас бұрын осы белгішеге ауысуға кеңес беретін, жиі қолданылатын дене аймақтарын білдіретін сегіз жұмыс режимінің белгішесі (саусақ, бет, қол, қолтық, бикини, аяқ, жоғарғы дене және мұзды салқындату белгішесі) бар. Дене аймағы белгішелерін (Саусақ аймағы белгішесі → Бет аймағы белгішесі → Қол аймағы белгішесі → Қолтық аймағы белгішесі → Бикини аймағы белгішесі → Аяқ аймағы белгішесі → Жоғарғы дене аймағы белгішесі → Мұзды салқындату белгішесі) режим түймесін қысқа уақыт басу арқылы ретімен ауыстыра аласыз. Мысалы, егер сізге бикиниден қалаусыз дене түктерін алып тастау қажет болса, алдымен режим түймесін қысқа басу арқылы бикини аймағы белгішесіне ауысу ұсынылады.
- 3) Төменде индикатор жолағына сәйкес келетін бөліктердің белгішелері ретімен берілген:



- 1 Саусақ аймағы белгішесі
- 2 Бет аймағы белгішесі
- 3 Қол аймағы белгішесі
- 4 Қолтық аймағы белгішесі

- 5 Бикини аймағы белгішесі
- 6 Аяқ аймағы белгішесі
- 7 Жоғары дене аймағы белгішесі
- 8 Мұзды салқындату белгішесі

4) Жарқыл түймесін басып тұрғанда (үздіксіз төмен басыңыз), құрылғы автоматты жарықтандыру режиміне (GLIDE әдісіне) ауысады және экранда Авто жарқыл белгішесі жыпылықтайды.

2.3 Техникалық сипаттамалары

Негізгі техникалық сипаттамалары	
Өнім атауы	Dreame IPL Home Use Hair Removal Device
Моделі	D-1186
Өлшемі	175*64*39 мм
Салмағы	295 г
Қорғаныс түрі	BF түрі, II класс
Қорғаныс деңгейі	IPX0
Қолданылатын бөлшектер	Шам картриджінің өңдеу терезесі
Шығыс техникалық сипаттамалары	
Жарық түрі	Қарқынды импульстік жарық (IPL)
Жарықтың толқын ұзындығы	550 ~ 1100 нм
Импульс ұзақтығы	5~12 мс +/-20%
Өңдеу терезесінің таңба өлшемі	3,0 см ²
Өңдеу деңгейі	1 - 8 деңгейі
Энергия тығыздығы	2,0~4,3Дж/см ² +/-20%
Қуат сипаттамалары	
Қуат көзі	Сыртқы қуат адаптері арқылы жеткізіледі Кіріс: макс. 100-240 В 50/60 Гц 1,5А Шығыс: DC24 В 2,5 А
Пайдалану сипаттамалары	
Күтілетін қызмет мерзімі	510000 қолдану есептегіші
Пайдалану ортасы	Температура:15~35°C Ылғалдылық: 30%~75% салыстырмалы ылғалдылық Барометрлік қысым: 86~106 кПа
Сақтау ортасы	Температура: 0~40°C Ылғалдылық: 25%~75% салыстырмалы ылғалдылық Барометрлік қысым: 86~106 кПа

3 Жұмыс істеу жолы

3.1 IPL жұмыс істеу жолы

IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысы 550~1100 нм аралығындағы толқын ұзындығында қарқынды импульстік жарық (IPL) шығаратын импульстік жарық жүйесі болып табылады. Құрылғы селективті фототермолиз принциптері бойынша жұмыс істейді. Яғни хромофорлардың термиялық релаксация уақытынан асатын, бірақ импульс өнін терінің термиялық бәсеңдеу уақытынан төмен шектеу арқылы қалыпты теріні үнемдейтін импульстердегі сәйкес толқын ұзындығының жарығын пайдалану арқылы нысаналы хромофорларға термиялық зақым келтіріледі.

3.2 Өңдеу кестесі

Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін барлық шаш фолликулаларын өңдеуді қамтамасыз ету мақсатында IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын 12 апта бойы аптасына бір рет пайдалану керек.

Бастапқы емдеу кезеңінен кейін (апта сайынғы 12 емдеу), нәтижелерді сақтау үшін Құрылғыны айына бір рет немесе қажет болған жағдайда пайдалану ұсынылады.

4 Пайдалану жолы

4.1 Қолдану ауқымдары

Ұсынылатын өңдеу аймағы

Құрылғы қолтықтасты және иек сызығынан төмен бет түктері сияқты шағын аймақтарды және аяқтар сияқты үлкен аумақтарды түктен тазалау үшін жарамды.

ЖАРАМДЫ ТЕРІ ТҮРЛЕРІНЕ ҚОЛДАНЫҢЫЗ

ЖАРАМДЫ ТЕРІ ТҮРЛЕРІНЕ ҚОЛДАНЫҢЫЗ және бұл құрылғы тек Fitzpatrick I-V тері түрлеріне қолданылуы керек.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА тері реңін Гарвард медицина мектебінің дерматологы, PhD докторы, PhD Томас Фицпатрик жасаған Фицпатрик фототиптік шкаласы негізінде таңдап алыңыз. Шкалада тері реңкінің алты деңгейі бар.

Өнімнің жарамдылығын білу үшін тері реңкін анықтаңыз және келесі схеманы қараңыз:

Қауіпсіздік дәрежесі	Қолданылады	Қолданылады	Қолданылады	Қолданылады	Қолданылады, бірақ сақ болыңыз	Қолданылмайды
Тері түрі / түсі	I түрі Бозғылт ақ тері	II түрі Ақ тері	III түрі Кремді ақ тері	IV түрі Орташа қоңыр тері	V түрі Қара қоңыр тері	VI түрі Терең пигментті қара қоңырдан өте қара қоңырға дейін, қара тері
Мысалы						

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

- Теріңіздің тәзімділігіне сәйкес қолайлы деңгейді таңдап, біртіндеп бір деңгейден бес деңгейге дейін арттырыңыз. Егер деңгей жарамсыз болса немесе реакция туындаса, деңгейді біртіндеп арттыруға болады.
- Теріңіздің, мысалы, теріңіз күйгендіктен түсі өзгеруі мүмкін, ол алдыңғы өңдеу кезінде тері реңкінен күңгірттеу болуы мүмкін. Сондықтан әрбір өңдеу алдында қолданылатын параметрлерді тексеріп, әртүрлі өңдеу аймақтарына сәйкес параметрлерді орнату маңызды. Кейбір аймақтар басқаларға қарағанда қараңғылау болуы мүмкін.

4.2 Аллергияны тексеру

Нақты өңдеуді бастамас бұрын (4.1 бөліміндегі) ЖАРАМДЫ ТЕРІ ТҮРЛЕРІНЕ ҚОЛДАНУ кестесін қараңыз. Теріде жағымсыз реакциялардың болмауын тексеру үшін 24 сағат бұрын кішкене аймақта тері сынамасын жүргізіңіз.

СЫНАМА ЖҮРГІЗУ ЖОЛЫ

- Қолдың кішкене аймағын таңдаңыз. Тері сынамасын тері төзімділігіне сәйкес төменнен жоғары қуат деңгейіне дейін баяу жүргізіңіз (1~2 рет). Ісінудің, күйік ізінің, шаш фолликуласының өзгеруінің, ауырсынудың немесе басқа жарамсыз әсерлердің қандай да бір белгілері пайда болса, бұл құрылғыны дәрігермен мұқият кеңескенге дейін қолданбаңыз.
- Егер 24 сағаттан кейін тері ақаулары туындамаса, бірақ өңдеу кезінде қатты қызу сезілсе, онда соңғы төменгі деңгей теріңізге ең қолайлы энергия болып табылады.


4.3 Пайдалану қадамдары

Өзіңізді дайындау:

- 1) Fitzpatrick Phototyping Scale негізінде теріңіздің реңі сәйкес келетінін анықтаңыз; толық мәліметтерді ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫНЫҢ «ЖАРАМДЫ ТЕРІ ТҮРЛЕРІНЕ ҚОЛДАНУ» бөлімін қараңыз.
- 2) Пайдалану алдында теріңіз ешқандай жарақатсыз және жарасыз жақсы қалыпта екеніне көз жеткізіңіз; сондай-ақ теріңіз қырынған, таза және құрғақ (онда ұнтақтар, кремдер, макияж, антиперспиранттар немесе дезодоранттар сияқты қалдықтар жоқ);

Құрылғыны орнату:

- 1) IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын және оның керек-жарақтарын сыйлық қорабынан шығарып алыңыз;
- 2) Өңдеуді бастамас бұрын құрылғының таза, құрғақ және бүтін екеніне көз жеткізіңіз: Инфекция қаупін азайту және өңдеу терезесінде түктің және/немесе шаңның пайда болуына жол бермеу үшін өңдеу терезесін әрбір пайдалану алдында және одан кейін тазалау қажет. Өңдеу терезесін тазалау үшін келесі қадамдарды орындаңыз:
1-қадам. Өңдеу терезесін тазалау үшін таза тампонды немесе 70% изопропил спиртіне малынған таза мақта дискіні пайдаланыңыз. Жанасуға 1 ~ 5 минут уақыт бөліңіз.
2-қадам. Құрылғыны кептіріңіз. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ҚҰРЫЛҒЫНЫ СПИРТ ТОЛЫҒЫМЕН БУЛАНЫП КЕТКЕНШЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
3-қадам. Құрылғыны визуалды түрде тексеріңіз. Егер көзге көрінетін ластайтын заттар сақталса, 1~3-қадамдарды қайталаңыз.
- 3) Айнымалы ток қуаты сымын айнымалы ток адаптеріне жалғаңыз, айнымалы ток ашасын электр розеткасына, ал сымды құрылғының тұрақты ток розеткасына жалғаңыз (1-суретте көрсетілгендей), құрылғының индикатор шамы тұрақты ақ түсті болады.



1-сур.

IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысы күту режимінде және қазір пайдалануға дайын болады.


ЕСКЕРТПЕ(ЛЕР):

- IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын үстелге немесе қабырғадағы электр розеткасына жақын жерге қойыңыз. Аймақтан кез келген сұйықтықты алып тастаңыз.

- 4) Құрылғыны қосу үшін Қуат түймесін 2 секунд басыңыз (2-суретте көрсетілгендей), желдеткіш белсенді болады және оның дыбыстарын естисіз; индикатор шамы әлі ақ түсті, салқын компресс функциясы әдепкі бойынша қосылады және экран жанады және осы тиісті белгілер жанады: емдеу деңгейлері және Қолтық аймағы белгішесі, Режим түймесі және деңгей түймесі (3-суретте көрсетілгендей).




2-сур.



3-сур.



- Ескертпе: суық компресс функциясының басқа емдік әсері жоқ және пайдаланушыға жақсырақ нәтиже беру үшін тері температурасын салқындатуға ғана арналған.
- 5) Өңдеу деңгейін реттеу үшін Деңгей түймесін қысқа уақыт басыңыз (3-суретте көрсетілгендей 1-деңгей ең төменгі, 8-деңгей ең жоғарғы), теріңіз көтере алатын қолайлы деңгейді таңдаңыз.
- 6) Өңдеу терезесін дененің күтілетін аймағына теріге толық тиетіндей тегіс орналастырыңыз (4-суретте көрсетілгендей), индикатор ашық жасыл — бұл құрылғы жұмыс істеуге дайын екенін білдіреді және эпипляция үшін жарқыл түймесін басуға болады.



4-сур.

- 7) Жарқыл түймесін басыңыз ^{1-ЕСКЕРТПЕ}. Құрылғы жыпылықтайды және жылу сезімі пайда болуы керек.
- 8) Құрылғыны өңделетін келесі аймаққа жылжытыңыз және қайталаңыз.
- 9) Өнім бірнеше рет жыпылықтағаннан кейін құлыптау экраны белгішесін автоматты түрде көрсетеді. Бұл уақытта Деңгей түймесі мен режим түймесін пайдалану мүмкін емес. Құрылғының құлпын ашу үшін қуат түймесін қысқа уақыт басу керек.
- 10) Өңдеуді аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіру үшін Қуат түймесін 2 секунд басыңыз — бұл құрылғының күту күйіне қайта кіретінін, экран жанып, индикаторы ақ түсті болатынын білдіреді. Адаптерді басты құрылғыдан шығарып алғаннан кейін құрылғы өшіріледі және жанбайды.

ЕСКЕРТПЕ(ЛЕР):

- 5 минут ішінде ешбір әрекет орындалмаса, құрылғы қайтадан күту режиміне өтеді.

- 11) Құрылғыны тазалау үшін таза шүберекті немесе мақта тампонды пайдаланыңыз, содан кейін құрылғы мен оның керек-жарақтарын сыйлық қорабына салып, қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ЕСКЕРТПЕ(ЛЕР):

1-ЕСКЕРТПЕ. Өңдеу әдісі: СОҒУ немесе СЫРҒЫТУ

- Емдеудің ұсынылатын екі әдісі бар: «СОҒУ» немесе «СЫРҒЫТУ».
- Қай әдісті таңдасаңыз да, бір аймақ екі рет өңделмеуі үшін құрылғыны жыпылықтаулар арасында жылжыту керек.
- **СОҒУ әдісі (қолмен жарықтандыру режимі):** Бұл әдіс қолмен және қолтық, бикини сызығы және бет сияқты шағын аймақтар үшін ұсынылады. Құрылғыны теріге қойып, жарқыл түймесін басып, босатыңыз. Келесі өңдеу аймағына мұқият қайта қолдану алдында құрылғыны теріден алып тастаңыз.
- **СЫРҒЫТУ әдісі (автоматты жарықтандыру режимі):** Бұл әдіс автоматты және аяқтар сияқты үлкенірек аймақтарға ұсынылады. Құрылғыны теріге қойыңыз, экрандағы Авто жарқыл түймесін түрткіз немесе автоматты жарықтандыру режиміне өту үшін жарқыл түймесін басып тұрыңыз (үздіксіз басыңыз) және автоматты жарқыл түймесі экранда жыпылықтайды, содан кейін жыпылықтаулар арасында құрылғыны тері бойымен сырғытыңыз. Құрылғыны қабаттастырмай немесе өткізіп алынған аймақтарсыз толық қамтуды қамтамасыз ететін тұрақты жылдамдықпен жылжытуға тырысыңыз. Бұл режимнен шығу қажет болса, шығу үшін Жарқыл түймесін қайтадан қысқа уақыт басыңыз немесе Авто жарқыл түймесін қайтадан түрткіз.

2-ЕСКЕРТПЕ. Жұмыс кезінде ақауды (қатені) еске салу функциясы

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде туындауы мүмкін қате туралы еске салғыштар мыналарды қамтиды:

Көрсетілген таңба	Сипатталған проблема	Шешімі
Саусақ аймағы, бет аймағы, қол аймағы және қолтықтасты	Себебі құрылғыда келесі жағдайлар болуы мүмкін: 1) Өнім қоршаған ортаның жоғары температурасы жағдайында	1) Төмен температура ортасын жарты сағат тұру үшін ғана өзгерту керек, бұл таңба қалыпты жарты торды қалыпты түрде

Көрсетілген таңба	Сипатталған проблема	Шешімі
аймағы белгішесіне арналған төрт шам бір уақытта жылдам жыпылықтайды.	жұмыс істейді; 2) Ауа кірісі немесе шығысы бітеліп қалған; 3) Өнім бұзылған жағдайда жоғарыда аталған екі мүмкіндікті елемейіз.	пайдалануға болатынын көрсетеді; 2) Бөтен денеден алып тастаңыз және бірнеше минуттан кейін қалыпты жағдайға оралыңыз; 3) Оны жөндеуге қайтару керек. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Саусақ аймағы мен Бет аймағы белгішесіне арналған екі шам бір уақытта жылдам жыпылықтайды	Желдеткіш немесе желдеткішке қатысты тізбек зақымдалғанда, ERROR2 жазуы шығады.	Оны жөндеуге қайтару керек. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Саусақ аймағы, бет аймағы және қол аймағы белгішесіне арналған үш шам бір уақытта жылдам жыпылықтайды.	Негізгі конденсатор немесе негізгі конденсаторға қатысты тізбек зақымдалғанда, ERROR3 жазуы шығады.	Оны жөндеуге қайтару керек. Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.4 Ауыстыру

Құрылғының қызмет ету мерзімі

IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысының қызмет ету мерзімі негізінен IPL басты құрылғысының ішіндегі шам түтігінің қызмет ету мерзіміне байланысты, ол шам түтігі 510 000 рет (қолдану есептегішіне сай) шығаруға жарамды. Барлық шамдар мен дисплейлер бірге жыпылықтаса, бұл құрылғының максималды пайдалану есептегішіне жеткенін және құрылғы бұдан былай қолжетімсіз екенін білдіреді – содан кейін жаңа IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын қажеттіліктеріңізге сәйкес ауыстыруға және оны жергілікті провайдерден немесе өндірушіден сатып алуға болады.

5 Техникалық қызмет көрсету

Тазалау

- Тазалау алдында IPL басты құрылғысын өшіріп, розеткадан суырыңыз.
- Процедураңыз терезесін әрбір сеансқа дейін және одан кейін спиртке малынған мақта дискімен немесе тампонмен тазалау ұсынылады. (Нақты нұсқауларды осы мақаланың 4.3 бөліміндегі «Құрылғыны орнату» тармағынан көруге болады)
- IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын құрғақ етіп ұстаңыз. Құрылғыны немесе оның кез келген бөлігін ешқашан суға батырмаңыз, мұндайда ток соғуы мүмкін.

Сақтау

- Құрылғының және оның керек-жарақтарының сынуын немесе жоғалуын болдырмау үшін IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын және оның керек-жарақтарын әрбір қолданғаннан кейін сыйлық қорабында сақтаңыз.
- Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын оны тазалаңыз.
- Құрылғыны күн сәулесінен алыс, салқын және құрғақ жерде сақтаңыз. Ылғал немесе дымқыл ортада сақтамаңыз, бұл өнімнің жұмысына әсер етуі мүмкін.

6 Көдеге жарату (қолдану мерзімінің соңы)



IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға **БОЛМАЙДЫ**, оны қайта өңдеу үшін ресми жинау орнына тапсырыңыз (қайта өңдеу туралы ақпарат алу үшін жергілікті қалаңыздың немесе қаланың ресми өкілдеріне хабарласыңыз). Осылайша сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

7 Жиі қойылатын сұрақтар

IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысымен қандай да бір мәселе туындаса, оны шешу үшін төмендегі ақпаратты қараңыз:

Проблема	Шешімі
Егер IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысы қосылмаса:	Қуат көзінің құрылғыға және электр розеткасына дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысы импульсті тудырмаса:	1. Теріге толығымен тиіп тұрғанын тексеріңіз, Жарқыл түймесі жарқыл импульсін құрылғы теріге толық тиген кезде ғана іске қосады. 2. Қауіпсіздік мәселесі туындаған жағдайда немесе шам түтігі ұшына жеткенде, құрылғы импульсті тудырмайды.
IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын пайдалану кезінде қызуды немесе ауырсынуды сезсеңіз:	1. Пайдалану алдында күтілетін өңдеу аймағындағы түкті қырыңыз және тазалаңыз. 2. Өзіңіз үшін бір қолайлы өңдеу деңгейін таңдаңыз. 3. Бір уақытта бір аймақты қайталап өңдеуге БОЛМАЙДЫ.

8 Кепілдік мазмұны

8.1 Жауапкершіліктен бас тарту

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co., Ltd. компаниясы IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысының соңғы түсіндірмесін сақтайды, кез келген үшінші тараптың құрылғыға қатысты ақпаратты Beauty Every Moment рұқсатынсыз қолдануына жол берілмейді, сондықтан біз мұндайда заңды шара қолданамыз. Ешбір жағдайда Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co., Ltd. компаниясы тұтынушылардың дұрыс пайдаланбауынан туындаған салдарларға жауапты емес.

8.2 Кепілдік

1) Кепілдік мерзімі

Өнімнің кепілдік мерзімі сатып алған күннен бастап 1 жылды құрайды.

2) Кепілдік аясы

- Кепілдік мерзімі ішінде өнімде сапаға қатысты қандай да бір проблема орын алса, Beauty Every Moment сізге құрылғыға тегін техникалық қызмет көрсетуді немесе ауыстыруды қамтамасыз етеді. Қалыпты пайдаланудан туындаған басқа ақаулар және форс-мажорлық жағдайлар кепілдік аясына кірмейді.
- Өңдеу терезесінің ішіндегі люминесцентті түтіктердің қызмет ету мерзімінің шегі бар және одан асып кету кепілдікке жатпайды.

3) Кепілдік шектеулері

- Кепілдік картасындағы өнімге тегін техникалық қызмет көрсетуге өтініш берген кезде тұтынушылар жарамды шот-фактураны көрсетуі керек. Beauty Every Moment өнімдерінің кепілдік мерзімі шот-фактурада көрсетілген сатып алынған күннен басталады. Сатып алынған күн болмаса, кепілдік мерзімі өндірілген күннен басталады. Beauty Every Moment компаниясы келесі жағдайларға жауапты емес және келесі жағдайларда кепілдікті қызмет көрсетпейді:

- Өрт, жер сілкінісі, үшінші тараптың әрекеті, пайдаланушылардың қатесі немесе дұрыс пайдаланбауы, басқа қалыптан тыс жағдайларда пайдалану және күтпеген оқиғалар нәтижесінде болған ақаулар мен зақымдар.
- Өнімдерді пайдаланудан туындаған кейінгі реттік зақым (мысалы, бизнес пайдасын жоғалту, құрылғыны пайдалану нәтижесіндегі шығынды болдырмау үшін бизнесті тоқтату және жабдықты, құрылғыны немесе қызметті ауыстыру нәтижесіндегі шығындар немесе пайдаланушылар талап ететін шағым).
- Пайдаланушы нұсқаулығында жоқ пайдалану нәтижесінде туындаған зақымдар.
- Біздің компаниямыз жеткізгеннен басқа керек-жарақтарды, бөлшектерді немесе қосалқы құралдарды пайдаланудан туындаған мәселені шешу үшін қажет қызмет немесе құрамдас бөліктер; рұқсатсыз жөндеу немесе қызмет көрсету нәтижесінде туындаған мәселені шешу үшін қажетті қызмет; дұрыс пайдаланбау, теріс пайдалану, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларға сәйкес келмеуі немесе құрылғыны рұқсатсыз бөлшектеу.
- Дұрыс емес жұмыс ортасынан, соның ішінде шамадан тыс жүктемеден туындаған ақаулар немесе зақым.
- Пайдаланушылардың дұрыс сақтамауы (егеуқұйрықтар мен сұйықтықтың енуінен туындаған зақым сияқты).

4) Кепілдік картасы

Атауы: _____ (Мырза/Ханым)

Байланыс нөмірі: _____

Мекенжайы: _____

Сатып алу күні: _____

Өнімнің сериялық нөмірі: _____

Өнім моделі: _____

Сатып алу дүкені: _____

Дүкеннің байланыс нөмірі: _____

Сатудан кейінгі қызмет көрсету желісі: _____

8.3 Қолдау

Құрметті тұтынушылар:

Сіздерге ыңғайлырақ қызметтерді ұсыну үшін IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын сатып алған кезде, ақаулар болған жағдайда төмендегі байланыс ақпараты бойынша бізбен кеңесіңіз.

Тұтынушыларға қызмет көрсету:

- Шұғыл желі: +86755 3388 3239
- Эл. пошта: yf6@szmeishimeike.com
- Пошта мекенжайы: Rm. 101,201,501, Bldg.4, Haoer Jiashitai Technology Park, Fengtang Avenue No.164, Zhancheng Community, Fuhai Street. Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Қытай 518100

9 Таңбалар

Графикалық таңба	Мағынасы
S/N	Сериялық нөмірі: Өрбір C/H он үш сандық кодпен сипатталуы мүмкін, бірінші сан – M, екіден тоғызға дейінгі сандар (өндірілген күні (жожаак) толық сериялық нөмірді құрайды, ал соңғы төрт сан (xxxx) – өндірістің сериялық нөмірі.
	II класс жабдығы
	Ескертулер немесе назар аударатын жайттар
	WEEE (электрлік және электрондық жабдық қалдықтары) белгісі
	Пайдалану нұсқауларын орындаңыз.
	Құрғақ ұстаңыз.

10 1-қосымша. Өндірушінің ЭМУ мәлімдемесі

- Жарық энергиясының дұрыс шығуын өндіруші осы құрылғының МАҢЫЗДЫ ӨНІМДІЛІГІ ретінде анықтайды. Құрылғы теріге мықтап қойылса, содан кейін жарқыл түймесін басқаннан кейін құрылғы жыпылықтамаса немесе жылу сезілмесе, құрылғы бұзылған. Мұндай жағдай орын алса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- ⚠ Ескертулер: IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысы барлық мекемелерде (үйдегі денсаулық сақтау ортасымен қоса) белсенді ЖЖ хирургиялық жабдықтары мен магнитті-резонансты бейнелеуге арналған МЕ жүйесінің радиожиілікпен қорғалған бөлмесіне арналған, MEM бұзылуларының қарқындылығы жоғары болатын жерде пайдалануға жарамды.
- ⚠ Ескертулер: IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысын басқа жабдыққа жақын немесе олармен бірге пайдаланудан аулақ болу керек, себебі ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайда пайдалану қажет болса, осы жабдық пен басқа жабдықтың қалыпты жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін бақылау керек.
- ⚠ Ескертулер: Ішкі құрамдас бөліктердің қосалқы бөлшектері ретінде IPL үй қолданылатын эпиляция құрылғысының өндірушісі ұсынған керек-жарақтарды, түрлендіргіштерді және кабельдерді қоспағанда, көрсетілгендерден басқа керек-жарақтарды, түрлендіргіштерді және кабельдерді пайдалану МЕ жабдығына немесе 7-тармақтың (СӨУЛЕЛЕР) және 8-тармақтың (КЕДЕРГІГЕ ТӨЗІМДІЛІК) талаптарымен МЕ жүйесіне сәйкестігіне әсер етуі мүмкін.
- ⚠ Ескертулер: IPL үйде қолданылатын эпиляция құрылғысының өндірушісі көрсеткен немесе қамтамасыз ететіндерден басқа керек-жарақтарды, түрлендіргіштерді және кабельдерді пайдалану электромагниттік сәулелер деңгейінің жоғарылауына немесе осы жабдықтың электромагниттік кедергіге төзімділік деңгейінің төмендеуіне және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- ⚠ Ескертулер: Портативті радиожиілік байланыстары жабдығы (антенна кабельдері және сыртқы антенналар сияқты перифериялық құрылғыларды қоса) IPL эпиляция құрылғысының кез келген бөлігіне, соның ішінде өндіруші көрсеткен кабельдерге қатысты кемінде 30 см (12 дюйм) алшақ пайдаланылуы керек. Әйтпесе, бұл жабдықтың өнімділігі нашарлауы мүмкін.
- Нұсқаулық және өндірушінің мәлімдемесі

1-КЕСТЕ Нұсқаулық және өндірушінің мәлімдемесі – электромагниттік сәулелер

Нұсқаулық және өндірушінің мәлімдемесі – электромагниттік сәулелер ҮЙДІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ОРТАСЫ	
Сәулелер сынағы	Сәйкестік
РЖ сәулелер CISPR 11	1-топ
РЖ сәулелер CISPR 11	B класы
Гармоникалық сәулелер IEC 61000-3-2	A класы
Кернеудің ауытқуы/ жыпылық сәулелері IEC 61000-3-3	Орындалды

2-КЕСТЕ Нұсқаулық және өндірушінің декларациясы – электромагниттік кедергіге төзімділік

Нұсқаулық және өндірушінің декларациясы – электромагниттік кедергіге төзімділік		
Кедергіге төзімділігін сынау	IEC 60601-1-2 сынақ деңгейі	Сәйкестік деңгейі
	ҮЙДІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ОРТАСЫ	
Электростатикалық разряд (ЭСД) IEC 61000-4-2	±8 кВ түйіспе ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ аяа	±8 кВ түйіспе ±2,кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ аяа
Электрлік жылдам өтпелі процестер/жарқыл IEC 61000-4-4	Электрмен жабдықтау желілері үшін ±2 кВ ±1 кВ кіріс/шығыс 100 кГц қайталау жиілігі	Электрмен жабдықтау желілері үшін ±2 кВ Қолданылмайды 100 кГц қайталау жиілігі
Толқын IEC 61000-4-5	±0,5 кВ, ±1 кВ фазааралық ±0,5 кВ, ±1 кВ, ±2 кВ желіден жерге түйықтау	±0,5 кВ, ±1 кВ фазааралық Қолданылмайды
Электрмен жабдықтаудың кіріс желілеріндегі кернеудің төмендеуі, қысқа үзілістер және кернеудің өзгеруі IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 цикл. 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° және 315° кезінде, 0% UT; 1 цикл және 70 % UT; 25/30 цикл; Бір фазалы: 0° мөнінде, 0% UT; 250/300 цикл	0% UT; 0,5 цикл. 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° және 315° кезінде, 0% UT; 1 цикл және 70 % UT; 25/30 цикл; Бір фазалы: 0° мөнінде, 0% UT; 250/300 цикл
Өнеркәсіптік жиіліктегі магнит өрісі IEC 61000-4-8	30 А/м 50 Гц/60 Гц	30 А/м 50 Гц/60 Гц
Өткізілген радиотолқын IEC61000-4-6	3v 0,15 МГц-80 МГц 0,15 МГц пен 80 МГц арасындағы ISM және бастапқы радиожілік диапазонында 6 В 1 Кгц мөнінде 80% AM	3 В 0,15 МГц - 80 МГц 0,15 МГц пен 80 МГц арасындағы ISM және бастапқы радиожілік диапазонында 6 В 1 Кгц мөнінде 80% AM
Сәулеленген радиотолқындар IEC61000-4-3	10 В/м 80 МГц - 2,7 МГц 1 Кгц мөнінде 80% AM	10 В/м 80 МГц - 2,7 МГц 1 Кгц мөнінде 80% AM
ЕСКЕРТПЕ U_T — а.т. сынақ деңгейін қолдану алдындағы желідегі кернеу.		

3-КЕСТЕ Нұсқаулық және өндірушінің декларациясы – электромагниттік кедергіге төзімділік

Нұсқаулық және өндірушінің декларациясы – электромагниттік кедергіге төзімділік							
Сәулеленген радиотолқындар IEC 61000-4-3 (Радиотолқынның сымсыз байланыс жабдығына қатысты)	Сынақ жиілігі (МГц)	Таспа (МГц)	Қызмет	Модуляция	Модуляция (Вт)	Қашықтық (м)	КЕДЕРГІГЕ ТӨЗІМДІЛІК СЫНАҚТАРЫНДАҒЫ СЫНАУ ДЕНГЕҒІ (Вм)
КОРПУС ПОРТЫНЫҢ КЕДЕРГІГЕ ТӨЗІМДІЛІГІНІҢ сынақ сипаттамалары)	358	380 -390	TETRA 400	Импульстік модуляция 18 Гц	1,8	0,3	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 кГц ауыпкү 1кГц синустық	2	0,3	28
	710	704	LTE Band 13, 17	Импульстік модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
	745	- 787					
	780						
	810	800	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Импульстік модуляция 18 Гц	2	0,3	28
	870	- 960					
	930						
	1720	1 700	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900, DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Импульстік модуляция 217 Гц	2	0,3	28
	1845	-					
	1970	1 990					
	2450	2 400 - 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Импульстік модуляция 217 Гц	2	0,3	28
	5240	5 100	WLAN 802.11 a/n	Импульстік модуляция 217 Гц	0,2	0,3	9
	5500	-					
	5785	5 800					

ראשית קראו על העניינים האלה בעיון ולאחר מכן בצעו את הפעולות במדריך למשתמש לתפעול. עניינים אלה נועדו להבטיח שתפעול המוצר הוא נכון ובטוח, להגנה על משתמשים או אנשים אחרים מפני פציעות גוף או נזק לרכוש. ודאו שאתם מציינים להן.

למידע נוסף או ייעוץ אישי, פנו לספק המקומי. בנוסף, אם עדיין יש לכם ספקות לגבי המוצר, התייעצו עם רופא העור או הרופא הכללי שלכם.

1.1 התוויות נגד

- לא מיועד לאנשים מתחת לגיל 18.
- לא מיועד לנשים בהריון או מניקות, או לנשים במהלך המחזור החודשי שלהן.
- לא מיועד לאנשים בעלי קלקועים או צלקות קבועות.
- לא מיועד לאנשים בעלי אזורים בקנה מידה גדול של נקודות כהות על העור, כגון נמשים, כתמי לידה, שומות או יבלות.
- לא מיועד לאנשים הסובלים מאקזמה, פצעי עור פתוחים או חבלות פתוחות בעור.
- לא מיועד לאנשים הסובלים ממחלות עור מולדות.
- לא מיועד לאנשים שעברו טיפול, או עוברים טיפול כעת, בחומצות אלפא-הידרוקסיות (AHA), חומצות בטא-הידרוקסיות (BAA), Retin-A, חומצה טרטרי, חומצה סליצילית או חומצה אזלאית.
- לא מיועד לאנשים בעלי סוכרת.
- לא מיועד לאנשים הנוטלים איזוטרטינואין.
- לא מיועד לאנשים שטופלו בסטרואידים במהלך 3 החודשים האחרונים.
- לא מיועד לאנשים עם היסטוריה של אפילפסיה.

1.2 אזהרות

- עיניים: פעימות האור פעילות רק כאשר חלון הטיפול נמצא במגע מלא עם העור. למרות זאת, אין להסתכל על חלון הטיפול בעת שימוש במכשיר. פעולה זו עלולה לגרום נזק לעיניים.
- "עיניים: אין להשתמש במכשיר זה על העיניים או לידן. אין להשתמש במכשיר זה כדי להסיר ריסים או גבות. פעולה זו עלולה לגרום לנזק תמידי לעיניים."
- עיניים: אנחנו ממליצים לא להסתכל על המכשיר בעת הבזקה על העור. לחלופין, אנחנו ממליצים לענוד משקפי מגן בכל פעם שאתם משתמשים, ומכשיר זה גם זמין בדרך כלל ללא מרשם מאחר שהוא מסווג בתור 'מגן' להגנה אישית בהתאם ל-IWS-procode: 892.6500, 21CFR; אלה הם הקריטריונים לבחירת משקפי מגן: #1) הם יכולים להגן ביעילות מפני אורך גל של אור עד 10-5 nm (משקפי מגוון בסיווג F); #2) העברת האור שלהם לא תעלה על $\pm 10\%$ (#3) רכשו את משקפי המגן מהיצרנים המורשים.
- הסרת שיער בלייזר או מקורות אור בפעימות עזות עשויה לגרום לצמיחת שיער מוגברת אצל אנשים מסוימים. בהתאם לנתונים הזמניים כרגע, הקבוצות בסיכון הגבוה ביותר לתגובה זו הן נשים ממוצא ים תיכוני, מזרח תיכוני ודרום אסייתי המטפלות בפנים ובצוואר. על נשים בקבוצה זו לשמור על זהירות.
- יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לטפל בקלקועים או באיפור קבוע, כתמים חומים או שחורים (כגון נמשים גדולים, שומות או יבלות), פטמות, איברי מין וסביב פי הטבעת.
- יש להימנע מאור שמש ישיר על העור לפני השימוש.
- יש להפסיק את השימוש מיד אם מופיעים תסמינים כגון כוויות ושלפוחיות.
- אם המכשיר נופל למים, אין לגעת בו בידים. יש לנתק את המתאם מיד. אין להשתמש במכשיר בחדר האמבטיה, ליד כיורים, בתוך אמבטיה או באזור המקלחת.
- יש להרחיק את המכשיר ממים או נוזלים! אין להשתמש ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלים אחרים המכילים מים.

- אין להשתמש במכשיר או באביזר זה (כגון כבל חשמל, מתאם) אם הוא פגום. יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין להשתמש ברכיבים שלא סופקו על ידי Beauty Every Moment.
- מלבד עובדים שקיבלו הסמכה לכך מ-Beauty Every Moment, אסור לכל אדם אחר לנסות לפרק את המכשיר.
- אסור לאנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, להשתמש במכשיר אלא תחת השגחה או הנחיה.
- יש להשגיח שילדים לא משחקים במכשיר.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי ילדים ואסור להשתמש בו על עורם של ילדים.
- מותר לאנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, להשתמש במכשיר זה אם הם נמצאים תחת השגחה או הנחיה.
- יש לוודא שימוש במכשיר באופן בטוח ולהבין את הסכנות הטמונות בו. המכשיר לא מיועד למשחקי ילדים.
- יש להשתמש במכשיר רק עם יחידת אספקת החשמל שסופקה.
- אזהרה. אין לעקוץ את מנגנוני הבטיחות המובנים במכשיר.
- אזהרה. אם אתם נוטלים תרופה או תרופה צמחית שהופכת את העור לרגיש לצילום, יש לבקש ייעוץ רפואי לפני השימוש במכשיר מאחר ששימוש עלול לגרום נזק לעור.
- יש לוודא שאין נזק גלוי לאופטיות הפליטה או לבית המכשיר. אם קיים נזק, אין להשתמש במכשיר; לא ניתן להסיר שיער לבן או אפור

1.3 אמצעי זהירות מראש

- יש לגלח ולנקות את אזור העור לטיפול לפני השימוש.
- אין לטפל באותו אזור עור יותר מפעם אחת בכל טיפול הסרת שיער.
- לעולם אין להשתמש בנוזלים דליקים כגון אלוהול (כולל בשמים, מטריים או חפצים אחרים המכילים אלוהול) או באצטון כדי לנקות את העור לפני השימוש.
- המשטח של חלון הטיפול יישאר באותה טמפרטורה לאחר כל טיפול. אין לנקות את החלון בזמן זה כדי למנוע השפעה על הביצועים של המוצר. יש להמתין עד שטמפרטורת החלון תרד ולאחר מכן לנקות אותו כנדרש.
- כאשר המוצר נמצא בתפעול מתמשך, הטמפרטורה של החלק בשימוש (חלון הטיפול) תעלה, אך לא תגיע מעל ל-43 מעלות צלזיוס. המפעילים יכולים לשלוט בטמפרטורה על ידי הגבלת זמן המגע. מומלץ לבצע כל טיפול במשך 30 דקות ולהמתין 15 דקות להתקררות המכשיר לפני המשך השימוש.
- הלקוחות יחוו תחושת חמימות קלה במהלך כל טיפול. זוהי תחושה נורמלית והיא תיעלם בדרך כלל תוך 24 שעות. אם התחושה לא עוברת בתוך 24 שעות, יש להפסיק את השימוש במוצר זה ולהתייעץ עם שירות הלקוחות או הרופא שלכם.

1.4 סכנות השימוש במכשיר

תופעות לוואי וסיבוכים הקשורים לשימוש במכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL הם נדירים. עם זאת, כל הליך קוסמטי, כולל אלו שנועדו לשימוש ביתי, כוללים דרגת סיכון מסוימת. לכן, חשוב שתבינו ותקבלו את הסכנות והסיבוכים שעלולים להתרחש כתוצאה ממערכות להסרת שיער בפעילות אור עזות שנועדו לשימוש ביתי. עליכם להתייעץ עם הרופא שלכם אם כל אחד מהתנאים הבאים מופיע ונמשך יותר מ-24 שעות:

תופעת לוואי	סבירות של תופעת לוואי
אי-נחות קלה בעור	קלה
אדמומיות בעור	קלה
רגישות בעור	קלה
פצעים וכוויות בעור	נדירה
צלקות	נדירה
שינויים בפיגמנטים	נדירה
נפיחויות מופרזות	נדירה
זיהום	זניחה
חבלות	זניחה

1.5 הצהרות EMC

- המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL תואם לדרישות של EMC.
- על המשתמשים להתקין ולהשתמש בהתאם למידע של EMC המתואר בחומרים המצורפים.
- ציוד לתקשורת RF נייד ונישא עלול להשפיע על הביצועים של המכשיר, לכן הימנעו מהפרעה אלקטרומגנטית חזקה בעת השימוש, כגון לא להשתמש בו ליד טלפון, מיקרוגל וכן הלאה.
- פרטי הצהרת המדריך והיצרן נמצאים בסוף המאמר (נספח I).

2 מבוא

השימוש המיועד:

המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL הוא מוצר ללא מרשם שנועד להסרת שיער גוף ו/או שיער פנים לא רצוי.


2.1 רשימת אריזה

- מארח IPL ×1
- מתאם AC ×1
- כבל מתח AC ×1
- מדריך למשתמש ×1
- להב ×1

- משקפי מגן ×1

2.2 תרשים רכיבי המוצר


תרשים של מארח IPL



- ① לוח חלון הטיפול
- ② חיישן העור
- ③ מסך תצוגה
- ④ לחצן הבק
- ⑤ שקע DC
- ⑥ לחצן הפעלה/לחצן מסך הנעילה/נורית המתנה/נורית מחוון ההכנה

לתשומת לבכם: מחסנית הנורה מהווה רכיב בלתי ניתן להסרה ומוללת בעיקר לוח חלון טיפול וחיישן עור. חיישן העור משמש לזיהוי אם מתקיים מגע עם העור באופן הנכון.

תרשים המסך



- 1 סמלי מצבים
- 2 לחצן המצב/סמל הבזק אוטומטי
- 3 סמל מסך הנעילה
- 4 רמת הטיפול
- 5 לחצן הרמה

לתשומת לבכם:

- (1) קיימים חמישה סמלים ושני לחצני מגע. לאחר הפעלת המכשיר, יאירו סמל אזור בית השחי, סמל לחצן המצב, לחצן הרמה ורמת הטיפול.
- (2) קיימים שמונה סמלים של מצבי עבודה (סמלי אצבעות, פנים, זרוע, בית שחי, ביקיני, רגל, פלג הגוף העליון וקירור קרח) בבחירה ברצועת המחוון, המייצגים את אזורי הגוף שהמכשיר משמש עבורם לעיתים קרובות. מומלץ למשתמשים להחליף את הסמל הזה לפני השימוש במוצר בעת הפעלתו על אזורי הגוף האלה. אפשר להחליף את הסמלים של אזורי הגוף לפי הסדר (סמל אזור האצבעות ← סמל אזור הפנים ← סמל אזור הזרוע ← סמל אזור בית השחי ← סמל אזור הביקיני ← סמל אזור הרגל ← סמל אזור פלג הגוף העליון ← סמל קירור קרח) על ידי לחיצה קצרה על לחצן המצב. לדוגמה, אם ברצונכם להסיר שיער גוף לא רצוי מאזור הביקיני, מומלץ ראשית להחליף לסמל אזור הביקיני על ידי לחיצה קצרה על לחצן המצב.
- (3) הסמלים הבאים הם הסמלים של חלקי הגוף התואמים לרצועת המחוון לפי הסדר:



- 1 סמל אזור האצבעות
- 2 סמל אזור הפנים
- 3 סמל אזור הזרוע
- 4 סמל אזור בית השחי

- 5 סמל אזור הביקיני
6 סמל אזור הרגל
7 סמל אזור פלג הגוף העליון
8 סמל קירור קרח

(4) כאשר תלחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההבזק, המכשיר יעבור למצב תאורה אוטומטית (שיטת 'החלקה') וסמל ההבזק האוטומטי יבהבה על המסך.

2.3 מפרטים טכניים

מפרטים בסיסיים	
Dreame IPL Home Use Hair Removal Device	שם המוצר
D-1186	דגם
39*64*175 מ"מ	ממדים
295 גרם	משקל
סוג II, סיווג BF	סוג ההגנה
IPX0	רמת ההגנה
חלון הטיפול של מחסנית הנורה	חלקים בשימוש
	מפרטי פלט
הבזק אור עז (IPL)	סוג האור
nm 1100 ~ 550	אורך גל האור
20% -/+ 12ms~5	משך הפעימה
3.0 ס"מ ²	גודל הנקודה של חלון הטיפול
רמה 1 עד 8	רמת הטיפול
2.0~4.3 J/ס"מ ²	צפיפות האנרגיה
	מפרטי המתח
מסופק על ידי מתאם מתח חיצוני קלט: 1.5A Hz 60/50 V 240-100 מקסימום פלט: DC24V 2.5A	אספקת החשמל
	מפרטי השימוש
510,000 מוני הבזקים	חיי השירות הצפויים
טמפרטורה: 35℃~15℃ לחות: 75%~30% RH לחץ ברומטרי: 106~86 kPa	סביבת התפעול
טמפרטורה: 40℃~0℃ לחות: 75%~25% RH לחץ ברומטרי: 106~86 kPa	סביבת האחסון

3 אופן הפעולה

3.1 אופן הפעולה של IPL

המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL מהווה מערכת הבזקי אור הפולטת הבזק אור עז (IPL) באורך גל בטווח של 550~1100 nm. המכשיר פועל לפי העקרונות של פוטותרמוליזיס סלקטיבי. כלומר, בזק תרמי נגרם למולקולות קולטות הצבע הרצויות על ידי שימוש באור באורך הגל הנכון בפעילות שעולות על זמן הרגיעה התרמי של המולקולות, אך נמנעת השפעה על העור הרגיל על ידי הגבלת רוחב הפעימה אל מתחת לזמן הרגיעה התרמי של העור.

3.2 ל"ז הטיפול

לתוצאות מיטביות, השתמשו במכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL פעם בשבוע למשך 12 שבועות כדי לזרז טיפול בכל זיקי השיער.
לאחר תקופת הטיפול הראשונית (טיפולים שבועיים במשך 12 שבועות), כדי לשמור על התוצאות, אנחנו ממליצים להשתמש במכשיר פעם בחודש או לפני הצורך.

4 אופן השימוש

4.1 טווחי היישום

אזורי הטיפול המומלצים

המכשיר מתאים להסרת שיער גוף ופנים לא רצוי כגון, בין היתר, באזורים קטנים כמו בית השחי ומתחת לקו הסנטר ובאזורים גדולים כגון הרגליים.

שימוש על סוגי עור מקובלים

השימוש במכשיר זה הוא על סוגי העור המקובלים בלבד שהם סוגי העור I עד V לפי סולם פיצפטרק. לפני השימוש במכשיר, בחרו את גוון העור שלכם בהתאם לסולם פיצפטרק, שפותח על ידי ד"ר תומס פיצפטרק, רופא עור מבית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד, לסיווג גוון העור של אדם והסיבולת שלו לאור השמש.

זהו את גוון העור שלכם ובדקו את התרשים הבא כדי לדעת אם המוצר ישים עבורכם:

דרגת הבטיחות	ישים	ישים	ישים	ישים	ישים, אך בזהירות	לא ישים
סוג/צבע עור	סוג I גוון עור לבן בהיר	סוג II גוון עור לבן	סוג III גוון עור לבן קרם	סוג IV גוון עור חום בינוני	סוג V גוון עור חום כהה	סוג IV עור בעל פיגמנט עמוק בגוון חום כהה עד חום כהה ביותר, שחור
דוגמה						

לתשומת לבכם:

- בחרו את הרמה הנוחה בהתאם לרמת סיבולת העור והעלו ברמה אחת עד חמש רמות בהדרגה. אם הרמה לא מתאימה או שמתרחשת תגובה, אפשר להעלות את הרמה בהדרגה.
- צבע העור עשוי להשתנות, לדוגמה מאחר שהעור שלכם שזוף: ייתכן שהוא יהיה כהה יותר מגוון העור במהלך הטיפול הקודם. לכן, חשוב לבדוק את ההגדרות להשתמש בהן לפני כל טיפול ולקבוע את ההגדרות בהתאם לאזורי הטיפול השונים. אזורים מסוימים עשויים להיות כהים יותר מאחרים.

4.2 בדיקת טלאי

לפני תחילת הטיפול, עיינו בטבלה שימוש על סוגי עור מקובלים (מקטע 4.1). בצעו בדיקת עור על חלק קטן 24 שעות מראש כדי לבדוק אם תהיה תגובת נגד לטיפול בעור.

אופן הבדיקה

- בחרו אזור קטן בזרוע. בצעו בדיקת עור באיטיות מרמת אנרגיה נמוכה לגבוהה בהתאם לסיבולת העור (1-2 הבזקים). אם נראים סימנים כלשהם לנפיחות, כוויות, שינוי בזקיקי השיער, כאב או תסמינים לא מתאימים אחרים, אל תשתמשו במכשיר זה עד לקיום פגישת ייעוץ יסודית עם רופא.
- אם אין שינויים חריגים בעור לאחר 24 שעות, אבל אתם מרגישים חום עז במהלך הטיפול, הרמה הנמוכה יותר האחרונה שהשתמשתם בה היא רמת האנרגיה הנכונה לעור שלכם.


4.3 שלבי התפעול

הכנה עצמית:

- (1) בהתאם לסולם פיצפטרק, זהו אם גוון העור שלכם מתאים; לפרטים, עיינו במקטע "שימוש על סוגי עור מקובלים" במדריך למשתמש.
- (2) לפני השימוש, ודאו שהעור במצב טוב ללא כל פציעה או חבלה; בנוסף, ודאו שהעור מגולח, נקי ויבש (נקי מכל שאריות כגון אבקות, קרמים, איפור, חומרים נגד הזעה או דאודורנטים);

התקנת המכשיר:

- (1) הסירו את המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL והאביזרים שלו מקופסת המתנה;
- (2) ודאו שהמכשיר נקי, יבש וללא פגע לפני התחלת הטיפול: עליכם לנקות את חלון הטיפול לפני ואחרי כל שימוש כדי להפחית את הסיכון לזיהום ולמנוע משיער ו/או אבק להופיע בחלון הטיפול. השתמשו בשלבים הבאים כדי לנקות את חלון הטיפול:
 - שלב 1. השתמשו במטוש נקי או ברפידת כותנה נקיה עם 70% איזופרופיל אלכוהול לניקוי חלון הטיפול. אפשרו 1 ~ 5 דקות של זמן מגע.
 - שלב 2. המתינו שהמכשיר יתייבש. זהירות: אין להשתמש במכשיר עד שהאלכוהול התאדה לחלוטין.
 - שלב 3. בדקו את המכשיר חזותית. אם נותרו חומרים מזהמים, חזרו על שלבים 1-3.
- (3) חברו את כבל המתח AC למתאם AC. חברו את קצה תקע AC לשקע חשמלי ואת הכבל לשקע DC של המכשיר (כמוצג באיור 1). נורית המחוון של המכשיר תאיר באור לבן יציב.




איור 1


המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL נמצא במצב במתנה וכעת מוכן לשימוש. הערות:

- הניחו את המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL על שולחן או אזור ליד שקע קיר חשמלי. הרחיקו מזלים כלשהם מהאזור.


- 4) לחצו על לחצן ההפעלה למעלה מ-2 שניות כדי להפעיל את המכשיר (כמוצג באיור 2). המאוורר יהיה פעיל ותוכלו לשמוע את הקולות שלו; נורית המחוון עדיין תאיר באור לבן יציב, פונקציית הרטייה הקרה תופעל כברירת מחדל והמסך יופעל ויאיר את הסמלים הרלוונטיים האלה: רמות הטיפול וסמל אזור בית השחי, לחצן המצב ולחצן הרמה (כמוצג באיור 3).




איור 2



איור 3



- הערה: לפונקציית הרטייה הקרות אין השפעה טיפולית רפואית נוספת ונועדה רק לקירור טמפרטורת הגוף כדי להעניק למשתמשים חוויה טובה יותר.
- 5) לחצו לחיצה קצרה על לחצן הרמה כדי להתאים את רמת הטיפול (רמה 1 היא הנמוכה ביותר, רמה 8 היא הגבוהה ביותר, כפי שמוצג באיור 3). בחרו את הרמה המתאימה שהעור יכול לעמוד בה.
- 6) שטחו את חלון הטיפול כנגד אזור הגוף הרצוי במגע מלא עם העור (כפי שמוצג באיור 4). אם נורית המחוון מאירה בירוק, המכשיר מוכן לפעולה ואפשר ללחוץ על לחצן ההבזק להסרת שיער.



איור 4

- (7) לחצו על לחצן ההבזק הערה¹. המכשיר יבזיק ותרגישו תחושה חמימה.
- (8) העבירו את המכשיר לאזור הבא לטיפול וחזרו על הפעולה.
- (9) לאחר שהמכשיר יבזיק כמה פעמים, הוא יציג אוטומטית את סמל מסך הנעילה. בזמן זה, לא ניתן להפעיל את לחצן הרמה ולחצן המצב. עליכם ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לבטל את נעילת המכשיר.
- (10) לאחר שסיימתם את הטיפול, לחצו על לחצן ההפעלה מעל ל-2 שניות כדי לכבות את המכשיר. פעולה זו תעביר את המכשיר בחזרה לסטטוס המתנה, המסך ייכבה ונורית המחוון תאיר באור לבן יציב. לאחר הסרת המתאם מהמארז, המכשיר ייכבה ולא יאיר.
- הערות:

- המכשיר ייכנס בחזרה לסטטוס המתנה גם לאחר 5 דקות ללא כל פעולה.
- (11) השתמשו במטלית או ברפידת כותנה נקיה כדי לנקות את המכשיר ולאחר מכן הניחו את המכשיר והאביזרים שלו בקופסת המתנה ואחסנו אותה במקום בטוח.

הערות:

הערה 1. שיטת הטיפול: החתמה או החלקה

- קיימות שתי שיטות מומלצות לטיפול: "החתמה" או "החלקה".
- לא משנה איזו שיטה תבחרו, עליכם להזיז את המכשיר בין ההבזקים כדי לוודא שאינכם מטפלים באותו אזור פעמיים.
- שיטת 'החתמה' (מצב תאורה ידנית): שיטה זו היא ידנית ומומלצת עבור אזורים קטנים כמו בית השחי, קו הביקני והפנים. הניחו את המכשיר על העור, לחצו ושחררו את לחצן ההבזק. הסירו את המכשיר מהעור לפני שתניחו אותו שוב בזהירות באזור הטיפול הבא.
- שיטת 'החלקה' (מצב תאורה אוטומטית): שיטה זו היא אוטומטית ומומלצת לאזורים גדולים יותר כמו הרגליים. הניחו את המכשיר על העור, געו בלחצן ההבזק האוטומטי שעל המסך או לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההבזק כדי להיכנס למצב תאורה אוטומטית ולחצן ההבזק האוטומטי יבזיק על המסך. לאחר מכן, החליקו את המכשיר לאורך העור בין ההבזקים. נסו להזיז את המכשיר במהירות קבועה שמעניקה כיסוי מלא בלי חזרות או אזורים מפוספסים. אם עליכם לצאת ממצב זה, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההבזק שוב או געו בלחצן ההבזק האוטומטי שוב כדי לצאת.

הערה 2. פונקציית תזכורת תקלה (שגיאה) במהלך התפעול

תזכורות שגיאה שעשויים להיתקל בהם כאשר המכשיר פועל כוללות את הבאות:

הסמל המוצג	הבעיה המתוארת	פתרון
ארבע נוריות עבור אזור האצבעות, אזור הפנים, אזור הדורז ואזור בית השחי	מאחר שהמכשיר עשוי להיות במצבים הבאים: (1) המכשיר מצליח לפעול בנסיבות של טמפרטורות סביבה גבוהה;	(1) צריך לשנות רק את סביבת הטמפרטורה הנמוכה כך שיוכל להחזיק מעמד במשך חצי שעה. סמל זה מראה שניתן להשתמש בחצי הרשת הרגילה באופן רגיל;

הסמל המוצג	הבעיה המתוארת	פתרון
מהבהבות במהירות ב-זמנית	(2) פתח הכניסה או פתח היציאה של האוויר היה חסום; (3) שללו את שתי האפשרויות לעיל אם המוצר שבור.	(2) הסירו את הגוף הזר וחזרו למצב הרגיל לאחר כמה דקות; (3) צריך לשלוח אותו בחזרה לתיקון. צרו קשר עם שירות הלקוחות.
שתי נוריות עבור אזור מהבהבות במהירות ב-זמנית	כאשר המאורר או המעגל הקשור למאורר פגום, תופיע ההודעה ERROR2.	צריך לשלוח אותו בחזרה לתיקון. צרו קשר עם שירות הלקוחות.
שלוש נוריות עבור אזור האצבעות, אזור הפנים ואזור הזרוע מהבהבות במהירות ב-זמנית	כאשר הקבל הראשי או המעגל הקשור לקבל הראשי פגום, תופיע ההודעה ERROR3.	צריך לשלוח אותו בחזרה לתיקון. צרו קשר עם שירות הלקוחות.

4.4 החלפה

חיי השירות של המכשיר

אורך החיים של המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL תלוי בעיקר באורך החיים של שפופרת הנורה בתוך מארח ה-IPL. תוקף שפופרת הנורה נמשך לאורך 510,000 פליטות (מונה הבזקים). כאשר כל הנוריות והתצוגות מהבהבות ביחד, המכשיר הגיע למונה השימוש המרבי שלו ואינו זמין עוד. אפשר לרכוש מכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL חדש בהתאם לצרכים שלכם מהספק המקומי או מהיצרן.

5 תחזוקה

ניקיון

- ודאו שכיביתם וניתקתם את מארח IPL לפני הניקיון.
- מומלץ לנקות את חלון הטיפול לפני ואחרי כל טיפול באמצעות רפידת כותנה אלקהולית או מטוש.
- (ניתן למצוא הוראות ספציפיות בסעיף 'התקנת המכשיר' במקטע 4.3 של מסמך זה)
- שמרו על המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL יבש. לעולם אל תטבול את המכשיר או כל אחד מהחלקים שלו במים מאחר שקיים סיכון להתחשמלות.

אחסון

- כדי למנוע שבר או אובדן של המכשיר והאביזרים שלו, אחסנו את המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL והאביזרים שלו בקופסת המתנה לאחר כל שימוש.
- נקו את המכשיר לפני שתאחסנו אותו.
- אחסנו את המכשיר במקום קריר ויבש, הרחק מאור השמש. אל תאחסנו במקומות רטובים או לחים. פעולה זו עלולה להשפיע על תפקוד המוצר.

6 השלכה (סוף החיים)

אין להשליך את המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL יחד עם פסולת הבית הרגילה בסוף חייו, אלא העבירו אותו לנקודת איסוף רשמית למחזור (למידע על מחזור, צרו קשר עם נציגי העיר או היישוב המקומיים). פעולה זו עוזרת לשמור על הסביבה.



7 שאלות נפוצות

אם אתם נתקלים בכל בעיה עם המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL, עיינו במידע למטה כדי לנסות לפתור אותה:

בעיה	פתרון
אם המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL לא מופעל:	ודאו שאספקת החשמל מחוברת כראוי למכשיר ולשקע החשמל.
אם המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL לא גורם לפעימה:	- ודאו שמתקיים מגע מלא עם העור. לחצן ההבזק יפעיל פעימת הבזק רק כאשר המכשיר נמצא במגע מלא עם העור. - במקרה של בעיה בטיחותית או כאשר שפופרת הנורה הגיעה לסיומה, המכשיר לא יגרום לפעימה.
אם אתם מרגישים חום וכאב במהלך השימוש במכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL:	- גלחו ונקו את השיער באזור הטיפול לפני השימוש. - בחרו רמת טיפול נוחה אחת עבורכם. - אל תטפלו באותו האזור שוב ושוב באותו הטיפול.

8 תוכן האחריות

8.1 הצהרת אי-אחריות

Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. שומרת לעצמה את הזכות להסבר האחרון לגבי המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL. החלת מידע הקשור למכשיר על ידי צד שלישי ללא הרשאה מצד Beauty Every Moment אסורה ואנחנו ננקוט פעולה משפטית. בכל מקרה, החברה Shenzhen Beauty Every Moment intelligent electric Co.,Ltd. לא אחראית לכל השלכה הנגרמת כתוצאה משימוש בלתי הולם של הלקוחות.

8.2 אחריות

(1) תקופת האחריות

תקופת האחריות של המוצר היא למשך שנה אחת מתאריך הרכישה.

(2) היקף האחריות

- אם מתרחשת כל בעיה באיכות המוצר במהלך תקופת האחריות, חברת Beauty Every Moment תספק תיקון או החלפה של המכשיר בחינם עבורכם. תקלות אחרות המתרחשות כתוצאה משימוש חריג וכוח עליון הן לא במסגרת היקף האחריות.
- לשפופרת הנורה בתוך חלון הטיפול יש מגבלת אורך חיים והאחריות לא תכסה חריגה ממגבלה זו.

(3) מגבלות האחריות

- בעת הגשת בקשה לתיקון בחינם של המכשיר שנמצאת בכרטיס האחריות, על הלקוחות להציג חשבונית תקפה. תקופת האחריות עבור מוצרים של Beauty Every Moment מתחילה בתאריך הרכישה המוצג בחשבונית. אם לא רשום תאריך רכישה, תקופת האחריות מתחילה בתאריך הייצור. חברת Beauty Every Moment לא אחראית למצבים הבאים ולא תספק שירות באחריות במקרה של כל אחד מהמצבים הבאים:

- תקלות ונזק שנגרמו כתוצאה משרפה, רעידת אדמה, ההתנהגות של צד שלישי, תקלה כתוצאה משימוש בלתי הולם של המשתמשים, שימוש בתנאים חריגים ובאירועים בלתי צפויים.
- הנזק הנלווה שנגרם מהשימוש במוצרים (כגון אובדן יתרון עסקי, הפרעה לעסקים בשל התחמקות מתוצאות האובדן מהשימוש במכשיר ותוצאות העלות של החלפת ציוד, מכשיר או שירות, או התביעה הנדרשת על ידי המשתמשים).
- נזק שנגרם כתוצאה מהפעלה שאינה נמצאת במדריך למשתמש.
- שירות או רכיבים הנדרשים לפתרון הבעיה כתוצאה משימוש באביזרים, חלקים או חלקים חלופיים שאינם אלו שסופקו על ידי החברה שלנו; שירות הנדרש לפתרון הבעיה שנגרמה כתוצאה מקבלת תיקון או שירות לא מורשים; שימוש לא הולם, שימוש לרעה, תפעול ותחזוקה שאינם תואמים להוראות, או פירוק בלתי מורשה של המכשיר.
- תקלות או נזק שנגרמו כתוצאה מסביבת עבודה לא מתאימה, כולל עומס יתר.
- אחסון לא מתאים על ידי המשתמשים (כגון נזקים שנגרמו על ידי חולדות וחדירת נוזלים).

4) כרטיס האחריות

שם: _____ (מ/גברת)

מספר ליצירת קשר: _____

כתובת: _____

תאריך הרכישה: _____

מספר סידורי של המוצר: _____

דגם המוצר: _____

חנות הרכישה: _____

מספר ליצירת קשר של החנות: _____

קו סיוע לשירות לאחר המכירה: _____

8.3 תמיכה

לקוחות יקרים:

כדי לספק לכם שירותים נוחים יותר, בעת הקנייה של המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL, התייעצו איתנו בהתאם לפרטי יצירת הקשר למטה במקרה של בעיות.

שירות הלקוחות:

- קו סיוע: +86755 3388 3239
- כתובת דוא"ל: yf6@szmeishimeike.com
- כתובת דואר: 164, Fengtang Avenue No. 101, 201, 501, Bldg. 4, Haoer Jiashitai Technology Park, Zhancheng Community, Fuhai Street. Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 518100

משמעות	סמל גרפי
מספר סידורי: כל מס"ד הוא קוד דיגיטלי בעל 13 אותיות וספרות. האות הראשונה היא M, שלאחריה מופיעות שמונה ספרות (תאריך הייצור yyymmdd) היצרות מספר אצווה שלם ולבסוף ארבע ספרות (xxxx) שהן המספר הסידורי של המוצר.	S/N
ציוד בסיווג II	
אזהרות או אמצעי זהירות	
סימן WEEE (פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני)	
בצעו את הוראות התפעול.	
שמרו יבש.	

נספח 1. הצהרת EMC של היצרן

- היצרן מגדיר את פלט אנרגיית האור הנכון בתור 'הביצועים הנחוצים' של מכשיר זה. אם הנחתם את המכשיר היטב על העור, אבל המכשיר לא מבזיק ואינכם מרגישים תחושה חמימה לאחר שלחצתם על לחצן ההבזק, המכשיר לקוי. אם בעיה זו מתרחשת, צרו קשר עם שירות הלקוחות.
- ⚠ אזהרות: המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL ישים לשימוש בכל מקום (כולל סביבת הטיפול הבריאותי הביתית) מלבד ליד ציוד כירורגי HF ובחדר מוגן ERF של מערכת ME לדימות תהודה מגנטית, שבו העוצמה של הפרעות MEM היא גבוהה.
- ⚠ אזהרות: יש להימנע משימוש במכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL לצד ציוד אחר או אחסון בערימה עם ציוד אחר מאחר שפעולות אלה עלולות להוביל לפעילות לא מתאימה. אם שימוש מסוג זה הוא נחוץ, יש לפקח על הציוד הזה ועל הציוד האחר כדי לוודא שהם מתפקדים באופן רגיל.
- ⚠ אזהרות: השימוש באביזרים, מתמרים וכבלים שלא צוינו, מלבד האביזרים, המתמרים והכבלים שסופקו על ידי היצרן של המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL בתור חלקים חלופיים לרכיבים פנימיים, עשוי להשפיע על התאימות של ציוד ME או מערכת ME עם הדרישות של סעיף 7 (פליטות) וסעיף 8 (חסינות).
- ⚠ אזהרות: השימוש באביזרים, מתמרים וכבלים שלא צוינו או סופקו על ידי היצרן של המכשיר להסרת שיער לשימוש ביתי IPL עשוי לגרום לעלייה בפליטות האלקטרומגנטיות או ירידה בחסינות האלקטרומגנטית של ציוד זה ולהוביל לפעילות לא מתאימה.
- ⚠ אזהרות: אין להשתמש בציוד לתקשורת RF נייד (כולל ציוד היקפי כגון כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות) במרחק של פחות מ-30 ס"מ (12 אינץ') מכל חלק של המכשיר להסרת שיער IPL, כולל כבלים שצוינו על ידי היצרן. אחרת, עלולה להיות ירידה בביצועים של ציוד זה.
- הצהרת היצרן והדרכה

טבלה 1 הצהרת היצרן והדרכה - פליטות אלקטרומגנטיות

הצהרת היצרן והדרכה - פליטות אלקטרומגנטיות סביבת הטיפול הבריאותי הביתית	
בדיקת פליטות	תאימות
פליטות RF CISPR 11	קבוצה 1
פליטות RF CISPR 11	סיווג B
פליטות הרמוניות IEC 61000-3-2	סיווג A
תנודות במתח/פליטות הבהוב IEC 61000-3-3	מתאים

טבלה 2 הצהרת היצרן והדרכה - חסינות אלקטרומגנטית

הצהרת היצרן והדרכה - חסינות אלקטרומגנטית		
רמת התאימות	רמת בדיקה IEC 60601-1-2	בדיקת חסינות
	סביבת הטיפול הבריאותי הביתית	
8 kV ± מגע 15 kV ±, 8 kV ±, 4 kV ±, 2 kV ± אוויר	8 kV ± מגע 15 kV ±, 8 kV ±, 4 kV ±, 2 kV ± אוויר	פריקה אלקטרוסטטית (ESD) IEC 61000-4-2
2 kV ± עבור קווי אספקת חשמל לא ישים 100 kHz תדר הישנות	2 kV ± עבור קווי אספקת חשמל 1 kV ± קלט/פלט אות 100 kHz תדר הישנות	פרץ/מעבר מהיר חשמלי IEC 61000-4-4
0.5 kV ±, 1 kV ± קו לקו לא ישים	0.5 kV ±, 1 kV ± קו לקו 2 kV ±, 1 kV ± קו להארכה	עליית מתח IEC 61000-4-5
0% UT; 0.5% מחזוריים. במעלות 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 0% UT; מחזור אחד ו-0.315% 0% UT; מחזור אחד ו-0.70% 0% UT; 30/25 מחזוריים; חד-פאזי: ב-0.0% 0% UT; 300/250 מחזוריים	0% UT; 0.5% מחזוריים. במעלות 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ו-0.315% 0% UT; מחזור אחד ו-0.30/25% 0% UT; מחזוריים; חד-פאזי: ב-0.0% 0% UT; 300/250 מחזוריים	המתח יורד, הפרעות קצרות ושינויים במתח בקווי קלט של אספקת חשמל IEC 61000-4-11
30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz	שדה מגנטי לתדירות מתח IEC 61000-4-8
3V 80MHz - 0.15MHz 6V ב-ISM ורצועות רדיו חובבים בין 0.15MHz לבין 80MHz 80% AM ב-1kHz	3V 0.15MHz-80MHz 6V ב-ISM ורצועות רדיו חובבים 0.15MHz לבין 80MHz 80% AM ב-1kHz	RF מוליך IEC61000-4-6
10V/m 2.7GHz - 80MHz AM at 1kHz 80%	10V/m 2.7GHz - 80MHz AM at 1kHz 80%	RF מוקרן IEC61000-4-3
שימו לב שהסימן U, הוא מתח החשמל AC לפני היישום של רמת הבדיקה.		

טבלה 3 הצהרת היצרן והדרכה - חסינות אלקטרומגנטית

הצהרת היצרן והדרכה - חסינות אלקטרומגנטית							מוקדן RF IEC 61000-4-3 (מפרטי בדיקה עבור חסינות יציאת הפתח לצידוד תקשורת אלחוטי RF)
רמת בדיקת החסינות (V/m)	מרחק (מ')	אפנון (W)	אפנון	שירות	רצועה (MHz)	תדר הבדיקה (MHz)	
27	0.3	1.8	אפנון פעימה 18Hz	TETRA 400	380 390-	358	
28	0.3	2	FM $\pm 5\text{kHz}$ deviation 1kHz sine	GMRS 460, FRS 460	430 470 -	450	
9	0.3	0.2	אפנון פעימה 217Hz	רצועות LTE 17, 13	704 787 -	710 745 780	
28	0.3	2	אפנון פעימה 18Hz	GSM 800/900, iDEN, TETRA 800, CDMA 850, 820 רצועות LTE 5	800 960 -	810 870 930	
28	0.3	2	אפנון פעימה 217Hz	GSM 1800 ;CDMA 1900 ;GSM 1900 ;DECT LTE רצועות 1, 3, 4, 25; UMTS	700 1 - 990 1	1720 1845 1970	
28	0.3	2	אפנון פעימה 217Hz	WLAN, Bluetooth ;802.11 b/g/n ;RFID 2450 רצועות LTE 7	400 2 - 570 2	2450	
9	0.3	0.2	אפנון פעימה 217Hz	WLAN 802.11 a/n	100 5 - 800 5	5240 5500 5785	