


75mm

210mm

DR.BEI Portable Water Flosser GF1
User Manual
Please read this instruction manual carefully before using the product and save it for future use.

DR.BEI
Портативный ирригатор для чистки зубов GF1
Руководство пользователя
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием продукта и храните его надлежащим образом.



IMPORTANT SAFE GUARDS
All information in this section is provided to instruct you in the correct and safe operation of this device so that you can avoid injuries to yourself and others as well as damage to property.


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGERS

- Toddlers, infants, people who are unable to operate should not allowed use this appliance. Please keep it out of reach of children.
- Never alter the appliance. Also do not try to disassemble or repair it.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into tub or sink.
- Do not reach for the product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use the product while bathing.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

WARNINGS

- Oral irrigators can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unprovided with the appliance.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- Do not fill the tank with water warmer over 40°C.
- Never use the adaptor if it has a damaged cord or plug.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Please do not use it if you lose the nozzle.
- Do not submerge the device in water.
- Do not use for any purpose other than oral cleaning.
- Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can be become lodged in the throat.
- Certain types of mouthwash may damage the equipment by causing the housing or water reservoir to crack. Therefore, do not use mouthwash in the water reservoir.
- People who experience tooth or gum pain may not be able to use this device and should consult their dentist.
- Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums.
- Doing so may injure your gums.




Note:
There may be some liquid remaining inside the main appliance before use (tank, water suction tube, etc), this is the remaining distilled water that was used for the performance (water flow) test, so there are no health concerns.

How to use
Charging the device (Fig. 1)

1. Take the charger base cover down and insert the appliance plug securely into the appliance socket (make sure no liquid remaining inside the socket before insert the appliance plug).
2. Insert the charging adaptor securely into the power outlet.
3. The constant flash a red LED indicates charging is in process.
4. The constant red LED will die out in 2 minutes indicates that the battery is fully charged.

Note:
During charging in progress, the indicator is lit in red. After fully charged the indicator is lit in blue. If the indicator is blinking red during use, it means battery exhausted, please recharge the appliance for continuous use. It takes 5.5 hours until fully charged. Make sure there is no liquid remaining in the electrical outlet before plugging.



Use the water flosser

1. Open the water tank cap to fill the tank with water which temperature not exceed 40°C, then close the cap. (Fig. 2)
2. When first use please add small amount of water to water outlet. (Fig. 3)
3. Attach nozzle onto the unit, rotate 45°. (Fig. 4)
4. How to put on the tank. (Fig. 5)

After using the irrigator (Fig. 10)

1. Open the water tank cap and dispose of the water in the tank.
2. Press "On/Off" key to turn on the unit, and drain the water off completely.
3. Press "On/Off" key again to turn off the unit, and close the water tank cap.
4. Wipe the device with dry cloth.

Specifications

Product Name	DR.BEI Portable Water Flosser GF1
Model	DR.BEI GF1
Rated Voltage	3.7V rrr
Rated Power	5W
IP Rating	IPX7
Charging Time	Full recharge takes at least 5 hours
Rated Input	5V rrr 1A
Place of Origin	China

6. First press "Mode" key to select the mode you desired, then the on key. During irrigating, you can change the working mode (Fig. 7)

SOFT: For gentle cleaning of sensitive gums. The second indicator is white.

PULSE: For cleaning and massaging the gums. The third indicator is white.

STRONG: For normal cleaning. The first indicator is white.


7. Hold the unit in an upright position with nozzle tip point toward your teeth.

8. Keep your mouth opened slightly so that the water can flow out.

9. Press "On/Off" key to start irrigating. (Fig. 8)

10. Attach nozzle onto the unit, rotate 45°. (Fig. 9)

11. Once irrigating is completed, press "On/Off" key again to turn off the device, press the button.



After-sales Service
If the product has any fault mentioned in the List of Product Faults, please contact a local dealer or an after-sales service provider.

Warranty restrictions (the warranty does not cover the following):

1. Unauthorized repair, misuse, damage by shock, neglect, abuse, permeation with liquid, accident, or alteration, or incorrect use of any part not for the product, or torn or altered labels or anti-counterfeit marks.
2. Expiry of warranty.
3. Damage due to force majeure.
4. Inconsistency with the faults mentioned in the List of Product Faults.
5. Faults of the product or its part which is resulted from deliberate damage and not mentioned in the List of Product Faults.

Note:
To prevent bacteria propagating, make sure there is no remaining water inside the unit. If you're not going to use it for a long time, be sure wipe and dry the appliance ASAP before store it.

Maintenance
Use only water or neutral cleaning agent to clean the device. Never use caustic or abrasive agents. (e.g. vinegar or lime scale removers), since they may damage the device. Do not wash using hot water of over 40°C. Keep the device away from high temperature area and avoid direct sunlight.

Main unit

1. Remove and the dirt clean with a liquid soap and wipe off using a dry cloth.
2. Do not submerge the main unit in water to clean.
3. Dry after washing with water.

Water tank cap
Wipe off any grime and dirt with a cloth.

Nozzle

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Replace the nozzle every 6 months.

Water suction tube

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Do not bend, pull or twist the water suction tube.

Tank

1. Wash with water and wipe with soft cloth.
2. Dry the tank when not using for a long period.

Troubleshooting

Problem

1. It does not work.
2. The battery has reached the end of its life cycle.
3. Water pressure is very low.
4. Water does not come out.

Possible Causes

1. You've just purchased the product or it has been left unused for more than 3 months.
2. The battery has reached the end of its life cycle.
3. There is dirt stuck in the nozzle.
4. The nozzle is deformed.
5. There is dirt stuck in the filter.
7. The tank is empty.
8. The irrigator is lifted too much while in use.
9. Valve plate slight deformation.

Solution

1. Charge the unit for at least 5 hours.
2. Contact service center for support.
3. Replace the nozzle.
4. Clean the filter.
5. Fill up tank.
6. Use with the appliance in a vertical state.
7. Add small amount of water to water outlet.

List of Product Faults

Name	Faults
DR.BEI Portable Water Flosser	The product fails to switch on or off. No water comes out when the water tank has water and there is no dirt stuck in the nozzle. The power indicator is not functioning when the battery is being charged. The battery does not charge properly.

After-sales Service: service@doctorbei.com
Manufacturer: Wuxi Qinghe Xiebei Technology Co., Ltd.
Address: Room 1106, 11th Floor, NO.2 of Building 530, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu, P.R. China

Environmental Protection
When the product has reached the end of its service life, it may be necessary to remove the internal battery for recycling according to relevant national or local laws and regulations. If you cannot take out the battery, please hand over the product to the recycling center designated by the government.

CE EU Declaration of Conformity
We Wuxi Qinghe Xiebei Technology Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.

WEEE Disposal and Recycling
Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FC Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Вся информация в настоящем разделе предназначена для того, чтобы ознакомить Вас с надлежащей/правильной, и безопасной эксплуатацией этого устройства, во избежание травмирования себя и других/окружающих, а также повреждения вашего имущества.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА


ОСТОРОЖНО:

- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми, недееспособными людьми. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор. Также не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Не храните прибор там, где он может упасть в ванну или раковину.
- Не дотрагивайтесь до прибора, если он упал в воду. Немедленно отключите его от сети.
- Не пользуйтесь прибором во время принятия водных процедур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Дети в возрасте от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться ирригатором для полости рта только под наблюдением.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с этим прибором.
- Прибор необходимо использовать только с тем блоком питания, который поставляется в комплекте.
- Перед использованием извлеките аккумулятор из устройства.
- Перед тем, как извлечь аккумулятор, отключите прибор от электросети.
- Аккумулятор необходимо утилизировать безопасным способом.
- Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °C. Запрещается использовать адаптер питания с поврежденными шнуром или вилкой.
- Держите шнур удален от нагревательных поверхностей.
- Никогда не используйте этот прибор в случае утери насадки.
- Не помещайте прибор в воду.
- Не используйте прибор для каких-либо других целей, кроме очистки полости рта.
- Следите за тем, чтобы насадка хранилась в недоступном для маленьких детей месте. Она очень маленькая, ее можно проглотить, и она может застрять в горле.
- Некоторые типы жидкостей для ополаскивания полости рта могут повредить комплектацию, поскольку на корпус или резервуар для воды могут повлиять трещины. Поэтому не допускайте попадания жидкости для ополаскивания полости рта в резервуар прибора.
- Люди, у которых во рту есть зубы или кровоточивость десен, следует использовать этот прибор только после консультации со своим стоматологом.
- Не прикасайтесь насадке слишком сильно к зубам или деснам.
- Это может повредить десны.

ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ
Конфигурация




Примечание:
Перед использованием во внутренних частях основного блока (резервуар, всасывающая трубка и т.д.) могут быть остатки жидкости, это остатки дистиллированной воды, которую использовали для проверки производительности (потока воды), она абсолютно безопасна для вашего здоровья.

Способ применения
Зарядка прибора (Рис. 1)

1. Снимите крышку основания зарядного устройства и вставьте вилку прибора в розетку (перед тем, как вставить вилку прибора, убедитесь, что внутри разъема не осталось жидкости).
2. Вставьте адаптер зарядки в розетку питания.
3. Свечение красного LED (светодиодного) индикатора указывает на то, что прибор заряжается.
4. Если горящий красный LED индикатор гаснет через 2 минуты, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

Примечание:
Во время зарядки индикатор светится красным. После полной зарядки индикатор загорится синим. Если во время использования индикатор мигает красным, это означает, что аккумулятор разряжен. Пожалуйста, зарядите прибор для дальнейшего использования. Для полной зарядки требуется 5,5 часов. Перед включением убедитесь, что в разъеме не осталось жидкости.



Использование ирригатора

1. Откройте крышку резервуара для воды, чтобы заполнить его водой, температура которой не превышает 40 °C, затем закройте крышку.
2. При первом использовании добавьте небольшое количество спец. средства в сливное отверстие для воды. (Рис. 3)
3. Установите насадку, поверните ее на 45°. (Рис. 4)
4. Как установить насадку на резервуар. (Рис. 5)

Соответствие кисти к резервуару для воды

Вставьте и совместите корпус с резервуаром, нажмите на корпус, и резервуар зафиксируется. (Рис. 5)

Снимите резервуар.

Отделите корпус назад и отодвиньте резервуар от корпуса. (Рис. 6)


6. Сначала нажмите кнопку режима (Mode), чтобы выбрать желаемый режим, затем кнопку включения. Во время ирригации можно изменить рабочий режим (Рис. 7)

Стандартный режим: для обычной чистки, первый индикатор светится белым.

Деликатный режим: для бережной чистки чувствительных десен. Второй индикатор светится белым.

Импульсный режим: для чистки и массажа десен. Третий индикатор светится белым.

1. Держите прибор в вертикальном положении так, чтобы кончик насадки был направлен к зубам.
2. Держите рот приоткрытым, чтобы вода могла вытекать.
3. Чтобы начать ирригацию, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»
4. Направляйте струю воды под углом 90 градусов к зубам и деснам.
5. Медленно перемещайте струю воды вдоль зубов.
6. Направляйте струю воды вдоль линии десен кончиком насадки под углом 90 градусов к тканям десны.
7. Тщательно очистите пространство между зубами и вокруг бректов, коронок или мостовидных протезов.
8. Установите насадку, поверните ее на 45°. (Рис. 9)
9. После завершения ирригации снова нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для выключения устройства.



После использования ирригатора (Рис. 10)

1. Откройте крышку резервуара для воды и слейте воду из резервуара.
2. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить прибор и полностью слейте воду.
3. Снова нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы выключить прибор и откройте крышку резервуара для воды.
4. Протрите прибор сухой тканью.

Основные параметры

Название продукта	DR.BEI Портативный ирригатор для чистки зубов GF1
Модель продукта	DR.BEI GF1
Номинальное рабочее напряжение	3.7В rrr
Номинальная мощность	5Вт
Уровень водонепроницаемости	IPX7
Номинальная мощность	5В rrr 1А
Место производства	Китай

Примечание:
Во избежание размножения бактерий, убедитесь в том, что внутри прибора не осталось воды. Если Вы не планируете использовать его в течение длительного времени, сразу протрите и высушите прибор перед тем, как поместить его на хранение.

Обслуживание:
Для очистки прибора используйте только воду или нейтральное чистящее средство. Запрещается использование щетки или абразивных веществ (например, уксуса или средства для удаления накипи), поскольку они могут вывести прибор из строя. Не мойте прибор в горячей воде, температура которой превышает 40 °C. Храните прибор вдали от мест с высокой температурой и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Основное устройство:

1. Удалите грязь с помощью жидкого мыла и вытрите сухой тканью.
2. Если вы не планируете использовать резервуар в течение длительного времени, протрите его насухо и поместите на хранение.
3. Высушите после того, как промоете водой.

Резервуар для воды:
Удалите с поверхности грязь и загрязнения с помощью ткани.

Насадка:

1. Промойте водой и протрите мягкой тканью.
2. Заменяйте насадку через каждые 6 месяцев.

Трубка для всасывания воды:

1. Промойте водой и протрите мягкой тканью.
2. Не сгибайте, не тяните и не перерезывайте трубку для всасывания воды.

Резервуар:

1. Промойте водой и протрите мягкой тканью.
2. Если вы не планируете использовать резервуар в течение длительного времени, протрите его насухо и поместите на хранение.

Устранение неисправностей:

Неисправность
Прибор не работает
Прибор работает всего несколько минут даже после зарядки
Давление воды очень низкое
Вода не вытекает

Возможные причины
Вы только что приобрели изделие или не использовали его более 3 месяцев.
Срок годности аккумулятора закончился.
Насадка застряла в губе.
Насадка деформирована.
Фильтр застрял в губе.
Ирригатор слишком сильно наклонен во время работы.
Небольшая деформация пластины клапана.

Способ устранения:

1. Зарядите прибор не менее 5 часов.
2. Обратитесь в сервисный центр за помощью.
3. Замените головку насадки.
4. Очистите фильтр.
5. Наполните резервуар.
6. Держите прибор в вертикальном положении.
7. Добавьте небольшое количество спец. средства в сливное отверстие для воды.

Послепродажное обслуживание
В случае возникновения неполадки, присутствующей в списке неполадок, звуковой электронной звуковой щетки DR.BEI, обратитесь к местному авторизованному дистрибутору или розничному оператору.

Срок службы: 2 года
Гарантийный срок: Гарантия 1 год

Негарантийные правила

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование, случайное столкновение, небрежность, проникновение жидкости, несчастный случай, модификация или использование деталей не входящие в комплектацию товара, разрыв или стирка атлетик и майки/рюкзак.
2. Срок трех видов гарантий превышает.
3. Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.
4. Несоблюдение правил производительности, указанных в «Таблице обещаний производительности».
5. По человеческим причинам данный продукт и его аксессуары имеют свои производительности, указанные в «Таблице обещаний производительности».

Таблица обещаний производительности продукта

Название	Свой производительности продукта
DR.BEI Портативный ирригатор для чистки зубов	Свой питания Если в результате нет посторонних предметов и в резервуаре есть вода, вода не вытекает из отверстия для всасывания воды. Индикатор не работает на свет до 20 минут зарядки. Не работает до полного заряда.

Авторизованный дилер: ООО «Рустон»
Поставщик услуг послепродажного обслуживания: ООО «Рустон»
Почтовый ящик: service.RU@ruston.cc
Тел: 8-800-350-2688

*Эта информация послепродажного обслуживания только для российской рынка.

Охрана окружающей среды
Когда срок годности продукта истекает, внутреннюю батарею следует разобрать для правильной утилизации в соответствии с законами и правилами страны или региона, где она находится. Если вы не можете извлечь батарею, отнесите изделие в назначенный правительством центр утилизации. Когда срок годности продукта истекает, внутреннюю батарею следует разобрать для правильной утилизации в соответствии с законами и правилами страны или региона, где она находится. Если вы не можете извлечь батарею, отнесите изделие в назначенный правительством центр утилизации.



文档为说明书展开图

尺寸: 210*75mm (单页)

材质: 105g哑粉/黑色印刷/过哑油

折页方式: 对折