

Способ использования

01. Прикрепите насадку к устройству.
02. Подсоедините адаптор питания к устройству.
03. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте в течение нескольких секунд.
04. Установите мощность (power) и частоту (frequency).
05. Снова нажмите “on”, когда “power” замигает, то устройство готово к использованию.
06. При нажатии и удерживании кнопки «Shot» устройство работает, при отпускании- отключается.
07. После использования нажмите “ON” и удерживаете, чтобы отключить питание.
08. Во время процедуры, не держите насадку на одном месте, двигайте слева направо.
09. Не делайте процедур долго за 1 раз, процедуру следует выполнять недолго по несколько раз.
10. Для начинающих рекомендуется попрактиковаться на фруктах.

